




INTRAVASCULAR THERAPIES

Vascular access range



poly site™



5 mL/s



helio site™




maxflo™ expert



CT PICC easy™



lifecath™




PPS flow +™



Value Life

Vascular access range



Summary

Venous standard port	
polysite™ 4000 series - Hybrid: Titanium and POM.....	4
Venous mini port	
polysite™ 3000 series - Hybrid: Titanium and POM.....	5
Venous micro port	
polysite™ 2000 series - Hybrid: Titanium and POM.....	6
Hand carried ultrasound system	
echosite™	7
Injection of contrast media during CT scan or MRI procedures.....	8
Maximum flow rates recommended for injecting contrast medium	9
Echo-guided kit	
polysite™ echo - Hybrid: Titanium and POM.....	10
Echoguided venipuncture benefits	11
Pressure injectable implantable port kit	
seesite™ - Hybrid: Titanium and POM.....	12
Kit composition	
Venous accessories.....	14
Implantable ports	
sitimplant™ - Full Titanium port	15
heliosite™ - Hybrid: Titanium and compact silicone	16
sitimplant™ and heliosite™ kit composition.....	17
Maximum flow rates recommended for injecting contrast medium	18
Port for pain relief	
mini sitimplant™	19
Conventional and high pressure PICC-Line	
lifecath PICC™ & maxflo™ expert	20
PICC-Line with proximal trimming	
CT PICC easy™.....	22
PICC insertion pack.....	23
Long term central venous catheter	
Single lumen catheter with detachable hub	24
lifecath™ - silicone catheter.....	25
Hemodialysis catheter	
lifecath™ twin and dialykit	26
Huber needles range with and without connecting line	27
Safety Huber needles	
polypert™ safe	28
PPS flow +™	29
PPS™ CT	30
Clear Transparent Film Dressing	
polyfilm™.....	31




Venous standard port

polysite™ 4000 series - Hybrid:
Titanium and POM⁽¹⁾



- Profile-shaped design
- Easy to connect
- Titanium-POM⁽¹⁾ combination: low weight
- Titanium reservoir: compatibility with antineoplastic agents
- Radiopaque connecting ring



Port features

Port type	Adult	Septum diameter	12.1 mm
Materials	POM ⁽¹⁾ + Titanium	Weight	7.6 g
Base diameter	30.8x22.6 mm	Port height	12.2 mm

Silicone catheters

Catheter				Port internal volume (mL)	Introducer Sheath (Fr)	Preconnected catheter	Product codes	Implantation technique	Kit (see page 14)
OD (mm)	ID (mm)	Length (cm)	Internal volume (mL/10cm)						
2.40	1.20	60	0.13	0.6			4008	Surgical	2
2.40	1.20	60	0.13	0.6	8		4008 ISP	Modified Seldinger	4
2.40	1.20	60	0.13	0.6		x	4108	Surgical	2
2.40	1.20	60	0.13	0.6	8	x	4108 ISP	Modified Seldinger	4
3.18	1.57	60	0.22	0.6			40010	Surgical	2
3.18	1.57	60	0.22	0.6	10		40010 ISP	Modified Seldinger	4
3.18	1.57	60	0.22	0.6		x	41010	Surgical	2
3.18	1.57	60	0.22	0.6	10	x	41010 ISP	Modified Seldinger	4

Polyurethane catheters

Catheter				Port internal volume (mL)	Introducer Sheath (Fr)	Preconnected catheter	Product codes	Implantation technique	Kit (see page 14)
OD (mm)	ID (mm)	Length (cm)	Internal volume (mL/10cm)						
2.30	1.45	60	0.18	0.58			4017	Surgical	2
2.30	1.45	60	0.18	0.58	7		4017 ISP	Modified Seldinger	4
2.30	1.45	60	0.18	0.58		x	4117	Surgical	2
2.30	1.45	60	0.18	0.58	7	x	4117 ISP	Modified Seldinger	4
2.65	1.70	60	0.24	0.59			4018	Surgical	2
2.65	1.70	60	0.24	0.59	8		4018 ISP	Modified Seldinger	4
2.65	1.70	60	0.24	0.59		x	4118	Surgical	2
2.65	1.70	60	0.24	0.59	8	x	4118 ISP	Modified Seldinger	4
3.00	1.90	60	0.30	0.5			4019	Surgical	2
3.00	1.90	60	0.30	0.5	9		4019 ISP	Modified Seldinger	4
3.00	1.90	60	0.30	0.5		x	4119	Surgical	2
3.00	1.90	60	0.30	0.5	9	x	4119 ISP	Modified Seldinger	4

(1) Polyoxymethylene. (2) See I.F.U.
The polysite™ range is sterilized by ethylene oxide. polysite™ is a registered trademark of PEROUSE MEDICAL.




Venous mini port

polysite™ 3000 series - Hybrid:
Titanium and POM⁽¹⁾



- Profile-shaped design
- Easy to connect
- Titanium-POM⁽¹⁾ combination: low weight
- Titanium reservoir: compatibility with antineoplastic agents
- Radiopaque connecting ring



Port features

Port type	Adult	Septum diameter	10.5 mm
Materials	POM ⁽¹⁾ + Titanium	Weight	5.0 g
Base diameter	25.8x20.9 mm	Port height	10.1 mm

Silicone catheters

Catheter				Port internal volume (mL)	Introducer Sheath (Fr)	Preconnected catheter	Product codes	Implantation technique	Kit (see page 14)
OD (mm)	ID (mm)	Length (cm)	Internal volume (mL/10cm)						
2.16	1.02	60	0.09	0.35			3007	Surgical	2
2.16	1.02	60	0.09	0.35	7		3007 ISP	Modified Seldinger	4
2.16	1.02	60	0.09	0.35		x	3107	Surgical	2
2.16	1.02	60	0.09	0.35	7	x	3107 ISP	Modified Seldinger	4
2.40	1.20	60	0.13	0.35			3008	Surgical	2
2.40	1.20	60	0.13	0.35	8		3008 ISP	Modified Seldinger	4
2.40	1.20	60	0.13	0.35		x	3108	Surgical	2
2.40	1.20	60	0.13	0.35	8	x	3108 ISP	Modified Seldinger	4

Polyurethane catheters


Catheter				Port internal volume (mL)	Introducer Sheath (Fr)	Preconnected catheter	Product codes	Implantation technique	Kit (see page 14)
OD (mm)	ID (mm)	Length (cm)	Internal volume (mL/10cm)						
2.30	1.45	60	0.18	0.37			3017	Surgical	2
2.30	1.45	60	0.18	0.37	7		3017 ISP	Modified Seldinger	4
2.30	1.45	60	0.18	0.37		x	3117	Surgical	2
2.30	1.45	60	0.18	0.37	7	x	3117 ISP	Modified Seldinger	4

(1) Polyoxymethylene. (2) See I.F.U.
The polysite™ range is sterilized by ethylene oxide. polysite™ is a registered trademark of PEROUSE MEDICAL.



Venous micro port polysite™ 2000 series - Hybrid: Titanium and POM⁽¹⁾

Compatible
injection of contrast
media during CT
scan and MRI
procedures
(cf. Page 8)



- Good stability
- Minimum weight
- Flat lateral edges for good adherence
- Non-traumatic angle
- Radiopaque connecting rings

MR
Conditional⁽²⁾

Port features

Port type	Paediatric or Adult
Materials	POM ⁽¹⁾ + Titanium
Base diameter	22.0x17.0 mm

Septum diameter	7.8 mm
Weight	2.9 g
Port height	8.7 mm

2 1 0 5 ISP
 ISP: Peel-away sheath introducer
 2: 2000 series
 1: polyurethane catheter
 0: silicone catheter
 5: preconnected
 0: not preconnected
 S: S F introducer

Silicone catheters

	Catheter				Port internal volume (mL)	Introducer Sheath (Fr)	Preconnected catheter	Product codes	Implantation technique	Kit (see page 14)
	OD mm	ID mm	Length (cm)	Internal volume (mL/10cm)						
PAEDIATRIC	1.65	0.65	60	0.04	0.2			2005	Surgical	2
	1.65	0.65	60	0.04	0.2	5		2005 ISP	Modified Seldinger	3
	1.65	0.65	60	0.04	0.2		x	2105	Surgical	2
	1.65	0.65	60	0.04	0.2	5	x	2105 ISP	Modified Seldinger	3
ADULT	2.16	1.02	80	0.09	0.2			2007	Surgical	2
	2.16	1.02	80	0.09	0.2	7		2007 ISP	Modified Seldinger	4
	2.16	1.02	80	0.09	0.2		x	2107	Surgical	2
	2.16	1.02	80	0.09	0.2	7	x	2107 ISP	Modified Seldinger	4

Polyurethane catheters

	Catheter				Port internal volume (mL)	Introducer Sheath (Fr)	Preconnected catheter	Product codes	Implantation technique	Kit (see page 14)
	OD (mm)	ID (mm)	Length (cm)	Internal volume (mL/10cm)						
PAEDIATRIC	1.65	1.05	60	0.10	0.1			2015	Surgical	2
	1.65	1.05	60	0.10	0.1	5		2015 ISP	Modified Seldinger	3
	1.65	1.05	60	0.10	0.1		x	2115	Surgical	2
	1.65	1.05	60	0.10	0.1	5	x	2115 ISP	Modified Seldinger	3
ADULT	2.00	1.30	80	0.15	0.14			2016	Surgical	2
	2.00	1.30	80	0.15	0.14	6		2016 ISP	Modified Seldinger	4
	2.00	1.30	80	0.15	0.14		x	2116	Surgical	2
	2.00	1.30	80	0.15	0.14	6	x	2116 ISP	Modified Seldinger	4

(1) Polyoxymethylene. (2) See I.F.U.
The polysite™ range is sterilized by ethylene oxide. polysite™ is a registered trademark of PEROUSE MEDICAL.



Hand carried ultrasound system echosite™ WED 3100

Vascular access
range



Good-quality image

- Increased procedural accuracy
- Advanced imaging features for exceptional image quality with minimal key strokes

Intuitive design, simplified settings

- Ideal for real time central venous catheter placement

Really suitable for central venous catheter placement

- Linear probe settings: 5.5 MHz, 7.5 MHz and 8.5 MHz
- Depth detect up to 8cm

Rapid boot-up time

- Under 3 seconds from cold start to scanning

Light and compact

- Only 700g



Product codes	Description
ES001	Ultrasound scanner ECHO-Site™ WED 3100: • Monitor and its base • Linear probe with adjustable frequency: 5.5, 7.5 and 8.5 MHz • Battery (3 hours of battery life) • Carrying bag
ES001B	Battery (3 hours of battery life)
ES001P	Linear probe with adjustable frequency: 5.5, 7.5 and 8.5 MHz

Manufacturer:
Shenshen Well. D Medical Electronics Co., Ltd
13/F & 12/F North, New Energy Bldg.,
Nanhai Ave., Nanshan District,
Shenzhen 518054, China

Authorized EU representative:
Wellkang Ltd. t/a Wellkang Tech. Consulting,
Suite b, 29 Harley Street
London W1G 9QR, UK

Distributor:

PEROUSE
A Vygon company

Vascular Access Division - Route du Manoir - 60173 Ivry le Temple - France
Tél: +33 (0) 3 44 08 17 00 - Fax: +33 (0) 3 44 08 17 01

poly^{site}™ and seesite™ Injection of contrast media during CT scan or MRI procedures



- Use an angled Huber needle (without tubing) or a Huber needle with tubing validated for high pressure injection.
- Select the appropriate Huber needle gauge to the viscosity of the contrast medium used and to the implantable port reference following the recommendations in table (hereafter).
- Set the maximum injector pressure to 22.4 bars or 325 psi in order to guarantee the reliability of the system.
- Only use 19G or 20G needles for poly^{site}™ and seesite™ Standard (series 4000) and Mini (series 3000) and 20G or 22G for poly^{site}™ and seesite™ micro (series 2000), in accordance with table hereafter.
- Do not inject more than 3 mL/s when using a 22G Huber needle.
- Always ensure that the injection circuit is fully operational (Huber needle and implantable port) by obtaining reflux of blood and injecting 10-20 ml of normal saline without difficulty.
- Warm the contrast medium to 37 °C (100 °F) before use ⁽¹⁾.
- Always ensure that the catheter is equal or less than 25 cm long (do not administer this type of injection with a femoral catheter) ⁽¹⁾.
- Never exceed the maximum recommended flow rate for a given port.
- Never inject contrast media with a viscosity greater than that shown in table hereafter.
- Rinse the implantable port with 10 to 20 ml of 0.9% NaCl before and after use followed by usual rinsing procedures.

Not following these recommendations may lead to failure of the system through excess pressure or obstruction.

⁽¹⁾ See IFU

Source: test report - CE file, march 2010 (Implantable ports technical file on poly^{site}™ 2000, 3000 & 4000 (DT002), part VI / Evaluation of the conception of poly^{site}™ 2000, 3000 & 4000 series, §14 / Qualification of our implantable ports poly^{site}™ for injection of contrast media (page 18).
Version September 2010. RRD-0049-01 rev 0:
Simulation of contrast media injection on poly^{site}™ ports report – p. 10-11 (§XI. Test summary).


Maximum flow rates recommended for injecting contrast medium

The following conditions must be observed.

	polysite™ Product codes	Maximum recommended flow rate (mL/s) with 25 cm catheter	Maximum recommended pressure (CT scan function)	Viscosity (cP) / maximum recommended Iodine concentration (mgI/mL) in contrast media	Recommended diameter of angled needle (Gauge)
M I C R O	2005, 2005 ISP, 2005 ECHO	1	325 psi or 22.4 bar	6cP i.e. 300 mgI/mL (e.g.: Xenetix™ 300, pre-warmed to 37°C)*	20G or 22G
	2105, 2105 ISP, 2105 ECHO				
	2015, 2015 ISP, 2015 ECHO	2			
	2115, 2115 ISP, 2115 ECHO				
	2016, 2016 ISP, 2016 ECHO	3			
	2116, 2116 ISP, 2116 ECHO				
	2007, 2007 ISP, 2007 ECHO				
	2107, 2107 ISP, 2107 ECHO				
M I N I	3007, 3007 ISP, 3007 ECHO		325 psi or 22.4 bar	10cP i.e. 350 mgI/mL (e.g.: Xenetix™ 350, pre-warmed to 37°C)*	19G or 20G
	3107, 3107 ISP, 3107 ECHO				
	3017, 3017 ISP, 3017 ECHO				
	3117, 3117 ISP, 3117 ECHO				
	3008, 3008 ISP, 3008 ECHO				
	3108, 3108 ISP, 3108 ECHO				
S T A N D A R D	4017, 4017 ISP, 4017 ECHO	5	325 psi or 22.4 bar	10cP i.e. 350 mgI/mL (e.g.: Xenetix™ 350, pre-warmed to 37°C)*	19G or 20G
	4117, 4117 ISP, 4117 ECHO				
	4008, 4008 ISP, 4008 ECHO				
	4108, 4108 ISP, 4108 ECHO				
	4018, 4018 ISP, 4018 ECHO				
	4118, 4118 ISP, 4118 ECHO				
	4019, 4019 ISP, 4019 ECHO				
	4119, 4119 ISP, 4119 ECHO				
	40010, 40010 ISP, 40010 ECHO				
	41010, 41010 ISP, 41010 ECHO				

* Xenetix™ is a registered trade mark of Guerbet Laboratories.

All references are CE certified for high pressure injections of contrast media during CT scan and MRI procedures (see IFU).



Echo-guided kit


polysite™ echo - Hybrid: Titanium and POM⁽¹⁾

Compatible
injection of contrast
media during CT
scan and MRI
procedures
(cf. Page 8)

Vascular access
range

NEW Set of implantable port designed for ultrasound guided venipuncture
Increased success rate - Faster and more accurate venipuncture

In accordance with HAS check list 2010^(a), SF2H 2012^(b) and
NICE 2004^(c) recommendations




		Port features			Catheter features				Introducer Sheath (Fr)	Preconnected catheter	Product codes	Kit (see page 14)
		Dimensions (LxWxH) (mm)	Weight (g)	Internal volume (mL)	Material Silicone (Si) or Polyurethane (PU)	OD (mm)	ID (mm)	Length (cm)				
ADULT	Micro series	22.0 x17.0 x8.7	2.9	0.2	Si	1.65	0.65	60	0.04	5	2005 ECHO	5
				0.1	PU	1.65	1.05	60	0.10	5	2105 ECHO	5
				0.14	PU	2.00	1.30	60	0.15	6	2115 ECHO	6
				0.2	Si	2.16	1.02	60	0.09	7	2107 ECHO	6
	Mini series	25.8 x20.8 x10.1	5	0.35	Si	2.16	1.02	60	0.09	7	3007 ECHO	6
				0.37	PU	2.30	1.45	60	0.18	7	3107 ECHO	6
				0.35	Si	2.40	1.20	60	0.13	8	3117 ECHO	6
				0.58	PU	2.30	1.45	60	0.18	7	3008 ECHO	6
	Standard series	31.0 x22.2 x12.2	7.6	0.59	PU	2.65	1.70	60	0.24	8	3108 ECHO	6
				0.6	Si	2.40	1.20	60	0.13	8	4017 ECHO	6
				0.5	PU	3.00	1.90	60	0.30	9	4117 ECHO	6
				0.6	Si	3.18	1.57	60	0.22	10	4008 ECHO	6
											4108 ECHO	6
											4019 ECHO	6


(1) Polyoxymethylene.
The polysite™ range is sterilized by ethylene oxide. polysite™ is a registered trademark of PEROUSE MEDICAL.
(a) HAS 2010 French health authority - Check list relative to «central venous catheters or vascular device implantation».
(b) SF2H 2012: French Society for hospital hygiene. «Prevention of venous implantable port catheter infections».
(c) NICE 2004: National Institute for Clinical Excellence, UK: Echoguidance is recommended on internal jugular access on adult and child.

Echoguided venipuncture benefits

Increased success rate⁽³⁾



Reduction of the number of attempts^{(3) (4)}
Decreased complications rate⁽⁴⁾



(3) D. Hind, Ultrasonic locating devices for central venous cannulation: meta-analysis, BMJ, Vol. 327, 16 August 2003.
(4) D. Karakitsos Real-time ultrasound-guided catheterisation of the internal jugular vein: a prospective comparison with the landmark technique in critical care patients Critical Care, 17 November 2006, Vol.10, n°6.



Pressure injectable implantable port kit seesite™ - Hybrid: Titanium and POM⁽¹⁾

Compatible
injection of contrast
media during CT
scan and MRI
procedures
(cf. Page 8)




- Radiopaque marking detectable by X-ray
- Silicone filled suture holes
- Each graduation = 1 mL/s
- Radiopaque connecting ring

Patient safety


Maximum flow rate injection detectable by x-ray

- From 1 to 5 mL/s



1 mL/s 3 mL/s 5 mL/s

Easy to check the good position of the port



Correct port position Flipped port

Practitioner comfort

Included ready-to-use kit

- Dedicated to ultrasound guided venipuncture technique⁽⁴⁾




Wide choice of silicone and polyurethane catheters

- From 5F to 10F

Silicone filled suture holes

- For easy port removal




(1) Polyoxymethylene. (2) See seesite™ IFU. (3) Non contractual pictures. (4) In accordance with HAS 2010 which is French health authority - Check list relative to «central venous catheters or vascular device implantation» and NICE 2004: National Institute for Clinical of Excellence, UK: Echoguidance is recommended for internal jugular access on adult and child. The seesite™ range is sterilized by ethylene oxide. seesite™ is a registered trademark of PEROUSE MEDICAL.



Complete port placement kit

seesite™ kit also contains:

- PPS™ CT Safety Huber needle, compatible with contrast medium injections⁽⁵⁾



Patient safety

Prevention of catheter obstruction

- Single-handed safety Huber needle allowing positive pressure during removal^{(5) (6) (7)}

Practitioner comfort

Compatible with pressure injection of contrast media

- Secure check of blood reflux after port placement⁽⁶⁾

		Port features			Catheter features											
		Dimensions (LxWxH) (mm)	Weight (g)	Internal volume (mL)	Material Silicone (Si) or Polyurethane (PU)	OD (mm)	ID (mm)	Length (cm)	Catheter internal volume (mL/10cm)	Introducer diameter (Fr)	Preconnected catheter	Product codes	Recommended maximum flow rate (mL/s) with 25 cm catheter	Viscosity (cP) / recommended maximum iodine concentration for contrast medium ⁽²⁾	Kit (see page14)	
PAEDIATRIC	Micro series	22.0 x17.0 x8.7	2.9	0.2	Si	1.65	0.65	60	0.04	5		2005 SEE	1	6cP or 300mgI/mL	7	
											x	2105 SEE				
ADULT	Mini Series	25.8 x20.8 x10.1	5.0	0.35	Si	2.16	1.02	60	0.09	7		3007 SEE	3	10cP or 350mgI/mL	8	
				x	3107 SEE											
				0.37	PU	2.30	1.45	60	0.18	7		3017 SEE	5			
				x	3117 SEE											
				0.35	Si	2.40	1.20	60	0.13	8		3008 SEE	5			
	x	3108 SEE														
	Standard Series	31.0 x22.2 x12.2	7.6	0.59	PU	2.65	1.70	60	0.24	8		4018 SEE	5			
				x	4118 SEE											
				0.6	Si	2.40	1.20	60	0.13	8		4008 SEE	5			
				x	4108 SEE											
0.39				PU	3.00	1.90	60	0.30	9		4019 SEE	5				
x	4119 SEE															
0.6	Si	3.18	1.57	60	0.22	10		40010 SEE	5							
x	41010 SEE															

(5) See PPS™ CT IFU. (6) SF2H 2012: French Society for hospital hygiene. «Prevention of venous implantable port catheter infections».

(7) Lapalu J & al., Totally Implantable Port Management: Impact of positive pressure during needle withdrawal on catheter tip occlusion (An experimental study), Journal of Vascular Access, 2010.

Vascular access
range



Compatible
injection of contrast
media during CT
scan and MRI
procedures
(cf. Page 18)


Vascular access
range

Kit composition
Venous accessories

For modified Seldinger and US-guided
venipuncture technique:
seesite™




For modified Seldinger technique:
polysite™ ISP



polysite™ echo



For surgical technique:
polysite™



All kits contain in addition to the accessories: one implantable port, one catheter and 2 connection rings (only one for preconnected reference.)

Technique	Surgical	Modified Seldinger (ISP)		Modified Seldinger + US-guided venipuncture			
				ECHO		SEESITE™	
Kit	2	3	4	5	6	7	8
Straight Huber needle	22G	22G	22G	22G	22G	22G	22G
Vein pick	x	x	x	x	x	x	x
Flushing device preconnected to the catheter* (only for non preconnected references)	x	x	x	x	x	x	x
Peelable introducer	-	12 cm	17 cm	12 cm	17 cm	12 cm	17 cm
J guidewire marked every 10 cm	-	0.018"/40 cm	0.035"/60cm	-	-	-	-
J guidewire marked every 10 cm with thumbfeed advancer	-	-	-	0.018"/40 cm	0.035"/60cm	0.018"/40 cm	0.035"/60 cm
Puncture needle	-	20G/4.5 cm	18G/7 cm	-	-	-	-
Puncture needle with echogenic improvement of the distal tip	-	-	-	20G/4.5 cm	18G/7 cm	20G/4.5 cm	18G/7 cm
Tunneling device	-	Ø2mm / 18 cm	Ø2.5mm / 23 cm	Ø2mm / 18 cm	Ø2.5mm / 23 cm	Ø2mm / 18 cm	Ø2.5mm / 23 cm
Syringe	-	x	x	x	x	x	x
Raulerson device	-	-	-	x	x	x	x
Civ-Flex™ (Probe sheath, elastic bands, gel)	-	-	-	x	x	x	x
Safety Huber needle compatible with pressure injection PPS™ CT	-	-	-	-	-	22G/20 mm	20G/20 mm

* not preconnected for references 4019, 4019 ISP, 4019 ECHO and 4019 SEE

Implantable port
sitimplant™ - Full Titanium port



- Easy septum location by palpation
- Round base for stability
- Low profile for best patient comfort and aesthetics
- Robust and light

3 sizes: adapted to any patient morphology



Micro



Mini



Standard

	Dimensions (base ØxH) (mm)	Septum diameter (mm)	Weight (g)	Internal volume (mL)	OD		Internal volume (mL/10cm)	Introducer size	Pre- connected catheter	Product codes				Kit description (see p.17)
					Fr	mm	ID (mm)			Surgical Kit	Modified Seldinger Kit	IV cannula (12G)	Complete set	
Micro	19x8	8	3.5	0.17	4	1.3	0.8	0.05		2211.71				1
					4	1.3	0.8	0.05	4F		2211.77			2
					4	1.3	0.8	0.05	4F	x	2211.78			2
					5.1	1.7	1.0	0.08		2211.91				1
					6.6	2.2	1.1	0.10		2211.61				1
					6.6	2.2	1.1	0.10	7F		2211.67			3
					6.6	2.2	1.1	0.10	7F	x	2211.68			3
Mini	24x10	10	8	0.27	4	1.3	0.8	0.05		2215.014				1
					4	1.3	0.8	0.05	x	2215.024				1
					5.1	1.7	1.0	0.08	6F	x	2215.125			4
					6	2.0	1.2	0.11				2215.216		5
					6.6	2.2	1.1	0.10		2215.016				1
					6.6	2.2	1.1	0.10	7F		2215.116			3
					6.6	2.2	1.1	0.10	7F				82215.116	6
					6.6	2.2	1.1	0.10		x	2215.026			1
					6.6	2.2	1.1	0.10	7F	x	2215.126			3
					8.4	2.8	1.1	0.10		2215.017				1
					8.4	2.8	1.1	0.10	9F		2215.117			3
					9.6	3.2	1.6	0.20		2215.019				1
					9.6	3.2	1.6	0.20	10F		2215.119			3
					9.6	3.2	1.6	0.20	10F	x	2215.129			3
Standard	28x11	13	10.5	0.47	6	2.0	1.2	0.11				2216.216		5
					6.6	2.2	1.1	0.10		2216.016				1
					6.6	2.2	1.1	0.10	7F		2216.116			3
					6.6	2.2	1.1	0.10	7F				82216.116	6
					6.6	2.2	1.1	0.10		x	2216.026			1
					6.6	2.2	1.1	0.10	7F	x	2216.126			3
					8.4	2.8	1.1	0.10		2216.017				1
					8.4	2.8	1.1	0.10	9F		2216.117			3
					9.6	3.2	1.6	0.20		2216.019				1
					9.6	3.2	1.6	0.20	10F		2216.119			3
					9.6	3.2	1.6	0.20		x	2216.029			1
					9.6	3.2	1.6	0.20	10F	x	2216.129			3


(1) See sitimplant IFU





Implantable port heliosite™ - Hybrid: Titanium and compact silicone

Compatible
injection of contrast
media during CT
scan and MRI
procedures
(cf. Page 18)



- Smooth design for minimal fibrotic adherence
- Low profile for best patient comfort and aesthetics
- Compact silicone casing
- Click & lock connection system

3 sizes : adapted to any patient morphology



• XS




• S



• M

Port sizes	Dimensions (base ØxH) (mm)	Septum diameter (mm)	Weight (g)	Internal volume (mL)	OD		"ID (mm)"	Internal volume (mL/10cm)	Exit tube internal diameter	Introducer diameter	Pre-connected catheter	Product codes: Modified Seldinger kit	Kit description (see page 17)
					Fr	mm							
XS	23 x 9	8	5	0.19	6.6	2.2	1.1	0.10	1.1 mm	7F		2217.116	4
											x	2217.126	4
S	25 x 10	10	6.3	0.31	6.6	2.2	1.1	0.10	1.1 mm	7F		2218.116	4
											x	2218.126	4
M	27 x 11	12	8	0.45	6.6	2.2	1.1	0.10	1.1 mm	7F		2219.116	4
											x	2219.126	4

Benefits of the accessories included into the modified Seldinger kit:




(1) See heliosite IFU

VYCON


Vascular access
range

sitimplant™ and heliosite™ kit composition


Surgical kit




IV cannula kit



Modified Seldinger kit



Complete kit



All kits contain in addition to the accessories: an implantable port, a radiopaque catheter and 2 connection rings (only one for preconnected references).

	Surgical kit	Modified Seldinger kit			IV cannula kit	Complete set
Kit	1	2	3	4	5	6
Straight Huber needle	22G / 25mm	22G / 25mm	22G / 25mm	22G / 25mm	22G / 25mm	22G / 25mm
Flushing device	x	x	x	x	x	x
Vein pick	x	x	x	x	x	x
Peelable introducer	-	7 cm	14 cm	14 cm	-	14 cm
Nitinol J guidewire, marked every 10 cm with thumbfeed advancer	-	0,021" - 30 cm	0,035" - 53 cm	0,035" - 53 cm	-	0,035" - 53 cm
Puncture needle with BLS valve	-	20G - 38 mm	18G - 68 mm	18G - 68 mm	-	18G - 68 mm
Tunneling device	-	2.5 mm x 23 cm	3,0 mm x 23 cm	2.5 mm x 23 cm	3,0 mm x 23 cm	2.5 mm x 23 cm
Syringe	-	10mL	10mL	10mL	-	10mL
Huber needle with connecting line: hubosite™	-	22G-20mm	20G-20mm	20G-20mm	-	20G-20mm
IV cannula	-	-	-	-	12 G	-
Stylet within the catheter	-	-	-	-	x	-
Hypodermic needles	-	-	-	-	-	18G & 21G
2 surgical gowns	-	-	-	-	-	L & XL
Large fenestrated drape with adhesive aperture	-	-	-	-	-	180 x 300 cm (aperture 15x15 cm)

VYCON

sitimplant™ and heliosite™ Injection of contrast media during CT scan or MRI procedures



CT SCAN
COMPATIBLE
and MR
CONDITIONAL
See IFU

Warm the contrast media to body temperature prior to CT-rated injection. Failing to warm the contrast media would result in 50% reduction of the flow rate and could damage the port.

Ensure that the needle is correctly placed in the port, securely taped to the skin and covered with an adhesive dressing before commencing CT-rated injection.

Do not exceed the maximum pressure of 24 bar (350 psi) during CT-rated injection.

After the procedure flush the port system with 20ml normal saline with push-pause technique, followed by standard rinsing procedures.

Verify that the port and the Huber needles which you will use for CT-rated injection are listed in the table below. Check the patient medical record for the port and needle codes.

Do not exceed the maximum flow rate and maximum pressure listed in the table below.

Do not use a sitimplant™ or heliosite™ for CT-rated injections if it shows signs of obstruction, even when intermittent, such as pinch-off syndrome. Computed Tomography machine pressure limiting features may not prevent overpressurisation of an occluded port system, resulting in catheter failure including but not limited to: catheter rupture, embolization or drug extravasation.

Use only needles and extension lines which are designed to withstand CT-rated injection.

Disregarding the recommended procedure and precautions for CT-rated injection may cause catheter failure and put the patient at risk.

CT-rated Ports				perfusafe2 Ref. 5249 - 5250			hubsite2 Ref. 1239 - 1251 - 1256			injectsite Ref. 1058		
Ref.	Size	Material	Ø	19G	20G	22G	19G	20G	22G	19G	20G	22G
2216.xx9	M	Si	9.6 Fr	7 ml/s	7 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s
2216.xx7	M	Si	8.4 Fr	6 ml/s	6 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s
2216.xx6	M	Si	6.6 Fr	6 ml/s	6 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s
2215.xx9	S	Si	9.6 Fr	6 ml/s	6 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s
2215.xx7	S	Si	8.4 Fr	6 ml/s	6 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s
2215.xx6	S	Si	6.6 Fr	6 ml/s	6 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s
2219.xx6	M	Si	6.6 Fr	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s
2218.xx6	S	Si	6.6 Fr	4 ml/s	4 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s
2217.xx6	XS	Si	6.6 Fr	4 ml/s	4 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s	5 ml/s	5 ml/s	2 ml/s



Port for pain relief mini sitimplant™




The mini sitimplant™, for pain relief is a completely implantable device featuring a Titanium reservoir enclosed in a Silicone casing.

The distal tip of the catheter, which is placed in the epidural or intrathecal space has a closed tip with 3 lateral eyes.

Contents of the tray:

- 1 implantable port,
- 1 Polyurethane catheter (90cm long, int. Ø 0.5mm, ext. Ø 1.0mm; 20G), radiopaque, centimeter distance markings from 5 to 20cm. The catheter is attached to the connector on the port by a threaded Titanium collar.
- 1 Tuohy needle (90mm long, int. Ø 1.2mm, ext. Ø 1.5mm, 17G) with centimeter distance markings and a winged, transparent hub,
- 1 flat epidural bacterial filter 0.2µm fitted with a removable compression hub,
- 1 needle with Huber bevel to access the septum of the port.



Code	Implantable port					Catheter		
	Weight (g)	Priming volume (mL)	Height (mm)	Diameter (mm)	Puncture area (cm²)	Int. Ø (mm)	Ext. Ø (mm)	Length (cm)
2201.51	4.3	0.29	10.5	23	0.63	0.5	1.0	90

Conventional and high pressure Polyurethane PICC-Line lifecath PICC™ & maxflo™ expert

lifecath PICC™

lifecath PICC™ catheters are designed for ambulatory patients who require short to long term central venous access.

Maximum longevity

VYGON PICCs are manufactured from long-term biostable polyurethane: offering extended dwell times to suit all therapy requirements. Long-term biostable Polyurethane provides good mechanical and biochemical stability throughout treatment.

maxflo™ & high flow applications

maxflo™ CT RATED can be used whenever a PICC is indicated, including high-pressure administration. To allow radiologists to get the best CT scan image quality, maxflo is designed to withstand injection of high-viscosity contrast medium up to 7 mL/s, with a CT injector pressure of up to 325psi (22.4bar).

Agion™ antimicrobial technology efficiency

“Testing a range of medical-grade polymers, Sciessent found that those treated with Agion™ antimicrobial technology killed more than 99 percent of antibiotic-resistant pathogens. In the case of multiple types of central-venous catheters, MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus) was reduced between 99.56 percent and 99.999 percent and CRE was eliminated by 99.9999 percent or more – with no viable bacteria detected 24 hours after inoculation for most catheter types.

M. COYLE, Study: More Than 99% Reduction in CRE & MRSA on Polymers Treated with Agion® Antimicrobial Technology, Wakefield, MA (PRWEB) May 04, 2015




325 psi
Up to 7 mL/s

PICC placement kits

Vascular access
range



- Either a peelable cannula, with easy check of blood return



- Or with a Micro-Seldinger introducer set which allows placement with ultrasound in the middle third of the upper arm



Safety puncture needle
Echogenic safety needle



Peelable sheath
Rigid enough - to help go through the skin but flexible - to help slide along the vein

Nitinol guidewire

Kink-resistant, intuitive reading of inserted length every 5 cm and every cm in the distal portion. Includes choice of radiology guidewire.

lifecath PICC™

							Product codes			
Lumen	Fr	Ext. Ø (mm)	Overall length (cm)	Catheter length (cm)	Gravity flow rate (mL/min)	Priming volume (mL)	With peelable cannula	With Micro Seldinger kit 50 cm guidewire	With Micro Seldinger kit 67cm guidewire for fluoroscopy	Over-the-wire Seldinger 135cm guidewire for fluoroscopy
1	3	1.0	75	60	1.6	0.46	1294.13	1294.113	-	-
1	4	1.35	75	60	9.4	0.66	1294.14	1294.114	1294.414	1294.514
1	5	1.67	75	60	36	1.0	1294.15	1294.115	1294.415	1294.515
2	4.5	1.5	71.5	60	8.2(x2)	0.51/0.51	1294.245	1294.345	1294.445	1294.545

maxflo™ expert

									Product codes		
Lumen	Fr	Ext Ø (mm)	Length (cm)	Gravity flow rate (mL/min)	Priming volume (mL)	Maximum flow rate	Maximum pressure		MST kit with 50 cm guidewire	MST kit with 67 cm guidewire	MST kit with 135 cm guidewire
1	4	1.35	55	19	0.8	5 mL/s	325psi (22.4bar)		8394.14*	8394.414*	8394.514*
1	5	1.70	55	28	0.8	6 mL/s	325psi (22.4bar)		8394.15	8394.415	8394.515
1	5	1.75	55	46	1	7 mL/s	325psi (22.4bar)		8394.105*	8394.405*	8394.505*
2	5	1.75	55	9 (x2)	0.75 (x2)	5 mL/s	325psi (22.4bar)		8394.25*	8394.425*	8394.525*
2	6	2.0	55	14 (x2)	0.8 (x2)	5 mL/s	325psi (22.4bar)		8394.26	8394.426	8394.526
2	6	2.0	55	14 (x2)	0.8 (x2)	6 mL/s	325psi (22.4bar)		8394.206*	8394.406*	8394.506*
3	6	2.0	55	4 (x2) 10	0.45 (x2) 0.85	5 mL/s	325psi (22.4bar)		8394.36*	8394.436*	8394.536*

* with reverse tapering (bump tube)

Tray description

- PICC-Line with pre-mounted stylet in temporary T-piece flush port
- Introducer:
 - Peelable cannula* or
 - MST kit with 21G safety echogenic puncture needle, Nitinol guidewire with thumb-feed advancer: Ø 0.018" x L. 50cm/67cm/135cm and 7cm peelable sheath

- Scalpel (not included in peelable cannula kit)
- **bionector™**
- **griplok™**
- Measuring tape


*maxflo is only supplied with MST kit
(no maxflo with peelable cannula introducer)

PICC-Line with proximal trimming CT PICC easy

Compatible
injection of contrast
media during CT
scan and MRI
procedures
(1)

Catheter with proximal trimming:

- Makes insertion easier and more accurate when using the ECG technique (no need to cut the catheter before insertion)
- Preserves the integrity of the tapered distal tip which is less traumatic for the vein and minimises the risk of thrombosis
- Compatible with pressure injection up to 6 mL/s and 325 psi (22.4bar)



Catheter							
Ø	Ext. Ø (mm)	Int. Ø (mm)	Gravity flow rate (mL/min)	Priming volume	Maximum indicated power injection flow rate	Maximum pressure	Product codes
3Fr	1.00	0.60	3.0	0.6	1 mL/s	325 psi	V021292213
4Fr	1.35	0.90	14.0	0.9	5 mL/s	325 psi	V021292214
5Fr	1.67	1.1	28.0	1.00	6 mL/s	325 psi	V021292215

Tray description


Micro-Seldinger kit:

- 1 totally radiopaque catheter (60 cm long) in biostable polyurethane with temporary wings
- 1 metallic stylet to make the catheter more rigid and thus make insertion easier
- 1 «T» proximal connector. The lateral port of the T connector can be used to inject saline solution
- 1 detachable extension line with a Robert clamp
- 1 safety introducer needle 21G x 7cm
- 1 straight Nitinol guidewire 50 cm - 0.018"
- 1 peelable sheath + dilator
- 1 Luer slip syringe 10 ml
- 1 slide clamp
- 1 measuring tape
- 1 griplok™, securement device
- 1 bionector™
- 1 safety scalpel

Insertion pack

VYGON has the possibility to offer complete insertion sets for PICC-Line, port and CVC placement. These sets can be standard or customized.

Example of components:




Long term central venous catheter

Single lumen catheter with detachable hub

nutri**cath** S, nutri**cath** tunnel with cuff and leader**cuff** catheters are specially designed for long term intensive vascular access treatment as haematology and parenteral nutrition.


nutri**cath** S

Single lumen silicone catheter with detachable hub



nutri**cath** tunnel with cuff

Single lumen silicone catheter with subcutaneous cuff and detachable hub



nutri**cath** S & nutri**cath** tunnel with cuff

Catheter				Product codes			
OD (Fr)	OD (mm)	ID (mm)	Length (cm)	nutri cath S (without cuff)		nutri cath tunnel with cuff	
				Surgical kit	IV cannula kit	Modified Seldinger kit	Modified Seldinger kit
4	1.3	0.8	35		2180.13	2171.13	
			60/58		2181.13		2101.13
5	1.7	1	35		2180.17	2171.17	
			60/58		2181.17		2101.17
6	2.0	1.2	35		2180.20	2171.20	
			60/58		2181.20	2182.20	2101.20
9.6	3.2	2	35	2180.30			
			60/58	2181.30			2101.30

Surgical kit

- 1 radiopaque silicone catheter with stylet marked at 10, 15 and 20 cm from the distal tip
- 1 detachable compression hub

IV cannula kit


- 1 radiopaque silicone catheter with stylet marked at 10, 15 and 20 cm
- 1 introducer: short I.V. cannula type
- 1 detachable compression hub

Modified Seldinger kit

- 1 radiopaque silicone catheter with stylet marked at 10, 15 and 20 cm from the distal tip
- Straight guidewire for nutri**cath** S except for 2182.20 code: J guidewire
- J guidewire for nutri**cath** tunnel codes
- Puncture needle (20G for 4F catheter; 18G for others).
- 1 non peelable introducer for nutri**cath** S codes
- 1 peelable introducer for nutri**cath** tunnel codes
- 1 detachable compression hub
- Tunneling device only for nutri**cath** tunnel codes and code 2182.20

leader**cuff**

Single lumen polyurethane catheter with subcutaneous cuff and detachable hub (vy**flow**™ hub: on/off positions)




Catheter				Product codes
OD (Fr)	OD (mm)	ID (mm)	Length (cm)	Modified Seldinger Set
5	1.8	1.2	60	1227.17
6	2.0	1.4	60	1227.20

Modified Seldinger kit

- 1 XRO polyurethane catheter
- J guidewire (0.038" - 53 cm)
- Puncture needle (18G - 6.8 cm)

- 1 peelable introducer
- 1 detachable compression hub: vy**flow**™
- Tunneling device




Long term central venous catheter

life**cath**™ - Silicone catheter


life**cath**™ is a silicone central venous catheter with subcutaneous cuff for long-term venous access.

The extra-vascular section of the catheter features a reinforced section with clamping site, clamp and a non-removable proximal hub.



Catheter					Product codes	
Lumen	OD (Fr)	OD (mm)	ID (mm)	Length (mm)	Surgical set with tunneler	Modified Seldinger set
1	2.7	1.0	0.5	75	2191.27	2191.273
	4.2	1.4	0.7	75	2191.42	2191.425
	5	1.7	0.95	75	2191.50	2191.506
	6.6	2.2	1.1	90	2191.66	2191.667
	9.6	3.2	1.6	90	2193.96	2193.960
2	7	2.4	0.6/1.0	90	2293.070	2293.70
	9	3.0	0.7/1.3	90	2293.090	2293.90
	9	3.0	1.3/1.3	90	2293.095	2293.95
	11	3.7	1.0/1.6	90	2293.110	2293.11
	14	4.7	1.6/1.6	90	2293.140	2293.14
3	12.5	4.1	1.0/1.0/1.5	90	2294.025	2294.125

life**cath**™ apheresis is a double-lumen silicone catheter with subcutaneous cuff for long-term venous access: apheresis. Inserted by percutaneous puncture with a peelable introducer sheet. The venous distal opening is separated from the arterial opening by a distance of 2 cm.



Catheter					Product codes	
Lumen	OD (Fr)	OD (mm)	ID (mm)	Length* (cm)	Surgical set	Modified Seldinger set
2	9	3.0	0.7/0.7	27		2296.951
		3.0	0.8/0.8	34		2296.952
	11	3.75	0.8/1.0	27		2296.111
		3.75	0.8/1.2	34		2296.112
	14	4.5	1.0/1.0	27		2296.190
		4.5	1.2/1.2	34		2296.260
3	12.5	4.1	1.0/1.0/1.5	90	2224.100	2224.000

*27 cm catheters have a subcutaneous cuff placed at 19 cm from the distal tip.
34 cm catheters have a subcutaneous cuff placed at 26 cm from the distal tip.

Surgical set

- 1 radiopaque silicone catheter with Dacron cuff
- 1 tunnelling device (catheter with $\geq 7F$ is supplied with 2 tunnelling devices - plastic and metallic)
- 1 fixation wing (only available with catheter $4.2 \leq \text{OD} \leq 9F$)
- 1 scalpel (only available in 2193.96 code)
- Injection cap(s)

Modified Seldinger kit for life**cath**™

- 1 radiopaque silicone catheter with Dacron cuff
- 1 peelable introducer sheet
- 1 scalpel
- 1 tunnelling device (catheter with $\geq 7F$ is supplied with 2 tunnelling devices - plastic and metallic)
- 1 supplementary fixation wing (only available with catheter $\text{OD} \leq 9F$)
- injection cap(s)

Modified Seldinger kit for life**cath**™ apheresis


- 1 double-lumen radiopaque silicone catheter with Dacron cuff
- 1 peelable introducer sheet
- 1 dilator
- 1 tunnelling needle
- 1 10 ml syringe
- 2 injections caps
- 1 scalpel





Hemodialysis catheter

lifecath™ twin is composed of 2 separate catheters made of biostable polyurethane, totally radiopaque, with distance markings from 4 to 21 cm. Both catheters have a subcutaneous cuff. The distal end of the catheter features 6 lateral eyes for improved catheter performance.



Catheter diameter	Usable length (arterial / venous) (cm)	Product codes
10Fr (2.1 x 3.3 mm)	18/21	1276.200
	22/25	1276.201
	27/30	1276.202

- Tray presentation containing:
- 2 biostable PUR catheters 10 Fr Length 52 cm
 - 2 puncture needles ø 1.06 x 1.26 mm 18G Length 70 mm
 - 2 peelaway introducers 11 Fr
 - 1 peelaway introducer 6 Fr
 - 2 tunneling devices
 - 2 tunnel rod extensions. red and blue
 - 2 catheter protection sleeves. red and blue
 - 2 Nitinol "J" guidewires with thumbfeed advancer
 - 2 injection caps
 - 1 scalpel
 - 2 clamps
 - 2 Lifecath Lock

- The 10 Fr catheters offer a flow rate superior to 400 mL/min
- 2 separate catheters reduce the risk of catheter occlusion
- Priming volume printed on the extra-cutaneous section of the catheter
- The 6 Fr peel-away Desilet offers the physician the possibility to insert lifecath twin with only one puncture

dialykit is composed of 2 separate 9.6Fr silicone catheters totally radiopaque and feature markings at 10, 20 and 30cm from the distal tip. At the distal end, the catheters have 5 lateral eyes (over 25mm) for improved flow rate. The catheters are inserted through 2 standard Desilet introducers.



- Product code: 2206.30
- Kit composition:
- 2 radiopaque silicone catheters (Ø 2.0 x 3.2mm. 40cm long)
 - 2 proximal adaptors with silicone tubing (clamping area) with blue (venous) and red (arterial) hubs
 - 2 puncture needles (Ø 1.06 x 1.26mm • 18G - 70mm long)
 - 2 Desilet introducers with J guidewires (53cm long)
 - 1 Alene needle for catheter tunnelling
 - 2 Dermafilm (transparent adhesive film) code 38.15.20
 - 2 injection caps
 - 2 syringes (10ml)
 - 4 hypodermic needles (21G and 18G • 38mm long)
 - 2 scalpels

- The removable proximal end of the dialykit allows:
- A retrograde tunnelling of the catheters
 - An easy adjustment of the length by the physician



Huber needles range with and without connecting line

Vascular access range

Huber needles

- Complete range of sizes and gauges
- For the puncture of implantable ports

Description	Gauge	Needle Ø (mm)	Usable length (mm)	Product codes
Curved	23	0.6	20	522506
			25	522507
			35	523807
	22	0.7	20	522509
			35	523809
			20	522511
Straight	23	0.6	35	523811
			20	512506
			30	512507
	22	0.7	38	513807
			25	512509
			25	512511
	19	1.1	28	513811



polyperf™ without Y Site - Huber needle

- Curved Huber needle with connecting line (25 cm)
- No interaction with anti-mitotic drugs

Gauge	Needle Ø (mm)	Usable length (mm)	Product codes
22	0.7	15	581507
		17	581707
		20	582007
		25	582507
		30	583007
		35	583507
20	0.9	15	581509
		17	581709
		20	582009
		25	582509
		30	583009
		35	583509
19	1.1	15	581511
		17	581711
		20	582011
		25	582511
		20	583011
		35	583511

Winglets:

- good grip
- good stability



Winglets colour coded:

- easy identification of the gauge

Bold references are the most commonly used. Other references are only available upon request with a minimum lead time of 12 weeks.


polyperf™ with Y site - Huber needle

Gauge	Needle Ø (mm)	Usable length (mm)	Product codes
22	0.7	20	592007
		25	592507
20	0.9	20	592009
		25	592509
19	1.1	20	592011
		25	592511

Packed in box of 10 units
Bold references are the most commonly used. Other references are only available upon request with a minimum lead time of 12 weeks.
This device is not made with dry or natural rubber latex.

Huber needles and polyperf™ are sterilized by ethylene oxide. polyperf™ is a registered trademark of PEROUSE MEDICAL.





Safety Huber needles polyperf™ safe

POSITIVE
PRESSURE
DURING
REMOVAL



polyperf™ safe


Single hand activation:
decreased blood exposure risk versus double and activated device⁽³⁾

Possible positive pressure

- According to implantable port using recommendations⁽¹⁾
- Withdrawal of the needle with only one hand


Prevention of needlestick injury

- Eliminates the risk of needlestick injury
- No rebound effect when withdrawing the needle
- No risk of contact with the body of the needle⁽²⁾
- Total protection until discarded in sharps container




PROTECTION
needle tip and body


Withdrawal of the needle



Normal position
for use
(horizontal piston)
before withdrawal.



Preparation: lift the piston from the horizontal
position to the vertical position.



Using your thumb, lower the piston to put it in contact
with the skin and simultaneously lift the extractor (with
an upwards movement) until there is a CLIC corresponding
to the total locking of the needle. This final operation
eliminates any risk of accidental needlestick injury.

Gauge	Needle Ø (mm)	Needle length (mm)	Product codes without lateral Y site	Product codes with lateral Y site
22G	0.7	15	601507*	611507*
	0.7	17	601707	611707
	0.7	20	602007	612007
	0.7	25	602507	612507
	0.7	30	603007	613007
	0.7	35	603507	613507
20G	0.9	15	601509*	611509*
	0.9	17	601709	611709
	0.9	20	602009	612009
	0.9	25	602509	612509
	0.9	30	603009	613009
	0.9	35	603509	613509
19G	1.1	15	601511*	611511*
	1.1	17	601711	611711
	1.1	20	602011	612011
	1.1	25	602511	612511
	1.1	30	603011	613011
	1.1	35	603511	613511

Bold references are the most commonly used. Other references are only available upon request with a minimum lead time of 12 weeks.

* For paediatric use only.

(1) According to HAS 2000 (French Health Authority) and SF2H 2012 (French Society for Hospital Hygiene) guidelines.

(2) Biomatech study n°148381 - 28 June 2012 - p.64-66.


(3) Survey of the occurrence circumstances of Accidental Blood Exposure due to punctures with safety materials, GERES – AFSSAPS Collaboration, G. Pellissier, 18th Annual GERES conference, 2008.

polyperf™ safe and PPS™ Quick Huber needle are packaged in cartons of 12 units. Sterilized using ethylene oxide.

NO DEHP

This device is not made with dry or natural rubber latex.

polyperf™ safe and PPS™ quick are registered trademarks of PEROUSE MEDICAL.




Safety Huber needles PPS flow +™

AUTOMATIC
POSITIVE
PRESSURE
during removal

Vascular access
range

Automatic positive pressure⁽¹⁾ upon removal

- Prevention of catheter obstruction: catheter obstruction rate on implantable port: 28%⁽²⁾
- Significant reduction of blood reflux at the distal tip of the catheter



Manual positive pressure:
Reflux in 20% of cases⁽³⁾
(operator-dependent)

Benefit of an automatic
positive pressure⁽¹⁾



Cost reduction

- Reduction of the use of fibrinolytic agents⁽³⁾
- Cost reduction due to catheter obstruction complications⁽⁵⁾ (X-rays, nursing time, explantation, etc.)

Single hand activation: decreased blood exposure risk versus double and activated device⁽⁶⁾

Removal steps




Normal use position (horizontal
piston). Perform a pulsated flush
with saline.



Lift the piston from the horizontal
position to the vertical position
(perpendicular to the patient skin).



Insert the line into the notch
and pull it downwards.



Place the hand outside the needle (opposite side of the blue platform), put your thumb on the piston, your forefinger and middle finger under the winglets (on both sides of the piston). Pull up the extractor until hearing a « click ». Needle is withdrawn safely.



Gauge	Needle Ø (mm)	Needle length (mm)	Product codes without needleless connector	
			without Y site	with Y site
22G	0.7	15	701507*	711507*
	0.7	17	701707	711707
	0.7	20	702007	712007
	0.7	25	702507	712507
	0.7	30	703007	713007
	0.7	35	703507	713507
20G	0.9	15	701509*	711509*
	0.9	17	701709	711709
	0.9	20	702009	712009
	0.9	25	702509	712509
	0.9	30	703009	713009
	0.9	35	703509	713509
19G	1.1	15	701511*	711511*
	1.1	17	701711	711711
	1.1	20	702011	712011
	1.1	25	702511	712511
	1.1	30	703011	713011
	1.1	35	703511	713511

References in bold are the most commonly used. Other references are only available upon request with a minimum lead time of 12 weeks.

* For paediatric use only.

(1) According to HAS 2000 (French Health Authority) and SF2H 2012 (French Society for Hospital Hygiene) guidelines.

(2) Carlo JT et al., The American Journal of Surgery 188:722-727, 2004.

(3) Lapalu J & al., Totally Implantable Port Management: Impact of positive pressure during needle withdrawal on catheter tip occlusion (An experimental study). Journal of Vascular Access, 2010.

(4) H.Levett, O.Albert, E. Barret, S.Villiers, MC.Douard, Poster for WoCoVa. A randomized experimental comparison of two safety Huber needles (HN) allowing manual or automatic positive pressure during needle removal: effect on the distal catheter reflux, 2014.

(5) Biffi R & al., Totally implantable central venous access ports for long-term chemotherapy, Annals of Oncology 9:767-773, 1998.

(6) Survey of the occurrence circumstances of Accidental Blood Exposure due to punctures with safety materials, GERES – AFSSAPS Collaboration, G. Pellissier, 18th Annual GERES conference, 2008.

PPS flow +™ safety Huber needles are packaged in cartons of 12 units. Sterilized using ethylene oxide.

NO DEHP

This device is not made with dry or natural rubber latex.

PPS flow +™ is a registered trademark of PEROUSE MEDICAL.



Safety Huber needle PPS™ CT

Max. flow rate:
22G = 2 mL/sec 19G & 20G = 5mL/sec
Max. pressure setting: 300 psi


Possible positive pressure

- According to implantable port using recommendations ⁽²⁾
- Withdrawal of the needle with only one hand


Prevention of needlestick injury

- Decreases blood exposure risk versus double and activated device ⁽⁶⁾
- No rebound effect when withdrawing the needle
- No risk of contact with the needle body
- Total protection until discarded in sharps container ⁽³⁾

POWER
INJECTION
COMPATIBLE
(1)




Compatibility with
CT scan injection




PROTECTION
needle tip and body


WITHDRAWAL OF THE NEEDLE



Normal position for use
(horizontal piston)
before withdrawal.



Preparation: lift the piston from the horizontal
position to the vertical position.



Using your thumb, lower the piston to put it in contact
with the skin and simultaneously lift the extractor (with
an upwards movement) until there is a CLIC corresponding
to the total locking of the needle. This final operation
eliminates any risk of accidental needlestick injury.

Positive pressure

Gauge	Needle Ø (mm)	Needle length (mm)	Max. Flow rate	Product codes	
				without Y site	with Y site
22G	0.7	15	2 mL/sec 300 psi	801507*	811507*
	0.7	17		801707	811707
	0.7	20		802007	812007
	0.7	25		802507	812507
	0.7	30		803007	813007
	0.7	35		803507	813507
20G	0.9	15	5 mL/sec 300 psi	801509*	811509*
	0.9	17		801709	811709
	0.9	20		802009	812009
	0.9	25		802509	812509
	0.9	30		803009	813009
	0.9	35		803509	813509
19G	1.1	15	5 mL/sec 300 psi	801511*	811511*
	1.1	17		801711	811711
	1.1	20		802011	812011
	1.1	25		802511	812511
	1.1	30		803011	813011
	1.1	35		803511	813511

Bold references are the most commonly used. Other references are only available upon request with a minimum lead time of 12 weeks.
* For paediatric use only.

NO DEHP

This device is not made with dry or natural rubber latex.

(1) See Instructions for use.

(2) According to HAS 2000 (French Health Authority) and SF2H 2012 (French Society for Hospital Hygiene) guidelines.

(3) Biomatech study n°148381 – 28 June 2012 – p.64-66.

PPS™ CT is packed in a carton of 12 units .

Sterilization by ethylene oxide.

PPS™ CT is a registered trade mark of PEROUSE MEDICAL.



Clear Transparent Film Dressing specifically
designed to maintain Huber needles, CVC
and picc lines in place

polyfilm™

Vascular access
range

EASY REMOVAL
Non adhesive central window

Non-adhesive central window: 3 x 7.5 cm / 1 1/4 in x 3 in

- Non-adhesive guaranteeing stability of the needle upon removal of the dressing:
 - Reduces the risk of pain
 - Prevents accidental needle-stick injury during dressing removal
- Strengthened: to avoid any risk of tearing leading to breach of asepsis
- Transparent: optimal monitoring site and detection of possible complications

Two-part applicator frame
• Easy to apply




Polyurethane flexible film


- Hypoallergenic for optimum skin tolerance
- Breathable to prevent humidity accumulation under the dressing and therefore early displacement
- Barrier against bacteria and viruses, offering protection regarding the risks of contamination
- Liquid-impermeable to avoid displacement in the event of accidental immersion

Holding strips (included in the pouch)

- Huber needle maintenance under the dressing
- Date of application can be written on the strip



Product code	Description	Dimensions	Unit per box
PF121401	POLYFILM™, dressing holding strips	12 x 14 cm 4 3/4 in x 5 1/2 in	50 units



Easy removal thanks
to the non-adhesive window

polyfilm™ is sterilized by ethylene oxide. polyfilm™ is a registered trademark of PEROUSE MEDICAL.



For further information, please contact: questions@vygon.com

The specifications given in this brochure are for information only
and are not, under any circumstances, of a contractual nature.

Vygon – 5, rue Adeline • 95440 ECOUEN • FRANCE
Reception: +33 (0)1.39.92.63.63 – Service clients France: +33 (0)1.39.92.63.81
Export customer service: +33 (0)1.39.92.64.15
Fax: +33 (0)1.39.92.64.44 • www.vygon.com



www.vygon.com

ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE

Approbation du Système Complet d'assurance Qualité/ Approval of full Quality Assurance System

ANNEXE II excluant le point 4 Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

ANNEX II excluding section 4 Directive 93/42/EEC concerning medical devices

Pour les dispositifs de classe III, un certificat CE de conception est requis

For class III devices, a EC design certificate is required

Fabricant / Manufacturer

VYGON

5 rue Adeline

95440 ECOUEN FRANCE

Catégorie du(des) dispositif(s) / Device(s) category

Cathéters, sondes, tubes, accessoires et dispositifs pour perfusion, anesthésie, réanimation, nutrition, gastro-entérologie, urologie, chirurgie, drainage, voies respiratoires et hémodialyse. Chambres à cathéter implantable et accessoires.

Catheters, probes, tubes, accessories and devices for infusion, anesthesia, reanimation, enteral feeding, gastro-enterology, urology, surgery, drainage, respiratory tract and haemodialysis. Implantable vascular access systems and accessories.

Voir document complémentaire GMED / See GMED additional document

n° 37945

GMED atteste qu'à l'examen des résultats figurant dans le rapport référencé P177278 - P600786, le système d'assurance qualité - pour la conception, la production et le contrôle final - des dispositifs médicaux énumérés ci-dessus est conforme aux exigences de l'annexe II excluant le point 4 de la Directive 93/42/CEE.


GMED certifies that, on the basis of the results contained in the file referenced P177278 - P600786, the quality system - for design, manufacturing, and final inspection - of medical devices listed here above complies with the requirements of the Directive 93/42/EEC, annex II excluding section 4.

La validité du présent certificat est soumise à une vérification périodique ou imprévue

The validity of the certificate is subject to periodic or unexpected verification

Début de validité / Effective date : **May 10th, 2021 (included)**

Valable jusqu'au / Expiry date : **May 26th, 2024 (included)**



On behalf of the President

Béatrice LYS

Technical Director

Ce document complémentaire GMED n° 37945 rev. 1 atteste de la validité du certificat CE n° 9556 rev. 11 au regard des informations listées ci-dessous.

This GMED additional document N° 37945 rev. 1 attests to the validity of CE certificate n° 9556 rev. 11 with regard to the information listed below.

Fabricant / Manufacturer:

VYGON
5 rue Adeline
95440 ECOUEN
FRANCE

Identification des dispositifs / Identification of devices

DT	Code	Désignation	Classe
DT001	310.04	Sonde de nutrition entérale - 04Fr - L.40cm - PVC	IIa
	310.05	Sonde de nutrition entérale - 05Fr - L.40cm - PVC	
	310.06	Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.40cm - PVC	
	310.07	Sonde de nutrition entérale - 07Fr - L.40cm - PVC	
	310.08	Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.50cm - PVC	
	310.09	Sonde de nutrition entérale - 09Fr - L.50cm - PVC	
	310.10	Sonde de nutrition entérale - 10Fr - L.50cm - PVC	
	310.12	Sonde de nutrition entérale - 12Fr - L.50cm - PVC	
	311.04	Sonde de nutrition entérale - 04Fr - L.75cm - PVC	
	311.05	Sonde de nutrition entérale - 05Fr - L.75cm - PVC	
	311.06	Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.75cm - PVC	
	311.08	Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.75cm - PVC	
	311.10	Sonde de nutrition entérale - 10Fr - L.75cm - PVC	
	312.04	Sonde de nutrition entérale - 04Fr - L.125cm - PVC	
	312.06	Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.125cm - PVC	
	312.07	Sonde de nutrition entérale - 07Fr - L.125cm - PVC	
	312.08	Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.125cm - PVC	
	312.09	Sonde de nutrition entérale - 09Fr - L.125cm - PVC	
	312.10	Sonde de nutrition entérale - 10Fr - L.125cm - PVC	
	312.12	Sonde de nutrition entérale - 12Fr - L.125cm - PVC	
	390.10	Tubaflex - Sonde gastrique - 10Fr - L.100cm - PVC	
	390.12	Tubaflex - Sonde gastrique - 12Fr - L.100cm - PVC	
	390.14	Tubaflex - Sonde gastrique - 14Fr - L.100cm - PVC	
	390.16	Tubaflex - Sonde gastrique - 16Fr - L.100cm - PVC	
	390.18	Tubaflex - Sonde gastrique - 18Fr - L.100cm - PVC	
	390.21	Tubaflex - Sonde gastrique - 21Fr - L.100cm - PVC	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1
Modifie le document n° 37945 rev. 0



Béatrice Lys

EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	391.06	Sonde gastro-duodénale type Levin - 06Fr - L.125cm - PVC	
	391.08	Sonde gastro-duodénale type Levin - 08Fr - L.125cm - PVC	
	391.10	Sonde gastro-duodénale type Levin - 10Fr - L.125cm - PVC	
	391.12	Sonde gastro-duodénale type Levin - 12Fr - L.125cm - PVC	
	391.14	Sonde gastro-duodénale type Levin - 14Fr - L.125cm - PVC	
	391.16	Sonde gastro-duodénale type Levin - 16Fr - L.125cm - PVC	
	391.18	Sonde gastro-duodénale type Levin - 18Fr - L.125cm - PVC	
	391.21	Sonde gastro-duodénale type Levin - 21Fr - L.125cm - PVC	
	392.10	Sonde gastro-duodénale lestée - 10Fr - L.125cm - PVC	
	392.12	Sonde gastro-duodénale lestée - 12Fr - L.125cm - PVC	
	392.14	Sonde gastro-duodénale lestée - 14Fr - L.125cm - PVC	
	392.16	Sonde gastro-duodénale lestée - 16Fr - L.125cm - PVC	
	392.18	Sonde gastro-duodénale lestée - 18Fr - L.125cm - PVC	
	392.20	Sonde gastro-duodénale lestée - 20Fr - L.125cm - PVC	
	393.04	Sonde gastro-duodénale lestée - 04Fr - L.125cm - PVC	
	393.06	Sonde gastro-duodénale lestée - 06Fr - L.125cm - PVC	
	393.08	Sonde gastro-duodénale lestée - 08Fr - L.125cm - PVC	
	393.10	Sonde gastro-duodénale lestée - 10Fr - L.125cm - PVC	
	1310.04	Sonde à gavage - 04Fr - L.40cm - PUR	
	1310.05	Sonde à gavage - 05Fr - L.40cm - PUR	
	1310.06	Sonde à gavage - 06Fr - L.40cm - PUR	
	1310.08	Sonde à gavage - 08Fr - L.40cm - PUR	
	1311.04	Sonde à gavage - 04Fr - L.75cm - PUR	
	1311.05	Sonde à gavage - 05Fr - L.75cm - PUR	
	1311.06	Sonde à gavage - 06Fr - L.75cm - PUR	
	1311.08	Sonde à gavage - 08Fr - L.75cm - PUR	
DT001	1391.06	Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø2mm - 06Fr - L.125cm	IIa
	1391.08	Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø2.5mm - 08Fr - L.125cm	
	1391.10	Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø3.3mm - 10Fr - L.125cm	
	1391.12	Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø4mm - 12Fr - L.125cm	
	1391.14	Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø4.5mm - 14Fr - L.125cm	
	1391.16	Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø5mm - 16Fr - L.125cm	
	1391.18	Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø6mm - 18Fr - L.125cm	
	1391.21	Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø7mm - 21Fr - L.125cm	
	81391.09D	Set de Gastrosopie - Sonde d'alimentation entérale - 10Fr - PUR	
	1396.09	Sonde gastro-duodénale lestée 4 orifices latéraux - 09Fr - L.125cm - PUR	
	1396.14	Sonde gastro-duodénale lestée 4 orifices latéraux - 14Fr - L.125cm - PUR	
	1396.18	Sonde gastro-duodénale lestée 4 orifices latéraux - 18Fr - L.125cm - PUR	
	2316.10	Sonde gastrique ORX en silicone - Extrémité ouverte, 1 orifice latéral - 10Fr - L.125cm	
	2316.12	Sonde gastrique ORX en silicone - Extrémité ouverte, 1 orifice latéral - 12Fr - L.125cm	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	2316.14	Sonde gastrique ORX en silicone - Extrémité ouverte, 1 orifice latéral - 14Fr - L.125cm	
	2316.16	Sonde gastrique ORX en silicone - Extrémité ouverte, 1 orifice latéral - 16Fr - L.125cm	
	2316.18	Sonde gastrique ORX en silicone - Extrémité ouverte, 1 orifice latéral - 18Fr - L.125cm	
	2316.21	Sonde gastrique ORX en silicone - Extrémité ouverte, 1 orifice latéral - 21Fr - L.125cm	
	82316.16A	Sonde gastrique ORX en silicone - Extrémité distale ouverte, 1 orifice latéral - 16Fr - L.75cm	
	2391.06	Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 06Fr - L.125cm	
	2391.08	Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 08Fr - L.125cm	
	2391.09	Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 09Fr - L.125cm	
	2391.10	Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 10Fr - L.125cm	
	2391.12	Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 12Fr - L.125cm	
	2391.14	Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 14Fr - L.125cm	
	2391.16	Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 16Fr - L.125cm	
	2391.18	Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 18Fr - L.125cm	
	2391.21	Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 21Fr - L.125cm	
	2394.10	Sonde duodénale lestée ORX en silicone (type Ryle) - 4 orifices latéraux - 10Fr - L.125cm	
	2394.12	Sonde duodénale lestée ORX en silicone (type Ryle) - 4 orifices latéraux - 12Fr - L.125cm	
	2394.14	Sonde duodénale lestée ORX en silicone (type Ryle) - 4 orifices latéraux - 14Fr - L.125cm	
	2394.16	Sonde duodénale lestée ORX en silicone (type Ryle) - 4 orifices latéraux - 16Fr - L.125cm	
	2394.18	Sonde duodénale lestée ORX en silicone (type Ryle) - 4 orifices latéraux - 18Fr - L.125cm	
	2394.21	Sonde duodénale lestée ORX en silicone (type Ryle) - 4 orifices latéraux - 21Fr - L.125cm	
	2395.05	Sonde duodénale pédiatrique lestée en silicone - 3 orifices latéraux - 05Fr - L.125cm	
	2395.06	Sonde duodénale pédiatrique lestée en silicone - 3 orifices latéraux - 06Fr - L.125cm	
	2395.09	Sonde duodénale pédiatrique lestée en silicone - 3 orifices latéraux - 09Fr - L.125cm	
	82395.05C	Sonde duodénale pédiatrique ORX en silicone avec raccord amovible - 05Fr - L.125cm	
	82395.06C	Sonde duodénale pédiatrique ORX en silicone avec raccord amovible - 06Fr - L.125cm	
	2396.06	Sonde gastro-duodénale ORX en silicone, lestée - 4 orifices latéraux - 06Fr - L.90cm	
	2396.09	Sonde gastro-duodénale ORX en silicone, lestée - 4 orifices latéraux - 09Fr - L.125cm	
	2396.14	Sonde gastro-duodénale ORX en silicone, lestée - 4 orifices latéraux - 14Fr - L.125cm	
	2396.18	Sonde gastro-duodénale ORX en silicone, lestée - 4 orifices latéraux - 18Fr - L.125cm	
DT002	815.12	Prolongateur 2 voies pour PCA - Ø1.0x2.15mm - L.90cm / Ø1.85x2.60mm - L.5cm	Ila
	80815.12B	Prolongateur 2 voies pour PCA - Ø1.0x2.15mm - L.125cm / Ø1.85x2.60mm - L.5cm	
DT003	5194.10	Locoplex - L.100mm - 21G - 17°	Ila
	5194.12	Locoplex - L.120mm - 20G - 17°	
	5194.15	Locoplex - L.150mm - 20G - 17°	
	5194.25	Locoplex - L.25mm - 23G - 17°	
	5194.35	Locoplex - L.35mm - 23G - 17°	
	5194.50	Locoplex - L.50mm - 20G - 17°	
	5194.85	Locoplex - L.85mm - 21G - 17°	
	5194.103	Locoplex - L.100mm - 21G - 30°	

GMED
0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0


Béatrice Lys

EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	5194.123	Locoplex - L.120mm - 20G - 30°	
	5194.153	Locoplex - L.150mm - 20G - 30°	
	5194.253	Locoplex - L.25mm - 23G - 30°	
	5194.353	Locoplex - L.35mm - 23G - 30°	
	5194.503	Locoplex - L.50mm - 21G - 30°	
	5194.853	Locoplex - L.85mm - 21G - 30°	
	6094.103	Visioplex - L.100mm - 20G - 30°	
	6094.503	Visioplex - L.50mm - 20G - 30°	
	6094.3534	Visioplex - L.35mm - 22G - 30°	
	6094.5034	Visioplex - L.50mm - 22G - 30°	
	6094.8534	Visioplex - L.85mm - 22G - 30°	
	6194.10	Echoplex+ - L.100mm - 22G - 17°	
	6194.12	Echoplex+ - L.120mm - 21G - 17°	
	6194.15	Echoplex+ - L.150mm - 21G - 17°	
	6194.25	Echoplex+ - L.25mm - 23G - 17°	
	6194.35	Echoplex+ - L.35mm - 23G - 17°	
	6194.50	Echoplex+ - L.50mm - 21G - 17°	
	6194.85	Echoplex+ - L.85mm - 22G - 17°	
	6194.103	Echoplex+ - L.100mm - 21G - 20°	
	6194.123	Echoplex+ - L.120mm - 20G - 20°	
	6194.153	Echoplex+ - L.150mm - 20G - 20°	
	6194.253	Echoplex+ - L.25mm - 23G - 20°	
	6194.353	Echoplex+ - L.35mm - 23G - 20°	
	6194.503	Echoplex+ - L.50mm - 22G - 20°	
	6194.853	Echoplex+ - L.85mm - 21G - 20°	
	5195.10	Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 100mm - 17°	
	5195.12	Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 120mm - 17°	
	5195.35	Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 35mm - 17°	
	5195.50	Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - 17°	
	5195.103	Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 100mm - 30°	
	5195.106	Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 100mm - Tuhoy	
	5195.123	Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 120mm - 30°	
	5195.156	Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 150mm - Tuhoy	
	5195.353	Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 35mm - 30°	
	5195.503	Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - 30°	
	5195.506	Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - Tuhoy	
	5195.1031	Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 100mm - 30°	
	5195.1531	Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 150mm - 30°	
	5195.5031	Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - 30°	
	5196.55	Infuplex - Set pour blocs plexiques en continu - 55mm - 17°	
	5196.70	Infuplex - Set pour blocs plexiques en continu - 70mm - 17°	
	5196.553	Infuplex - Set pour blocs plexiques en continu - 55mm - 30°	
	5196.703	Infuplex - Set pour blocs plexiques en continu - 70mm - 30°	
	5197.123	Multiplex - Set pour blocs plexiques en continu - 120mm - 30°	
	5197.353	Multiplex - Set pour blocs plexiques en continu - 35mm - 30°	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0


DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
DT003	5197.503	Multiplex - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - 30°	IIa
	5197.853	Multiplex - Set pour blocs plexiques en continu - 85mm - 30°	
	5197.1239	Multiplex - Set pour blocs plexiques en continu - 120mm - 30°	
	5197.5039	Multiplex - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - 30°	
	5197.8539	Multiplex - Set pour blocs plexiques en continu - 85mm - 30°	
	5198.103	Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 100mm - 30°	
	5198.123	Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 120mm - 30°	
	5198.353	Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 35mm - 30°	
	5198.503	Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - 30°	
	5198.506	Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - Tuohy	
	5198.853	Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 85mm - 30°	
	5198.856	Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 85mm - Tuohy	
	5198.1233	Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 120mm - 30°	
	5198.3533	Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 35mm - 30°	
	5198.5033	Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - 30°	
	5198.8533	Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 85mm - 30°	
DT006	6222.011	V-GREEN - PE lined IV extension line with clamp L.10cm - Ø1.0x2.7mm - Priming vol.0.15ml	IIa
	6222.051	V-GREEN - PE lined IV extension line with clamp L.50cm - Ø1.0x2.7mm - Priming vol.0.60ml	
	6222.071	V-GREEN - PE lined IV extension line with clamp L.75cm - Ø1.0x2.7mm - Priming vol.0.80ml	
	6222.101	V-GREEN - PE lined IV extension line with clamp L.100cm - Ø1.0x2.7mm - Priming vol.1.0ml	
	6222.151	V-GREEN - PE lined IV extension line with clamp L.150cm - Ø1.0x2.7mm - Priming vol.1.5ml	
	6222.201	V-GREEN - PE lined IV extension line with clamp L.200cm - Ø1.0x2.7mm - Priming vol.2.0ml	
	6222.301	V-GREEN - PE lined IV extension line with clamp L.300cm - Ø1.0x2.7mm - Priming vol.3.0ml	
	9018.12	V-GREEN - Wide bore extension line - L.120cm - Ø4.0x5.5mm - M/F	
	9019.15	V-GREEN - Wide bore extension line - L.150cm - Ø4.0x5.5mm - M/F	
	274.21	V-GREEN - Solution set with 15µm filter - L.200cm - Ø3.0x4.1mm	
DT007	7210.02	Qimo♀	IIa
	7210.05	Qimo♀ L	
	7210.91	Qimo♂	
	7210.910	Qimo♂ (x25)	
	7210.01	Qimoprime & qimo♂	
	7210.04	Qimoprime & qimo♂ & qimo♀	
DT009	855.02	Tubing set	IIa
	7221.01	Qimoconnect	
	7221.011	Qimoconnect filter	
	7221.0110	Qimoconnect filter (x10)	
	7221.02	Qimoconnect ♀	
	7221.020	Qimoconnect (x10)	
	7227.101	Qimopump 2V	
	7227.201	Qimopump 3V	
	7227.401	Qimopump 5V	
	7229.101	Qimo IVset 3V-0	
	7229.102	Qimo IVset 2V-1	
	7229.201	Qimo IVset 4V-0	
	7229.202	Qimo IVset 3V-1	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	7229.401	Qimo IVset 6V-0	
	7229.402	Qimo IVset 5V-1	
DT010	1057.27	Injectsite - Aiguille droite à biseau de Huber - Ø0.70mm - 22G - L.25mm	IIa
	1057.29	Injectsite - Aiguille droite à biseau de Huber - Ø0.90mm - 20G - L.25mm	
	1058.07	Injectsite - 90° - Ø0.70mm - 22G - L.20mm	
	1058.09	Injectsite - 90° - Ø0.90mm - 20G - L.20mm	
	1058.27	Injectsite - 90° - Ø0.70mm - 22G - L.25mm	
	1058.29	Injectsite - 90° - Ø0.90mm - 20G - L.25mm	
	1239.115	Hubsite2 - Ø1.1mm (19G) - L.15mm (0.5 in.)	
	1239.120	Hubsite2 - Ø1.1mm (19G) - L.20mm (0.75 in.)	
	1239.125	Hubsite2 - Ø1.1mm (19G) - L.25mm (1 in.)	
	1239.130	Hubsite2 - Ø1.1mm (19G) - L.30mm (1.25 in.)	
	1239.715	Hubsite2 - Ø0.7mm (22G) - L.15mm (0.5 in.)	
	1239.720	Hubsite2 - Ø0.7mm (22G) - L.20mm (0.75 in.)	
DT010	1239.725	Hubsite2 - Ø0.7mm (22G) - L.25mm (1 in.)	IIa
	1239.730	Hubsite2 - Ø0.7mm (22G) - L.30mm (1.25 in.)	
	1239.915	Hubsite2 - Ø0.9mm (20G) - L.15mm (0.5 in.)	
	1239.920	Hubsite2 - Ø0.9mm (20G) - L.20mm (0.75 in.)	
	1239.925	Hubsite2 - Ø0.9mm (20G) - L.25mm (1 in.)	
	1239.930	Hubsite2 - Ø0.9mm (20G) - L.30mm (1.25 in.)	
	1251.115	Hubsite2 + Y + autoflush - Ø1.1mm - 19G - L.15mm	
	1251.120	Hubsite2 + Y + autoflush - Ø1.1mm - 19G - L.20mm	
	1251.125	Hubsite2 + Y + autoflush - Ø1.1mm - 19G - L.25mm	
	1251.130	Hubsite2 + Y + autoflush - Ø1.1mm - 19G - L.30mm	
	1251.715	Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.7mm - 22G - L.15mm	
	1251.720	Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.7mm - 22G - L.20mm	
	1251.725	Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.7mm - 22G - L.25mm	
	1251.730	Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.7mm - 22G - L.30mm	
	1251.915	Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.9mm - 20G - L.15mm	
	1251.920	Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.9mm - 20G - L.20mm	
	1251.925	Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.9mm - 20G - L.25mm	
	1251.930	Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.9mm - 20G - L.30mm	
	1256.115	Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø1.1mm - 19G - L.15mm	
	1256.120	Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø1.1mm - 19G - L.20mm	
	1256.125	Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø1.1mm - 19G - L.25mm	
	1256.715	Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø0.7mm - 22G - L.15mm	
	1256.720	Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø0.7mm - 22G - L.20mm	
	1256.725	Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø0.7mm - 22G - L.25mm	
	1256.915	Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø0.9mm - 20G - L.15mm	
	1256.920	Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø0.9mm - 20G - L.20mm	
	1256.925	Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø0.9mm - 20G - L.25mm	
	5249.115	Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.15mm (½ in.)	
	5249.116	Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.15mm (½ in.)	
	5249.117	Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.15mm (½ in.)	
	5249.120	Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.20mm (¾ in.)	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	5249.121	Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.20mm (¾ in.)	
	5249.122	Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.20mm (¾ in.)	
	5249.125	Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.25mm (1 in.)	
	5249.126	Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.25mm (1 in.)	
	5249.127	Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.25mm (1 in.)	
	5249.130	Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.30mm (1 ¼ in.)	
	5249.132	Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.30mm (1 ¼ in.)	
	5249.715	Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.15mm (½ in.)	
	5249.716	Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.15mm (½ in.)	
	5249.717	Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.15mm (½ in.)	
	5249.720	Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.20mm (¾ in.)	
	5249.721	Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.20mm (¾ in.)	
	5249.722	Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.20mm (¾ in.)	
	5249.725	Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.25mm (1 in.)	
	5249.726	Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.25mm (1 in.)	
	5249.727	Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.25mm (1 in.)	
	5249.730	Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.30mm (1 ¼ in.)	
	5249.732	Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.30mm (1 ¼ in.)	
	5249.915	Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.15mm (½ in.)	
	5249.916	Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.15mm (½ in.)	
	5249.917	Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.15mm (½ in.)	
	5249.920	Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.20mm (¾ in.)	
	5249.921	Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.20mm (¾ in.)	
	5249.922	Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.20mm (¾ in.)	
	5249.925	Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.25mm (1 in.)	
	5249.926	Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.25mm (1 in.)	
DT010	5249.927	Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.25mm (1 in.)	IIa
	5249.930	Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.30mm (1 ¼ in.)	
	5249.932	Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.30mm (1 ¼ in.)	
	5250.115	Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.15mm (½ in.)	
	5250.117	Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.15mm (½ in.)	
	5250.120	Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.20mm (¾ in.)	
	5250.122	Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.20mm (¾ in.)	
	5250.125	Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.25mm (1 in.)	
	5250.127	Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.25mm (1 in.)	
	5250.130	Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.30mm (1 ¼ in.)	
	5250.132	Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.30mm (1 ¼ in.)	
	5250.715	Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.15mm (½ in.)	
	5250.717	Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.15mm (½ in.)	
	5250.720	Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.20mm (¾ in.)	
	5250.722	Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.20mm (¾ in.)	
	5250.725	Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.25mm (1 in.)	
	5250.727	Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.25mm (1 in.)	
	5250.730	Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.30mm (1 ¼ in.)	
	5250.732	Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.30mm (1 ¼ in.)	

GMED

0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0


 DocuSigned by:

 EF33BDA9BA04A3...


On behalf of the President
Béatrice LYS
 Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	5250.915	Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.15mm (½ in.)	
	5250.917	Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.15mm (½ in.)	
	5250.920	Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.20mm (¾ in.)	
	5250.922	Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.20mm (¾ in.)	
	5250.925	Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.25mm (1 in.)	
	5250.927	Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.25mm (1 in.)	
	5250.930	Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.30mm (1 ¼ in.)	
	5250.932	Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.30mm (1 ¼ in.)	
	7242.720	Qimoperfusafe - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm - 22G - L.20mm (¾ in.)	
	7242.725	Qimoperfusafe - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm - 22G - L.25mm (1 in.)	
	7242.920	Qimoperfusafe - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm - 20G - L.20mm (¾ in.)	
	7242.925	Qimoperfusafe - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm - 20G - L.25mm (1 in.)	
DT012	807.01	Filter-a-line - Vol.4.4ml - Ø1.00x2.45mm - L.10cm	Ila
	807.02	Filter-a-line - Vol.3.6ml - Ø1.00x2.45mm - L.24cm	
	807.102	Filter-a-line - Vol.3.6ml - Ø1.00x2.45mm - L.24cm	
DT012	807.204	Filter-a-line - Vol.0.43ml - Ø1.00x2.50mm	Ila
	807.205	Filter-a-line - Vol.0.59ml - Ø1.00x2.50mm - L.24cm	
	807.504	Lipid-filter - Vol.0.8ml	
	807.506	Filter-a-line - Vol.2.3ml - Ø1.00x2.50mm - L.150cm	
	822.111	Bionector T-connect LL - Ø1.3x2.4mm - L.10cm - Vol.0.28ml	
	822.611	Bionector T-connect LS - Ø1.30x2.40mm - L.10cm - Vol.0.28ml	
	836.201	Ready-set "feed" - Vol.0.90ml - Ø1.5x2.5mm - L.2cm / Ø1.5x2.5mm - L.15cm	
	836.202	Ready-set "complete" - Vol.1.1ml - Ø1.5x2.5mm - L.20.5cm / Ø1.5x2.5mm - L.20.5cm	
	836.203	Ready-check 2 - Vol.0.80ml - Ø1.5x2.5mm - L.10cm / Ø1.5x2.5mm - L.10cm	
	836.204	Safe-t-piece - Vol.0.64ml - Ø1.5x2.5mm - L.11cm	
	836.205	Ready-Set "unite" - Vol.1.3ml - Ø1.5x2.5mm - L.2cm / Ø1.5x2.5mm - L.20.5cm / Ø1.5x2.5mm - L.20.5cm	
	836.207	Ready-Set - Vol.1.6ml - Ø1.5x2.5mm - L.25cm / Ø1.5x2.5mm - L.25cm	
	836.210	Ready-Set - Vol.1.4ml - Ø1.5x2.5mm - L.2cm / Ø1.5x2.5mm - L.20.5cm / Ø1.5x2.5mm - L.20.5cm	
DT013	214.06	Neosafe - Ø0.6mm - G23 - 17mm	Ila
	214.07	Neosafe - Ø0.7mm - G22 - 22mm	
	214.08	Neosafe - Ø0.8mm - G21 - 22mm	
	214.26	Neosafe - Ø0.6mm - G23 - 27mm	
DT014	871.10	Robinet à une voie	Ila
	872.10	Robinet 1 voie Luer-lock	
	865.00	Robinet 2 voies	
	866.00	Robinet 2 voies lipido-résistant	
	876.002	Vyclic bionector	
	876.003	Vyclic bionector arterial	
	876.005	Vyclic vadsite	
	876.20	Vycliccolor	
	70876.201	Vyclic bionector	
	70876.205	Vyclic vadsite	
	70876.20	Vyclic	
	70876.22	Vyclic	
	70876.23	Vyclic	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0




On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	879.00	Robinet 4 voies	
	873.02	Rampe de robinets Luer-lock avec prolongateur L.50cm - 2 robinets 1 voie	
	873.04	Rampe de robinets Luer-lock avec prolongateur L.50cm - 4 robinets 1 voie	
	873.12	Rampe de robinets Luer-lock avec prolongateur L.100cm - 2 robinets 1 voie	
	873.14	Rampe de robinets Luer-lock avec prolongateur L.100cm - 4 robinets 1 voie	
	873.24	Rampe de robinets Luer-lock avec prolongateur L.200cm - 4 robinets 1 voie	
	873.94	Rampe de robinets Luer-lock sans prolongateur - 4 robinets 1 voie	
	5827.02	Vystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm	
	5827.03	Vystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm	
	5827.04	Vystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm	
	5827.12	Vystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm	
	5827.13	Vystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm	
	5827.131	Vystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm et porte rampe	
	5827.14	Vystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm	
	5827.141	Vystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm et porte rampe	
	5827.15	Vystar 5 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm	
	5827.22	Vystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm	
	5827.221	Vystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe	
	5827.222	Biovystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et 3 bionector	
	5827.223	Biovystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 3 bionector et porte rampe	
	5827.23	Vystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm	
	5827.231	Vystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe	
	5827.233	Biovystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 4 bionector et porte rampe	
DT014	5827.24	Vystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm	Ila
	5827.242	Biovystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et 5 bionector	
	5827.243	Biovystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 5 bionector et porte rampe	
	5827.25	Vystar 5 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm	
	5827.251	Vystar 5 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe	
	5827.253	Biovystar 5 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 6 bionector et porte rampe	
	5827.26	Vystar 6 ♀/♂ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm	
	5827.263	Biovystar 6 ♀/♂ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 7 bionector et porte rampe	
	5827.523	Biovystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 3 bionector et porte rampe	
	5827.533	Biovystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 4 bionector et porte rampe	
	5827.54	Vystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm	
	5827.541	Vystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm et porte rampe	
	5827.543	Biovystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 5 bionector et porte rampe	
	5827.55	Vystar 5 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm	
	5827.553	Biovystar 5 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 6 bionector et porte rampe	
	5827.563	Biovystar 6 ♀/♂ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 7 bionector et porte rampe	
	5827.92	Vystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies	
	5827.922	Biovystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies et 3 bionector	
	5827.93	Vystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies	
	5827.932	Biovystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies et 4 bionector	
	5827.94	Vystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies	
	5827.942	Biovystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies et 5 bionector	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0




On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	5827.95	Vystar 5 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies	
	5827.96	Vystar 6 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies	
	5827.962	Biovystar 6 ♀/♂ - Rampe de 6 robinets 3 voies et 7 bionector	
	5828.02	Vystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm	
	5828.021	Vystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm et porte rampe	
	5828.023	Biovystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 3 bionector et porte rampe	
	5828.025	Vystar vadsite 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 3 vadsite et porte rampe	
	5828.03	Vystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm	
	5828.031	Vystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm et porte rampe	
	5828.033	Biovystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 4 bionector et porte rampe	
	5828.035	Vystar vadsite 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 4 vadsite et porte rampe	
	5828.04	Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm	
	5828.041	Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm et porte rampe	
	5828.043	Biovystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 5 bionector et porte rampe	
	5828.045	Vystar vadsite 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 5 vadsite et porte rampe	
	5828.053	Biovystar 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 6 bionector et porte rampe	
	5828.055	Vystar vadsite 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 6 vadsite et porte rampe	
	5828.063	Biovystar 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 7 bionector et porte rampe	
DT014	5828.065	Vystar vadsite 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 7 vadsite et porte rampe	IIa
	5828.12	Vystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm	
	5828.125	Vystar vadsite 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm, 3 vadsite et porte rampe	
	5828.13	Vystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm	
	5828.135	Vystar vadsite 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm, 4 vadsite et porte rampe	
	5828.14	Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm	
	5828.141	Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm et porte rampe	
	5828.145	Vystar vadsite 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm, 5 vadsite et porte rampe	
	5828.15	Vystar 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm	
	5828.155	Vystar vadsite 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm, 6 vadsite et porte rampe	
	5828.165	Vystar vadsite 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm, 7 vadsite et porte rampe	
	5828.22	Vystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm	
	5828.221	Vystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe	
	5828.223	Biovystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 3 bionector et porte rampe	
	5828.225	Vystar vadsite 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 3 vadsite et porte rampe	
	5828.23	Vystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm	
	5828.231	Vystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe	
	5828.233	Biovystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 4 bionector et porte rampe	
	5828.235	Vystar vadsite 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 4 vadsite et porte rampe	
	5828.24	Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm	
	5828.241	Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe	
	5828.243	Biovystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 5 bionector et porte rampe	
	5828.245	Vystar vadsite 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 5 vadsite et porte rampe	
	5828.25	Vystar 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm	
	5828.251	Vystar 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe	
	5828.253	Biovystar 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 6 bionector et porte rampe	
	5828.255	Vystar vadsite 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 6 vadsite et porte rampe	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	5828.26	Vystar 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm	
	5828.261	Vystar 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe	
	5828.263	Biovystar 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 7 bionector et porte rampe	
	5828.265	Vystar vadsite 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 7 vadsite et porte rampe	
	5828.525	Vystar vadsite 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 3 vadsite et porte rampe	
	5828.535	Vystar vadsite 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 4 vadsite et porte rampe	
	5828.541	Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm et porte rampe	
	5828.543	Biovystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 5 bionector et porte rampe	
	5828.545	Vystar vadsite 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 5 vadsite et porte rampe	
	5828.555	Vystar vadsite 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 6 vadsite et porte rampe	
DT014	5828.565	Vystar vadsite 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 7 vadsite et porte rampe	IIa
	5828.92	Vystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies	
	5828.93	Vystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies	
	5828.932	Biovystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec 4 bionector	
	5828.94	Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies	
	5828.95	Vystar 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies	
DT015	896.01	Bionector	IIa
	896.02	Bionector	
	896.03	Bionector	
	896.038	Bionector	
	896.038 E	Bionector	
	896.11	Bionector arterial	
	896.21	Bionector "S"	
	896.23	Bionector S	
	896.31	Bionector arterial	
	838.01 E	Bionector TKO®	
	898.03	Vadsite	
	898.038	Vadsite	
	898.11	Vadsite arterial	
	898.032	Vadsite2	
	5897.01	Autoflush - Valve bidirectionnelle à flush positif	
	5897.02	Autoflush - Valve bidirectionnelle à flush positif	
DT020	368.22	Nutrisafe2 - Connecteur seringue-seringue nutrisafe2	IIa
	817.002	Nutrisafe2 - Aiguille de prélèvement - Ø0.86x1.1mm - L.52mm	
	817.052	Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø1.20x2.0mm - L.50mm	
	817.152	Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø2.0x3.3mm - L.150mm	
	817.153	Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø3.0x4.2mm - L.150mm	
	817.154	Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø1.5x2.5mm - L.150mm	
	817.202	Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø2.0x3.3mm - L.200mm	
	817.203	Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø3.0x4.2mm - L.200mm	
	817.302	Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø3.0x4.2mm - L.300mm	
	817.502	Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø2.0x3.3mm - L.500mm	
	80817.052F	Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø1.20x2.0mm - L.50mm (orange)	
	80817.152F	Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø2.0x3.3mm - L.150mm (orange)	
	80817.202F	Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø2.0x3.3mm - L.200mm (orange)	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	817.105	Nutrisafe2 - Canule de prélèvement avec filtre - Ø1.5x2.5mm - L.100mm	
DT021	361.042	Nutrisafe2 - 04Fr - L.50cm - PVC	IIa
	361.052	Nutrisafe2 - 05Fr - L.50cm - PVC	
	361.062	Nutrisafe2 - 06Fr - L.50cm - PVC	
	361.082	Nutrisafe2 - 08Fr - L.50cm - PVC	
	361.102	Nutrisafe2 - 10Fr - L.50cm - PVC	
	362.042	Nutrisafe2 - 04Fr - L.125cm - PVC	
	362.052	Nutrisafe2 - 05Fr - L.125cm - PVC	
	362.062	Nutrisafe2 - 06Fr - L.125cm - PVC	
	362.082	Nutrisafe2 - 08Fr - L.125cm - PVC	
	362.102	Nutrisafe2 - 10Fr - L.125cm - PVC	
	362.122	Nutrisafe2 - 12Fr - L.125cm - PVC	
	362.142	Nutrisafe2 - 14Fr - L.125cm - PVC	
	362.162	Nutrisafe2 - 16Fr - L.125cm - PVC	
	362.182	Nutrisafe2 - 18Fr - L.125cm - PVC	
	80362.052F	Nutrisafe2 - 05Fr - L.125cm - PVC (orange)	
	80362.062F	Nutrisafe2 - 06Fr - L.125cm - PVC (orange)	
	80362.082F	Nutrisafe2 - 08Fr - L.125cm - PVC (orange)	
	363.042	Nutrisafe2 - 04Fr - L.75cm - PVC	
	363.052	Nutrisafe2 - 05Fr - L.75cm - PVC	
	363.062	Nutrisafe2 - 06Fr - L.75cm - PVC	
DT021	363.082	Nutrisafe2 - 08Fr - L.75cm - PVC	IIa
	363.102	Nutrisafe2 - 10Fr - L.75cm - PVC	
	363.122	Nutrisafe2 - 12Fr - L.75cm - PVC	
	80363.052F	Nutrisafe2 - 05Fr - L.75cm - PVC (orange)	
	80363.082F	Nutrisafe2 - 08Fr - L.75cm - PVC (orange)	
	364.042	Nutrisafe2 - 04Fr - L.40cm - PVC	
	364.052	Nutrisafe2 - 05Fr - L.40cm - PVC	
	364.062	Nutrisafe2 - 06Fr - L.40cm - PVC	
	364.082	Nutrisafe2 - 08Fr - L.40cm - PVC	
	1361.042	Nutrisafe2 - 04Fr - L.50cm - PUR	
	1361.052	Nutrisafe2 - 05Fr - L.50cm - PUR	
	1361.062	Nutrisafe2 - 06Fr - L.50cm - PUR	
	1361.082	Nutrisafe2 - 08Fr - L.50cm - PUR	
	1361.102	Nutrisafe2 - 10Fr - L.50cm - PUR	
	81361.082F	Nutrisafe2 - 08Fr - L.50cm - PUR	
	1362.042	Nutrisafe2 - 04Fr - L.125cm - PUR	
	1362.052	Nutrisafe2 - 05Fr - L.125cm - PUR	
	1362.062	Nutrisafe2 - 06Fr - L.125cm - PUR	
	1362.082	Nutrisafe2 - 08Fr - L.125cm - PUR	
	1362.102	Nutrisafe2 - 10Fr - L.125cm - PUR	
	1362.122	Nutrisafe2 - 12Fr - L.125cm - PUR	
	1362.142	Nutrisafe2 - 14Fr - L.125cm - PUR	
	1362.162	Nutrisafe2 - 16Fr - L.125cm - PUR	
	1362.182	Nutrisafe2 - 18Fr - L.125cm - PUR	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1
Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	1362.0621	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 06Fr - L.125cm - PUR	
	1362.0821	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 08Fr - L.125cm - PUR	
	1362.0822	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité ouverte avec mandrin - 08Fr - L.125cm - PUR	
	1362.1021	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 10Fr - L.125cm - PUR	
	1362.1022	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité ouverte avec mandrin - 10Fr - L.125cm - PUR	
	1362.1221	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 12Fr - L.125cm - PUR	
	1362.1222	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité ouverte avec mandrin - 12Fr - L.125cm - PUR	
	1362.1421	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 14Fr - L.125cm - PUR	
	1362.1621	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 16Fr - L.125cm - PUR	
	1362.1821	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 18Fr - L.125cm - PUR	
	81362.062F	Nutrisafe2 - 06Fr - L.125cm - PUR (orange)	
	81362.082F	Nutrisafe2 - 08Fr - L.125cm - PUR (orange)	
	1363.042	Nutrisafe2 - 04Fr - L.75cm - PUR	
	1363.052	Nutrisafe2 - 05Fr - L.75cm - PUR	
	1363.062	Nutrisafe2 - 06Fr - L.75cm - PUR	
	1363.082	Nutrisafe2 - 08Fr - L.75cm - PUR	
	1363.102	Nutrisafe2 - 10Fr - L.75cm - PUR	
	1363.122	Nutrisafe2 - 12Fr - L.75cm - PUR	
	1363.0621	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 06Fr - L.75cm - PUR	
	1363.0821	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 08Fr - L.75cm - PUR	
	1363.0822	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité ouverte avec mandrin - 08Fr - L.75cm - PUR	
	1363.1021	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 10Fr - L.75cm - PUR	
	1363.1022	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité ouverte avec mandrin - 10Fr - L.75cm - PUR	
	1363.1221	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 12Fr - L.75cm - PUR	
	1363.1222	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité ouverte avec mandrin - 12Fr - L.75cm - PUR	
	1363.1421	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 14Fr - L.75cm - PUR	
	1363.1621	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 16Fr - L.75cm - PUR	
	1363.1821	Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 18Fr - L.75cm - PUR	
	81363.052F	Nutrisafe2 - 05Fr - L.75cm - PUR (orange)	
	81363.062F	Nutrisafe2 - 06Fr - L.75cm - PUR (orange)	
	1364.042	Nutrisafe2 - 04Fr - L.40cm - PUR	
	1364.0425	Nutrisafe2 - 04Fr - L.40cm - PUR - high flow	
	1364.052	Nutrisafe2 - 05Fr - L.40cm - PUR	
DT021	1364.062	Nutrisafe2 - 06Fr - L.40cm - PUR	IIa
	1364.082	Nutrisafe2 - 08Fr - L.40cm - PUR	
	1365.042	Nutrisafe2 - 04Fr - L.160cm - PUR	
	1365.062	Nutrisafe2 - 06Fr - L.160cm - PUR	
	1365.082	Nutrisafe2 - 08Fr - L.160cm - PUR	
	1365.102	Nutrisafe2 - 10Fr - L.160cm - PUR	
	1365.122	Nutrisafe2 - 12Fr - L.160cm - PUR	
	1365.142	Nutrisafe2 - 14Fr - L.160cm - PUR	
	1365.162	Nutrisafe2 - 16Fr - L.160cm - PUR	
	1365.182	Nutrisafe2 - 18Fr - L.160cm - PUR	
	81391.092D	Nutrisafe2 - Set de gastroscopie - 10Fr - PUR	
	2331.042	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 04Fr - L.50cm - Silicone	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	2331.052	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 05Fr - L.50cm - Silicone	
	2331.062	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.50cm - Silicone	
	2331.082	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.50cm - Silicone	
	2331.102	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 10Fr - L.50cm - Silicone	
	2331.042G	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 04Fr - L.50cm - Silicone	
	2331.052G	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 05Fr - L.50cm - Silicone	
	2331.062G	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.50cm - Silicone	
	2331.082G	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.50cm - Silicone	
	2332.042	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 04Fr - L.125cm - Silicone	
	2332.062	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.125cm - Silicone	
	2332.082	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.125cm - Silicone	
	2332.102	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 10Fr - L.125cm - Silicone	
	2332.042G	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 04Fr - L.125cm - Silicone	
	2332.062G	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.125cm - Silicone	
	2332.082G	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.125cm - Silicone	
	82332.062F	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.125cm - Silicone (orange)	
	82332.082F	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.125cm - Silicone (orange)	
	2395.062	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale avec extrémité lestée - 06Fr - L.125cm - Silicone	
	2395.082	Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale avec extrémité lestée - 08Fr - L.125cm - Silicone	
	2395.062G	Nutrisafe2 - Sonde duodénale pédiatrique ORX avec extrémité lestée - 06Fr - L.125cm - Silicone	
	2395.082G	Nutrisafe2 - Sonde duodénale pédiatrique ORX avec extrémité lestée - 08Fr - L.125cm - Silicone	
DT023	361.047	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.50cm - PVC	IIa
	361.057	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.50cm - PVC	
	361.067	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.50cm - PVC	
	361.087	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.50cm - PVC	
	361.107	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.50cm - PVC	
	362.047	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.125cm - PVC	
	362.057	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.125cm - PVC	
	362.067	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.125cm - PVC	
	362.087	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.125cm - PVC	
	362.107	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.125cm - PVC	
	362.127	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 12Fr - L.125cm - PVC	
	362.147	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 14Fr - L.125cm - PVC	
	362.167	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 16Fr - L.125cm - PVC	
	362.187	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 18Fr - L.125cm - PVC	
	363.047	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.75cm - PVC	
	363.057	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.75cm - PVC	
	363.067	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.75cm - PVC	
	363.087	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.75cm - PVC	
	363.107	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.75cm - PVC	
	363.127	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 12Fr - L.75cm - PVC	
DT023	364.047	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.40cm - PVC	IIa
	364.057	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.40cm - PVC	
	364.067	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.40cm - PVC	
	364.087	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.40cm - PVC	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

GMED
DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...

**On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director**

DT	Code	Désignation	Classe
	366.087	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.90cm - PVC	
	366.107	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.90cm - PVC	
	366.127	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 12Fr - L.90cm - PVC	
	366.147	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 14Fr - L.90cm - PVC	
	366.167	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 16Fr - L.90cm - PVC	
	366.187	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 18Fr - L.90cm - PVC	
	1361.047	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.50cm - PUR	
	1361.057	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.50cm - PUR	
	1361.067	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.50cm - PUR	
	1361.087	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.50cm - PUR	
	1361.107	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.50cm - PUR	
	1362.047	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.125cm - PUR	
	1362.057	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.125cm - PUR	
	1362.067	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.125cm - PUR	
	1362.087	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.125cm - PUR	
	1362.107	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.125cm - PUR	
	1362.127	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 12Fr - L.125cm - PUR	
	1362.147	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 14Fr - L.125cm - PUR	
	1362.167	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 16Fr - L.125cm - PUR	
	1362.187	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 18Fr - L.125cm - PUR	
	1363.047	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.75cm - PUR	
	1363.057	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.75cm - PUR	
	1363.067	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.75cm - PUR	
	1363.087	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.75cm - PUR	
	1363.107	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.75cm - PUR	
	1363.127	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 12Fr - L.75cm - PUR	
	1364.047	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.40cm - PUR	
	1364.057	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.40cm - PUR	
	1364.067	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.40cm - PUR	
	1364.087	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.40cm - PUR	
	1366.087	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.90cm - PUR	
	1366.107	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.90cm - PUR	
	1366.127	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 12Fr - L.90cm - PUR	
	1362.0671	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 06Fr - L.125cm - PUR	
	1362.0871	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 08Fr - L.125cm - PUR	
	1362.0872	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité ouverte - 08Fr - L.125cm - PUR	
	1362.1071	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 10Fr - L.125cm - PUR	
	1362.1072	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité ouverte - 10Fr - L.125cm - PUR	
	1362.1271	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 12Fr - L.125cm - PUR	
	1362.1272	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité ouverte - 12Fr - L.125cm - PUR	
	1362.1471	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 14Fr - L.125cm - PUR	
	1362.1671	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 16Fr - L.125cm - PUR	
	1362.1871	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 18Fr - L.125cm - PUR	
	1366.0671	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 06Fr - L.90cm - PUR	
	1366.0871	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 08Fr - L.90cm - PUR	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1
Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
DT023	1366.0872	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité ouverte - 08Fr - L.90cm - PUR	IIa
	1366.1071	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 10Fr - L.90cm - PUR	
	1366.1072	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité ouverte - 10Fr - L.90cm - PUR	
	1366.1271	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 12Fr - L.90cm - PUR	
	1366.1272	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité ouverte - 12Fr - L.90cm - PUR	
	1366.1471	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 14Fr - L.90cm - PUR	
	1366.1671	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 16Fr - L.90cm - PUR	
	1366.1871	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 18Fr - L.90cm - PUR	
	2331.047	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.50cm - Silicone	
	2331.057	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.50cm - Silicone	
	2331.067	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.50cm - Silicone	
	2331.087	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.50cm - Silicone	
	2332.047	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.125cm - Silicone	
	2332.067	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.125cm - Silicone	
	2332.087	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.125cm - Silicone	
	2332.107	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.125cm - Silicone	
	2332.127	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 12Fr - L.125cm - Silicone	
	2332.147	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 14Fr - L.125cm - Silicone	
	2336.067	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.90cm - Silicone	
	2395.067	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale avec extrémité lestée - 06Fr - L.125cm - Silicone	
	2395.087	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale avec extrémité lestée - 08Fr - L.125cm - Silicone	
	2395.107	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale avec extrémité lestée - 10Fr - L.125cm - Silicone	
	2395.127	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale avec extrémité lestée - 12Fr - L.125cm - Silicone	
	2395.147	Nutrifit - Sonde de nutrition entérale avec extrémité lestée - 14Fr - L.125cm - Silicone	
DT025	110.16	Intranule - 16G - L.50mm	IIa
	110.20	Intranule - 14G - L.50mm	
	110.23	Intranule - 13G - L.50mm	
	112.12	Intranule - 18G - L.105mm	
	112.16	Intranule - 16G - L.105mm	
	112.20	Intranule - 14G - L.105mm	
	112.23	Intranule - 13G - L.105mm	
	121.06	Intraflon2 - 24G - L.17mm	
	121.08	Intraflon2 - 22G - L.28mm	
	121.10	Intraflon2 - 20G - L.30mm	
	121.13	Intraflon2 - 18G - L.38mm	
	121.16	Intraflon2 - 16G - L.52mm	
	121.21	Intraflon2 - 14G - L.52mm	
	121.24	Intraflon2 - 13G - L.52mm	
	121.27	Intraflon2 - 12G - L.52mm	
	122.10	Intraflon2 - 20G - L.36mm	
	122.13	Intraflon2 - 18G - L.47mm	
	122.16	Intraflon2 - 16G - L.60mm	
	122.21	Intraflon2 - 14G - L.80mm	
	122.24	Intraflon2 - 13G - L.80mm	
	122.27	Intraflon2 - 12G - L.80mm	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1
Modifie le document n° 37945 rev. 0

GMED GROUPE LNE
DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...


**On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director**

DT	Code	Désignation	Classe
	100.06	Bioflow - Ø0.7mm - 24G - L.19mm	
	100.08	Bioflow - Ø0.8mm - 22G - L.25mm	
DT031	115.090	Arterial leadcath - 3Fr - L.8cm - Ø0.9mm - PE	IIa
	115.0901	Arteriosel - 20G - L.8cm - Ø0.9mm - PE	
	115.092	Arterial leadcath - 20G - L.2cm - Ø0.9mm - PE	
	115.094	Arterial leadcath - 20G - L.4cm - Ø0.9mm - PE	
	115.096	Arterial leadcath - 20G - L.6cm - Ø0.9mm - PE	
	115.11	Arterial leadcath - 4Fr - L.10cm - Ø1.2mm - PE	
	115.118	Arterial leadcath - 4Fr - L.8cm - Ø1.2mm - PE	
DT031	115.12	Leadcath - 4Fr - L.18cm - Ø1.2mm - PE	IIa
	115.1201	Arteriosel - 4Fr - L.18cm - Ø1.2mm - PE	
	115.15	Leadcath - 4.5Fr - L.18cm - Ø1.5mm - PE	
	115.17	Leadcath - 5Fr - L.18cm - Ø1.7mm - PE	
	115.598	Arterial leadcath S - 20G - L.8cm - Ø0.9mm - PE	
	115.6981	Arteriosel - 20G - 2.7Fr - L.8cm - Ø0.9mm - PE	
	115.710	Arterial leadcath - 18G - 4Fr - L.10cm - Ø1.2mm - PE	
	115.798	Arterial leadcath - 20G - 2.7Fr - L.8cm - Ø0.9mm - PE	
	80115.09T	Leadcath - Ø0.9mm - G20 - 2.7Fr - L.10cm - PE	
	80115.12C	Leadcath - Ø1.2mm - G18 - 4Fr - L.18cm - PE	
	80115.12S	Leadcath - Ø1.2mm - G18 - 4Fr - L.18cm - PE	
	5115.094	Arterial leadcath - 20G - L.4cm - Ø1mm - PUR	
	5115.096	Arterial leadcath - 20G - L.6cm - Ø1mm - PUR	
	5115.098	Arterial leadcath - 20G - L.8cm - Ø1mm - PUR	
	5115.112	Arterial leadcath - 18G - L.12cm - Ø1.3mm - PUR	
	5115.116	Arterial leadcath - 18G - L.6cm - Ø1.3mm - PUR	
	5115.118	Arterial leadcath - 18G - L.8cm - Ø1.3mm - PUR	
	5118.206	Arterial leadcath - 18G - 4Fr - L.6cm Ø1.28mm - PTFE	
	5118.208	Arterial leadcath - 18G - 4Fr - L.8cm Ø1.28mm - PTFE	
	5118.212	Arterial leadcath - 18G - 4Fr - L.12cm Ø1.28mm - PTFE	
	5118.215	Arterial leadcath - 18G - 4Fr - L.15cm Ø1.28mm - PTFE	
	5118.220	Arterial leadcath - 18G - 4Fr - L.20cm Ø1.28mm - PTFE	
	5118.230	Arterial leadcath - 18G - 4Fr - L.30cm Ø1.28mm - PTFE	
	5118.612	Arterial leadcath - 16G - 5Fr - L.12cm Ø1.69mm - PTFE	
	5118.620	Arterial leadcath - 16G - 5Fr - L.20cm Ø1.69mm - PTFE	
	5118.630	Arterial leadcath - 16G - 5Fr - L.30cm Ø1.69mm - PTFE	
	5118.702	Arterial leadcath - 22G - 2Fr - L.2cm Ø0.72mm - PTFE	
	5118.703	Arterial leadcath - 22G - 2Fr - L.3cm Ø0.72mm - PTFE	
	5118.904	Arterial leadcath - 20G - 3Fr - L.4cm Ø0.99mm - PTFE	
	5118.906	Arterial leadcath - 20G - 3Fr - L.6cm Ø0.99mm - PTFE	
	5118.908	Arterial leadcath - 20G - 3Fr - L.8cm Ø0.99mm - PTFE	
	5118.912	Arterial leadcath - 20G - 3Fr - L.12cm Ø0.99mm - PTFE	
	5118.915	Arterial leadcath - 20G - 3Fr - L.15cm Ø0.99mm - PTFE	
	5119.204	Arterial leadcath - 18G - L.4cm - Ø1.3mm - PTFE	
	5119.206	Arterial leadcath - 18G - L.6cm - Ø1.3mm - PTFE	
	5119.208	Arterial leadcath - 18G - L.8cm - Ø1.3mm - PTFE	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	5119.212	Arterial leadcath - 18G - L.12cm - Ø1.3mm - PTFE	
	5119.215	Arterial leadcath - 18G - L.15cm - Ø1.3mm - PTFE	
	5119.220	Arterial leadcath - 18G - L.20cm - Ø1.3mm - PTFE	
	5119.612	Arterial leadcath - 16G - L.12cm Ø1.70mm - PTFE	
	5119.620	Arterial leadcath - 16G - L.20cm Ø1.70mm - PTFE	
	5119.702	Arterial leadcath - 22G - L.2cm Ø0.7mm - PTFE	
	5119.904	Arterial leadcath - 20G - L.4cm Ø1.00mm - PTFE	
	5119.906	Arterial leadcath - 20G - L.6cm Ø1.00mm - PTFE	
	5119.908	Arterial leadcath - 20G - L.8cm Ø1.00mm - PTFE	
	5119.912	Arterial leadcath - 20G - L.12cm Ø1.00mm - PTFE	
	5119.915	Arterial leadcath - 20G - L.15cm Ø1.00mm - PTFE	
	6115.091	Leadcath E.L. arteriel - 20G - L.11cm - Ø0.9mm - PUR	
	6115.096	Leadcath E.L. arteriel - 20G - L.6cm - Ø1.0mm - PUR	
	6115.098	Leadcath E.L. arteriel - 20G - L.8cm - Ø1.0mm - PUR	
	6115.111	Leadcath E.L. arteriel - 18G - L.11cm - Ø1.3mm - PUR	
	6115.118	Leadcath E.L. arteriel - 18G - L.8cm - Ø1.3mm - PUR	
	1211.04	Leaderflex - 20G - L.4cm - Ø0.9mm - PUR	
	1211.06	Leaderflex - 20G - L.6cm - Ø0.9mm - PUR	
	1211.08	Leaderflex - 20G - L.8cm - Ø0.9mm - PUR	
	1211.12	Leaderflex - 20G - L.12cm - Ø0.9mm - PUR	
	1213.06	Leaderflex - 18G - 4Fr - L.6cm - Ø1.2mm - PUR	
DT031	1213.10	Leaderflex - 18G - 4Fr - L.6cm - Ø1.2mm - PUR	IIa
	119.15	Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - Ø1.5mm - 17G - L.15cm - PE	
	119.20	Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - Ø2.0mm - 14G - L.15cm - PE	
	120.12	Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - Ø1.2mm - 18G - L.25cm - PE	
	120.12Z	Leadcath - Ø1.2mm - 18G - L.25cm - PE	
	120.15	Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - Ø1.5mm - 17G - L.25cm - PE	
	120.15Z	Leadcath - Ø1.5mm - 17G - L.25cm - PE	
	120.17	Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - Ø1.7mm - 16G - L.25cm - PE	
	120.17Z	Leadcath - Ø1.7mm - 16G - L.25cm - PE	
	120.20	Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - Ø2.0mm - 14G - L.25cm - PE	
	124.12	Leadcath - Cathéter vasculaire - 18G - L.18cm - Ø1.3mm - PE	
	124.15	Leadcath - Cathéter vasculaire - 17G - L.18cm - Ø1.5mm - PE	
	124.17	Leadcath - Cathéter vasculaire - 16G - L.18cm - Ø1.7mm - PE	
	124.20	Leadcath - Cathéter vasculaire - 14G - L.18cm - Ø2.0mm - PE	
	1215.13	Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.2mm - 18G - L.15cm - PUR	
	1215.15	Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.5mm - 17G - L.15cm - PUR	
	1215.17	Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.7mm - 16G - L.15cm - PUR	
	1215.20	Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø2.0mm - 14G - L.15cm - PUR	
	1219.13	Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - 4Fr - Ø1.2mm - L.20cm - PUR	
	1219.15	Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - 4.5Fr - Ø1.5mm - L.20cm - PUR	
	1219.17	Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - 5Fr - Ø1.7mm - L.20cm - PUR	
	1219.20	Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - 6Fr - Ø2.0mm - L.20cm - PUR	
	1225.15	Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.5mm - 4.5Fr - 17G - L.25cm - PUR	
	1225.17	Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.7mm - 5Fr - 16G - L.25cm - PUR	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	1225.20	Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø2.0mm - 6Fr - 14G - L.25cm - PUR	
	1241.06	Leadcath2 E.L. - Ø0.9mm - 3Fr - 20G - L.6cm - PUR	
	1243.10	Leadcath2 E.L. - Ø1.2mm - 4Fr - 18G - L.10cm - PUR	
	1245.15	Leadcath2 E.L. - Ø1.5mm - 4.5Fr - 17G - L.15cm - PUR	
	1245.17	Leadcath2 E.L. - Ø1.7mm - 5Fr - 16G - L.15cm - PUR	
	1245.171	Leadcath2 E.L. + - 5Fr - Ø1.7mm - L.15cm - PUR	
	1245.20	Leadcath2 E.L. - 6Fr - Ø2.0mm - L.15cm - PUR	
	1245.201	Leadcath2 E.L. + - 6Fr - Ø2.0mm - L.15cm - PUR	
	1248.15	Leadcath2 E.L. - 4.5Fr - Ø1.5mm - L.20cm - PUR	
	1248.17	Leadcath2 E.L. - 5Fr - Ø1.7mm - L.20cm - PUR	
	1248.171	Leadcath2 E.L. + - 5Fr - Ø1.7mm - L.20cm - PUR	
	1248.20	Leadcath2 E.L. - 6Fr - Ø2.0mm - L.20cm - PUR	
	1248.201	Leadcath2 E.L. + - 6Fr - Ø2.0mm - L.20cm - PUR	
	1266.12	Leadcath2 - Cathéter I.V. (Méthode de Seldinger) - Ø1.2mm - 4Fr - 18G - L.15cm - PUR	
	1266.15	Leadcath2 - Cathéter I.V. (Méthode de Seldinger) - Ø1.5mm - 4.5Fr - 17G - L.15cm - PUR	
	1266.17	Leadcath2 - Cathéter I.V. (Méthode de Seldinger) - Ø1.7mm - 5Fr - 17G - L.15cm - PUR	
	1266.20	Leadcath2 - Cathéter I.V. (Méthode de Seldinger) - Ø2.0mm - 6Fr - 14G - L.15cm - PUR	
	81266.17F	Leadcath2 - Ø1.7mm - 16G - L.15cm - PUR	
	81266.17I	Leadcath2 - Ø1.7mm - 16G - L.15cm - PUR	
	1268.15	Leadcath2 - 4.5Fr - Ø1.5mm - L.20cm - PUR	
	1268.17	Leadcath2 - 5Fr - Ø1.7mm - L.20cm - PUR	
	1268.20	Leadcath2 - 6Fr - Ø2.0mm - L.20cm - PUR	
	81268.17F	Leadcath2 - Ø1.7mm - 16G - 5Fr - L.20cm - PUR	
	5124.12	Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.3mm - 4Fr - L.18cm - PE	
	5124.15	Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.5mm - 4.5Fr - L.18cm - PE	
	5124.17	Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.7mm - 5Fr - L.18cm - PE	
	5124.20	Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø2.0mm - 6Fr - L.18cm - PE	
DT032	874.10	Male-2-male - Luer ♂/♂	Ila
	891.015	Injectstop	
DT032	892.00	Female-2-female LL - Luer-lock ♀/♀	Ila
	893.00	Male-2-male LL - Luer-lock ♂/♂	
DT033	836.02	Protect-a-set avec valve anti-retour et 1 bionector - Ø0.55x1.50mm - L.6cm / Ø1.60x2.60mm - L.10cm	Ila
DT033	841.232	Octopus2 avec 2 valves anti-retour et 2 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.3cm	Ila
	841.234	Octopus2 avec 2 clamps Robert - Ø1.50x2.50mm - L.3cm	
	841.24	Octopus2 avec 2 bionector 2 - Ø1.60x2.60mm - L.10cm / Ø0.55x1.50mm - L.6cm	
	841.264	Octopus2 avec 2 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.10cm	
	841.361	Octopus3 avec 3 valves anti-retour - Ø1.50x2.50mm - L.10cm	
	841.364	Octopus3 avec 3 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.10cm	
	841.415	Octopus tivvygon 2-1 avec 1 valve anti-retour et 2 bionector - 2 voies Ø1.50x2.50mm - L.3cm / L.10cm - 3 voies Ø1.50x2.50mm - L.3cm	
	842.209	Octopus2 avec 1 valve anti-retour et 2 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.6cm	
	842.311	Octopus3 avec 2 valves anti-retour et 3 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.6cm	
	842.312	Octopus3 avec 3 valves anti-retour et 3 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.6cm	
	842.414	Octopus4 avec 3 valves anti-retour et 4 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.6cm	
	842.514	Octopus5 avec 4 valves anti-retour et 5 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.6cm	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	5222.008	Octopus1 avec bionector et clamp Robert - Ø1.50x2.50mm - L.8cm	
	5222.014	Octopus1 avec bionector - Ø1.50x2.50mm - L.10cm	
	5222.838	Octopus1 avec bionector et clamp Robert - Ø1.50x2.50mm - L.27cm	
	85222.01D	Octopus1 avec bionector - Ø1.50x2.50mm - L.10cm	
	5223.01	Octopus1 avec autoflush - Ø1.50x2.50mm - L.10cm	
	5224.01	Octopus1 avec vadsite - Ø1.50x2.50mm - L.10cm	
	5841.207	Octopus2 avec 2 valves anti-retour et 2 autoflush - Ø1.50x2.50mm - L.10cm	
	5841.208	Octopus2 avec 2 autoflush - Ø1.50x2.50mm - L.10cm	
	5841.307	Octopus3 avec 3 valves anti-retour et 3 autoflush - Ø1.50x2.50mm - L.10cm	
	5841.308	Octopus3 avec 3 autoflush - Ø1.50x2.50mm - L.10cm	
	5842.209	Octopus2 avec 1 valve anti-retour et 2 autoflush - Ø1.50x2.50mm - L.10cm	
	5842.306	Octopus3 avec 2 valves anti-retour et 3 autoflush - Ø1.50x2.50mm - L.10cm	
	6841.21	Octopus2 avec 2 vadsite - Ø1.50x2.50mm - L.8cm	
	6841.211	Octopus2 avec 1 valve anti-retour et 2 vadsite - Ø1.50x2.50mm - L.8cm	
	6841.212	Octopus2 avec 2 valves anti-retour et 2 vadsite - Ø1.50x2.50mm - L.8cm	
	6841.31	Octopus3 avec 3 vadsite - Ø1.50x2.50mm - L.8cm	
	6841.312	Octopus3 avec 2 valves anti-retour et 3 vadsite - Ø1.50x2.50mm - L.8cm	
	6841.313	Octopus3 avec 3 valves anti-retour et 3 vadsite - Ø1.50x2.50mm - L.8cm	
	7231.221	Qimooctopus avec 1 valve anti-retour et 1 qimo ♀ - Ø1.50x2.50mm - L.36mm / L.66mm	
DT034	179.45	Introducteur pour aiguille spinale - 20G - L.38mm	IIa
	179.49	Introducteur pour aiguille spinale - 18G - L.38mm	
	179.756	Instrospin - G20 - L.68mm – Whitacre/Quincke ≥ 120mm	
DT036	184.16	Tuohy - Ø1.35x1.65mm - 16G - L.90mm	IIa
	184.17	Tuohy - Ø1.20x1.50mm - 17G - L.90mm	
	184.18	Tuohy - Ø1.12x1.32mm - 18G - L.90mm	
	184.19	Tuohy - Ø0.80x1.08mm - 19G - L.90mm	
	184.27	Tuohy - Ø1.20x1.50mm - 17G - L.120mm	
	184.28	Tuohy - Ø1.12x1.32mm - 18G - L.120mm	
	184.58	Tuohy - Ø1.12x1.32mm - 18G - L.153mm	
	184.86	Tuohy - Ø1.35x1.65mm - 16G - L.80mm	
	184.87	Tuohy - Ø1.20x1.50mm - 17G - L.80mm	
	184.88	Tuohy - Ø1.07x1.30mm - 18G - L.80mm	
	184.881	Tuohy - Ø1.07x1.30mm - 18G - L.80mm	
	184.882	Tuohy Backeye - Ø1.07x1.30mm - 18G - L.80mm	
	6084.881	Rafa Tuohy - 18G - L.80mm	
	185.10	Cathéter pour anesthésie péridurale avec mandrin. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PE	
	185.30	Cathéter pour anesthésie péridurale avec mandrin. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PE	
	186.10	Cathéter pour anesthésie péridurale avec mandrin. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PUR	
	186.30	Cathéter pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PUR	
	187.10	Cathéter et aiguille pour anesthésie péridurale avec mandrin. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PE / Tuohy 17G - L.90mm	
	188.10	Cathéter et aiguille pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm	
DT036	188.30	Cathéter et aiguille pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm	IIa

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	188.47	Nécessaire pour anesthésie péridurale pédiatrique. Extrémité ouverte - 22G - L.400mm - PUR / Tuohy 19G - L.50mm	
	189.30	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm	
	189.50	Mini-set pour anesthésie péridurale avec mandrin. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PE / Tuohy 17G - L.90mm	
	189.60	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm	
	80189.321	Epidural / Peridural set. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PEBA / Tuohy 16G - L.80mm	
	80189.322	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm	
	191.10	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm	
	191.30	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm	
	191.50	Mini-set pour anesthésie péridurale avec mandrin. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PE / Tuohy 17G - L.90mm	
	191.70	Mini-set pour anesthésie péridurale avec mandrin. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PE / Tuohy 17G - L.90mm	
	191.301	Peripur miniset 2. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm	
	191.311	Peripur miniset 2. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm	
	5186.082	Cathéter pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 20G - L.900mm - PEBA	
	5186.382	Cathéter pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 20G - L.900mm - PEBA	
	5186.602	Cathéter pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PEBA	
	5186.802	Cathéter pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PEBA	
	5191.087	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm	
	5191.088	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.90mm	
	5191.337	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée souple - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm	
	5191.3371	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée souple - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm	
	5191.3372	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée souple - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy Backeye 18G - L.80mm	
	5191.387	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm	
	5191.3871	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm	
	5191.388	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.90mm	
	5191.601	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PEBA / Tuohy 16G - L.80mm	
	5191.801	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PEBA / Tuohy 16G - L.80mm	
	5192.384	Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm	
	5291.337	Epidural echo set. Extrémité fermée souple - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm	
	808.22	Filtre 0.2µm	
DT043	721.003	Pince Kocher 16cm	IIa
	721.004	Pince à tissu à griffes 18cm	
	721.005	Pince à tissu sans griffe 18cm	
	721.008	Porte aiguille 20cm	
	721.009	Ciseaux iridectomie (Reynolds) droits 11cm	
	721.010	Ciseaux iridectomie (Reynolds) courbes 11cm	
	721.011	Pince adson avec griffes 12cm	
	721.012	Pince adson sans griffes 12cm	
DT043	721.013	Porte aiguille 15cm	IIa
	721.014	Pince Kocher sans griffe 16cm	
	721.015	Porte aiguille mors plats 13 cm	
	721.016	Ciseaux Metzenbaum courbes 23cm	

GMED
0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



DocuSigned by:
 Béatrice Lys
 EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	721.017	Ciseaux Metzenbaum courbes fins 18cm	
	721.018	Pince Halstead droite à griffes 12cm	
	721.019	Pince Halstead droite sans griffes 12cm	
	721.020	Pince Halstead courbe avec griffes 12cm	
	721.021	Pince Halstead courbe sans griffes 12cm	
	721.028	Pince à disséquer à griffes 14cm	
	721.029	Pince à disséquer sans griffes 14cm	
	721.030	Pince de gouge 14cm	
	721.031	Ecarteurs Farabeuf 12cm	
	721.033	Stylet 14cm	
	721.034	Sonde cannelée 14cm	
	721.301	Pince Laborde 14cm	
	721.501	Ciseaux droits 20cm	
	721.502	Ciseaux épisiotomie angulés 18cm	
	724.0036	Curette Ø4.5mm	
	724.0037	Curette Ø6mm	
	724.0049	Pince Iris courbe 10cm	
	724.0050	Pince Bengolea 26cm	
	724.0055	Pince Iris droite 10cm	
	724.0056	Pince Ierliche courbe sans griffe 15cm	
DT050	0TC00001B	Posikit® 1B	Ila
	0TC00004	SPK	
	0TC00002	Posikit® 2	
DT061	6570.01	B-card - Boussignac Cardiac Arrest Resuscitation Device	Ila
DT063	40.90.10	Sternum guard - Champ de bordure chirurgical avec cellulose modifiée - Medium - 35x35cm	Ila
	40.90.11	Sternum guard - Champ de bordure chirurgical avec cellulose modifiée - Small - 25x25cm	
	40.90.12	Sternum guard - Champ de bordure chirurgical avec cellulose modifiée - Large - 48x50cm	
DT071	44.50.502	Champ à border ORX par 2	Ila
DT078	140.00	Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.25cm - Vol.1.8ml	Ila
	140.80	Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.80cm - Vol.4.5ml	
	141.00	Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.25cm - Vol.1.7ml	
	141.01	Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.13.5cm - Vol.1.2ml	
	141.80	Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.80cm - Vol.4.4ml	
	70141.00	Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.25cm - Vol.1.7ml	
	70141.01	Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.13.5cm - Vol.1.1ml	
	70141.05	Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.50cm - Vol.2.9ml	
	70141.10	Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.100cm - Vol.5.3ml	
	70141.80	Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.80cm - Vol.4.4ml	
	5140.00	Connect-A-set 3 + bionector - Ø3.0x4.2mm - L.14cm - Vol.1.4ml	
	5140.00	Connect-A-set 3 + bionector - Ø3.0x4.2mm - L.14cm - Vol.1.4ml	
	5141.00	Connect-A-set 3 + bionector - Ø2.5x4.0mm - L.25cm - Vol.1.7ml	
	5141.01	Connect-A-set 3 + bionector - Ø2.5x4.0mm - L.13.5cm - Vol.1.1ml	
	5141.10	Connect-A-set 3 + bionector - Ø2.5x4.0mm - L.100cm - Vol.5.4ml	
	5141.001	Connect-A-set 3 + bionector - Ø2.5x4.0mm - L.25cm - Vol.1.7ml	
	5141.011	Connect-A-set 3 + bionector - Ø2.5x4.0mm - L.13.5cm - Vol.1.1ml	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

GMED
DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	5141.005	Connect-A-set 3 + vadsite - Ø2.5×4.0mm - L.25cm - Vol.1.7ml	
	5141.015	Connect-A-set 3 + vadsite - Ø2.5×4.0mm - L.13.5cm - Vol.1.1ml	
	220.010	Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.13.5cm - Vol.1.0ml - Luer-lock ♀/♂	
	220.020	Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.25cm - Vol.1.6ml - Luer-lock ♀/♂	
	220.050	Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.50cm - Vol.2.8ml - Luer-lock ♀/♂	
	220.070	Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.70cm - Vol.3.8ml - Luer-lock ♀/♂	
	220.100	Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.100cm - Vol.5.2ml - Luer-lock ♀/♂	
DT078	220.150	Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.150cm - Vol.7.7ml - Luer-lock ♀/♂	IIa
	220.200	Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.200cm - Vol.10ml - Luer-lock ♀/♂	
	221.050	Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.50cm - Vol.2.8ml - Luer-lock ♂/♂	
	221.100	Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.100cm - Vol.5.2ml - Luer-lock ♂/♂	
	221.150	Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.150cm - Vol.7.7ml - Luer-lock ♂/♂	
	221.200	Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.200cm - Vol.10ml - Luer-lock ♂/♂	
	222.020	Lectroflex - Ø1.5×2.5mm - L.25cm - Vol.0.59ml - Luer-lock ♀/♂	
	222.050	Lectroflex - Ø1.5×2.5mm - L.50cm - Vol.1.0ml - Luer-lock ♀/♂	
	222.100	Lectroflex - Ø1.5×2.5mm - L.100cm - Vol.1.9ml - Luer-lock ♀/♂	
	222.150	Lectroflex - Ø1.5×2.5mm - L.150cm - Vol.2.8ml - Luer-lock ♀/♂	
	222.200	Lectroflex - Ø1.5×2.5mm - L.200cm - Vol.3.7ml - Luer-lock ♀/♂	
	70222.021	Lectroflex - Ø1.0×2.5mm - L.25cm - Vol.0.5ml - Luer-lock ♀/♂	
	70222.051	Lectroflex - Ø1.0×2.5mm - L.50cm - Vol.0.6ml - Luer-lock ♀/♂	
	70222.101	Lectroflex - Ø1.0×2.5mm - L.100cm - Vol.1.0ml - Luer-lock ♀/♂	
	70222.151	Lectroflex - Ø1.0×2.5mm - L.150cm - Vol.1.4ml - Luer-lock ♀/♂	
	70222.201	Lectroflex - Ø1.0×2.5mm - L.200cm - Vol.1.8ml - Luer-lock ♀/♂	
	70222.301	Lectroflex - Ø1.0×2.5mm - L.300cm - Vol.2.6ml - Luer-lock ♀/♂	
	70222.701	Lectroflex - Ø1.0×2.5mm - L.700cm - Vol.5.8ml - Luer-lock ♀/♂	
	831.01	Safeguard1 - Ø1.0×2.5mm - L.160cm - Vol.1.8ml	
	832.01	Protect-a-line1 - Ø1.0×2.5mm - L.150cm	
	832.211	Protect-a-line1 - Ø1.0×2.5mm - L.200cm	
	832.04	Protect-a-line2 - Ø2.5×4.2mm - L.15cm / Ø1.0×2.5mm - L.165cm	
	80832.01C	Protect-a-line ♂/♂ - Ø1.0×2.5mm - L.150cm	
	80832.01D	Protect-a-line ♂/♂ - Ø1.0×2.5mm - L.114cm	
	80832.01E	Protect-a-line ♂/♂ - Ø1.0×2.5mm - L.76cm	
	70832.01	V-green PL150 - Ø1.0×2.5mm - L.150cm - Vol.1.4ml	
	70832.211	V-green PL150 - Ø1.0×2.5mm - L.200cm - Vol.1.8ml	
	70832.04	V-green PL160 Y - Ø2.5×4.2mm - L.10cm - Vol.0.95ml / Ø1.0×2.5mm - L.150cm - Vol.1.9ml	
	833.80	Prolongateur spiralé avec valve anti-siphon - Luer-lock ♀-♂ - Ø1.5×2.5mm - L.300cm - Vol.5.5ml	
	833.90	Prolongateur spiralé avec valve anti-siphon - Luer-lock ♀-♂ - Ø1.5×2.5mm - L.400cm - Vol.7.3ml	
	834.70	Prolongateur spiralé avec valve anti-siphon - Luer-lock ♀-♂ - Ø1.0×2.5mm - L.200cm - Vol.1.8ml	
	834.80	Prolongateur spiralé avec valve anti-siphon - Luer-lock ♀-♂ - Ø1.0×2.5mm - L.300cm - Vol.2.6ml	
	834.90	Prolongateur spiralé avec valve anti-siphon - Luer-lock ♀-♂ - Ø1.0×2.5mm - L.400cm - Vol.3.4ml	
DT079	420.04	Sonde vésicale droite Nelaton - 04Fr - L.40cm - PVC	IIa
	420.04 U	Sonde vésicale droite Nelaton - 04Fr - L.40cm - PVC	
	420.06	Sonde vésicale droite Nelaton - 06Fr - L.40cm - PVC	
	420.06 U	Sonde vésicale droite Nelaton - 06Fr - L.40cm - PVC	
	420.08	Sonde vésicale droite Nelaton - 08Fr - L.40cm - PVC	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	420.08 U	Sonde vésicale droite Nelaton - 08Fr - L.40cm - PVC	
	420.10	Sonde vésicale droite Nelaton - 10Fr - L.40cm - PVC	
	420.10 U	Sonde vésicale droite Nelaton - 10Fr - L.40cm - PVC	
	420.12	Sonde vésicale droite Nelaton - 12Fr - L.40cm - PVC	
	420.12 U	Sonde vésicale droite Nelaton - 12Fr - L.40cm - PVC	
	420.14	Sonde vésicale droite Nelaton - 14Fr - L.40cm - PVC	
	420.14 U	Sonde vésicale droite Nelaton - 14Fr - L.40cm - PVC	
	420.16	Sonde vésicale droite Nelaton - 16Fr - L.40cm - PVC	
	420.16 U	Sonde vésicale droite Nelaton - 16Fr - L.40cm - PVC	
	420.18	Sonde vésicale droite Nelaton - 18Fr - L.40cm - PVC	
	420.18 U	Sonde vésicale droite Nelaton - 18Fr - L.40cm - PVC	
	420.21	Sonde vésicale droite Nelaton - 21Fr - L.40cm - PVC	
	420.21 U	Sonde vésicale droite Nelaton - 21Fr - L.40cm - PVC	
	420.24	Sonde vésicale droite Nelaton - 24Fr - L.40cm - PVC	
DT079	420.24 U	Sonde vésicale droite Nelaton - 24Fr - L.40cm - PVC	IIa
	422.08	Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 08Fr - PVC	
	422.08 U	Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 08Fr - PVC	
	422.10	Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 10Fr - PVC	
	422.10 U	Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 10Fr - PVC	
	422.12	Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 12Fr - PVC	
	422.12 U	Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 12Fr - PVC	
	422.14	Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 14Fr - PVC	
	422.14 U	Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 14Fr - PVC	
	422.16	Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 16Fr - PVC	
	422.16 U	Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 16Fr - PVC	
	422.18	Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 18Fr - PVC	
	422.18 U	Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 18Fr - PVC	
	422.21	Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 21Fr - PVC	
	422.21 U	Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 21Fr - PVC	
	424.04	Sonde vésicale droite - L.18cm - 04Fr - PVC	
	424.04 U	Sonde vésicale droite - L.18cm - 04Fr - PVC	
	424.06	Sonde vésicale droite - L.18cm - 06Fr - PVC	
	424.06 U	Sonde vésicale droite - L.18cm - 06Fr - PVC	
	424.08	Sonde vésicale droite - L.18cm - 08Fr - PVC	
	424.08 U	Sonde vésicale droite - L.18cm - 08Fr - PVC	
	424.10	Sonde vésicale droite - L.18cm - 10Fr - PVC	
	424.10 U	Sonde vésicale droite - L.18cm - 10Fr - PVC	
	424.12	Sonde vésicale droite - L.18cm - 12Fr - PVC	
	424.12 U	Sonde vésicale droite - L.18cm - 12Fr - PVC	
	424.14	Sonde vésicale droite - L.18cm - 14Fr - PVC	
	424.14 U	Sonde vésicale droite - L.18cm - 14Fr - PVC	
	424.16	Sonde vésicale droite - L.18cm - 16Fr - PVC	
	424.16 U	Sonde vésicale droite - L.18cm - 16Fr - PVC	
	425.06	Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 06Fr - PVC	
	425.06 U	Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 06Fr - PVC	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	425.08	Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 08Fr - PVC	
	425.08 U	Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 08Fr - PVC	
	425.10	Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 10Fr - PVC	
	425.10 U	Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 10Fr - PVC	
	425.12	Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 12Fr - PVC	
	425.12 U	Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 12Fr - PVC	
	425.14	Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 14Fr - PVC	
	425.14 U	Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 14Fr - PVC	
	425.16	Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 16Fr - PVC	
	425.16 U	Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 16Fr - PVC	
	425.18	Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 18Fr - PVC	
	425.18 U	Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 18Fr - PVC	
DT082	410.18	Sonde rectale - 18Fr - L.40cm	Ila
	410.21	Sonde rectale - 21Fr - L.40cm	
	410.24	Sonde rectale - 24Fr - L.40cm	
DT084	284.00	Cardiff valve	Ila
	851.00	One-way valve	
	851.01	One-way valve	
	851.02	Vynoflux	
	853.02	Bionector adapter	
DT086	351.27	Tube de Faucher - 27Fr - L.150cm - PVC	Ila
	351.30	Tube de Faucher - 30Fr - L.150cm - PVC	
	351.33	Tube de Faucher - 33Fr - L.150cm - PVC	
	351.36	Tube de Faucher - 36Fr - L.150cm - PVC	
DT088	130.07	Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø0.3x0.7mm - 22G - L.30cm	Ila
	130.10	Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø0.5x1.0mm - 19G - L.30cm	
DT088	130.12	Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø0.8x1.2mm - 18G - L.30cm	Ila
	130.15	Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.0x1.5mm - 17G - L.30cm	
	130.17	Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.2x1.7mm - 16G - L.30cm	
	130.20	Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.4x2.0mm - 14G - L.30cm	
	135.10	Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø0.5x1.0mm - 19G - L.60cm	
	135.12	Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø0.8x1.2mm - 18G - L.60cm	
	135.15	Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.0x1.5mm - 17G - L.60cm	
	135.17	Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.2x1.7mm - 16G - L.60cm	
	135.20	Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.4x2.0mm - 14G - L.60cm	
	137.15	Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.0x1.5mm - 17G - L.75cm	
	137.17	Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.2x1.7mm - 16G - L.75cm	
	137.20	Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.4x2.0mm - 14G - L.75cm	
DT089	106.082	Biovalve Safe - Ø0.9mm - 22G - L.25mm	Ila
	106.102	Biovalve Safe - Ø1.1mm - 20G - L.32mm	
	106.122	Biovalve Safe - Ø1.3mm - 18G - L.45mm	
	106.1232	Biovalve Safe - Ø1.3mm - 18G - L.33mm	
	106.142	Biovalve Safe - Ø1.5mm - 17G - L.45mm	
	106.172	Biovalve Safe - Ø1.7mm - 16G - L.45mm	
	106.212	Biovalve Safe - Ø2.1mm - 14G - L.45mm	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0


 DocuSigned by:

 EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
 Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
DT096	240.04	Microflex - Microperfuseur - 27G - Ø0.4mm - 17mm	IIa
	240.05	Microflex - Microperfuseur - 25G - Ø0.5mm - 17mm	
	240.06	Microflex - Microperfuseur - 23G - Ø0.6mm - 17mm	
	240.07	Microflex - Microperfuseur - 22G - Ø0.7mm - 22mm	
	246.04	Microflex - Microperfuseur - 27G - Ø0.4mm - 17mm	
	246.05	Microflex - Microperfuseur - 25G - Ø0.5mm - 17mm	
	246.06	Microflex - Microperfuseur - 23G - Ø0.6mm - 17mm	
	246.07	Microflex - Microperfuseur - 22G - Ø0.7mm - 22mm	
	246.08	Microflex - Microperfuseur - 21G - Ø0.8mm - 22mm	
	246.09	Microflex - Microperfuseur - 20G - Ø0.9mm - 27mm	
	246.10	Microflex - Microperfuseur - 19G - Ø1.0mm - 27mm	
	246.12	Microflex - Microperfuseur - 18G - Ø1.2mm - 32mm	
	246.16	Microflex - Microperfuseur - 16G - Ø1.6mm - L.30mm	
	246.21	Microflex - Microperfuseur - 14G - Ø2.1mm - L.30mm	
	247.04	Venoflux - Microperfuseur - 27G - Ø0.4mm - L.17mm	
	247.05	Venoflux - Microperfuseur - 25G - Ø0.5mm - L.17mm	
	247.06	Venoflux - Microperfuseur - 23G - Ø0.6mm - L.17mm	
	247.07	Venoflux - Microperfuseur - 22G - Ø0.7mm - L.22mm	
	247.08	Venoflux - Microperfuseur - 21G - Ø0.8mm - L.22mm	
	247.09	Venoflux - Microperfuseur - 20G - Ø0.9mm - L.27mm	
	247.10	Venoflux - Microperfuseur - 19G - Ø1.0mm - L.27mm	
	247.12	Venoflux - Microperfuseur - 18G - Ø1.2mm - L.32mm	
	247.16	Venoflux - Microperfuseur - 16G - Ø1.6mm - L.70mm	
	247.21	Venoflux - Microperfuseur - 14G - Ø2.1mm - L.70mm	
	80246.10L	Aiguille 19G avec double ailettes - Introductrice de PICC	
DT098	255.00	Tubulure silicone de raccordement en Y pour hémodialyse	IIa
	254.09	Hemoclav - Ø1.9x2.7mm - 8Fr - L.20cm - PUR	
	256.04	Hemoclav - Ø1.0x1.5mm - 4.5Fr - L.10cm - PUR	
	256.09	Hemoclav - Ø1.9x2.7mm - 8Fr - L.13.5cm - PUR	
	257.09	Hemoclav - Ø1.9x2.7mm - 8Fr - L.30cm - PUR	
	1130.07	Desilet - L.18cm - 07Fr - 422ml/min	
	1130.08	Desilet - L.18cm - 08Fr - 475ml/min	
	1130.10	Desilet - L.18cm - 10Fr - 505ml/min	
	1133.07	Desilet - L.13cm - 07Fr - 440ml/min	
	1133.08	Desilet - L.13cm - 08Fr - 490ml/min	
	1133.10	Desilet - L.13cm - 10Fr - 520ml/min	
DT099	270.03	Cathéter ombilical - 3.5Fr - L.37cm - 6ml/min - PVC	IIa
	270.04	Cathéter ombilical - 4Fr - L.37cm - 16ml/min - PVC	
DT099	270.05	Cathéter ombilical - 5Fr - L.37cm - 31ml/min - PVC	IIa
	270.06	Cathéter ombilical - 6Fr - L.37cm - 52ml/min - PVC	
	270.07	Cathéter ombilical - 7Fr - L.37cm - 80ml/min - PVC	
	270.08	Cathéter ombilical - 8Fr - L.37cm - 106ml/min - PVC	
	1270.02	Cathéter ombilical - 2.5Fr - L.30cm - 3ml/min - PUR	
	1270.03	Cathéter ombilical - 3.5Fr - L.40cm - 10ml/min - PUR	
	1270.04	Cathéter ombilical - 4Fr - L.40cm - 10ml/min - PUR	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	1270.05	Cathéter ombilical - 5Fr - L.40cm - 23ml/min - PUR	
	1270.08	Cathéter ombilical - 8Fr - L.40cm - 100ml/min - PUR	
	1272.04	Cathéter ombilical - 4Fr - L.20cm - PUR (double lumière - 11ml/min)	
	1272.14	Cathéter ombilical - 4Fr - L.20cm - PUR (double lumière - 11ml/min / 12ml/min)	
	1274.14	Cathéter ombilical - 4Fr - L.40cm - PUR (double lumière - 6ml/min / 7ml/min)	
	1274.17	Cathéter ombilical - 5Fr - L.40cm - PUR (double lumière - 7ml/min / 9ml/min)	
DT100	275.00	Plateau exsanguino-transfusion (avec gants)	IIa
	275.001	Plateau exsanguino-transfusion (sans gants)	
DT102_2	509.10K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 40Fr - Ø10.0x13.5mm - L.325mm - PVC	IIa
	509.50K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.300mm - PVC	
	509.55K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.300mm - PVC	
	509.60K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.300mm - PVC	
	509.65K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.300mm - PVC	
	509.70K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 30Fr - Ø7.0x10.0mm - L.325mm - PVC	
	509.75K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 32Fr - Ø7.5x10.5mm - L.325mm - PVC	
	509.80K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 33Fr - Ø8.0x11.0mm - L.325mm - PVC	
	509.85K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 35Fr - Ø8.5x11.7mm - L.325mm - PVC	
	509.90K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 38Fr - Ø9.0x12.5mm - L.325mm - PVC	
	509.95K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 39Fr - Ø9.5x13.0mm - L.325mm - PVC	
	514.10	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 40Fr - Ø10.0x13.5mm - L.325mm - PVC	
	514.50	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.300mm - PVC	
	514.55	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.300mm - PVC	
	514.60	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.300mm - PVC	
	514.65	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.300mm - PVC	
	514.70	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 30Fr - Ø7.0x10.0mm - L.325mm - PVC	
	514.75	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 32Fr - Ø7.5x10.5mm - L.325mm - PVC	
	514.80	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 33Fr - Ø8.0x11.0mm - L.325mm - PVC	
	514.85	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 35Fr - Ø8.5x11.7mm - L.325mm - PVC	
	514.90	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 38Fr - Ø9.0x12.5mm - L.325mm - PVC	
	514.95	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 39Fr - Ø9.5x13.0mm - L.325mm - PVC	
	514.10K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 40Fr - Ø10.0x13.5mm - L.325mm - PVC	
	514.50K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.300mm - PVC	
	514.55K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.300mm - PVC	
	514.60K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.300mm - PVC	
	514.65K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.300mm - PVC	
	514.70K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 30Fr - Ø7.0x10.0mm - L.325mm - PVC	
	514.75K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 32Fr - Ø7.5x10.5mm - L.325mm - PVC	
	514.80K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 33Fr - Ø8.0x11.0mm - L.325mm - PVC	
	514.85K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 35Fr - Ø8.5x11.7mm - L.325mm - PVC	
	514.90K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 38Fr - Ø9.0x12.5mm - L.325mm - PVC	
	514.95K	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 39Fr - Ø9.5x13.0mm - L.325mm - PVC	
DT102_1	516.20	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC	IIa
	516.25	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC	
	516.30	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC	
	516.35	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	516.40	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC	
	516.45	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC	
	516.50	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.230mm - PVC	
	516.55	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.270mm - PVC	
	516.60	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.270mm - PVC	
DT102_1	516.65	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.270mm - PVC	IIa
	70516.20	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC	
	70516.25	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC	
	70516.30	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC	
	70516.35	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC	
	70516.40	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC	
	70516.45	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC	
	70516.50	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.230mm - PVC	
	70516.55	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.270mm - PVC	
	70516.60	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.270mm - PVC	
	70516.65	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.270mm - PVC	
	80516.30D	Aspirateur de meconium - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.150mm - PVC	
	80516.35D	Aspirateur de meconium - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.150mm - PVC	
DT102_2	518.50 A	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.300mm - PVC	IIa
	518.55 A	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.300mm - PVC	
	518.60 A	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.300mm - PVC	
	518.65 A	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.300mm - PVC	
	518.70 A	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 30Fr - Ø7.0x10.0mm - L.325mm - PVC	
	518.75 A	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 32Fr - Ø7.5x10.5mm - L.325mm - PVC	
	518.80 A	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 33Fr - Ø8.0x11.0mm - L.325mm - PVC	
	518.85 A	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 35Fr - Ø8.5x11.7mm - L.325mm - PVC	
	518.90 A	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 38Fr - Ø9.0x12.5mm - L.325mm - PVC	
	518.95 A	Sonde endotrachéale avec ballonnet - 39Fr - Ø9.5x13.0mm - L.325mm - PVC	
DT102_1	520.20	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC	IIa
	520.25	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC	
	520.30	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC	
	520.35	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC	
	520.40	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC	
	520.45	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC	
	520.50	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.230mm - PVC	
	520.55	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.270mm - PVC	
	520.60	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.270mm - PVC	
	520.65	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.270mm - PVC	
	520.20 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet (avec 2 raccords proximaux) - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC	
	520.25 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet (avec 2 raccords proximaux) - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC	
	520.30 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet (avec 2 raccords proximaux) - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC	
	520.35 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet (avec 2 raccords proximaux) - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC	
	520.40 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet (avec 2 raccords proximaux) - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC	
	520.45 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC	
	520.50 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.230mm - PVC	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1
Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	520.55 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.270mm - PVC	
	520.60 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.270mm - PVC	
	520.65 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.270mm - PVC	
	5516.20	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC	
	5516.25	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC	
	5516.30	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC	
	5516.35	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC	
	5516.40	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC	
	5516.45	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC	
	5516.20 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC	
	5516.25 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC	
	5516.30 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC	
DT102_1	5516.35 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC	IIa
	5516.40 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC	
	5516.45 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC	
	5520.20	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC	
	5520.25	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC	
	5520.30	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC	
	5520.35	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC	
	5520.40	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC	
	5520.45	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC	
	5520.20 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale (avec 2 raccords proximaux) - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC	
	5520.25 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale (avec 2 raccords proximaux) - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC	
	5520.30 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale (avec 2 raccords proximaux) - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC	
	5520.35 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale (avec 2 raccords proximaux) - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC	
	5520.40 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale (avec 2 raccords proximaux) - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC	
	5520.45 A	Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale (avec 2 raccords proximaux) - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC	
	525.10	VyET-Adaptor - Ø10.0mm	
	525.20	VyET-Adaptor - Ø2.0mm	
	525.25	VyET-Adaptor - Ø2.5mm	
	525.30	VyET-Adaptor - Ø3.0mm	
	525.35	VyET-Adaptor - Ø3.5mm	
	525.40	VyET-Adaptor - Ø4.0mm	
	525.45	VyET-Adaptor - Ø4.5mm	
	525.55	VyET-Adaptor - Ø5.5mm	
	525.60	VyET-Adaptor - Ø6.0mm	
	525.70	VyET-Adaptor - Ø7.0mm	
	525.80	VyET-Adaptor - Ø8.0mm	
	525.90	VyET-Adaptor - Ø9.0mm	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

GMED GROUPE LNE
DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT102_2	526.00	Connecteur coudé orientable pour sonde endotrachéale	IIa
	526.01	Connecteur coudé orientable pour sonde endotrachéale	
DT102_1	580.00	Prolongateur pédiatrique pour ventilation nasale ou intubation endotrachéale - Ø2.4mm x 4.1mm - L.37cm	IIa
DT105	6508.70	Système RCP Boussignac - Ø7.0x10.0mm - L.325mm	IIa
	6508.75	Système RCP Boussignac - Ø7.5x10.5mm - L.325mm	
	6508.80	Système RCP Boussignac - Ø8.0x11.0mm - L.325mm	
DT108	522.06	Sonde d'aspiration naso-pharyngée - Ø2.0mm - 06Fr - L.150mm	IIa
	522.08	Sonde d'aspiration naso-pharyngée - Ø2.5mm - 08Fr - L.150mm	
	522.10	Sonde d'aspiration naso-pharyngée - Ø3.3mm - 10Fr - L.150mm	
	80522.06B	Sonde naso-pharyngée - Ø2.0mm - 06Fr - L.150mm	
	80522.08B	Sonde naso-pharyngée - Ø2.5mm - 08Fr - L.150mm	
	80522.10B	Sonde naso-pharyngée - Ø3.3mm - 10Fr - L.150mm	
	530.04	Sonde d'aspiration - Ø1.5mm - 04Fr - L.265mm	
	530.05	Sonde d'aspiration - Ø1.7mm - 05Fr - L.265mm	
	530.06	Sonde d'aspiration - Ø2.0mm - 06Fr - L.265mm	
	530.07	Sonde d'aspiration - Ø2.3mm - 07Fr - L.265mm	
	530.08	Sonde d'aspiration - Ø2.5mm - 08Fr - L.265mm	
	530.10	Sonde d'aspiration - Ø3.3mm - 10Fr - L.465mm	
	530.12	Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.465mm	
	530.14	Sonde d'aspiration - Ø4.5mm - 14Fr - L.465mm	
	530.16	Sonde d'aspiration - Ø5.0mm - 16Fr - L.465mm	
	530.18	Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.465mm	
	70530.04	Sonde d'aspiration - Ø1.5mm - 04Fr - L.265mm	
DT108	70530.05	Sonde d'aspiration - Ø1.7mm - 05Fr - L.265mm	IIa
	70530.06	Sonde d'aspiration - Ø2.0mm - 06Fr - L.265mm	
	70530.07	Sonde d'aspiration - Ø2.3mm - 07Fr - L.265mm	
	70530.08	Sonde d'aspiration - Ø2.5mm - 08Fr - L.265mm	
	70530.10	Sonde d'aspiration - Ø3.3mm - 10Fr - L.465mm	
	70530.12	Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.465mm	
	70530.14	Sonde d'aspiration - Ø4.5mm - 14Fr - L.465mm	
	70530.16	Sonde d'aspiration - Ø5.0mm - 16Fr - L.465mm	
	70530.18	Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.465mm	
	533.04	Sonde d'aspiration DeLee - Ø1.5mm - 04Fr - L.265mm	
	533.05	Sonde d'aspiration DeLee - Ø1.7mm - 05Fr - L.265mm	
	533.06	Sonde d'aspiration DeLee - Ø2.0mm - 06Fr - L.265mm	
	533.07	Sonde d'aspiration DeLee - Ø2.3mm - 07Fr - L.325mm	
	533.08	Sonde d'aspiration DeLee - Ø2.5mm - 08Fr - L.325mm	
	533.10	Sonde d'aspiration DeLee - Ø3.3mm - 10Fr - L.325mm	
	533.12	Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.325mm	
	533.14	Sonde d'aspiration - Ø4.5mm - 14Fr - L.325mm	
	533.16	Sonde d'aspiration - Ø5.0mm - 16Fr - L.325mm	
	533.18	Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.325mm	
	533.21	Sonde d'aspiration - Ø7.0mm - 21Fr - L.325mm	
	70533.04	Sonde d'aspiration - Ø1.5mm - 04Fr - L.265mm	
	70533.05	Sonde d'aspiration - Ø1.7mm - 05Fr - L.265mm	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

70533.06	Sonde d'aspiration - Ø2.0mm - 06Fr - L.265mm
70533.07	Sonde d'aspiration - Ø2.3mm - 07Fr - L.325mm
70533.08	Sonde d'aspiration - Ø2.5mm - 08Fr - L.325mm
70533.10	Sonde d'aspiration - Ø3.3mm - 10Fr - L.325mm
70533.12	Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.325mm
70533.14	Sonde d'aspiration - Ø4.5mm - 14Fr - L.325mm
70533.16	Sonde d'aspiration - Ø5.0mm - 16Fr - L.325mm
70533.18	Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.325mm
535.04	Sonde pour aspiration contrôlée - Ø1.5mm - 04Fr - L.290mm
535.05	Sonde pour aspiration contrôlée - Ø1.7mm - 05Fr - L.290mm
535.06	Sonde pour aspiration contrôlée - Ø2.0mm - 06Fr - L.290mm
535.07	Sonde pour aspiration contrôlée - Ø2.3mm - 07Fr - L.290mm
535.08	Sonde pour aspiration contrôlée - Ø2.5mm - 08Fr - L.290mm
535.10	Sonde pour aspiration contrôlée - Ø3.3mm - 10Fr - L.290mm
535.12	Sonde pour aspiration contrôlée - Ø4.0mm - 12Fr - L.420mm
535.14	Sonde pour aspiration contrôlée - Ø4.5mm - 14Fr - L.420mm
535.16	Sonde pour aspiration contrôlée - Ø5.0mm - 16Fr - L.420mm
535.18	Sonde pour aspiration contrôlée - Ø6.0mm - 18Fr - L.420mm
80535.12F	Sonde pour aspiration contrôlée - Ø4.0mm - 12Fr - L.570mm
545.06	Sonde d'aspiration - Ø2.0mm - 06Fr - L.375mm
545.08	Sonde d'aspiration - Ø2.5mm - 08Fr - L.375mm
545.10	Sonde d'aspiration - Ø3.3mm - 10Fr - L.465mm
545.12	Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.465mm
545.16	Sonde d'aspiration - Ø5.0mm - 16Fr - L.465mm
545.18	Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.465mm
70545.06	Sonde d'aspiration - Ø2.0mm - 06Fr - L.375mm
70545.07	Sonde d'aspiration - Ø2.3mm - 07Fr - L.375mm
70545.08	Sonde d'aspiration - Ø2.5mm - 08Fr - L.375mm
70545.10	Sonde d'aspiration - Ø3.3mm - 10Fr - L.465mm
70545.12	Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.465mm
70545.14	Sonde d'aspiration - Ø4.5mm - 14Fr - L.465mm
70545.16	Sonde d'aspiration - Ø5.0mm - 16Fr - L.465mm
70545.18	Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.465mm
70545.20	Sonde d'aspiration - Ø6.7mm - 20Fr - L.465mm
565.04	Sonde d'aspiration - Ø1.5mm - 04Fr - L.565mm
565.05	Sonde d'aspiration - Ø1.7mm - 05Fr - L.565mm
565.06	Sonde d'aspiration - Ø2.0mm - 06Fr - L.565mm
565.08	Sonde d'aspiration - Ø2.5mm - 08Fr - L.565mm
565.10	Sonde d'aspiration - Ø3.3mm - 10Fr - L.565mm
565.12	Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.565mm
565.14	Sonde d'aspiration - Ø4.5mm - 14Fr - L.565mm
565.18	Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.565mm
70565.05	Sonde d'aspiration - Ø1.7mm - 05Fr - L.565mm
70565.06	Sonde d'aspiration - Ø2.0mm - 06Fr - L.565mm
70565.07	Sonde d'aspiration - Ø2.3mm - 07Fr - L.565mm
70565.08	Sonde d'aspiration - Ø2.5mm - 08Fr - L.565mm
70565.10	Sonde d'aspiration - Ø3.3mm - 10Fr - L.565mm

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0




EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

	70565.12	Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.565mm	
	70565.14	Sonde d'aspiration - Ø4.5mm - 14Fr - L.565mm	
	70565.16	Sonde d'aspiration - Ø5.0mm - 16Fr - L.565mm	
	70565.18	Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.565mm	
	70565.20	Sonde d'aspiration - Ø6.7mm - 20Fr - L.565mm	
	568.16	Sonde béquillée pour aspiration - Ø5.0mm - 15Fr - L.600mm	
	568.18	Sonde béquillée pour aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.565mm	
	534.08	Aspirateur de mucosités - Pédiatrie avec une sonde d'aspiration - 25ml - Ø8Fr (2.5mm) - L.32.5cm	
	534.10	Aspirateur de mucosités - Pédiatrie avec 2 sondes d'aspiration - 25ml - Ø6Fr (2.0mm) - L.26.5cm / Ø10Fr (3.3mm) - L.32.5cm	
	534.101	Aspirateur de mucosités - Pédiatrie avec 2 sondes d'aspiration - 25ml - Ø6Fr (2.0mm) - L.26.5cm / Ø10Fr (3.3mm) - L.32.5cm	
	534.12	Aspirateur de mucosités - Adultes avec une sonde d'aspiration - 25ml - Ø12Fr (4.0mm) - L.33cm	
	534.14	Aspirateur de mucosités - Adultes avec une sonde d'aspiration - 25ml - Ø14Fr (4.6mm) - L.33cm	
	534.16	Aspirateur de mucosités - Adultes avec une sonde d'aspiration - 25ml - Ø5.0mm - L.52cm	
	534.20	Aspirateur de mucosités - Adultes avec une sonde trachéale - 70ml - Ø3.3mm (10F) - L.500mm	
	534.91	Aspirateur de mucosités polyvalent - 25ml - L.13cm	
	80534.06M	Aspirateur de mucosités avec système de contrôle de l'aspiration au doigt - 25ml - Ø2.0mm (6Fr) - L.260mm / Ø2.5mm (8Fr) - L.320mm	
	80541.06A	Aspirateur de mucosité en cascade - 25ml - Ø10Fr (3.3mm) - L.32.5cm / Ø6Fr (2.0mm) - L.26cm	
	542.06	Mucaid - Aspirateur de mucosités - 25ml - Ø6Fr (2.0mm) - L.26.5cm	
	542.08	Mucaid - Aspirateur de mucosités - 25ml - Ø8Fr (2.6mm) - L.32.5cm	
	542.10	Mucaid - Aspirateur de mucosités - 25ml - Ø10Fr (3.3mm) - L.32.5cm	
	542.12	Mucaid - Aspirateur de mucosités - 25ml - Ø12Fr (4.0mm) - L.47cm	
	542.14	Mucaid - Aspirateur de mucosités - 25ml - Ø14Fr (4.6mm) - L.47cm	
	5534.06	Aspirateur de mucosités - Ø2.0mm - 6Fr - L.255mm - 35ml	
	5534.08	Aspirateur de mucosités - Ø2.5mm - 8Fr - L.325mm - 35ml	
	5534.10	Aspirateur de mucosités - Ø3.3mm - 10Fr - L.325mm - 35ml	
	5534.12	Aspirateur de mucosités - Ø4.0mm - 12Fr - L.465mm - 35ml	
	5534.14	Aspirateur de mucosités - Ø4.5mm - 14Fr - L.465mm - 35ml	
	5534.30	Aspirateur de mucosités - Ø2.0mm - 6Fr - L.255mm / Ø3.3mm - 10Fr - L.325mm - 35ml	
	816.00	Vyconnector - Raccord pour fibroscope - Ø7.5-9mm	
DT109	523.26	Canule de trachéotomie à ballonnet basse pression - Ø6.0x8.5mm - L.50-80mm - θ=110°	IIa
	523.30	Canule de trachéotomie à ballonnet basse pression - Ø7.0x10.0mm - L.55-85mm - θ=110°	
	523.33	Canule de trachéotomie à ballonnet basse pression - Ø8.0x11.0mm - L.60-95mm - θ=110°	
	523.36	Canule de trachéotomie à ballonnet basse pression - Ø9.0x12.5mm - L.60-105mm - θ=110°	
	523.39	Canule de trachéotomie à ballonnet basse pression - Ø10.0x13.5mm - L.60-115mm - θ=110°	
	524.26	Sonde endotrachéale Montandon avec ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm	
	524.30	Sonde endotrachéale Montandon avec ballonnet - 30Fr - Ø7.0x10mm	
	524.33	Sonde endotrachéale Montandon avec ballonnet - 33Fr - Ø8.0x11mm	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1
Modifie le document n° 37945 rev. 0



EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT109	524.36	Sonde endotrachéale Montandon avec ballonnet - 38Fr - Ø9.0x12.5mm	IIa
	524.39	Sonde endotrachéale Montandon avec ballonnet - 40Fr - Ø10.0x3.5mm	
DT110	538.25	Aspisafe2 (sonde pour prélèvement bronchique protégé) - Ø1.0x1.7mm - 05Fr - L.65cm / Ø2.0x2.7mm - 08Fr - L.60cm	IIa
	538.34	Aspisafe2 (sonde pour prélèvement bronchique protégé) - Ø0.9x1.3mm - 04Fr - L.95cm / Ø1.4x1.9mm - 06Fr - L.90cm	
DT112	5570.13	CPAP Boussignac avec connecteur	IIa
	5570.132A	CPAP Boussignac - Weinmann modul CPAP	
	5566.01	Bague FiO2 pour CPAP Boussignac	
	5566.02	Bague FiO2 pour CPAP Boussignac	
	5558.62	Connecteur pour CPAP Boussignac - Ø6mm - L.200cm	
DT118	396.01	Connecteur anti-intraveineux pour nutrition entérale	IIa
	800.00	Syringe adaptator - Raccord-réducteur seringue/sonde de petit diamètre - Luer	
	800.01	Syringe adaptator - Raccord-réducteur seringue/sonde de petit diamètre - Luer-lock	
	801.00 D	Vyconnector - Ø7-10mm	
	801.00	Syringe adaptator - Ø7-10mm	
DT121	571.18	Sonde à crépine pour aspiration - 18Fr - L.45cm - bleue	IIa
	572.18	Sonde à crépine pour aspiration - 18Fr - L.45cm - blanche	
DT123	595.08	Sonde à oxygène - Ø2.5mm - 8Fr - L.327mm - PVC	IIa
	595.10	Sonde à oxygène - Ø3.3mm - 10Fr - L.327mm - PVC	
	595.12	Sonde à oxygène - Ø4.0mm - 12Fr - L.327mm - PVC	
	595.14	Sonde à oxygène - Ø4.5mm - 14Fr - L.327mm - PVC	
	595.16	Sonde à oxygène - Ø5.0mm - 16Fr - L.327mm - PVC	
	595.18	Sonde à oxygène - Ø6.0mm - 18Fr - L.327mm - PVC	
	597.21	Tube connecteur pour oxygène - L.180cm (PVC)	
	598.00	Masque à oxygène - L.150cm (PVC)	
	2593.08	Lunettes à oxygène pédiatriques en silicone - 8Fr - L.300mm	
	2593.10	Lunettes à oxygène pédiatriques en silicone - 10Fr - L.300mm	
	2593.12	Lunettes à oxygène pédiatriques en silicone - 12Fr - L.300mm	
	2595.15	Sonde pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø1.5x2.7mm - 8Fr - L.90mm	
	2595.20	Sonde pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø2.0x3.4mm - 10Fr - L.90mm	
	2595.25	Sonde pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø2.5x4.0mm - 12Fr - L.90mm	
	2595.30	Sonde pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø3.0x5.0mm - 15Fr - L.90mm	
	2596.15	Sonde double pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø1.5x2.7mm - 8Fr - L.6cm	
	2596.20	Sonde double pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø2.0x3.4mm - 10Fr - L.6cm	
	2596.25	Sonde double pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø2.5x4.0mm - 12Fr - L.6cm	
	2596.30	Sonde double pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø3.0x5.0mm - 15Fr - L.7cm	
DT126	881.00	Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 7.8-15.7mm / 7.8-15.7mm	IIa
	881.11	Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 10.0-13.0mm / 10.0-13.0mm	
	881.13	Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 13.5-16.0mm / 13.5-16.0mm	
	881.30	Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 13.5-15.5mm / 10.0-12.0mm	
	881.31	Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 3.0-5.0mm / 10.0-13.0mm	
	881.33	Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 3.0-5.0mm / 3.0-5.0mm	
	881.35	Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 13.5-15.5mm / 5.5-7.0mm	
	881.37	Vyconnector - ØExt. 7.0-10.0mm / 3.0-5.0mm	
	881.44	Vyconnector - ØExt. 4.0-6.0mm / 4.0-6.0mm	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

	881.47	Vyconnector - ØExt. 7.0-10.0mm / 4.0-6.0mm	
	881.51	Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 5.0-7.0mm / 10.0-13.0mm	
	881.53	Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 13.5-15.5mm / 3.5-5.0mm	
	881.57	Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 13.5-15.5mm / 7.5-9.0mm	
	881.66	Vyconnector - ØExt. 6.0-8.0mm / 6.0-8.0mm	
	881.71	Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 7.0-10.0mm / 10.0-13.0mm	
	881.77	Vyconnector - ØExt. 7.0-9.5mm / 7.0-9.5mm	
	881.11 D	Vyconnector - ØExt. 10.0-13.0mm / 10.0-13.0mm	
	881.31 D	Vyconnector - ØExt. 3.0-5.0mm / 10.0-13.0mm	
	881.33 D	Vyconnector - ØExt. 3.0-5.0mm / 3.0-5.0mm	
	881.37 D	Vyconnector - ØExt. 3.0-5.0mm / 7.0-10.0mm	
DT126	881.44 D	Vyconnector - ØExt. 4.0-6.0mm / 4.0-6.0mm	IIa
	881.47 D	Vyconnector - ØExt. 4.0-7.0mm / 7.0-10.0mm	
	881.51 D	Vyconnector - ØExt. 5.0-7.0mm / 10.0-13.0mm	
	881.66 D	Vyconnector - ØExt. 6.0-8.0mm / 6.0-8.0mm	
	881.71 D	Vyconnector - ØExt. 7.0-10.0mm / 10.0-13.0mm	
	881.77 D	Vyconnector - ØExt. 7.0-10.0mm / 7.0-10.0mm	
	882.04	Vyconnector - Raccord en T - Ø4-6mm	
	882.08	Raccord en T - Ø8-10mm	
	882.12	Raccord en T - Ø12-14mm	
	882.16	Raccord en T - Ø16-18mm	
	882.08 D	Vyconnector - Raccord en T - Ø8-10mm	
	884.04	Vyconnector - Raccord en Y - Ø4-6mm	
	884.06	Vyconnector - Raccord en Y - Ø6-8mm	
	884.08	Vyconnector - Raccord en Y - Ø8-10mm	
	884.12	Vyconnector - Raccord en Y - Ø12-14mm	
	884.16	Vyconnector - Raccord en Y - Ø16-18mm	
	884.04 D	Vyconnector - Ø4-6mm	
	884.08 D	Vyconnector - Ø8-10mm	
DT128	625.08	Drain trocart : drainage pleural du nouveau-né - Ø2.5mm (08F) - L.8cm	IIa
	625.10	Drain trocart : drainage pleural du nouveau-né - Ø3.3mm (10F) - L.8cm	
	626.12	Drain trocart thoracique - 2 orifices latéraux - Ø4.0mm - 12Fr - L.25cm	
	626.16	Drain trocart thoracique - 2 orifices latéraux - Ø5.3mm - 16Fr - L.25cm	
	626.20	Drain trocart thoracique - 2 orifices latéraux - Ø6.7mm - 20Fr - L.40cm	
	626.24	Drain trocart thoracique - 2 orifices latéraux - Ø8.0mm - 24Fr - L.40cm	
	626.28	Drain trocart thoracique - 2 orifices latéraux - Ø9.0mm - 28Fr - L.40cm	
	626.32	Drain trocart thoracique - 2 orifices latéraux - Ø10.7mm - 32Fr - L.40cm	
	635.12	Drain pleural de Joly - Ø4.0mm - 12Fr - L.15cm	
	635.14	Drain pleural de Joly - Ø4.5mm - 14Fr - L.15cm	
	635.18	Drain pleural de Joly - Ø6.0mm - 18Fr - L.15cm	
	636.14	Drain trocart thoracique - Ø4.5mm - 14Fr - L.28cm	
	636.18	Drain trocart thoracique - Ø6.0mm - 18Fr - L.28cm	
	636.20	Drain trocart thoracique - Ø6.7mm - 20Fr - L.28cm	
	636.24	Drain trocart thoracique - Ø8.0mm - 24Fr - L.28cm	
	636.28	Drain trocart thoracique - Ø9.0mm - 28Fr - L.28cm	
	636.30	Drain trocart thoracique - Ø10mm - 30Fr - L.28cm	
	653.16	Drain thoracique - Ø5.3mm - 16Fr - L.50cm	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1
Modifie le document n° 37945 rev. 0


DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

	653.20	Drain thoracique - Ø6.7mm - 20Fr - L.50cm	
	653.24	Drain thoracique - Ø8.0mm - 24Fr - L.50cm	
	653.28	Drain thoracique - Ø9.0mm - 28Fr - L.50cm	
	653.32	Drain thoracique - Ø10.7mm - 32Fr - L.50cm	
	681.06	Easydrain - Drain thoracique percutané pédiatrique - Ø1.00x1.9mm - 06Fr - L.30cm	
	681.08	Easydrain - Drain thoracique percutané adulte - Ø1.70x2.7mm - 08Fr - L.50cm	
	681.10	Easydrain - Drain thoracique percutané adulte - Ø2.2x3.3mm - 10Fr - L.50cm	
	681.082	Easydrain - Drain thoracique percutané pédiatrique - Ø1.70x2.7mm - 08Fr - L.40cm	
	2633.18	Drain thoracique en silicone pour trocart de Monod - 18Fr - L.50cm	
	2633.21	Drain thoracique en silicone pour trocart de Monod - 21Fr - L.50cm	
	2633.27	Drain thoracique en silicone pour trocart de Monod - 27Fr - L.50cm	
	2633.33	Drain thoracique en silicone pour trocart de Monod - 33Fr - L.50cm	
DT131	620.10	RedOpack - Dispositif pour drainage chirurgical	IIa
	620.12	RedOpack - Dispositif pour drainage chirurgical	
	620.14	RedOpack - Dispositif pour drainage chirurgical	
	620.16	RedOpack - Dispositif pour drainage chirurgical	
	620.18	RedOpack - Dispositif pour drainage chirurgical	
	621.06	Mini redOpack - Dispositif pour drainage chirurgical - 120ml	
	621.08	Mini redOpack - Dispositif pour drainage chirurgical - 120ml	
	650.06	Drain de Redon - 06Fr - L.50cm - PVC (avec 14 orifices)	
	650.08	Drain de Redon - 08Fr - L.50cm - PVC (avec 7 orifices)	
DT131	650.10	Drain de Redon - 10Fr - L.50cm - PVC (avec 7 orifices)	IIa
	650.12	Drain de Redon - 12Fr - L.50cm - PVC (avec 7 orifices)	
	650.14	Drain de Redon - 14Fr - L.50cm - PVC (avec 7 orifices)	
	650.16	Drain de Redon - 16Fr - L.50cm - PVC (avec 7 orifices)	
	650.18	Drain de Redon - 18Fr - L.50cm - PVC (avec 7 orifices)	
	80650.12C	Drain d'aspiration continue - 12Fr - L.50cm - PVC (avec 50 orifices)	
	651.08	Drain de Redon - 08Fr - L.50cm - PVC (avec 28 orifices)	
	651.10	Drain de Redon - 10Fr - L.50cm - PVC (avec 14 orifices)	
	651.12	Drain de Redon - 12Fr - L.50cm - PVC (avec 14 orifices)	
	651.14	Drain de Redon - 14Fr - L.50cm - PVC (avec 14 orifices)	
	651.16	Drain de Redon - 16Fr - L.50cm - PVC (avec 14 orifices)	
	651.18	Drain de Redon - 18Fr - L.50cm - PVC (avec 14 orifices)	
DT133	658.06	Aiguille alène pour drains 06Fr - L.120mm	IIa
	658.08	Aiguille alène pour drains 08Fr - L.120mm	
	658.10	Aiguille alène pour drains 10Fr - L.175mm	
	658.12	Aiguille alène pour drains 12Fr - L.175mm	
	658.14	Aiguille alène pour drains 14Fr - L.190mm	
	658.16	Aiguille alène pour drains 16Fr - L.210mm	
	658.18	Aiguille alène pour drains 18Fr - L.210mm	
	2183.15	Aiguille de tunnellation - Ø2.2mm	
	2183.20	Aiguille de tunnellation - Ø3.0mm	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1
Modifie le document n° 37945 rev. 0




On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT136_A	1129.04	Desilet - Désilet à gaine non pelable. Introducteur pour cathéter 4Fr (Ø1.3mm)	IIa
	1129.05	Desilet - Désilet à gaine non pelable. Introducteur pour cathéter 5Fr (Ø1.7mm)	
	1129.06	Desilet - Désilet à gaine non pelable. Introducteur pour cathéter 6Fr (Ø2.0mm)	
	1129.07	Desilet - Désilet à gaine non pelable. Introducteur pour cathéter 7Fr (Ø2.3mm)	
	1129.08	Desilet - Désilet à gaine non pelable. Introducteur pour cathéter 8Fr (Ø2.7mm)	
	1129.09	Desilet - Désilet à gaine non pelable. Introducteur pour cathéter 9Fr (Ø3.0mm)	
	1129.10	Desilet - Désilet à gaine non pelable. Introducteur pour cathéter 10Fr (Ø3.3mm)	
	1146.04	Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 4 Fr (Ø1.3mm)	
	1146.05	Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 5 Fr (Ø1.7mm)	
	1146.06	Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 6 Fr (Ø2.0mm)	
	1146.07	Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 7 Fr (Ø2.3mm)	
	1146.08	Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 8 Fr (Ø2.7mm)	
	1146.09	Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 9 Fr (Ø3.0mm)	
	1146.10	Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 10 Fr (Ø3.3mm)	
DT136_B	1146.12	Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 12 Fr (Ø4.0mm)	IIa
	1146.14	Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 14 Fr (Ø4.6mm)	
	G1146.03	Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 3Fr - 10cm	
	G1146.037	Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 3Fr - 7cm	
	G1146.04	Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 4Fr - 10cm	
	G1146.047	Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 4Fr - 7cm	
	G1146.05	Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 5Fr - 10cm	
	G1146.057	Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 5Fr - 7cm	
	G1146.457	Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 4.5Fr - 7cm	
	G1146.530	Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 3Fr - 7cm	
	G1146.540	Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 4Fr - 7cm	
	G1146.550	Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 5Fr - 7cm	
	G1146.557	Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 5.5Fr - 7cm	
	I1146.037	Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 3Fr - 7cm	
DT137	I1146.047	Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 4Fr - 7cm	IIa
	I1146.057	Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 5Fr - 7cm	
	219.09	Aiguille luer lock - Ø0.90mm - 20G - L.35mm	
	219.13	Aiguille luer lock - Ø1.26mm - 18G - L.70mm	
	219.14	Aiguille luer lock - Ø1.4mm - 17G - L.70mm	
	219.17	Aiguille luer lock - Ø1.7mm - 16G - L.70mm	
DT137	219.24	Aiguille luer lock - Ø2.4mm - 13G - L.70mm	IIa
	219.091	Seldisafe - Aiguille sécurisée - Ø0.66x0.90mm - 20G - L.42mm	
	219.131	Seldisafe - Aiguille sécurisée - Ø1.05x1.26mm - 18G - L.70mm	
DT142	1297.17	Embase Vyflow compatible uniquement avec leader cuff 16G 1227.17	IIa
	1297.20	Embase Vyflow compatible uniquement avec leader cuff 14G 1227.20	
	2196.13	Raccord amovible pour cathéter nutricath - 0.8x1.3mm	
	2196.17	Raccord amovible pour cathéter nutricath - 1.0x1.7mm	
	2196.20	Raccord amovible pour cathéter nutricath - 1.2x2.0mm	
	2196.30	Raccord amovible pour cathéter nutricath - 2.0x3.2mm	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0




On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT163	339.0172	Nutrisafe2 - Prolongateur en Y pour nutrition entérale nutrisafe2 - Ø3.0x4.2 mm - L.15cm	IIa
	339.0182	Nutrisafe2 - Prolongateur en Y pour nutrition entérale nutrisafe2 - Ø3.0x4.2 mm - L.18cm	
	368.02	Nutrisafe2 - Adaptateur nutrisafe2 pour sets de nutrition	
	368.032	Nutrisafe2 - Prologateur nutrisafe2 - Ø1.5x2.5mm - L.30cm	
	368.12	Nutrisafe2 - Connecteur multicharrière mâle nutrisafe2	
	368.42	Nutrisafe2 - Raccord Y	
	368.72	Adaptor nutrisafe2-ENFit - Adaptateur nutrisafe 2 - ENFit	
	368.102	Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 - Ø1.5x2.5mm - L.100cm	
	368.152	Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 - Ø1.5x2.5mm - L.150cm	
	368.1021	Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 avec clamp - Ø1.5x2.5mm - L.100cm	
	368.1521	Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 avec clamp - Ø1.5x2.5mm - L.150cm	
	80368.02F	Nutrisafe2 - Adaptateur nutrisafe2 pour sets de nutrition	
	369.152	Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 - Ø2.8x4.0mm - L.150cm - PVC	
	369.252	Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 - Ø2.8x4.0mm - L.250cm - PVC	
	5307.1103	Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 pour bouton de gastrostomie - Ø4.20x6.00mm - L.30cm	
	5307.1106	Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 pour bouton de gastrostomie - Ø4.20x6.00mm - L.60cm	
	5307.2103	Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 pour bouton de gastrostomie - Ø3.00x4.20mm - L.30cm	
	5307.2106	Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 pour bouton de gastrostomie - Ø3.00x4.20mm - L.60cm	
	5802.01	Nutrisafe2 - Robinet 3 voies nutrisafe2	
	5802.02	Nutrisafe2 - Robinet 3 voies nutrisafe2 (indexé)	
DT165	368.107	Nutrifit - Prolongateur - Ø1.5x2.5mm - L.100cm	IIa
	368.157	Nutrifit - Prolongateur - Ø1.5x2.5mm - L.150cm	
	368.1071	Nutrifit - Prolongateur avec clamp - Ø1.5x2.5mm - L.100cm	
	368.1571	Nutrifit - Prolongateur avec clamp - Ø1.5x2.5mm - L.150cm	
	368.47	Nutrifit - Raccord Y	
	817.057	Nutrifit - Canule de prélèvement - Ø1.2x2.0mm - L.50cm	
	817.157	Nutrifit - Canule de prélèvement - Ø2.0x3.3mm - L.150cm	
DT169	340.06	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 06Fr - L.60cm - PVC	IIa
	340.08	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 08Fr - L.60cm - PVC	
	340.10	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 10Fr - L.90cm - PVC	
	340.12	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 12Fr - L.120cm - PVC	
	340.14	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 14Fr - L.120cm - PVC	
	340.16	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 16Fr - L.120cm - PVC	
	340.18	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 18Fr - L.120cm - PVC	
	340.21	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 21Fr - L.120cm - PVC	
	340.30	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 30Fr - L.120cm - PVC	
	340.36	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 36Fr - L.120cm - PVC	
	80340.06B	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 06Fr - L.60cm - PVC	
	80340.08B	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 08Fr - L.60cm - PVC	
	80340.10B	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 10Fr - L.90cm - PVC	
	80340.12B	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 12Fr - L.120cm - PVC	
	80340.14B	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 14Fr - L.120cm - PVC	
	80340.16B	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 16Fr - L.120cm - PVC	
	80340.18B	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 18Fr - L.120cm - PVC	
	80340.21B	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 21Fr - L.120cm - PVC	
	340.062	Nutrisafe2 - Sonde d'aspiration gastrique - 06Fr - L.60cm - PVC	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0




On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT169	340.082	Nutrisafe2 - Sonde d'aspiration gastrique - 08Fr - L.60cm - PVC	IIa
	1340.06	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 06Fr - L.60cm - PUR	
	1340.08	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 08Fr - L.60cm - PUR	
	1340.10	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 10Fr - L.90cm - PUR	
DT169	1340.12	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 12Fr - L.120cm - PUR	IIa
	1340.14	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 14Fr - L.120cm - PUR	
	1340.16	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 16Fr - L.120cm - PUR	
	1340.18	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 18Fr - L.120cm - PUR	
	1340.21	Sonde double courant pour aspiration gastrique - 21Fr - L.120cm - PUR	
	534.082	Nutrisafe2 - Dispositif de prélèvement gastrique	
	5382.06	Neosump - Dispositif de prélèvement gastrique - Ø2.0mm - 6Fr - 600mm	
	5382.08	Neosump - Dispositif de prélèvement gastrique - Ø2.5mm - 8Fr - 600mm	
	5382.10	Neosump - Dispositif de prélèvement gastrique - Ø3.3mm - 10Fr - 900mm	
DT172	1155.01	Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.15cm - Vol.0.36ml - Luer-lock ♀/♂	IIa
	81155.02C	Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.20cm - Vol.0.40ml - Luer-lock ♀/♂	
	1155.010	Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.10cm - Vol.0.32ml - Luer-lock ♀/♂	
	1155.03	Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.30cm - Vol.0.49ml - Luer-lock ♀/♂	
	1155.05	Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.50cm - Vol.0.66ml - Luer-lock ♀/♂	
	1155.10	Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.100cm - Vol.1.1ml - Luer-lock ♀/♂	
	1155.15	Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.150cm - Vol.1.5ml - Luer-lock ♀/♂	
	1155.20	Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.200cm - Vol.2.0ml - Luer-lock ♀/♂	
	1155.60	Lectrospirale - Ø1.0x2.0mm - L.100cm - Vol.1.1ml - Luer-lock ♀/♂	
	1155.65	Lectrospirale - Ø1.0x2.0mm - L.150cm - Vol.1.5ml - Luer-lock ♀/♂	
	1155.70	Lectrospirale - Ø1.0x2.0mm - L.200cm - Vol.2.0ml - Luer-lock ♀/♂	
	1155.80	Lectrospirale - Ø1.0x2.0mm - L.300cm - Vol.2.8ml - Luer-lock ♀/♂	
	1155.90	Lectrospirale - Ø1.0x2.0mm - L.400cm - Vol.3.7ml - Luer-lock ♀/♂	
	1159.01	Lectrocath - Ø1.5x2.5mm - L.10cm - Vol.0.41ml - Luer-lock ♀/♂	
	1159.03	Lectrocath - Ø1.5x2.5mm - L.30cm - Vol.0.74ml - Luer-lock ♀/♂	
	1159.05	Lectrocath - Ø1.5x2.5mm - L.50cm - Vol.1.1ml - Luer-lock ♀/♂	
	1159.10	Lectrocath - Ø1.5x2.5mm - L.100cm - Vol.1.9ml - Luer-lock ♀/♂	
	1159.15	Lectrocath - Ø1.5x2.5mm - L.150cm - Vol.2.7ml - Luer-lock ♀/♂	
	1159.20	Lectrocath - Ø1.5x2.5mm - L.200cm - Vol.3.6ml - Luer-lock ♀/♂	
	1159.60	Lectrospirale - Ø1.5x2.5mm - L.100cm - Vol.1.9ml - Luer-lock ♀/♂	
	1159.65	Lectrospirale - Ø1.5x2.5mm - L.150cm - Vol.2.7ml - Luer-lock ♀/♂	
	1159.70	Lectrospirale - Ø1.5x2.5mm - L.200cm - Vol.3.6ml - Luer-lock ♀/♂	
	1159.80	Lectrospirale - Ø1.5x2.5mm - L.300cm - Vol.5.2ml - Luer-lock ♀/♂	
	1159.90	Lectrospirale - Ø1.5x2.5mm - L.400cm - Vol.6.9ml - Luer-lock ♀/♂	
	71100.01	V-green extension - Ø1.0x2.0mm - L.10cm - Vol.0.30ml - Luer-lock ♀/♂	
	71100.03	V-green extension - Ø1.0x2.0mm - L.30cm - Vol.0.49ml - Luer-lock ♀/♂	
	71100.05	V-green extension - Ø1.0x2.0mm - L.50cm - Vol.0.66ml - Luer-lock ♀/♂	
	71100.10	V-green extension - Ø1.0x2.0mm - L.100cm - Vol.1.1ml - Luer-lock ♀/♂	
	71100.15	V-green extension - Ø1.0x2.0mm - L.150cm - Vol.1.5ml - Luer-lock ♀/♂	
	71100.20	V-green extension - Ø1.0x2.0mm - L.200cm - Vol.2.0ml - Luer-lock ♀/♂	
	71100.30	V-green extension - Ø1.0x2.0mm - L.300cm - Vol.2.8ml - Luer-lock ♀/♂	
	71101.05	V-green extension - Ø1.5x2.5mm - L.50cm - Vol.1.1ml - Luer-lock ♀/♂	
	71101.10	V-green extension - Ø1.5x2.5mm - L.100cm - Vol.1.9ml - Luer-lock ♀/♂	
	71101.15	V-green extension - Ø1.5x2.5mm - L.150cm - Vol.2.7ml - Luer-lock ♀/♂	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



DocuSigned by:

Béatrice Lys

EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President

Béatrice LYS


Technical Director

DT175_1	71101.20	V-green extension - Ø1.5x2.5mm - L.200cm - Vol.3.6ml - Luer-lock ♀/♂	IIa
	1015.013	Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 1ml	
	1015.023	Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 2.5ml	
	1015.053	Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 5ml	
	1015.103	Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 10ml	
	1015.213	Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 20ml	
	1015.352	Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 35ml	
	1015.603	Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 60ml	
	81015.013F	Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 1ml (orange)	
	81015.023F	Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 2.5ml (orange)	
	81015.053F	Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 5ml (orange)	
	81015.103F	Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 10ml (orange)	
	81015.213F	Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 20ml (orange)	
	81015.353F	Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 35ml (orange)	
DT175_1	81015.603F	Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 60ml (orange)	IIa
	1015.928	Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 8 seringues 20ml pour connexion sécurisée nutrisafe2	
	1015.966	Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 6 seringues 60ml pour connexion sécurisée nutrisafe2	
	1015.968	Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 8 seringues 60ml pour connexion sécurisée nutrisafe2	
	1015.9212	Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 12 seringues 20ml pour connexion sécurisée nutrisafe2	
	1016.928	Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 8 seringues 20ml pour connexion sécurisée nutrisafe2	
	1016.966	Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 6 seringues 60ml pour connexion sécurisée nutrisafe2	
	1016.968	Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 8 seringues 60ml pour connexion sécurisée nutrisafe2	
	1025.116	Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 6 seringues 10ml pour connexion sécurisée nutrisafe2	
	1025.136	Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 6 seringues 20ml pour connexion sécurisée nutrisafe2	
	1025.138	Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 8 seringues 20ml pour connexion sécurisée nutrisafe2	
	1025.166	Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 6 seringues 60ml pour connexion sécurisée nutrisafe2	
	1025.168	Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 8 seringues 60ml pour connexion sécurisée nutrisafe2	
DT175_2	1012.01	Nutrisafe2 - Seringue entérale - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 1ml (soins à domicile)	IIa
	1012.02	Nutrisafe2 - Seringue entérale - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 2.5ml (soins à domicile)	
	1012.05	Nutrisafe2 - Seringue entérale - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 5ml (soins à domicile)	
	1012.10	Nutrisafe2 - Seringue entérale - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 10ml (soins à domicile)	
	1012.20	Nutrisafe2 - Seringue entérale - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 20ml (soins à domicile)	
	1012.60	Nutrisafe2 - Seringue entérale - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 60ml (soins à domicile)	
	1015.002	Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 0.5ml	
	1015.012	Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 1ml	
	1015.022	Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 2.5ml	
	1015.052	Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 5ml	
	1015.102	Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 10ml	
	1015.202	Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 20ml	
	1015.602	Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 60ml	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT179	2820.01	Extrémité proximale veineuse (embase bleue) pour kit d'hémodialyse code 2205-2206 avec zone de clampage	IIa
	2820.02	Extrémité proximale artérielle (embase rouge) pour kit d'hémodialyse code 2205-2206 avec zone de clampage	
DT221	832.03R	Protect-A-Line 3	IIa
	831.102	Infusafe Protect - Single lumen	
	831.201	Infusafe Protect - Dual lumen	
	831.04R	Safe-Guard 2 with Bionector	
	831.103	Octopus Fast-flow	
	835.01R	Amber Protect-A-Line	
	80832.01B	Protec-A-Line 1 - PE lined with IV extension line	
	831.01R	Safe-Guard 1	
	831.02	Safeguard 1 - PE lined IV extension line	
	835.02	Amber Protect-A-Line 1 - PE lined IV extension line	
DT224	808.22A1	neurafit™ epidural filter - Filtre Péri-dural 0.2µm	IIa
	80189.322A1	neurafit™ epidural set - Mini-set pour anesthésie péri-durale. Extrémité fermée - Øext.0.8mm - 20G - (PEBA) - L.900mm	
	191.30A1	neurafit™ epidural set - Mini-set pour anesthésie péri-durale. Extrémité fermée - Øext.1.0mm - 19G - (PUR - ORX) - L.900mm	
	191.70A1	neurafit™ epidural set - Mini-set pour anesthésie péri-durale avec mandrin. Extrémité fermée - Øext.1.0mm - 19G - (PE - ORX) - L.900mm	
DT224	5191.3371A1	neurafit™ epidural set - Mini-set pour anesthésie péri-durale. Extrémité fermée souple - Øext.0.8mm - 20G - (PEBA - ORX) - L.900mm	IIa
DT225	260.03	Dispositif pour lymphographie - Ø0.3mm - 29G - L.75mm	IIa
	260.04	Dispositif pour lymphographie - Ø0.4mm - 27G - L.75mm	
DT225	261.05	Cathéter pour sialographie	IIa

DT	Code	Désignation	Classe
DT002	7301.05	Freedom5 - Dispositif pour analgésie contrôlée par le patient - Bolus 0.5ml/5min	IIb
	7301.10	Freedom5 - Dispositif pour analgésie contrôlée par le patient - Bolus 1.0ml/7min	
	7301.12	Freedom5 - Dispositif pour analgésie contrôlée par le patient - Bolus 1.0ml/7min	
	7301.50	Freedom5 - Dispositif pour analgésie contrôlée par le patient - Bolus 0.5ml/5min	
	7301.501	Freedom5 - Dispositif pour analgésie contrôlée par le patient - Bolus 0.5ml/5min	
	7302.01	PCA - Kit de rechargement pour PCA - 1.0ml/7min	
	7302.02	PCA - Kit de rechargement pour PCA - 0.5ml/5min	
	7302.60	PCA - Kit de rechargement - 1.0ml/7min	
	7302.62	PCA - Kit de rechargement - 0.5ml/5min	
	7302.90	PCA - Cartouche pour PCA	
DT085	2300.00	Plateau pour jéjunostomie à l'aiguille - Ø2.0x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm	IIb

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0


 DocuSigned by:

 EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President
Béatrice LYS
 Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
DT035	180.04	Aiguille spinale Quincke (avec introducteur) - 27G - L.90mm (22G - L.38mm)	III
	180.05	Aiguille spinale Quincke (avec introducteur) - 25G - L.90mm (20G - L.38mm)	
	180.55	Aiguille spinale Quincke - Ø0.53mm - 25G - L.50mm	
	180.75	Aiguille spinale Quincke (avec introducteur) - 25G - L.75mm (20G - L.38mm)	
	180.93	Aiguille spinale Quincke (avec introducteur) - 29G - L.90mm (22G - L.38mm)	
	180.94	Aiguille spinale Quincke (avec introducteur) - 26G - L.90mm (20G - L.38mm)	
	181.03	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 29G - L.90mm (22G - L.38mm)	
	181.04	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 27G - L.90mm (22G - L.38mm)	
	181.041	Aiguille spinale Whitacre avec plateau amovible (et introducteur) - 27G - L.90mm (22G - L.38mm)	
	181.042	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 27G - L.90mm (22G - L.38mm)	
	181.04E	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 27G - L.90mm (22G - L.38mm)	
	181.05	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.90mm (20G - L.38mm)	
	181.051	Aiguille spinale Whitacre avec plateau amovible (et introducteur) - 25G - L.90mm (20G - L.38mm)	
	181.052	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.90mm (20G - L.38mm)	
	181.05E	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.90mm (20G - L.38mm)	
	181.07	Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.72mm - 22G - L.90mm	
	181.071	Aiguille spinale Whitacre avec plateau amovible - 22G - L.90mm	
	181.07E	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 22G - L.90mm (18G - L.38mm)	
	181.241	Aiguille spinale Whitacre avec plateau amovible (et introducteur) - 27G - L.113mm (22G - L.38mm)	
	181.242	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 27G - L.120mm (22G - L.38mm)	
	181.25	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.120mm (20G - L.38mm)	
	181.252	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.120mm (20G - L.38mm)	
	181.25E	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.120mm (20G - L.38mm)	
	181.34	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 27G - L.135mm (22G - L.38mm)	
	181.44	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 27G - L.145mm (22G - L.38mm)	
	181.45	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.145mm (20G - L.38mm)	
	181.452	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.145mm (20G - L.38mm)	
	181.45E	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.145mm (20G - L.38mm)	
	181.75	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.75mm (20G - L.38mm)	
	181.94	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 26G - L.90mm (20G - L.38mm)	
	181.941	Aiguille spinale Whitacre avec plateau amovible (et introducteur) - 26G - L.90mm (20G - L.38mm)	
	181.94E	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 26G - L.90mm (20G - L.38mm)	
	181.95	Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 24G - L.90mm (20G - L.38mm)	
	183.47	Aiguille spinale Quincke - Ø0.72mm - 22G - L.38mm	
	183.49	Aiguille spinale Quincke - Ø0.90mm - 20G - L.38mm	
	183.91	Aiguille spinale Quincke - Ø1.10mm - 19G - L.90mm	
	183.92	Aiguille spinale Quincke - Ø1.20mm - 18G - L.90mm	
	183.97	Aiguille spinale Quincke - Ø0.72mm - 22G - L.90mm	
	183.99	Aiguille spinale Quincke - Ø0.90mm - 20G - L.90mm	
	5180.04	Aiguille spinale Quincke - Ø0.42mm - 27G - L.90mm	
	5180.05	Aiguille spinale Quincke - Ø0.53mm - 25G - L.90mm	
	5180.07	Aiguille spinale Quincke - Ø0.72mm - 22G - L.150mm	
	5180.27	Aiguille spinale Quincke - Ø0.72mm - 22G - L.120mm	
	5180.35	Aiguille spinale Quincke - Ø0.53mm - 25G - L.30mm	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0




On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	5180.75	Aiguille spinale Quincke - Ø0.53mm - 25G - L.75mm	
	5180.76	Aiguille spinale Quincke - Ø0.60mm - 23G - L.75mm	
	5180.79	Aiguille spinale Quincke - Ø0.90mm - 20G - L.75mm	
	5180.94	Aiguille spinale Quincke - Ø0.47mm - 26G - L.90mm	
	5181.05	Aiguille spinale Whitacre - Ø0.53mm - 25G - L.90mm	
DT035	5181.051	Aiguille spinale Whitacre avec plateau amovible - 25G - L.90mm	III
	5181.185	Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.53mm - 25G - L.185mm	
	5181.24	Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.42mm - 27G - L.120mm	
	5181.27	Aiguille spinale Whitacre - Ø0.72mm - 22G - L.120mm	
	5181.45	Aiguille spinale Whitacre - Ø0.53mm - 25G - L.38mm	
	5181.94	Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.47mm - 26G - L.90mm	
	5181.242	Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.42mm - 27G - L.118mm	
	5181.243	Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.42mm - 27G - L.128mm	
	5181.252	Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.53mm - 25G - L.118mm	
	5181.253	Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.53mm - 25G - L.128mm	
	5183.51	Aiguille spinale (type Quincke) - Ø1.10mm - 19G - L.50mm	
	5183.57	Aiguille spinale Quincke - Ø0.72mm - 22G - L.50mm	
	5183.77	Aiguille spinale (type Quincke) - Ø0.72mm - 22G - L.75mm	
DT154	1227.17	Leadercuff - Cathéter veineux central avec manchon et embase vyflow - Ø1.2x1.8 mm - L.60cm	III
	1227.20	Leadercuff - Cathéter veineux central avec manchon et embase vyflow - Ø1.4x2.0 mm - L.60cm	
	2101.13	Nutricath tunnel - Nutricath tunnel à manchon ORX - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.58cm	
	2101.17	Nutricath tunnel - Nutricath tunnel à manchon ORX - Ø1.0x1.7mm - 5Fr - L.58cm	
	2101.20	Nutricath tunnel - Nutricath tunnel à manchon ORX - Ø1.2x2.0mm - 6Fr - L.58cm	
	2101.30	Nutricath tunnel - Nutricath tunnel à manchon ORX - Ø2.0x3.2mm - 9.6Fr - L.58cm	
	2171.13	Nutricath S + desilet - Ensemble pour introduction du nutricath S par la méthode de Seldinger - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.35cm	
	2171.17	Nutricath S + desilet - Ensemble pour introduction du nutricath S par la méthode de Seldinger - Ø1.0x1.7mm - 5Fr - L.35cm	
	2171.20	Nutricath S + desilet - Ensemble pour introduction du nutricath S par la méthode de Seldinger - Ø1.2x2.0mm - 6Fr - L.35cm	
	2180.13	Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.35cm	
	2180.17	Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø1.0x1.7mm - 5Fr - L.35cm	
	2180.20	Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø1.2x2.0mm - 6Fr - L.35cm	
	2180.30	Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø2.0x3.2mm - 9.5Fr - L.35cm	
	2181.13	Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.60cm	
	2181.17	Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø1.0x1.7mm - 5Fr - L.60cm	
	2181.20	Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø1.2x2.0mm - 6Fr - L.60cm	
	2181.30	Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø2.0x3.2mm - 9.5Fr - L.60cm	
	2182.20	Nutricath tunnel - Ø1.2x2.0mm - 6Fr - L.60cm	
DT155	2201.311	Sitimplant - M-(Si) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)	III
	2201.315	Sitimplant - M-(Si) - Ø1.1x2.8mm - 8.4Fr - L.60cm (Si)	
	2201.32	Sitimplant - M-(Si) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)	
	2201.33	Sitimplant - M-(Si) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)	
	2201.335	Sitimplant - M-(Si) - Ø1.1x2.8mm - 8.5Fr - L.60cm (Si)	
	2201.37	Sitimplant - M-(Si) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)	
	2201.39	Sitimplant - M-(Si) - Ø1.2x2.0mm - 6Fr - L.60cm (Si)	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

DT	Code	Désignation	Classe
	2201.411	Sitimplant - M-(Si) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)	III
	2201.42	Sitimplant - M-(Si) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)	
	2201.51	Mini sitimplant - Chambre implantable pour traitement de douleur - Ø0.5x1.0mm - 19G - L.90cm	
	2201.61	Mini sitimplant - S-(Si) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)	
	2201.62	Mini sitimplant - S-(Si) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)	
	2201.63	Mini sitimplant - S-(Si) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)	
	2201.65	Mini sitimplant - S-(Si) - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.60cm (Si)	
DT155	2201.66	Mini sitimplant - S-(Si) - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.60cm (Si)	III
	2211.61	Micro sitimplant - XS-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.80cm (Si)	
	2211.67	Micro sitimplant - XS-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.80cm (Si)	
	2211.68	Micro sitimplant - XS-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.80cm (Si)	
	2211.71	Micro sitimplant - XS-(Ti) - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.80cm (Si)	
	2211.77	Micro sitimplant - XS-(Ti) - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.80cm (Si)	
	2211.78	Micro sitimplant - XS-(Ti) - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.80cm (Si)	
	2211.91	Micro sitimplant - XS-(Ti) - Ø1.0x1.7mm - 5.1Fr - L.80cm (Si)	
	2215.014	Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.60cm (Si)	
	2215.016	Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)	
	2215.017	Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.1x2.8mm - 8.4Fr - L.60cm (Si)	
	2215.019	Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)	
	2215.024	Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.60cm (Si)	
	2215.026	Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)	
	2215.116	Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)	
	2215.117	Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.1x2.8mm - 8.4Fr - L.60cm (Si)	
	2215.119	Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)	
	2215.125	Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.0x1.7mm - 5.1Fr - L.60cm (Si)	
	2215.126	Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)	
	2215.129	Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)	
	2215.216	Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.1x2.0mm - 6Fr - L.60cm (Si)	
	2216.016	Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)	
	2216.017	Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.1x2.8mm - 8.4Fr - L.60cm (Si)	
	2216.019	Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)	
	2216.026	Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)	
	2216.029	Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)	
	2216.116	Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)	
	2216.117	Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.1x2.8mm - 8.4Fr - L.60cm (Si)	
	2216.119	Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)	
	2216.126	Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)	
	2216.129	Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)	
	2216.216	Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.1x2.0mm - 6Fr - L.60cm (Si)	

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:
Béatrice Lys
EF33BDA9BAA04A3...

**On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director**


DT156	2217.116	Heliosite - XS-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si)	III
	2217.126	Heliosite - XS-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si)	
	2218.116	Heliosite - S-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si)	
	2218.126	Heliosite - S-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si)	
	82218.116B	Heliosite - S-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si)	
	2219.116	Heliosite - M-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si)	
	2219.126	Heliosite - M-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si)	
	82219.116B	Heliosite - M-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si)	
DT157	2205.30	Kit d'hémodialyse - Ø2.0x3.2 mm - 9.6F - L.40cm	III
	2206.30	Dialykit - Ø2.0x3.2 mm - 9.6F - L.40cm	

Sites couverts et Activités / Locations and Activities

- **VYGON - 5 rue Adeline - 95440 ECOUEN – France.**
 - **Siège social, Conception, Commercialisation, management de la stérilisation.**
 - *Headquarters, Design, Marketing, Sterilization management.*
- **VYGON - Parc Alata – 5 avenue des bouleaux – 60550 VERNEUIL EN HALATTE – France**
 - **Fabrication, Stérilisation et Distribution.**
 - *Manufacturing, Sterilization and Distribution.*
- **DIMEQUIP - Route de BAVAY - FRAMERIES 7080 – Belgique**
 - **Fabrication.**
 - *Manufacturing.*
- **SAP – 14 rue des Fontaines - 59880 SAINT SAULVE – France**
 - **Fabrication.**
 - *Manufacturing.*
- **SIPA - 22 avenue Stroh - 59440 AVESNES SUR HELPE – France**
 - **Fabrication.**
 - *Manufacturing.*
- **SIPV – 5 rue Adeline - 95440 ECOUEN – France.**
 - **Fabrication.**
 - *Manufacturing.*
- **VYGON Portugal : Parque Empresarial de Baltar/Parada – Rua F 7585-013 Baltar – Paredes – Portugal.**
 - **Fabrication et commercialisation.**
 - *Manufacturing and marketing.*

GMED	0459
-------------	-------------

GMED - 37945 rev. 1
Modifie le document n° 37945 rev. 0



On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

GMED certifie que le système de management de la qualité développé par
GMED certifies that the quality management system developed by

VYGON
5 rue Adeline
95440 ECOUEN FRANCE

pour les activités
for the activities

Conception, fabrication, commercialisation de dispositifs médicaux non actifs et accessoires, stériles ou non, à usage unique et dispositifs actifs. Formation des utilisateurs. Validation et contrôle de routine de la stérilisation à l'oxyde d'éthylène de dispositifs médicaux selon l'EN ISO 11135-1:2014. Voir Addendum

Design, manufacturing and sales of non-active single use medical devices and accessories, sterile or not, and active devices. Training of users. Validation and routine control for ethylene oxide sterilization of medical devices according to EN ISO 11135-1:2014. See Addendum

réalisées sur le(s) site(s) de
performed on the location(s) of

Voir addendum

See addendum

est conforme aux exigences des normes internationales
complies with the requirements of the international standards

NF EN ISO 13485 : 2016 - ISO 13485 : 2016

Début de validité / Effective date July 22nd, 2021 (included)

Valable jusqu'au / Expiry date : May 9th, 2024 (included)

Etabli le / Issued on : August 4th, 2021




Accréditation n°4-0608
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

GMED N° 9567-14

Ce certificat est délivré selon les règles de certification GMED / This certificate is issued according to the rules of GMED certification

Annule et remplace le certificat 9567-13



On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

Ce certificat couvre les activités et les sites suivants / This certificate covers the following activities and sites :


Activités / activities

Version française :

- Conception, fabrication et commercialisation de dispositifs médicaux et accessoires, stériles et non stériles, à usage unique destinés :
 - aux abords vasculaires, à l'hémodialyse, à l'anesthésie loco-régionale,
 - aux abords des voies digestives, rectales, urinaires et respiratoires,
 - au drainage chirurgical et thoracique,et Formation des utilisateurs dans le domaine de l'accès vasculaire.
- Conception, fabrication et commercialisation de champs et renforts absorbants en non tissé, de films adhésifs, de trousses composites, de vêtements, accessoires et instruments pour le bloc opératoire.
- Validation et contrôle de routine de la stérilisation à l'oxyde d'éthylène de dispositifs médicaux selon l'EN ISO 11135-1 : 2014.
- Fabrication, contrôle final, commercialisation et réparation de dispositifs actifs de surveillance de la micro-circulation de muqueuse d'organes tubulaires par l'intermédiaire d'orifices naturels et sondes stériles associées.
- Service après-vente des dispositifs médicaux actifs.

Version anglaise :

- Design, manufacturing and sales of sterile or no sterile single use medical devices and accessories, for :
 - vascular access, haemodialysis, local anaesthesia,
 - digestive, rectal, urinary and respiratory access,
 - thoracic and surgical drainage,and Training of users in the field of vascular access.
- Design, manufacturing and sales of non woven absorbent drapes and strengthening drapes, adhesif films, composite kits, dressing, accessories and instruments for operating room
- Validation and routine control for ethylene oxide sterilization of medical devices according to EN ISO 11135-1: 2014.
- Manufacturing, final control, sales and repair of active microcirculation monitoring devices of the mucous membrane of tubular organs and associated sterile probes.
- After-sale of active medical devices.

DocuSigned by:

EF382DA9BAA04A3...



On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

Sites & Activités/ Locations & Activities

- **VYGON - 5 rue Adeline - 95440 ECOUEN – France**
Siège social, Responsable de la mise sur le marché, Conception, Commercialisation
Headquarters, Legal manufacturer, Design, Marketing
- **VYGON - Parc Alata – 5 avenue des bouleaux – 60550 VERNEUIL EN HALATTE – France**
Fabrication, Stérilisation et Distribution
Manufacturing, Sterilization and Distribution
- **DIMEQUIP - Route de BAVAY - FRAMERIES 7080 – Belgique**
Fabrication
Manufacturing
- **SAP – 14 rue des Fontaines - 59880 SAINT SAULVE – France**
Fabrication
Manufacturing
- **SIPA - 22 avenue Stroh - 59440 AVESNES SUR HELPE – France**
Fabrication
Manufacturing
- **SIPV – 5 rue Adeline - 95440 ECOUEN – France**
Fabrication
Manufacturing
- **VYGON Portugal : Parque Empresarial de Baltar/Parada – Rua F 7585-013 Baltar – Paredes – Portugal**
Fabrication et commercialisation
Manufacturing and marketing

7 sites / 7 locations

DocuSigned by:

EF38BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

Certificat

Certificate of Registration

Numéro de certificat 22788-3

Certificate number

VYGON

5 rue Adeline
FRANCE - 95440 - ECOUEN

met en œuvre et entretient un Système de Management Environnemental
conforme aux exigences de la norme

operates a Environmental Management System which complies with the requirements of

ISO 14001 : 2015

Pour les activités suivantes / for the activities detailed below

Conception, fabrication, stérilisation, entreposage et vente de dispositifs médico-chirurgicaux
stériles à usage unique.

Design, manufacturing, sterilization, storage and sales of sterile medical devices for single use.

Site(s) de production ou d'activité / Operative unit(s)

Siège et usine 5 rue Adeline FRA 95440 ECOUEN

Magasin et unité de stérilisation Parc Alata - 5 avenue des bouleaux FRA 60550 VERNEUIL EN HALATTE

Date début validité

22 janvier 2021

Effective date

January 22nd, 2021

Valable jusqu'au

06 février 2024

Expiry date

February 6th, 2024

Renouvelle le certificat 22788-2



Pour le Directeur Général

for the General Director

Signature
numérique de
PASCAL
PRUDHON ID
Date : 2021.01.22
18:19:25 +01'00'

Responsable du Pôle Certification Environnement, Sécurité et
Performance

Head of the Environment, Safety and Performance Certification
Department