



61058, Украина,
г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел/факс (057)714-01-56, 714-01-57

www.med-technika.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Камера дезинфекционная электрическая КДЭ-2 (КДЭ-5)

Камеры дезинфекционные электрические КДЭ, предназначенные для дезинфекции одежды и постельных принадлежностей и книг.

Камера является двусторонней, электрической, с горизонтальным загрузочным проемом.

Существует два вида расположения пульта управления камера: пульт управления камерой крепится на камере и крепится рядом на стене с камерой.

Дезинфекция объектов в камерах в зависимости от стойкости объектов к дезинфицирующему агенту может быть паровоздушная (увлажненный паром воздух при температуре 70-98°C) и пароформалиновая (смесь увлажненного воздуха с формальдегидом при температуре 42-59°C). Дезинсекция объектов в камерах может быть паровоздушная при температуре 49-98°C.

Преимущества камеры КДЭ:

1. Габариты камеры рассчитаны таким образом, что позволяет размещать 5 полуторных матрасов или около 60-ти кг белья. (камеру объемом 2 м³)
2. Бак парообразователя из нержавеющей стали.
3. Большой проем дверей (удобство загрузки / выгрузки)
4. Долговечный уплотнитель дверей из белой силиконовой резины.
5. Система залива / слива и контроля уровня воды из нержавеющей стали.
6. Хромированные винтовые запоры дверей с упорными подшипниками.
7. Автоматический контроль пониженного уровня воды в парообразователе.
8. Микропроцессорный программируемый блок автоматики с ЖК индикацией температуры.
9. Двух компонентное, антикоррозийное покрытие.
10. Наличие Декларации соответствия.





61058, Украина,
г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел/факс (057)714-01-56, 714-01-57

www.med-technika.com

Основные параметры и размеры:

1. Электропитание камер- трёхфазный переменный ток частотой 50 Гц напряжением (380±38) В.
 2. Номинальная потребляемая мощность камер не более 16,5 кВт./ 33 кВт.
- Основные размеры камер соответствуют указанным в таблице:
3. Масса камеры не более 550/ 1000 кг

Наименование размера	Единица измерения	Значение параметра для камеры	
		КДЭ - 2	КДЭ - 5
1	2	3	4
Габаритные размеры: - ширина, не более - длина, не более - высота, не более	мм	1650 1150 2100	1650 2180 2100
Размеры рабочего пространства камеры: - ширина, не менее - длина, не менее - высота, не менее	мм	1350 820 1930	1350 1960 1930
Внутренний объем камеры	м ³	2,1	5,1

Примечание: Вешалки для матрасов, полки, лоток и система для формалина поставляются по дополнительному заказу.