

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)
pentru IMSP SCM „Sfânta Treime”

Nr. Licităției: ocds-b3wdp1-MD-1606997676306	Data: 24 decembrie 2020
Denumirea Licităției: Reagenți pentru analizatorul Sysmex XN 2000	

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33696500-0	Cellpack DCL - reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare	Cellpack DCL	Japonia	Sysmex	reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare	Conform cerințelor; ambalaj 20 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
2	33696500-0	Sulfolyser	Sulfolyser	Japonia	Sysmex	set, reagent pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge	Conform cerințelor; ambalaj 3x500 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
3	33696500-0	Lysercell WNR	Lysercell WNR	Japonia	Sysmex	reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor, bazofililor, eritrocitelor nucleate	Conform cerințelor; ambalaj 5 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
4	33696500-0	Lysercell WDF	Lysercell WDF	Japonia	Sysmex	reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor și eozinofilelor	Conform cerințelor; ambalaj 2 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
5	33696500-0	Fluorcell WNR	Fluorocell WNR	Japonia	Sysmex	reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat și lizat în vederea stabilirii numărului de leucocite, a numărului de eritrocite nucleate și a numărului de bazofile din sânge	Conform cerințelor; ambalaj 2x82 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
6	33696500-0	Fluorocell WDF	Fluorocell WDF	Japonia	Sysmex	reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat și lizat în vederea stabilirii numărului diferențiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge	Conform cerințelor; ambalaj 2x22 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
7	33696500-0	Cellclean	Cellclean	Japonia	Sysmex	Cellclean – detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului	Conform cerințelor; ambalaj 50 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	33696500-0	XN Check L1	XN Check L1	Japonia	Sysmex	materialul de control patologic (nivel scăzut)	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
9	33696500-0	XN Check L2	XN Check L2	Japonia	Sysmex	materialul de control (nivel normal).	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
10	33696500-0	XN Check L3	XN Check L3	Japonia	Sysmex	materialul de control patologic (nivel înalt)	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
11	33696500-0	XN CAL	XN CAL	Japonia	Sysmex	calibrator pentru calibrarea instrumentului	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnat: _____

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**