

Certificate of Analysis

Certificat d'Analyse

applied
biosystems
by Thermo Fisher Scientific

VetMAX™ BTV NS3 All Genotypes Kit



100 Tests



BTVNS3



BTVNS3-061



2025-03-25



2026-03-21

KIT CONFIGURATION CONFIGURATION DU KIT

COMPONENT DESCRIPTION <i>Description du composant</i>	REF	UNIT	LOT	
3 - Mix BTVNS3	MPEBTVNS3	2 x 1000 µL	MPEBTVNS3-061	2026-03-21
4a - EPC BTVNS3	EPCBTVNS3	2 x 90 µL	EPCBTVNS3-059	2026-03-25

INSTRUCTIONS FOR USE

Notices d'utilisation



French MAN0007633 RevD0
English MAN0008222 RevD0

QUALITY CONTROL RESULTS RESULTATS DE CONTROLE QUALITE

EPC <i>EPC</i>	Already extracted EPC <i>EPC déjà extrait</i>	Thermocycler used for QC <i>Thermocycleur utilisé pour le CQ</i>
4a - EPC BTVNS3	C _t QC BTV = 24,9	ABI 7500 (Applied Biosystems)

IPC <i>IPC</i>	All extractions <i>Toutes extractions</i>	Thermocycler used for QC <i>Thermocycleur utilisé pour le CQ</i>
Endogenous IPC <i>IPC endogène</i>	C _t QC IPC < 40	ABI 7500 (Applied Biosystems)

C_t QC: Indicative Ct of the Quality Control *C_t indicatif du Contrôle Qualité*

SUPPLEMENTAL INSTRUCTIONS - Available upon request to Eurotech@thermofisher.com

Notices d'utilisation complémentaires - Disponibles sur demande auprès de Eurotech@thermofisher.com

Amplification Protocol <i>Protocole d'amplification</i>	Nucleic acid purification Protocol <i>Protocole de purification d'acides nucléiques</i>
Polish MAN0008229 RevB.0	French MAN0007632 RevE0 English MAN0008715 RevF0

Laboratoire Service International
6 allée des Ecureuils
Parc Tertiaire du Bois-Dieu
69380 Lissieu - France
www.thermofisher.com/support



[Signature]

Quality Assurance

Date:

08 April 2025.