

HISTOACRYL®

Fisa Tehnica



1
Descriere Produs

Adezivul tisular Histoacryl® este produs din enbucrilat – monomer n-butil-2-cianoacrilat. Pentru o evaluare facila a grosimii stratului ce a fost aplicat, Histoacryl® este colorat albastru cu vopsea D&C violet Nr.2. Este de asemenea disponibila si varianta translucenta ce nu contine colorant. Adezivul polimerizeaza rapid in contact cu tesutul conectiv.

2
Indicatie

- Inchiderea plagilor la piele, ce necesita o tensiune de sustinere minima, generate de incizii chirurgicale simple, bine curatate, sau laceratii induse de traume;
- Inchidere a plagilor rezultate in urma interventiilor laparoscopice;
- Scleroterapia varicelor esofagiene mari sau fundice;
- Fixarea plaselor de hernie, in special in cazul herniilor inghinale;

3
Descriere Material

Material:	Enbucrilat – monomer n-butil-2-cianoacrilat
Produs	Histoacryl®
Culoare:	Albastru – vopsea D&C violet Nr.2
	Translucent
Sterilizare:	Tehnica aseptica pentru flacon.

4
Depozitare / Manipulare / Termen de Valabilitate

Depozitare:	Depozitare la temperatura camerei < 22°
Termen de Valabilitate:	2 ani
Mod de Ambalare:	Flacoane ambalaj realizate din polipropilena
	Cod produs: 1050052 – 5 flacoane 0.5ml culoare albastru;
	Cod produs: 1050044 – 10 flacoane 0.5ml culoare albastru;
	Cod produs: 1050060 – 5 flacoane 0.5ml translucet;
	Cod produs: 1050071 – 10 flacoane 0.5ml translucet;

5
Certificate

Histoacryl® este un produs cu marcaj CE.

Histoacryl® este un produs inclus in clasa de risc II – utilizare inchidere plaga;

Histoacryl® este un produs inclus in clasa de risc III – utilizare scleroterapie si fixare plase chirurgicale;

6
Caracteristici Generale

Inchiderea a plagii in 60 secunde;

Bariera anti-bacteriana ce protejeaza plaga pentru cel putin 72 ore;

Depozitare la temperatura camerei;

Rezultate estetice excelente;

Produs inclus in peste 1200 articole medicale;

7

Eticheta Ambalaj Individual

Volum de Umplere —

Cod Produs —

LOT —

Data Expirare —

Sterilizare —

Marcaj CE —

Cod Data Matrix tip GTIN —

1 x Histoacryl®

DIM 0,5 ml

REF 1050044

LOT 215362N1

2017-09-30

STERILE A +22°C

CE 0123

AU25000

B|BRAUN

B. Braun Surgical, S.A.,
Carretera de Terrassa, 121
08191 Rubí, Spain

GTIN 04038653700615

Descriere —

Temperatura Depozitare —

Avertismente —

8

Eticheta CUTIE

(N) Vevsliim (blått) av enbucrilat. Til lukking av hudsår og skleroterapi.

(S) Vävnsadslim (blått) av enbukrilat. För slutning av hudsår och skleroterapi.

(FIN) Kudoslilima (sininen) on valmistettu enbucrilatista ja tarkoitettu ihoahaavojen liimaukseen ja skleroterapiahoitoon.

(DK) Vævslim (blå) produceret af enbukrilat. Til brug ved sårkanter samt ved skleroserende terapi.

(GR) Συγκολλητικό ιστών (μπλε) από ενβουκρινλάτη. Για εφαρμογή στο άκρο του τραύματος καθώς και για σκληροθεραπεία.

Eticheta interioara

Klebefläche zum Basissetikett

x 0,5 ml Histoacryl®

(GB) Tissue adhesive (blue) produced from enbucrilate. For application to the edge of the wound as well as for sclerotherapy.

(D) Gewebekleber (blau) aus Enbucrilat. Zum Auftragen auf die Wundränder sowie zur Sklerosierungstherapie.

B|BRAUN AEscuLAP

Aesculap AG
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen/Germany

Eticheta exteriora

Eticheta interioara

Eticheta exteriora