



Navigation menu

Flussometro per ossigeno con innesti- Oxygen flowmeter with probe

Flussometri Gas Medicali

FLUSSOMETRO PER OSSIGENO CON INNESTI- OXYGEN FLOWMETER WITH PROBE

Informazioni Sul Prodotto:

Serie RO/CO.400

Flussometro per ossigeno medicale con regolazione continua per impianti ospedalieri. La regolazione dopo il passaggio dalla colonna rende il flussometro bilanciato con una maggior stabilità





del flusso Flussometro singolo - Flussometro Doppio - Flussometro con selettore - Accessori

Series RO/CO.400

Flowmeter for medical oxygen with continuous regulation for hospital systems. The adjustment after the passage from the column makes the flowmeter balanced with a greater stability of the flow Single flowmter Double flowmeter Flowmeter with humidificatore by pass double exit Accessories

- Informazioni
- Caratteristiche Tecniche
- FLUSSOMETRO SINGOLO- SINGLE OXYGEN FLOWMETER
- FLUSSOMETRO DOPPIO -DUAL FLOWETER
- FLUSSOMETRO CON SELETTORE BY PASS -FLOWMTER WITH HUMIFICATOR BY PASS
- SDOPPIATORE CON INNESTO E DUE PRESE - ADAPTER 1 PROBE 2 SOCKET

NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

CE₀₁₂₃

Direttiva 93/42/CEE

Classe

IIA

RDM

83848/R DM del 20 febbraio 2007

CND

Z120309 DM del 20 febbraio 2007

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

UNI EN 10524-1

PRODUZIONE
Fabbricato in Italia da SAN-O-SUB Italia

RO.400.12039NF Flussometro singolo 0-15 lt. min. con innesto AFNOR
Single flowmeter 0-15 lt.min.with AFNOR probe 1 Pz.

COD DESCRIPTION BOX

RO.400.12039UNI Flussometro singolo 0-15 lt. min. con innesto UNI
Single flowmeter 0-15 lt.min.with UNI probe 1 Pz.

RO.400.12039NF Flussometro singolo 0-15 lt. min. con innesto AFNOR
Single flowmeter 0-15 lt.min.with AFNOR probe 1 Pz.

RO.400.12039DIN Flussometro singolo 0-15 lt. min. con innesto DIN
Single flowmeter 0-15 lt.min.with DIN probe 1 Pz.

RO.400.12190 Flussometro doppio 0-15 lt. min. con innesto AFNOR
Double flowmeter 0-15 lt.min.with AFNOR probe 1 Pz.



RO.400.12191	Flussometro doppio 0-15 lt. min. con innesto UNI Double flowmeter 0-15 lt.min.with UNI probe	1 Pz.
RO.400.12194	Flussometro singolo con umidificatore 0-15 lt. min. con innesto AFNOR Single flowmeter 0-15 lt.min.with humificator and AFNOR probe	1 Pz.
RO.400.112195	Flussometro singolo con umidificatore 0-15 lt. min. con innesto UNI Single flowmeter 0-15 lt.min.with humidificator and UNI probe	1 Pz.
RO.400.12197	Flussometro doppio con umidificatore 0-15 lt. min. con innesto AFNOR Double flowmeter 0-15 lt.min.with humidificator and AFNOR probe	1 Pz.
RO.400.12198	Flussometro doppio con umidificatore 0-15 lt. min. con innesto UNI Double flowmeter 0-15 lt.min.with humidificator and UNI probe	1 Pz.



RO.400.12040SEL	Flussometro singolo 0-15 lt/min.con innesto da definire e selettore bypass umidificatore Single flowmeter 0-15 lt.min.with humidificator by pass 1/4 inlet	1 Pz
CO.400.12059	Umidificatore sterilizzabile Sterilizable Humidificatore	10 Pz
RO.400.12001	Sdoppiatore 1 innesto 2 prese Adapter 1 probe 2 socket	1 Pz

CONTATTI

INDIRIZZO:
Via Leonardo da Vinci, 168 - 20090
Trezzano sul Naviglio (MI)



TELEFONO:

+39 02 4452075

FAX:

+39 02-4450634

EMAIL:

sanosub@sanosub.com

SAN-O-SUB MBB Srl - Via Leonardo da Vinci, 168 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) | C.F. e P.I. 12321560968 | REA MI-2653762 | Capitale Sociale int. vers. € 100.000,00 Privacy | Cookies - Sito web realizzato da ExtraWeb

