

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1773154818764</a> din 10 mart 2026 |
| Obiectul achiziției: ANTISERURI, CULTURI PENTRU LABORATOR                                     |

| Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                                                                                           | Denumirea modelului bunului/serviciului                                                                                       | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                           | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standarde de referință |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                             | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>LOT. 25 API 20E</b> – Galerie pentru identificarea bacteriilor<br>Reactivi: <b>TDA</b> 2x5 ml; <b>VP1xVP2</b> 4x5 ml; <b>James</b> 2x 5 ml ( <i>locația M.Manole</i> ) | <b>PACHET</b><br><b>20160_API 20 E</b><br><b>70402_TDA</b><br><b>70422_VP1 + VP2</b><br><b>REAGENTS</b><br><b>70542_JAMES</b> | Franta          | Biomerieux   | O galerie-Conține 20 de teste standardizate, Reactivi: TDA 2x5 ml VP1xVP2 4x5 ml James 2x 5 ml Instrucțiuni de utilizare. Certificate de calitate<br>Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2<br><br>a<br>n<br>i | <b>20160_API 20 E</b> este un sistem calitativ standardizat pentru identificarea <i>Enterobacteriaceae</i> și a altor bacili Gram-negativi nepretențioși. Acesta utilizează teste miniaturizate, precum și o bază de date specifică. Inocularea și citirea stripurilor se efectuează manual, iar identificarea se realizează prin utilizarea unui software de identificare. Stripul API® 20 E conține microtuburi cu substraturi deshidratate. Aceste microtuburi sunt inoculate cu o suspensie bacteriană care reconstituie mediile. | CE/ ISO                |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>În timpul incubării, procesele metabolice produc schimbări de culoare care sunt spontane sau care pot fi puse în evidență prin adăugarea de reactivi.</p> <p>Citirea reacțiilor se face cu ajutorul Tabelului de Citire, iar identificarea se realizează prin utilizarea unui software de identificare (ATB™ NEW sau APIWEB™).</p> <p>KIT PENTRU 100 DE TESTE (Ref. 20160)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 de stripuri API® 20 E</li> <li>• 100 de cutii de incubare</li> <li>• 100 de fișe de rezultate</li> <li>• 1 clemă de sigilare</li> <li>• 1 Insert Tehnic furnizat</li> </ul> <p><b>70402_TDA</b> Insert tehnic atasat.<br/> <b>70422_VP1 + VP2 REAGENTS</b> Insert tehnic atasat. <b>70542_JAMES</b> Insert tehnic atasat.</p> |         |
| <p><b>LOT. 58</b> API 20 E, reagenți Cu programa electronică (identificarea) (<i>LDSA</i>)</p> | <p><b>PACHET</b><br/> <b>20100_API 20 E</b><br/> <b>70402_TDA</b><br/> <b>70542_JAMES</b><br/> <b>70422_VP1 + VP2 REAGENTS</b><br/> <b>70442_NIT1 + NIT2 REAGENTS</b><br/> <b>70380_ZINC</b><br/> <b>70100_API ULEI MINERAL</b></p> | Franta | Biomerieux | <p><b>1 kit</b><br/> 25 galerii API 20E,<br/> 25 cutii de incubare,<br/> 25 fișe de analize,<br/> 1 dispozitiv pentru sigilare,<br/> 1 insert tehnic</p> <p><b>Reactiv chimici:</b><br/> TDA, flacon 5 ml<br/> JAMES, flacon 5 ml<br/> VP1, flacon 5 ml<br/> VP2, flacon 5 ml<br/> NIT1, flacon 5 ml<br/> NIT2, flacon 5 ml<br/> Reactiv Zn, flacon 10 gr<br/> Ulei mineral, flacon, steril 125 ml<br/> Ambalat: in cutie sa fie 100</p> | <p><b>20100_API 20 E</b> 25 galerii/kit. API® 20 E este un sistem calitativ standardizat pentru identificarea Enterobacteriaceae și a altor bacili Gram-negativi nepretențioși. Acesta utilizează teste miniaturizate, precum și o bază de date specifică. Inocularea și citirea stripurilor se efectuează manual, iar identificarea se realizează prin utilizarea unui software de identificare. Stripul API® 20 E conține 20 de microtuburi cu substraturi deshidratate. Aceste microtuburi sunt inoculate cu o suspensie bacteriană care reconstituie mediile. În timpul incubării,</p>                                                                                                                                                                   | CE/ ISO |

|                                                                  |                                      |        |            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                  |                                      |        |            | teste. Este necesar un program pentru citirea rezultatelor<br>1 buc = 1 cutie                                 | procesele metabolice produc schimbări de culoare care sunt spontane sau care pot fi puse în evidență prin adăugarea de reactivi. Citirea reacțiilor se face cu ajutorul Tabelului de Citire, iar identificarea se realizează prin utilizarea unui software de identificare (ATB™ NEW sau APIWEB™). KIT PENTRU 25 DE TESTE (Ref. 20100) • 25 de stripuri API® 20 E • 25 de cutii de incubare • 25 de fișe de rezultate • 1 clemă de sigilare • 1 Insert Tehnic furnizat în kit sau care poate fi descărcat de pe <a href="http://www.70402_TDA">www. 70402_TDA</a> Insert tehnic atasat. <b>70542_JAMES Insert tehnic atasat. 70422_VP1 + VP2 REAGENTS</b> Insert tehnic atasat. <b>70442_NIT1 + NIT2 REAGENTS</b> Insert tehnic atasat. <b>70380_ZINC</b> Insert tehnic atasat. |         |
| <b>LOT. 59</b> SENSITITRE 0.5 McFarland Standard ( <i>LDSA</i> ) | <b>70900_STANDAR<br/>D MCFARLAND</b> | Franta | Biomerieux | Specificații Descriere<br>Standard polimer McFarland 0,5<br>Cantitate per pachet 5 ml/tub<br>1 pachet = 1 buc | <b>DESTINAȚIA UTILIZĂRII</b><br>McFarland Standard este o serie de standarde cu opacitate diferită, care permit estimarea densității suspensiilor bacteriene. Utilizarea acestuia este necesară pentru standardizarea metodelor microbiologice. Aceste standarde sunt create în funcție de numerele de tuburi ale scalei descrise inițial de McFarland.<br><b>PRINCIPIU</b> Densitatea suspensiei bacteriene se verifică prin compararea unei suspensii de opacitate cunoscută dintr-o fiolă cu diametru identic.<br><b>CONȚINUTUL KITULUI</b>                                                                                                                                                                                                                                  | CE/ ISO |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 standarde McFarland (0,5, 1, 2, 3, 4, 5) într-o fiolă cu diametrul de 17,75 mm (fiolă bioMérieux standard)</li> <li>• 1 insert tehnic furnizat în kit sau care poate fi descărcat de pe <a href="http://www.">www.</a> Insert tehnic atasat</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: Director

Ofertantul: SRL „Mediclim AM” Adresa: Mun. Chisinau str. Vasile Alecsandri 141 et 1