

Lame și freze de unică folosință

DESCRIERE

Lamele și frezele chirurgicale ConMed Linvatec sunt instrumente chirurgicale sterile, de unică utilizare, folosite pentru tăierea și îndepărtarea țesuturilor moi de la pacient în timpul procedurilor. Lamele sunt compatibile cu numeroase piese chirurgicale de mână comercializate în prezent de ConMed Linvatec.

SPECIFICAȚIA MATERIALULUI

Lamele și frezele chirurgicale ConMed Linvatec sunt fabricate în principal din oțel inoxidabil.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Lamele și frezele chirurgicale ConMed Linvatec sunt instrumente chirurgicale sterile, cu o singură utilizare, pentru tăierea și îndepărtarea țesuturilor moi sau a oaselor de la pacient în timpul procedurilor

CONTRAINDICAȚII

Nici una.

AVERTIZĂRI

1. Lamele și frezele de unică folosință sunt furnizate steril și sunt destinate unei singure utilizări. Nu resterilizați și nu refolosiți. Capacitatea de a curăța și re-steriliza în mod eficient aceste dispozitive de unică folosință nu a fost stabilită și reutilizarea ulterioară poate afecta negativ performanța, siguranța și / sau sterilitatea dispozitivelor.
2. Nu utilizați echipamente dacă, la primire, pachetul este deschis, deteriorat sau prezintă semne de manipulare.
3. După utilizare, lamele și frezele pot reprezenta un potențial pericol biologic și trebuie manipulate și eliminate în conformitate cu practica medicală acceptabilă și cerințele locale și naționale aplicabile.
4. Sterilitatea produsului nu poate fi asigurată după data de expirare.
5. Consultați manualul de instrucțiuni corespunzător al pieselor de mână ConMed Linvatec pentru avertismente specifice dispozitivului.

PRECAUTII

1. Consultați manualul de instrucțiuni corespunzător al pieselor de mână ConMed Linvatec pentru precauții specifice dispozitivului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Consultați manualul de instrucțiuni corespunzător al piesei de mână ConMed Linvatec pentru asamblare, instalare detaliată și alte instrucțiuni de utilizare

AMBALARE

1. Lamele și frezele de unică folosință sunt furnizate în ambalaje sterile capabile să reziste la o perioadă de valabilitate de până la 5 ani de la data fabricației.
2. Lamele și frezele de unică folosință trebuie utilizate numai dacă ambalajul original și etichetarea sunt intacte. În cazul în care ambalajul de unică folosință a fost deschis sau modificat, contactați reprezentantul regional de vânzări ConMed Linvatec.



INFORMAȚII DE CONTACT

Pentru mai multe informații sau o demonstrație de produs, contactați reprezentantul regional de vânzări ConMed Linvatec sau apelați 1-800-237-0169 în S.U.A.