

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Achizitii.md ID 21362891, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1739280530776 din 11 febr 2025,

Denumirea procedurii de achiziție: Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2025 (repetat)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1- VITEK MS PRIME						
Lame țință MS-DS SLIDE	410893_VITEK MS-DS SLIDE	Franța	bioMérieux SA	Lamelele țință MS-DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI-TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Acestea se utilizează exclusiv cu instrumentele VITEK MS. Cutie = 8x4 slide.	Lamelele țință MS-DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI-TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Acestea se utilizează exclusiv cu instrumentele VITEK MS. Cutie = 8x4 slide. Ref. 410893	CE, ISO
Matrice MS-CHCA	411071_VITEK MS-CHCA	Franța	bioMérieux SA	Matricea MS-CHCA este folosită împreună cu sistemele VITEK MS pentru a permite identificarea microorganismelor. Matricea absoarbe energia din laserul instrumentului și o transferă către microorganisme pentru a activa ionizarea. Cutie = 5 fl.x 0,5 ml.	Matricea MS-CHCA este folosită împreună cu sistemele VITEK® MS pentru a permite identificarea microorganismelor. Matricea absoarbe energia din laserul instrumentului și o transferă către microorganisme pentru a activa ionizarea. Matricea VITEK MS-CHCA este folosită exclusiv împreună cu instrumentele VITEK MS. Cutie = 5x0,5 ml. Ref. 411071	CE, ISO
Reactiv MS-FA	411072_VITEK MS-FA	Franța	bioMérieux SA	MS-FA este folosit pentru a pretrata levurile cu scopul de a facilita identificarea acestora conform metodei MALDI-TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Destinat utilizării cu instrumente VITEK MS. Cutie = 5 fl.x 0,5 ml.	MS-FA este folosit pentru a pretrata levurile cu scopul de a facilita identificarea acestora conform metodei MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionisation-Time Of Flight - Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Destinată utilizării cu instrumente VITEK MS. Cutie = 5x0,5 ml. Ref. 411072	CE, ISO
Reactiv MS SMARTCALIBRANT	423710_VITEK MS SMARTCALIBRANT	Franța	bioMérieux SA	Reactiv gata de utilizare conceput ca metodă alternativă pentru a calibra instrumente de spectrometrie de masă MALDI-TOF dedicate identificării microorganismelor. Destinat utilizării cu instrumente VITEK MS. Cutie = 5 fl.x 0,2 ml.	VITEK MS SMARTCALIBRANT este un reactiv gata de utilizare conceput ca metodă alternativă pentru a calibra instrumente de spectrometrie de masă MALDI-TOF dedicate identificării microorganismelor. Acest reactiv poate fi utilizat cu instrumente VITEK MS. Cutie = 5 x 0,2 ml. Ref. 423710	CE, ISO
Vârfuri pentru PICKME PEN	423551_VITEK PICKME NBS	Franța	bioMérieux SA	Vârfuri (nibsuri) pentru accesoriile PICKME PEN, destinate preparării lamelor pentru identificarea microorganismelor pe VITEK MS. Cutie = 18 x 96 vârfuri.	VITEK PICKME NIBS. Vârfuri (nibsuri) pentru accesoriile PICKME PEN, destinate preparării lamelor pentru identificarea microorganismelor pe VITEK MS. Cutie = 18x96 vârfuri. Ref. 423551	ISO

Tulpină de referință E. Coli ATCC 8739	0483P_KWIK-STIK 2 Pack Escherichia coli derived from ATCC® 8739	SUA	Microbiologics, Inc.	Tulpină de referință Escherichia coli ATCC 8739 destinată efectuării calibrării și controlului de calitate pe instrumentele VITEK MS. 1 tub = 2 tulpini.	Tulpină de referință KWIK-STIK Escherichia coli, ATCC 8739. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desiccant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Ambalaj: tub cu 2 săculețe, 1 tulpină/săculeț. Total: 1 tub = 2 tulpini. Ref. 0483P	CE, ISO
Agar Columbia + 5% sânge de oaie	43041_Agar Columbia + 5% sânge de oaie (COS)	Franța	bioMérieux SA	Agar Columbia + 5% sânge de oaie. Medii în plăci gata preparate, potrivit pentru trecerea culturilor de referință. Cutie = 20 plăci.	Agar Columbia + 5% sânge de oaie. Medii în plăci gata preparate, potrivit pentru trecerea culturilor de referință, izolarea bacteriilor pretențioase și detecția hemolizei. Cutie = 20 plăci. Ref. 43041	CE, ISO
Filter pipette tips sterile	ROM_TF-10-HS_10 µl Pipette Tips Sterile	China	Hawach Scientific CO LTD	Vărfuri sterile cu filtru pentru pipete monocanal cu volum reglabil. Cutie = 96 vârfuri.	Vărfuri sterile pentru pipete monocanal cu volum reglabil. Cutie = 96 vârfuri. Ref. ROM_TF-10-HS	ISO
Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette	PIP11-00010_Variabile Volume Single Channel Micropipette	China	LABSTAC LLC	Pipetă monocanal cu volum reglabil de la 0,1 la 10 µl.	PIP11-00010_Pipetă monocanal cu volum reglabil de la 0,1 la 10 µl. Ref. PIP11-00010	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: director

Ofertantul: SRL Mediclim AM Adresa: mun. Chisinau str. Vasile Alecsandri 141