

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21209776, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1712924904152 din „12” aprilie 2024
Obiectul achiziției:	Preparate diagnostic, tulpini de referință, seruri și alte consumabile.

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Lot 103. Tulpina de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213 (CC AST)	0365P_S.AUREUS ATCCreg; 29213trade;°. Total: 5 X 0365P_S.AUREUS ATCCreg; 29213trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stck Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0365P_S.AUREUS ATCCreg; 29213trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
2	Lot 105. Tulpina de referință Bacillus subtilis ATCC 6633 (farma, CC mediu)	0486P_B.SPIZIZENII ATCCreg; 6633trade;°. Total: 2 X 0486P_B.SPIZIZENII ATCCreg; 6633trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0486P_B.SPIZIZENII ATCCreg; 6633trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
3	Lot 111. Tulpina de referință Neisseria meningitidis ATCC 13077 ID	0453P_N.MENINGITIDIS (GROUP A) ATCCreg; 13077trade;°. Total: 2 X 0453P_N.MENINGITIDIS (GROUP A) ATCCreg; 13077trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stck Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0453P_N.MENINGITIDIS (GROUP A) ATCCreg; 13077trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
4	Lot 113. Tulpina de referință Escherichia coli, tulpina ATCC 25922 (AST)	0335P_E.COLI ATCCreg; 25922trade;°. Total: 2 X 0335P_E.COLI ATCCreg; 25922trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0335P_E.COLI ATCCreg; 25922trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
5	Lot 114. Tulpina de referință E. coli NCTC 13476 (MBL)	01136P_Escherichia coli derived from NCTC 13476. Total: 1 X 01136P_Escherichia coli derived from NCTC 13476	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	01136P_Escherichia coli derived from NCTC 13476 KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO

6	Lot 116. Tulpina de referință Escherichia coli ATCC 8739 (MS, water, CC medii, ID)	0483P_E. COLI ATCCreg; 8739trade;°. Total: 2 X 0483P_E. COLI ATCCreg; 8739trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0483P_E. COLI ATCCreg; 8739trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 2 tuburi	CE, ISO
7	Lot 117. Tulpini de referință Escherichia coli K 12, NCTC 10538	0706P_E. COLI NCTC 10538. Total: 1 X 0706P_E. COLI NCTC 10538	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0706P_E. COLI NCTC 10538 KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO
8	Lot 118. Tulpini de referință Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers, ATCC 13706 (tulpina C)	0747P_E. COLI ATCCreg; 130706trade;°. Total: 1 X 0747P_E. COLI ATCCreg; 130706trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=flacon cu tulpina liofilizată/congelată. Ambalaj= flacon	0747P_E. COLI ATCCreg; 130706trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe. Total: 1 tub	CE, ISO
9	Lot 120. Tulpina de referință Escherichia coli ATCC 35218 (non ESBL) control inhibitor	0495P_E. COLIATCCreg; 35218trade;°. Total: 1 X 0495P_E. COLIATCCreg; 35218trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick	0495P_E. COLIATCCreg; 35218trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO
10	Lot 124. Tulpini de referință Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802 (ID)	0818P_V. PARAHAEMOLYTICUS ATCCreg; 17802trade;°. Total: 1 X 0818P_V. PARAHAEMOLYTICUS ATCCreg; 17802trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0818P_V. PARAHAEMOLYTICUS ATCCreg; 17802trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO
11	Lot 125. Tulpini de referință Campylobacter jejuni ATCC 33560 (ID, AST, food)	0111P_CAMPYLOBACTER JEJUNI ATCCreg; 33560trade;°. Total: 1 X 0111P_CAMPYLOBACTER JEJUNI ATCCreg; 33560trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0111P_CAMPYLOBACTER JEJUNI ATCCreg; 33560trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
12	Lot 128. Tulpina de referință Streptococcus pyogenes ATCC 19615 (ID)	0385P_S. PYOGENES (GROUP A) ATCCreg; 19615trade;°. Total: 2 X 0385P_S. PYOGENES (GROUP A) ATCCreg; 19615trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0385P_S. PYOGENES (GROUP A) ATCCreg; 19615trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
13	Lot 129. Tulpina de referință Enterococcus faecalis ATCC 29212 (AST, ID)	0366P_E. FAECALIS ATCCreg; 29212trade;°. Total: 2 X 0366P_E. FAECALIS ATCCreg; 29212trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0366P_E. FAECALIS ATCCreg; 29212trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 2 tuburi	CE, ISO

14	Lot 130. Tulpina de referință <i>Enterococcus faecium</i> Van A, ATCC 700221	01000P_ <i>Enterococcus faecium</i> ATCC® 700221™. Total: 1 X 01000P_ <i>Enterococcus faecium</i> ATCC® 700221™	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	01000P_ <i>Enterococcus faecium</i> ATCC® 700221™ KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO
15	Lot 133. Tulpina de referință <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49766 (AST)	0919P_H. INFLUENZAE ATCCreg; 49766trade;°. Total: 2 X 0919P_H. INFLUENZAE ATCCreg; 49766trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0919P_H. INFLUENZAE ATCCreg; 49766trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
16	Lot 134. Tulpina de referință <i>Candida albicans</i> ATCC 90028 (AST CLSI, ID)	0264P_C. ALBICANS ATCCreg; 90028trade;°. Total: 1 X 0264P_C. ALBICANS ATCCreg; 90028trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0264P_C. ALBICANS ATCCreg; 90028trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
17	Lot 135. Tulpina de referință <i>Candida glabrata</i> ATCC 15126 (ID)	0737P_C. GLABRATA ATCCreg; 15126trade;°. Total: 1 X 0737P_C. GLABRATA ATCCreg; 15126trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0737P_C. GLABRATA ATCCreg; 15126trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
18	Lot 139. Tulpina de referință <i>Shigella sonnei</i> tulpina ATCC 25931 (ID)	0303P_S. SONNEI ATCCreg; 25931trade;°. Total: 1 X 0303P_S. SONNEI ATCCreg; 25931trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0303P_S. SONNEI ATCCreg; 25931trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
19	Lot 140. Tulpina de referință <i>Shigella flexneri</i> (2b) tulpina ATCC 12022 (ID)	0356P_S.FLEXNERI (SEROTYPE 2b) ATCCreg; 12022trade;°. Total: 1 X 0356P_S.FLEXNERI (SEROTYPE 2b) ATCCreg; 12022trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0356P_S.FLEXNERI (SEROTYPE 2b) ATCCreg; 12022trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
20	Lot 141. Tulpina de referință <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 (AST, CC medii)	0353P_P.AERUGINOASA ATCCreg; 27853trade;°. Total: 1 X 0353P_P.AERUGINOASA ATCCreg; 27853trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0353P_P.AERUGINOASA ATCCreg; 27853trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
21	Lot 144. Tulpina de referință <i>Enterobacter/Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048 (MS, CC medii, food)	0306P_Klebsiella aerogenes derived from ATCC® 13048™. Total: 1 X 0306P_Klebsiella aerogenes derived from ATCC® 13048™	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0306P_Klebsiella aerogenes derived from ATCC® 13048™ KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO

22	Lot 147. Tulpina de referință Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC BAA-977 (D-test pos)	0147P_STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCCreg; BAA-977trade;°. Total: 1 X 0147P_STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCCreg; BAA-977trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0147P_STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCCreg; BAA-977trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
23	Lot 149. Tulpina de referință Enterococcus faecalis derived from ATCC 51299 vanB	0959P_E. FAECALIS ATCCreg; 51299trade;°. Total: 1 X 0959P_E. FAECALIS ATCCreg; 51299trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0959P_E. FAECALIS ATCCreg; 51299trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO
24	Lot 150. Tulpina de referință Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 (Penicillin I), BPB	0947P_S. PNEUMONIAE ATCCreg; 49619trade;°. Total: 3 X 0947P_S. PNEUMONIAE ATCCreg; 49619trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0947P_S. PNEUMONIAE ATCCreg; 49619trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
25	Lot 151. Tulpina de referință C. glabrata ATCC MYA 2950 (MS)	0122P_C. GLABRATA ATCCreg; MYA-2950trade;°. Total: 1 X 0122P_C. GLABRATA ATCCreg; MYA-2950trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0122P_C. GLABRATA ATCCreg; MYA-2950trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO
26	Lot 152. Tulpină de referință Listeria ivanovii subsp. ivanovii ATCC 19119 (food, medii nutr)	0815P_L. IVANOVII ATCCreg; 19119trade;°. Total: 1 X 0815P_L. IVANOVII ATCCreg; 19119trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon	0815P_L. IVANOVII ATCCreg; 19119trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe. Total: 1 tub	CE, ISO
27	Lot 153. Tulpina de referință Listeria monocytogenes serovar 4b (food, medii nutr.) ATCC 13932 (WDCM 0021)	0129P_LISTERIA MONOCYTOGENES ATCCreg; 13932trade;°. Total: 1 X 0129P_LISTERIA MONOCYTOGENES ATCCreg; 13932trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0129P_LISTERIA MONOCYTOGENES ATCCreg; 13932trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
28	Lot 154. Tulpina de referință Candida albicans ATCC 10231 (medii nutr)	0443P_C. ALBICANS ATCCreg; 10231trade;°. Total: 1 X 0443P_C. ALBICANS ATCCreg; 10231trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0443P_C. ALBICANS ATCCreg; 10231trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
29	Lot 155 Tulpina de referință Staphylococcus epidermidis ATCC 14990 (WDCM00132) medii nutr.	0412P_S. EPIDERMIDIS ATCCreg; 14990trade;°. Total: 1 X 0412P_S. EPIDERMIDIS ATCCreg; 14990trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0412P_S. EPIDERMIDIS ATCCreg; 14990trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO

30	Lot 164. Tulpină de referință <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	0827P_S. AUREUS ATCCreg; 6538Ptrade;°. Total: 1 X 0827P_S. AUREUS ATCCreg; 6538Ptrade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	0827P_S. AUREUS ATCCreg; 6538Ptrade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
31	Lot 166. <i>Clostridium sporogenes</i> NCTC 532/ ATCC 19404	0317P_C. SPOROGENES ATCCreg; 19404trade;°. Total: 1 X 0317P_C. SPOROGENES ATCCreg; 19404trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick	0317P_C. SPOROGENES ATCCreg; 19404trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO
32	Lot 167. <i>Clostridium septicum</i> ATCC 12464 (ID)	0586P_C. SEPTICUM ATCCreg; 12464trade;°. Total: 1 X 0586P_C. SEPTICUM ATCCreg; 12464trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick	0586P_C. SEPTICUM ATCCreg; 12464trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO
33	Lot 168. <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247 (AST)	0647P_H. INFLUENZAEATCCreg; 49247trade;°. Total: 1 X 0647P_H. INFLUENZAEATCCreg; 49247trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick	0647P_H. INFLUENZAEATCCreg; 49247trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
34	Lot 169. <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6305 (CC medii)	0447P_S. PNEUMONIAE ATCCreg; 6305trade;°. Total: 2 X 0447P_S. PNEUMONIAE ATCCreg; 6305trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick	0447P_S. PNEUMONIAE ATCCreg; 6305trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 2 tuburi	CE, ISO
35	Lot 170. <i>Lactobacillus acidophilus</i> ATCC 4356 (CC medii)	0243P_L. ACIDOPHILUS ATCCreg; 4356trade;°. Total: 1 X 0243P_L. ACIDOPHILUS ATCCreg; 4356trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick	0243P_L. ACIDOPHILUS ATCCreg; 4356trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO
36	Lot 171. <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC BAA-2814 (AST)	01263P_Klebsiella pneumoniae derived from ATCC® BAA-2814™. Total: 1 X 01263P_Klebsiella pneumoniae derived from ATCC® BAA-2814™	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick	01263P_Klebsiella pneumoniae derived from ATCC® BAA-2814™ KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO
37	Lot 172. <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC BAA 976	0146P_STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCCreg; BAA-976trade;°. Total: 1 X 0146P_STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCCreg; BAA-976trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick	0146P_STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCCreg; BAA-976trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO

38	Lot 173. <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC BAA-1705 (AST)	01005P_K.PNEUMONIAE ATCCreg; BAA-1705trade;°. Total: 1 X 01005P_K.PNEUMONIAE ATCCreg; BAA-1705trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick	01005P_K.PNEUMONIAE ATCCreg; BAA-1705trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO
39	Lot 176. <i>Eikenella corrodens</i> ATCC BAA-1152	0189P_EIKENELLA CORRODENS TARDA ATCCreg;BAA-1152trade;°. Total: 1 X 0189P_EIKENELLA CORRODENS TARDA ATCCreg;BAA-1152trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick	0189P_EIKENELLA CORRODENS TARDA ATCCreg;BAA-1152trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO
40	Lot 177. <i>Listeria ivanovii</i> ATCC 19119	0815P_L. IVANOVII ATCCreg; 19119trade;°. Total: 1 X 0815P_L. IVANOVII ATCCreg; 19119trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick	0815P_L. IVANOVII ATCCreg; 19119trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO
41	Lot 178. <i>Candida albicans</i> ATCC 14053	0332P_C. ALBICANS ATCCreg; 14053trade;°. Total: 1 X 0332P_C. ALBICANS ATCCreg; 14053trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick	0332P_C. ALBICANS ATCCreg; 14053trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO
42	Lot 179. <i>Clostridioides difficile</i> ATCC BAA-1870	01048P_Clostridium difficile ATCC® BAA-1870™. Total: 1 X 01048P_Clostridium difficile ATCC® BAA-1870™	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick	01048P_Clostridium difficile ATCC® BAA-1870™ KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Bucată = stick	CE, ISO
43	Lot 181. <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> ATCC 17666	0759P_S. MALTOPHILIA ATCCreg; 17666trade;°. Total: 1 X 0759P_S. MALTOPHILIA ATCCreg; 17666trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick	0759P_S. MALTOPHILIA ATCCreg; 17666trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO
44	Lot 182. <i>Enterococcus casseliflavus</i> ATCC 700327	0761P_E. CASSELI FLAVUS ATCCreg; 700327trade;°. Total: 1 X 0761P_E. CASSELI FLAVUS ATCCreg; 700327trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=Ansa/pelet/stick	0761P_E. CASSELI FLAVUS ATCCreg; 700327trade;° KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor. Total: 1 tub	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: S.R.L. Mediclim AM

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1