

# sinus-SuperFlex-535

Self-expanding nitinol stent system



5F application device  
adapted to .035 inch  
guide wire



ABOVE THE KNEE **ATK & BTK** BELOW THE KNEE

# sinus- 535



# sinus-SuperFlex-535



Superflexibel durch sinus-Struktur zur Anpassung an den Gefäßverlauf

Hohe Radialkraft

Selbstexpandierender Nitinol Stent erhältlich bis zu einem Durchmesser von Ø 10 mm

Atraumatische Systemspitze „Tipless System“

Geeignet für Cross-Over-Technik



*La flexibilité issue du design sinus-sinusoidal permet une adaptation à la forme*

*du vaisseau Grande force radiale*

*Stent autoexpandible en Nitinol disponible jusqu'à Ø 10 mm*

*Embout atraumatique « Tipless System »*

*Adapté aux procédures en controlatéral*



*sinus-structure with super-flexibility mirrors the contours of the vessel*

*High radial force*


*Self-expanding nitinol stent available up to Ø 10 mm*

*Atraumatic "Tipless System"*

*Suited for cross-over technique*

# SF & .035

*working channel for contrast injection*



## Entfernbarer Innenkatheter

Die Systemspitze ist aus dem Schleusenende geformt - es entfällt die sonst übliche Spitze am Innenkatheter.

Dadurch lässt sich der Innenkatheter nach Stentablage komplett entfernen - es entsteht ein bereits liegender Arbeitskanal zur Kontrastmittelgabe.



## Cathéter interne amovible

*L'extrémité du système de largage est une extension de la gaine extérieure. Elle remplace la pointe normale qui est en fait une partie du cathéter interne. Après libération du stent, il est possible d'enlever le cathéter interne. La gaine extérieure peut alors être utilisée comme voie d'accès pour injecter le produit de contraste.*




anti-jump technique



braided sheath

# inch



*stent placement*

*stent release*

*remove inner  
catheter*

*contrast media  
injection*



### **Removable inner catheter**

The tip of the delivery system is an extension of the outer sheath - it replaces the normal tip which is part of the inner catheter. After stent release it is possible to remove the entire inner catheter - now the outer sheath can be used as a working channel for contrast injection.



open-cell  
design




radiopaque  
markers



electro-  
polishing

# sinus-SuperFlex-535

## sinus-SuperFlex-535 -ATK-




Bestell-Nr. – Länge des Einführbestecks référence – longueur système de pose order code – length of application device		Stent	Stent Länge / longueur / length
75 cm	120 cm	Ø / mm	mm
6106-6020*	6106-7020*	6	20
6106-6030	6106-7030	6	30
6106-6040	6106-7040	6	40
6106-6060	6106-7060	6	60
6106-6080	6106-7080	6	80
6107-6020*	6107-7020*	7	20
6107-6030	6107-7030	7	30
6107-6040	6107-7040	7	40
6107-6060	6107-7060	7	60
6107-6080	6107-7080	7	80
6108-6020*	6108-7020	8	20
6108-6030	6108-7030	8	30
6108-6040	6108-7040	8	40
6108-6060	6108-7060	8	60
6108-6080	6108-7080	8	80
6109-6020*	6109-7020*	9	20
6109-6030	6109-7030*	9	30
6109-6040	6109-7040*	9	40
6109-6060	6109-7060*	9	60
6109-6080	6109-7080*	9	80
6110-6020*	6110-7020*	10	20
6110-6030	6110-7030*	10	30
6110-6040	6110-7040*	10	40
6110-6060	6110-7060*	10	60
6110-6080	6110-7080*	10	80

\* Mindestbestellmenge / Lieferzeit auf Anfrage  
 \* quantité minimum de commande / délai de livraison sur demande  
 \* minimum order quantity / delivery time upon request

Adaptiert auf .035 inch Führungsdraht  
 adapté au fil-guide de .035 inch  
 adapted to .035 inch guide wire

Verpackungseinheit: 1 Stück  
 conditionnement : 1 unité  
 box: 1 unit

## sinus-SuperFlex-535 -BTK-



Bestell-Nr. – Länge des Einführbestecks référence – longueur système de pose order code – length of application device		Stent	Stent Länge / longueur / length
75 cm	120 cm	Ø / mm	mm
6104-6030*	6104-7030	4	30
6104-6040	6104-7040	4	40
6104-6060	6104-7060	4	60
6104-6080*	6104-7080	4	80
6105-6030*	6105-7030	5	30
6105-6040	6105-7040	5	40
6105-6060	6105-7060	5	60
6105-6080	6105-7080	5	80

\* Mindestbestellmenge / Lieferzeit auf Anfrage  
 \* quantité minimum de commande / délai de livraison sur demande  
 \* minimum order quantity / delivery time upon request

Adaptiert auf .035 inch Führungsdraht  
 adapté au fil-guide de .035 inch  
 adapted to .035 inch guide wire

Verpackungseinheit: 1 Stück  
 conditionnement : 1 unité  
 box: 1 unit