

Specificații tehnice								
Numărul licitației:		I/cesti tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8/						
Denumirea licitației:		Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2023						
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	1	2	3	4	5	6	7	8
3310 000-1	1	Ac pentru stiloș de insulină	Ac pentru stiloș de insulină	Insulin Needle for Single Use, 32G	China	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd.	Ac pentru stiloș de insulină. Steril de unică folosință, lungimea 4 mm. Termenul de valabilitate 12 luni de la livrare. Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginii din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, planșul produsului (emisie de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pag. indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anecsele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificităților tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: februarie2023.	Ac pentru stiloș de insulină, 32 G Steril de unică folosință, lungimea 4 mm. Termenul de valabilitate 12 luni de la livrare
3310 000-1	3	Pompă de insulină	Pompă de insulină	A7+ TouchCare® System, model SY018, -baza pompei, model JN-022; -rezervor pentru insulină, model MD-IN-011; -senzor de glicemie, model MD3026; -transmițător de date, model MD 1026.	China	Medtrum Technologies Inc.	Set pentru 12 luni: pompă, transmișor, senzori, sisteme de infuzie/rezervorare. Funcție low glucose suspend. Fără restricție de vârstă. Ofertantul va evidenția, marca în pag. indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anecsele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificităților tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: ianuarie-februarie; aprilie-mai; august - septembrie 2023.	Set pentru 12 luni Funcția Low Glucose Suspend (LGS) - pag. 187, 193 Ghidul Utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; Sistemul A7+TouchCare® System, model SY018 Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare; Baza pompei, model JN-022 - pag. 16,74 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide Dimensiune: 56,5 mm x 11 mm x 13,3 mm - pag. 227 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide Greutate:aprox 10 g Rezistent la apă: IPX8 (2,5 m, 60 min) - pag.227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide Rezervor pentru insulină , model MD-IN-011 - pag.16, 73, 83 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Dimensiune: 56,5 mm x 33,3 mm x 13,3 mm - pag. 227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Greutate: 21,5 g (fără insulină) - pag.227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Alimentare: cu alimentare internă, cu două buton (1,5 V) - pag. 227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Piese aplicate de tip BF, Funcționare Continuă - pag.227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Distanța de Comunicare Wireless: 4 m - pag.227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Rezistență la apă: IPX8 (2,5 m, 60 min) - pag.227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Steril, metoda de sterilizare - gaze EO - pag.227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Volumul Rezervorului: 200 U (2 mL) (1 U-10 µL) - pag. 227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Tipul de insulină recomandată: U-100 - pag. 227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Intervalul ratei bazale: 0,00 – 25 U/h (majorare: 0,05 U/h) - pag. 227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Intervalul Bolusului: 0,05 – 30 U (majorare: 0,05 U) - pag. 227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Rata de administrare a bolusului: 0,05 U/2 s - pag. 227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Presiunea maximă de injecție și limita de presiune în caz de occluzie: 15 psi - pag. 227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare;
		Rezervor pompa insulină						ISO, CE
		Senzor glicemie						ISO, CE
		Transmițător de date						ISO, CE
3310 000-1	5	Pompă de insulină	Pompă de insulină	A7+ TouchCare® System, model SY018, -baza pompei, model JN-022; -rezervor pentru insulină, model MD-IN-011; -senzor de glicemie, model MD3026; -transmițător de date, model MD 1026.	China	Medtrum Technologies Inc.	Set pentru 12 luni: pompă, transmișor, senzori, sisteme de infuzie/rezervorare. Funcție low glucose suspend. Fără restricție de vârstă. Ofertantul va evidenția, marca în pag. indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anecsele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificităților tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: ianuarie-februarie; aprilie-mai; august - septembrie 2023.	Set pentru 12 luni Funcția Low Glucose Suspend (LGS) - pag. 187, 193 Ghidul Utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; Sistemul A7+TouchCare® System, model SY018 Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare; Baza pompei, model JN-022 - pag. 16, 74 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide Dimensiune: 56,5 mm x 11 mm x 13,3 mm - pag. 227 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide Greutate:aprox 10 g Rezistent la apă: IPX8 (2,5 m, 60 min) - pag.227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide Rezervor pentru insulină , model MD-IN-011 - pag.16, 73, 83 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Dimensiune: 56,5 mm x 33,3 mm x 13,3 mm - pag. 227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Greutate: 21,5 g (fără insulină) - pag.227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Alimentare: cu alimentare internă, cu două buton (1,5 V) - pag. 227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Piese aplicate de tip BF, Funcționare Continuă - pag.227, 228 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Distanța de comunicare wireless: 10 m - pag. 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; - Durata funcționare: 1 an - pag. 229 din Ghidul Utilizatorului A7+TouchCare® System user guide; Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare;
		Rezervor pompa insulină						ISO, CE
		Senzor glicemie						ISO, CE
		Transmițător de date						ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Săro Alexandru în calitate de: Director
Ofertant: Phammy SRL Adresa: MD-2071, mun. Chişinău, str. Darileşti, 4