

Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru 2024

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr înregistr AMDM, std. de ref
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000 0-1	1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat	ALSL-0510	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 ; Interferențe: Acid ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, lipemie până la 21 g/l.	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 ; Interferențe: Acid ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, lipemie până la 21 g/l.	DM000305017
3310000 0-1	2	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ALSL-0510	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 ; Interferențe: Acid ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, lipemie până la 21 g/l.	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 ; Interferențe: Acid ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, lipemie până la 21 g/l.	DM000305017
3310000 0-1	3	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automa	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500- 1000 ml.) determinarea la analizator automa	ALSL-0510	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 ; Interferențe: Acid ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, lipemie până la 21 g/l.	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 ; Interferențe: Acid ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, lipemie până la 21 g/l.	DM000305017
3310000 0-1	4	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500- 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ALSL-0510	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 ; Interferențe: Acid ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, lipemie până la 21 g/l.	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 ; Interferențe: Acid ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, lipemie până la 21 g/l.	DM000305017
3310000 0-1	5	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat	ALBU-0600	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG; Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l; Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,15$; Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,15$; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 , g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l;	Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG; Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l; Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,15$; Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,15$; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 , g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l;	DM000304989
3310000 0-1	6	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ALBU-0600	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG; Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l; Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,15$; Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,15$; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 , g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l;	Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG; Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l; Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,15$; Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,15$; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 , g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l;	DM000304989

3310000 0-1	78	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat	URSL-0507	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma fara heparinat de amoniu, urina proaspata; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l.	Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma fara heparinat de amoniu, urina proaspata; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l.	DM000305009
3310000 0-1	79	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	URSL-0507	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma fara heparinat de amoniu, urina proaspata; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l.	Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma fara heparinat de amoniu, urina proaspata; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l.	DM000305009
3310000 0-1	80	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat	AUML-0507	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 ; Interferențe: Bilirubina pină la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pină la 1,1 g/l, lipemie - trigliceride pină la 21g/l.	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 ; Interferențe: Bilirubina pină la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pină la 1,1 g/l, lipemie - trigliceride pină la 21g/l.	DM000305011
3310000 0-1	81	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	AUML-0507	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 ; Interferențe: Bilirubina pină la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pină la 1,1 g/l, lipemie - trigliceride pină la 21g/l.	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 ; Interferențe: Bilirubina pină la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pină la 1,1 g/l, lipemie - trigliceride pină la 21g/l.	DM000305011
3310000 0-1	82	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat	HBAC-0240+HBAC-0043+HBAC-0049	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, 4 nivele , control pozitiv si control negativ . Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA; Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 1.5\%$; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.2 ; Interferențe: Acid Ascorbic pină la 3.5 mmol/l, Bilirubina pină la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pină la 21g/l, Hemoglobina pină la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pină la 500 UI/ml;	Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, 4 nivele , control pozitiv si control negativ . Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA; Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 1.5\%$; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.2 ; Interferențe: Acid Ascorbic pină la 3.5 mmol/l, Bilirubina pină la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pină la 21g/l, Hemoglobina pină la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pină la 500 UI/ml;	DM000305079+ DM000305080+DM000305081
3310000 0-1	83	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	HBAC-0240+HBAC-0043+HBAC-0049	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, 4 nivele , control pozitiv si control negativ . Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA; Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 1.5\%$; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.2 ; Interferențe: Acid Ascorbic pină la 3.5 mmol/l, Bilirubina pină la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pină la 21g/l, Hemoglobina pină la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pină la 500 UI/ml;	Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, 4 nivele , control pozitiv si control negativ . Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA; Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 1.5\%$; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.2 ; Interferențe: Acid Ascorbic pină la 3.5 mmol/l, Bilirubina pină la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pină la 21g/l, Hemoglobina pină la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pină la 500 UI/ml;	DM000305079+ DM000305080+DM000305081
3310000 0-1	84	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat	CLDL-0250+HLCA-0041	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 ; Interferențe: Acid Ascorbic pină la 3,0 mmol/l, Bilirubina pină la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pină la 11 g/l	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 ; Interferențe: Acid Ascorbic pină la 3,0 mmol/l, Bilirubina pină la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pină la 11 g/l	DM000305047+ DM000305060

3310000 0-1	85	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	CLDL-0250+HLCA-0041	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l	DM000305047+ DM000305060
3310000 0-1	86	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat	CHDL-0600+HLCA-0041	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0 ;	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0 ;	DM000305045+ DM000305060
3310000 0-1	87	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	CHDL-0600+HLCA-0041	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0 ;	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0 ;	DM000305045+ DM000305060
3310000 0-1	88	Creatinchinaza totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	Creatinchinaza totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	CKSL-0410	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L; coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl.	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L; coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl.	DM000305026
3310000 0-1	89	Creatinchinaza totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Creatinchinaza totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	CKSL-0410	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L; coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl.	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L; coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl.	DM000305026
3310000 0-1	90	Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40--175 ml.) determinarea la analizator automat	Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat	CMSL-0410	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl.	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl.	DM000305025
3310000 0-1	91	Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	CMSL-0410	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl.	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl.	DM000305025
3310000 0-1	96	Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	CONT-0060	Franta	Elitech	Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	DM000305057
3310000 0-1	97	Ser control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	Ser control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	CONT-0160	Franta	Elitech	Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	DM000305058

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceacovschi În calitate de: Director General
Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL Adresa: _mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.