



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail: office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	P-0247/2025
din	24.06.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

Clinowipes

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

SOFRAGRUP S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Decebal, 32

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

Franklab SAS, 3 av. des Frères 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, FRANCE

IV. Date de identificare a produsului

1. Categoria de produs biocid

1.1. Grupa principală 1

1.2. Tip de produs TP02, TP04

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.20 s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau **comercializat și utilizat** în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: 21.10.2029.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director

Nicolae Jelamschi



Anexa
la certificatul nr. P-0247/2025 din 24.06.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova				
Clinowipes				
V. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului				
<i>Denumirea chimică(IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea de produs</i>	
Ethanol		64-17-5	44,00000% m/m	
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (diamine)		2372-82-9	0,12000% m/m	
Propane-2-ol		67-63-0	20.00000% m/m	
VI. Forma de condiționare				
servetele				
VII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)				
cutie cu 150 servetele				
VIII. Domeniul și aria de utilizare				
1. Domeniul de utilizare		Dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicarii directe la oameni sau animale.		
2. Aria de aplicare		Dezinfecția suprafețelor și a dispozitivelor medicale în instituțiile medicale și alimentare.		
IX. Eficacitatea				
<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bactericida	NF EN 16615 (Mai 2015)	Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae		2 min
Bactericidă	NF EN 13727 (December 2015)	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae, Escherichia coli K12	80%	5 min
Bactericidă	NF EN 1276 (March 2010)	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli	80%	5 min
Bactericidă	NF EN 13697 standard (June 2015)	Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	100%	5 min
Bactericidă	EN 14561:2007Standard	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	100%	5 min
Fungicidă	NF EN 13624 (November 2013)	Aspergillus brasiliensis	80%	10 min
Fungicidă	EN 14562 (September 2006)	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	100%	5 min
Fungicidă	EN 14562 STANDARD	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	100%	10 min.
Fungicidal	NF EN 1650 (July 2013)	Candida albicans	100%	5 min
Levuricidă	NF EN 13697 standard (June 2015)	Candida albicans	100%	5 min
Levuricidă	NF EN 16615(Mai 2015)	Candida albicans		2 min

Levurică	NF EN 13624 (November 2013)	Candida albicans	80%	5 min
Micobacterică	NF EN 14348 (June 2005)	Mycobacterium terrae		10 min
Sporică	EN 13704 standard (April 2002)	Clostridium difficile	100%	15 min
Sporică	NF EN 17126 (Decembrie 2018)	Bacillus cereus Bacillus subtilis		15 min
Virică	NF EN 14476+A2 (October 2015) standard	Norovirus murin	80%	5 min
Virică	NF EN 14476+A2 (October 2015)	Adenovirus type 5	80%	10 min
Virică	NF EN 14476+A2 (July 2019)	Polivirus type 1	80%	10 min
Virică	NF EN 14476+A2 (October 2015) standard	Rotavirus humain	80%	10 min

X. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
stergere		

XI. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	GHS 02, GHS 07
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	

XII. Categoria de utilizatori

Profesionali,

XIII. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

Utilizarea conform instrucțiunilor de utilizare.