

## Specificații tehnice

|                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numărul procedurii de achiziție:</b> | Achizitii.md ID 21047631, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1637914384733 din „03” ianuarie 2022 |
| <b>Obiectul achiziției:</b>             | ”Reactive și consumabile de laborator 1 (2022)”                                          |

| Nr.   | Denumirea lotului | Denumire poziție | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                             | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Standarde de referință |
|-------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 0     | 1                 | 2                |                     | 3               | 4               | 5                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                      |
| 146.1 | 146.VITEK 2       | 146.VITEK 2      | 21341               | SUA             | bioMerieux Inc. | 1. VITEK 2 GN - Marcaj CE Carduri de identificare bacili Gr-negativi, fermentativi și nefermentativi Ambalaj standart p/u aparat: carduri                             | VITEK® 2 GN. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 21341                                                                                                                 | CE, ISO                |
| 146.2 | 146.VITEK 2       | 146.VITEK 2      | 413083              | SUA             | bioMerieux Inc. | 2. VITEK 2 AST 222 - Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative nefermentative N222. Ambalaj standart p/u aparat: carduri | AST-N222. Cardurile pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizarii cu sistemele VITEK 2 in laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina susceptibilitatea la agentii antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica conform instructiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 413083                              | CE, ISO                |
| 146.3 | 146.VITEK 2       | 146.VITEK 2      | 21343               | SUA             | bioMerieux Inc. | 3. VITEK 2 YST-08 - Marcaj CE Carduri de identificare fungi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri                                                                     | VITEK® 2 YST. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 21343                                                                                                                             | CE, ISO                |
| 146.4 | 146.VITEK 2       | 146.VITEK 2      | 413432              | SUA             | bioMerieux Inc. | 4. VITEK 2 AST - GN75 - Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test. Ambalaj standart p/u aparat: carduri      | AST-GN75. Cardurile pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizarii cu sistemele VITEK 2 in laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina susceptibilitatea la agentii antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica conform instructiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 413432                              | CE, ISO                |
| 146.5 | 146.VITEK 2       | 146.VITEK 2      | 21342               | SUA             | bioMerieux Inc. | 5. VITEK 2 GP - Marcaj CE Carduri de identificare bacili Gr-pozitivi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri                                                            | VITEK® 2 GP. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 21342                                                                                                                                                                              | CE, ISO                |
| 146.6 | 146.VITEK 2       | 146.VITEK 2      | 22287               | SUA             | bioMerieux Inc. | 6. VITEK 2 AST 592 - Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri                     | VITEK® 2 AST-P592. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea <i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Enterococcus spp.</i> , și <i>S. agalactiae</i> la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 22287               | CE, ISO                |
| 146.7 | 146.VITEK 2       | 146.VITEK 2      | 421040              | SUA             | bioMerieux Inc. | 7. VITEK 2 AST-ST-03 - Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri                   | VITEK® 2 AST-ST03. Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea <i>S. pneumoniae</i> , <i>Streptococcus beta-hemolitic</i> și <i>Viridans Streptococcus</i> la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 421040 | CE, ISO                |

|        |                           |                      |                                                                            |        |                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|--------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 146.8  | 146.VITEK 2               | 146.VITEK 2          | 412865                                                                     | SUA    | bioMerieux Inc.      | 8. VITEK 2 GN AST-204 - Marcaj CE<br>Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test.Ambalaj standart p/u aparat: carduri                 | AST-N204. Cardurile pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizării cu sistemele VITEK 2 în laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina susceptibilitatea la agentii antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificație clinică conform instrucțiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 412865                                                                                                                                                                                                                  | CE, ISO |
| 146.9  | 146.VITEK 2               | 146.VITEK 2          | 21347                                                                      | SUA    | bioMerieux Inc.      | 9. VITEK 2 ANC - Marcaj: CE Carduri p/u identificarea <i>Corynebacterium</i> species, <i>Clostridium</i>                                                                           | Cardul VITEK® 2 pentru identificarea anaerobilor și corinebacteriilor (ANC) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a speciilor de microorganisme anaerobe și din genul <i>Corynebacterium</i> cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 21347                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CE, ISO |
| 146.10 | 146.VITEK 2               | 146.VITEK 2          | V1204                                                                      | Franța | bioMérieux SA        | 10. Soluție NaCl 0,45% - Marcaj: CE; amb. a 1,5L.                                                                                                                                  | Soluție salină sterilă numai pentru utilizarea <i>in vitro</i> . NaCl 0,45 % - pH = 5,0 – 7,2. Flacoane de plastic de 500 ml. Ambalaj: 3 fl./cutie. Accesoriile nu sunt IVD și nu au nevoie de CE. Ref.: V1204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISO     |
| 147.1  | 147. Tulpini de referință | Tulpini de referință | KWIK-STIK™. 2 X 0335P_Escherichia coli, ATCC 25922                         | SUA    | Microbiologics, Inc. | 1. Tulpini de referință E.coli ATSS 25922 Marcaj CE Eh.coli ATSS 25922 Substanța liofilizată impregnata pe rondele pentru carduri AST GN                                           | KWIK-STIK™. 0335P_Escherichia coli, ATCC 25922. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un saculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Buc. = 2 ambalaje a câte 2 unități (total 4 unități). Pentru carduri AST GN            | CE, ISO |
| 147.2  | 147. Tulpini de referință | Tulpini de referință | KWIK-STIK™. 2 X 0784P_Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae, ATCC 700603 | SUA    | Microbiologics, Inc. | 2. Tulpini de referință Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 - Marcaj CE. Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 Substanța liofilizată impregnata pe rondele, ESBL                         | KWIK-STIK™. 0784P_Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae, ATCC 700603. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un saculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Buc. = 2 ambalaje a câte 2 unități (total 4 unități). ESBL     | CE, ISO |
| 147.3  | 147. Tulpini de referință | Tulpini de referință | KWIK-STIK™. 2 X 0755P_Enterobacter hormaechei, ATCC 700323                 | SUA    | Microbiologics, Inc. | 3. Tulpini de referință Enterobacter hormaechei ATCC 700323 - Marcaj CE. Enterobacter hormaechei ATCC 700323 Substanța liofilizată impregnata pe rondele, pentru carduri ident. GN | KWIK-STIK™. 0755P_Enterobacter hormaechei, ATCC 700323. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un saculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Buc. = 2 ambalaje a câte 2 unități (total 4 unități). Pentru carduri ident. GN | CE, ISO |
| 147.4  | 147. Tulpini de referință | Tulpini de referință | KWIK-STIK™. 2 X 0353P_Pseudomonas aeruginosa, ATCC 27853                   | SUA    | Microbiologics, Inc. | 4. Tulpini de referință Ps. aeruginosa ATCC 27853 - Marcaj CE. Ps. aeruginosa ATCC 27853 Substanța liofilizată impregnata pe rondele pentru carduri AST GN                         | KWIK-STIK™. 0353P_Pseudomonas aeruginosa, ATCC 27853. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un saculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Buc. = 2 ambalaje a câte 2 unități (total 4 unități). Pentru carduri AST GN      | CE, ISO |

|       |                           |                      |                                                               |     |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|-------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 147.5 | 147. Tulpini de referință | Tulpini de referință | KWIK-STIK™. 2 X 0365P_Staphylococcus aureus, ATCC 29213       | SUA | Microbiologics, Inc. | 5. Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213 - Marcaj CE. Staphylococcus aureus ATCC 29213. Substanța liofilizată impregnată pe rondele pentru carduri AST GP | KWIK-STIK™. 0365P_Staphylococcus aureus, ATCC 29213. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Buc. = 2 ambalaje a câte 2 unități (total 4 unități). Pentru carduri AST GP | CE, ISO |
| 147.6 | 147. Tulpini de referință | Tulpini de referință | KWIK-STIK™. 2 X 0761P_Enterococcus casseliflavus, ATCC 700327 | SUA | Microbiologics, Inc. | 6. Tulpini de referință Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 - Marcaj CE Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 Substanța liofilizată impregnată pe rondele             | KWIK-STIK™. 0761P_Enterococcus casseliflavus, ATCC 700327. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Buc. = 2 ambalaje a câte 2 unități (total 4 unități)                  | CE, ISO |
| 147.7 | 147. Tulpini de referință | Tulpini de referință | KWIK-STIK™. 2 X 0332P_Candida albicans, ATCC 14053            | SUA | Microbiologics, Inc. | 7. Tulpini de referință Candida albicans ATCC 14053 - Marcaj CE. Candida albicans ATCC 14053 Substanța liofilizată impregnată pe rondele                                  | KWIK-STIK™. 0332P_Candida albicans, ATCC 14053. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Buc. = 2 ambalaje a câte 2 unități (total 4 unități)                             | CE, ISO |

**Semnat:**

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Oferantul: **SRL Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1

Data: 23.12.2021