

↑ **Atenție**

Nivel de umplere

↑ **Atenție**

PERICOL BIOLOGIC

RECIPIENT PLASTIC PENTRU DEȘEURI ÎNȚEPĂTOARE-TĂIETOARE

A nu se depăși nivelul de umplere indicat pe cutie. Odată cu închiderea definitivă a capacului, recipientul nu mai poate fi folosit.

Instituția medico-sanitară
Persoana desemnată pentru manipularea recipientului
Data umplerii definitive

Instrucțiuni de folosire: Montați capacul recipientului, deschideți căpăcelul provizoriu și aruncați deșeurile. În momentul umplerii până la linia marcată închideți definitiv căpăcelul, completați datele și trimiteți recipientul spre distrugere la centre specializate.

Asamblare

Inchidere capac

Temporar Permanent

În timpul utilizării recipientului respectarea instrucțiunilor de utilizare este **OBLIGATORIE**. Pentru măsurile de securitate, vezi fișa.

Fabricat în Moldova
Producător: SC UISPAC SRL
Distribuitor oficial: SC BELNIS SRL
Date de contact: (22) 843242
(79) 585889

0.7L
CIPSAFE
CAPACITATE UTILĂ 0.36 L

UN 3021

DE UNICĂ FOLOSINȚĂ