

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1662528173322 din 07.09.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile pentru anatomia-patologică a.2023

<i>Nr. d/o</i>	<i>Codul CPV</i>	<i>Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată</i>	<i>Modelul articolu- lui</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standar-de de referință</i>
		Bunuri/servicii						

1	33600000-6	Lot.1 FORMALINA 10% (Reactiv pentru fixarea țesuturilor umane)	05-K01009	Italia	Biooptica	Lot.1 FORMALINA 10% (Reactiv pentru fixarea țesuturilor umane) <i>Format:</i> Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 10%. <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic in vitro. <i>Certificare:</i> certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație:</i> Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocésare automată în vacum. <i>Componența chimică:</i> Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție fluidă, gata pentru utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocésare în vacum și sistemului de colorație automatizate fără efecte coroziv. <i>Unitatea de măsură: Litru Ambalajul:</i> Livrat destinatorului în recipiente de 10 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării. <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme. <i>Limbaajul tichetului:</i> se acceptă una din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi SLEE medical	Lot.1 FORMALINA 10% (Reactiv pentru fixarea țesuturilor umane) <i>Format:</i> Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 10%. <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic in vitro. <i>Certificare:</i> certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație:</i> Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocésare automată în vacum. <i>Componența chimică:</i> Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție fluidă, gata pentru utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocésare în vacum și sistemului de colorație automatizate fără efecte coroziv. <i>Unitatea de măsură: Litru Ambalajul:</i> Livrat destinatorului în recipiente de 10 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării. <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme. <i>Limbaajul tichetului:</i> se acceptă una din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi SLEE medical	ISO CE
---	------------	--	-----------	--------	-----------	--	--	--------

2	33600000-6	Lot.2 XILENA (Reactiv necesar pentru degresare și clarifiere a mostrei tisulare)	06-1304F	Italia	Biooptica	Lot.2 XILENA (Reactiv necesar pentru degresare și clarifiere a mostrei tisulare) <i>Format:</i> Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă, standardă, incoloră, transparentă, non-toxică. <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic in vitro; <i>Certificare:</i> Certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație:</i> degresarea țesuturilor și accilelarea imprignației cu parafină, predestinate diagnosticului histologic. <i>Componenta chimică:</i> Reactivul e compus dintr-un amestec anhidru de alcooli si hidrocarburi alifatice (nearomatice), este substituent a soluțiilor toxice (xilenului, toluenului, metanolului) <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție fluidă, transparentă, incolor miros specific, substituent al xilenului, toluenului, metanolului, este clasificabil cu directivele CE, hidrofil, miscibil cu apă în toate concentrațiile și cu alți solvenți organici, să fie gata pentru folosire/utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocere în vacuum și colorație automatizate în procesarea țesuturilor și secțiunilor (testelor) în histopatologie fără efecte de coroziie. <i>Unitatea de măsură: Litru. Ambalajul:</i> Livrat destinatarului în recepții ≥ 1 litru și ≤ 5 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător. <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme. <i>Limbaajul tichetului:</i> se acceptă un din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi SLEE medical	Lot.2 XILENA (Reactiv necesar pentru degresare și clarifiere a mostrei tisulare) <i>Format:</i> Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă, standardă, incoloră, transparentă, non-toxică. <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic in vitro; <i>Certificare:</i> Certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație:</i> degresarea țesuturilor și accilelarea imprignației cu parafină, predestinate diagnosticului histologic. <i>Componenta chimică:</i> Reactivul e compus dintr-un amestec anhidru de alcooli si hidrocarburi alifatice (nearomatice), este substituent a soluțiilor toxice (xilenului, toluenului, metanolului) <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție fluidă, transparentă, incolor miros specific, substituent al xilenului, toluenului, metanolului, este clasificabil cu directivele CE, hidrofil, miscibil cu apă în toate concentrațiile și cu alți solvenți organici, să fie gata pentru folosire/utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocere în vacuum și colorație automatizate în procesarea țesuturilor și secțiunilor (testelor) în histopatologie fără efecte de coroziie. <i>Unitatea de măsură: Litru. Ambalajul:</i> Livrat destinatarului în recepții ≥ 1 litru și ≤ 5 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător. <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme. <i>Limbaajul tichetului:</i> se acceptă un din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi SLEE medical	ISO CE
---	------------	--	----------	--------	-----------	---	---	--------

3	33600000-6	Lot.3 PARAFINA (Reactiv pentru impregnare și încorporare a mostrei tisulare)	08-7910	Italia	Biooptica	Lot.3 PARAFINA (<i>Reactiv pentru impregnare și încorporare a mostrei tisulare</i>) <i>Format:</i> Granule (Produs chimic de laborator), standardă, în granule solide, non-toxic; <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic in vitro; <i>Certificare:</i> Certificat sau declarație CE de conformitate; <i>Aplicație:</i> imprignarea și întărirea structurilor tisulare, în probe/mostre histologice, încorporarea și fasonarea blocului histologic predestinate pentru efectuarea testelor/secțiunilor histologice; <i>Componența chimică:</i> amestec de polimeri și parafină de înaltă puritate în granule mici; <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> Soluție chimică în granule, miros specific, este clasificabil cu directivele CE, să fie gata pentru folosire/utilizare cu punct de topire 47° - 58° C, imprignare rapidă a mostrei tisulare în cadrul procesării; pătrunderea joasă sau lipsa pătrunderii a aburilor de apă, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocetare în vacum și de încorporare a mostrei tisulare în bloc histologic. <i>Unitatea de măsură: Kilogram. Ambalajul:</i> livrat destinatarului în saci 20 kg în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare). <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme. <i>Limbajul tichetului:</i> se acceptă una din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi SLEE medical și stație de impregnare în parafină MYR	Lot.3 PARAFINA (<i>Reactiv pentru impregnare și încorporare a mostrei tisulare</i>) <i>Format:</i> Granule (Produs chimic de laborator), standardă, în granule solide, non-toxic; <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic in vitro; <i>Certificare:</i> Certificat sau declarație CE de conformitate; <i>Aplicație:</i> imprignarea și întărirea structurilor tisulare, în probe/mostre histologice, încorporarea și fasonarea blocului histologic predestinate pentru efectuarea testelor/secțiunilor histologice; <i>Componența chimică:</i> amestec de polimeri și parafină de înaltă puritate în granule mici; <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> Soluție chimică în granule, miros specific, este clasificabil cu directivele CE, să fie gata pentru folosire/utilizare cu punct de topire 47° - 58° C, imprignare rapidă a mostrei tisulare în cadrul procesării; pătrunderea joasă sau lipsa pătrunderii a aburilor de apă, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocetare în vacum și de încorporare a mostrei tisulare în bloc histologic. <i>Unitatea de măsură: Kilogram. Ambalajul:</i> livrat destinatarului în saci 20 kg în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare). <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme. <i>Limbajul tichetului:</i> se acceptă una din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi SLEE medical și stație de impregnare în parafină MYR	ISO CE
---	------------	--	---------	--------	-----------	--	--	--------

4	33600000-6	Lot.4 FORMALINA 37% (Reactiv pentru fixarea țesuturilor umane)	29121100	Ucraina	Macrochem	Lot.4 FORMALINA 37% (Reactiv pentru fixarea țesuturilor umane) <i>Format:</i> Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 37%. <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic in vitro. <i>Certificare:</i> certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație:</i> Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocasare automată în vacum <i>Componența chimică:</i> reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție fluidă, gata pentru utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocasare în vacum și sistemului de colorație automatizate fără efecte coroziv. <i>Unitatea de măsură: Litru. Ambalajul:</i> Livrat destinatarului în recipiente de 10 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător; termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării. <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme. <i>Limbaajul tichetului:</i> se acceptă una din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi SLEE medical	Lot.4 FORMALINA 37% (Reactiv pentru fixarea țesuturilor umane) <i>Format:</i> Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 37%. <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic in vitro. <i>Certificare:</i> certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație:</i> Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocasare automată în vacum <i>Componența chimică:</i> reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție fluidă, gata pentru utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocasare în vacum și sistemului de colorație automatizate fără efecte coroziv. <i>Unitatea de măsură: Litru. Ambalajul:</i> Livrat destinatarului în recipiente de 10 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător; termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării. <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme. <i>Limbaajul tichetului:</i> se acceptă una din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi SLEE medical	ISO
5	33600000-6	Lot.5 TOLUENA C7H8	0202 0202	Ungaria	MOL	Lot.5 TOLUENA C7H8 <i>Utilizare:</i> solvent pentru sinteza și separarea compușilor <i>Forma:</i> lichid, solvent chimic <i>Puritatea:</i> solvent puriss pentru analiza p.a., for analysis <i>Denumirea chimică:</i> Toluol,Methylbenzene <i>Impachetarea minimala:</i> 1 L <i>Concentratia:</i> ≥99.8%	Lot.5 TOLUENA C7H8 <i>Utilizare:</i> solvent pentru sinteza și separarea compușilor <i>Forma:</i> lichid, solvent chimic <i>Puritatea:</i> solvent puriss pentru analiza p.a., for analysis <i>Denumirea chimică:</i> Toluol,Methylbenzene <i>Impachetarea minimala:</i> 1 L <i>Concentratia:</i> ≥99.8%	ISO CE
6	33600000-6	Lot.6 Ață de mătăsă Nr.7/8/9 în bobine	38200	Ucraina	Macrochem	Lot.6 Ață de mătăsă Nr.7/8/9 în bobine <i>Format:</i> Ață de mătăsă culoare alba sau neagră Nr.7/8/9. <i>Utilizare:</i> pentru necropsii <i>Ambalaj:</i> Bobine 100m/300m	Lot.6 Ață de mătăsă Nr.7/8/9 în bobine <i>Format:</i> Ață de mătăsă culoare alba sau neagră Nr.7/8/9. <i>Utilizare:</i> pentru necropsii <i>Ambalaj:</i> Bobine 100m/300m	ISO

7	33600000-6	Lot.7 HEMATOXILIN CARAZZI	05-06012/L	Italia	Biooptica	Lot.7 HEMATOXILIN CARAZZI <i>Format:</i> Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific. <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic de rutină in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> impregnarea coloră a elementelor nuclear-celulare în secțiune/ test histologic. <i>Componența chimică:</i> Haematoxlină, glicerol aluan de potasiu apă distilată, iodat de potasiu. <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> Soluție chimică lichidă, miros specific, Soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație. <i>Unitatea de măsură:</i> Litru. <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepții de 1 litru în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare). <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme. <i>Limbaajul tichetului:</i> se acceptă una din limbile de circulație internațională	Lot.7 HEMATOXILIN CARAZZI <i>Format:</i> Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific. <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic de rutină in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> impregnarea coloră a elementelor nuclear-celulare în secțiune/ test histologic. <i>Componența chimică:</i> Haematoxlină, glicerol aluan de potasiu apă distilată, iodat de potasiu. <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> Soluție chimică lichidă, miros specific, Soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație. <i>Unitatea de măsură:</i> Litru. <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepții de 1 litru în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare). <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme. <i>Limbaajul tichetului:</i> se acceptă una din limbile de circulație internațională	ISO CE
8	33600000-6	Lot.8 EOZINA G or Y solutie apoasa 1%	05-10002E	Italia	Biooptica	Lot.8 EOZINA G or Y solutie apoasa 1% <i>Format:</i> Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific. <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic de rutină in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> impregnarea coloră a elementelor celulare tisulare ale țesuturilor în secțiune/ test histologic. <i>Componența chimică:</i> eozina G or Y si acid acetic. <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție chimică lichidă, miros specific, soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație. <i>Unitatea de măsură:</i> Litru. <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepții de 2,5 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare). <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme. <i>Limbaajul tichetului:</i> se acceptă una din limbile de circulație internațională	Lot.8 EOZINA G or Y solutie apoasa 1% <i>Format:</i> Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific. <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic de rutină in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> impregnarea coloră a elementelor celulare tisulare ale țesuturilor în secțiune/ test histologic. <i>Componența chimică:</i> eozina G or Y si acid acetic. <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție chimică lichidă, miros specific, soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație. <i>Unitatea de măsură:</i> Litru. <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepții de 2,5 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare). <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme. <i>Limbaajul tichetului:</i> se acceptă una din limbile de circulație internațională	ISO CE
9	33600000-6	Lot.9 BALSAM	05-BMHM508	Italia	Biooptica	Lot.9 BALSAM Balsam p/u acoperire a sticlelor BIOMAUT. Format: Produs chimic de laborator , standart, lichid, transparent,cu miros slab pronuntat, Component:acril mixatin xelina. Ambalaj: flacon-500ml	Lot.9 BALSAM Balsam p/u acoperire a sticlelor BIOMAUT. Format: Produs chimic de laborator , standart, lichid, transparent,cu miros slab pronuntat, Component:acril mixatin xelina. Ambalaj: flacon-500ml	ISO CE

10	33600000-6	Lot.10 Lamele de acoperire lamele histologice	12003307	Rusia	Minimed	Lot.10 Lamele de acoperire lamele histologice Lamele de acoperire pentru histologie dimensiuni: 24x60, grosimea 0.1mm, ambalaj a câte 100 lamele.	Lot.10 Lamele de acoperire lamele histologice Lamele de acoperire pentru histologie dimensiuni: 24x60, grosimea 0.1mm, ambalaj a câte 100 lamele.	ISO CE
11	33600000-6	Lot.11 Casete din plastic standard	07-7100	Italia	Biooptica	Lot.11 Casete din plastic standard Casete din plastic standard cu orificii dreptunghiulare, capac atașat, <i>culoare alba</i> , din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unghi 45,0°. Ambalaj a câte 2000 casete.	Lot.11 Casete din plastic standard Casete din plastic standard cu orificii dreptunghiulare, capac atașat, <i>culoare alba</i> , din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unghi 45,0°. Ambalaj a câte 2000 casete.	ISO CE
12	33600000-6	Lot.12 Casete din plastic pentru biopsii	07-7200	Italia	Biooptica	Lot.12 Casete din plastic pentru biopsii Casete din plastic pentru biopsii cu <i>orificii rotunde mici</i> , din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unghi 45,0° . Ambalaj a câte 2000 casete.	Lot.12 Casete din plastic pentru biopsii Casete din plastic pentru biopsii cu <i>orificii rotunde mici</i> , din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unghi 45,0° . Ambalaj a câte 2000 casete.	ISO CE
13	33600000-6	Lot.13 Lame de microscopie	09-1010	Italia	Biooptica	Lot.13 Lame de microscopie Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, <i>margină albastră</i> .	Lot.13 Lame de microscopie Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, <i>margină albastră</i> .	ISO CE
14	33600000-6	Lot.14 Lame microtom	4690	Japonia	Sakura	Lot.14 Lame microtom Lame microtom, premium MX35 Ultra, per microtom, fateta nr 3 cu un unghi de 34°. Compatibil cu microtom rotativ Slee medical. Particularități tehnice Metal (oțel utilizat în medicină) lamă, ultra, de o singură folosință, cu profil înalt și mic, L × W: 31,5 × 3,13 inch (80 × 8mm), grosime: 0,01 inch. (0.25mm), unghiul de tăiere: 34°, proiectat pentru aplicații de rutină, adecvat tuturor tipurilor de țesuturi; ce oferă un suport de tăiere și poate fi utilizat pentru orice microtom semiautomat, automat. Ambalaj specializat - casetă de polipropilen. 1 casetă până la 50 lame/casetă. Pe ambalajul produsului sa fie indicate: Pictogramele adecvate de performanța și trimiterea la standardul EN. Compatibil cu microtom rotativ SLEE medical	Lot.14 Lame microtom Lame microtom, premium MX35 Ultra, per microtom, fateta nr 3 cu un unghi de 34°. Compatibil cu microtom rotativ Slee medical. Particularități tehnice Metal (oțel utilizat în medicină) lamă, ultra, de o singură folosință, cu profil înalt și mic, L × W: 31,5 × 3,13 inch (80 × 8mm), grosime: 0,01 inch. (0.25mm), unghiul de tăiere: 34°, proiectat pentru aplicații de rutină, adecvat tuturor tipurilor de țesuturi; ce oferă un suport de tăiere și poate fi utilizat pentru orice microtom semiautomat, automat. Ambalaj specializat - casetă de polipropilen. 1 casetă până la 50 lame/casetă. Pe ambalajul produsului sa fie indicate: Pictogramele adecvate de performanța și trimiterea la standardul EN. Compatibil cu microtom rotativ SLEE medical	ISO CE

Semnat: _____

Valabilitatea ofertei: 60 zile

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

30.09.2022

In calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**