

Specificații tehnice

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731495933330 |
| Denumirea procedurii Deservire și întreținere dispozitive medicale – 2025 |

| Denumirea lot/pozitie | Modelul articolului | Țara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specific tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 11 | | | | | | |
| Angiograf SHIMADZU Trinias C12 | Trinias C12 | Japonia | SHIMADZU | <ul style="list-style-type: none"> – Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului – Verificarea și curățirea filtrelor de aer – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului) – Evaluarea și calibrarea calității imaginii – Instrucțiunile personalului medical – mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie) – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local | <ul style="list-style-type: none"> – Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului – Verificarea și curățirea filtrelor de aer – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului) – Evaluarea și calibrarea calității imaginii – Instrucțiunile personalului medical – mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie) – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local | CE |
| LOT 12 | | | | | | |
| Dispozitiv radiologic SHIMADZU Flexa Vision F3 | Flexa Vision F3 | Japonia | SHIMADZU | <ul style="list-style-type: none"> – Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației) – Verificarea și ajustarea generatorului, | <ul style="list-style-type: none"> – Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației) – Verificarea și ajustarea generatorului, (verificarea conexiunii la pamint , schimbarea uleiului in conectoare, | CE |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | <p>(verificarea conexiunii la pamint , schimbarea uleiului in conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maximele a generatorului)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frinelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale) – Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie – Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. – Deservirea imprimantei "DryPix 4000 Plus, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. – Instruirea personalului medical – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local | <p>reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maximele a generatorului)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frinelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale) – Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie – Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. – Deservirea imprimantei "DryPix 4000 Plus, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. – Instruirea personalului medical – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local | |
|--|--|--|--|---|--|

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău