

SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
14.10.2020



CODICE ARTICOLO: **1127**
ITEM CODE:

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



TAPPI ALETTATI PER PROVETTE Ø 16 MM.

Tipo universale con alette di tenuta.
Il bordo zigrinato garantisce una apertura ed una chiusura facile e sicura.
Dispositivo Latex free

STOPPERS WITH TONGUES FOR TEST TUBES Ø 16 MM

Universal type with tongues for leakproof.
With milled rim allowing a safe and easy opening/closing.
Latex free Device

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Tipo chiusura	A PRESSIONE / TO PRESSURE	Closing type
Provette utilizzabili	Ø 16 MM.	Usable with test-tubes
Materiale impiegato	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material
Temperature tollerate	MIN -40°C MAX +75°C	Temperature range
Altezza (mm)	23	Height (mm)
Altezza esterna (mm)	11	External height (mm)
Diametro (mm)	Ø 15,5	Diameter (mm)
Peso (gr.)	1,0	Weight (gr.)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

Codice / Code	Colore / Colour	RDM
1127	Azzurro / Light blue	1896747/R
1127.01	Neutro / Neutral	1896750/R
1127.02	Bianco / White	1896752/R
1127.03	Blu / Blue	1896754/R

Codice / Code	Colore / Colour	RDM
1127.04	Giallo / Yellow	1896756/R
1127.05	Rosso / Red	1896758/R
1127.06	Verde / Green	1896760/R
1127 ROSA	Rosa / Pink	1896748/R

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a tappare provette destinate a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) > W050301020180 (Provette in materiale plastico per analisi - Accessori). **Codice EDMA > 29011001** - Other Hardware + accessories + consumables + software

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to close test tubes containing blood and biological liquids to perform laboratory tests. For use professional use only.

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W050301020180 (Samples analyses, plastic tubes - Accessories). **EDMA Code > 29011001** - Other Hardware + accessories + consumables + software

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): 10.000
Quantity (pcs):

Confezione interna (pz): 1.000
Internal packing (pcs):

QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE
MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Misura esterna scatola (cm): 55,6 x 43,5 x 36
External box dimensions (cm):

Peso (Kg): 12,00
Weight (Kg):

Volume (m³): 0,087
Volume (m³):

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable