

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1744877607033 din 20 iunie 2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Insitutul de Medicină Urgentă

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/cod de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Nr. de înregistrare la AMDM
Pompe de infuzie/perfuzie compatibil cu RMN 1.5Tesla	SPACE MRI-STATION REF.N 871315	Germania	B.Braun	Denumire Sistem de perfuzie compatibil cu RMN 1.5Tesla Descriere Sistem de infuzie compatibil RMN - este un set de dispozitive de infuzie (non-feromagnetice) sau sistem format dintr-o cutie de protecție în set cu dispozitive de infuzie (feromagnetice) față de câmpul magnetic format de sistemul RMN Descriere Sistem de infuzie compatibil RMN este un sistem format din o cutie de protecție a pompelor de infuzie de câmpul magnetic format de sistemul RMN și câteva pompe de infuzie Parametru Descriere Cutie pentru protecție RMN – opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Densitatea câmpului magnetic Minim 200 Gauss Indicator pentru densitatea câmpului magnetic , codificat prin culori opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Spațiu /suport / troleu pentru stocarea pompelor Minim 2 pompe Lacăt pentru fixarea pompelor Da Fereastră pentru vizualizarea pompelor, în partea frontală – opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Ușă de acces, în partea frontală opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Troleu amplasat pe roți Da, cu frână Poliță pentru amplasarea consumabilelor opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz – opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice)	Denumire Sistem de perfuzie compatibil cu RMN 1,5 Tesla Descriere Sistem de infuzie compatibil RMN - este un set de dispozitive de infuzie (non-feromagnetice) sau sistem format dintr-o cutie de protecție în set cu dispozitive de infuzie (feromagnetice) față de câmpul magnetic format de sistemul RMN. Descriere Sistem de infuzie compatibil RMN este un sistem format din o cutie de protecție a pompelor de infuzie de câmpul magnetic format de sistemul RMN și câteva pompe de infuzie. Parametru Descriere Cutie pentru protecție RMN - opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Densitatea câmpului magnetic Minim 200 Gauss.. Da. 20 mT sau 200 Gauss. Instruction for Use. Pag.23-24. Indicator pentru densitatea câmpului magnetic, codificat prin culori opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice). Spațiu / suport/troleu pentru stocarea pompelor Minim 2 pompe. Da. Până la 4 pompe. Brosura Space Station MRI. Lacăt pentru fixarea pompelor Da. SpaceStation docking system. Brosura Space Station MRI. Fereastră pentru vizualizarea pompelor, în partea frontală - opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice). Da. Pump status window. Brosura Space Station MRI. Ușă de acces, în partea frontală opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Da, în partea frontală. Da. Safeguarding door mechanism. Brosura Space Station MRI. Troleu amplasat pe roți Da, cu frână. Da. 4-roți. Cu frână. Brosura Space Station MRI. Poliță pentru amplasarea consumabilelor opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Da. Desktop Surface and Drawer. Brosura	CE,ISO	DM000463255

			Acumulator integrat opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Timp de lucru de pe baterie Minim 10 ore – opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Alarmă a statutului de încărcare a bateriei opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Pompa de infuzie cu seringă cu două canale independente (1 buc) sau pompa de infuzie cu seringă cu un canal (2 buc) Pompă de infuzie cu seringă 2 buc. Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Caracteristici generale Tipul Compatibil cu RMN, cu sau fără cutia pentru protecție RMN Tipul– cel puțin Cu un canal Display LCD Posibilitatea de ajustare a luminozității Da Posibilitate de amplasare în cutia RMN da Date afișate pe ecran Viteza de infuzie da Volumul de infuzie da Timpul de infuzie da 1 bucată 600 000 Timpul până la final de infuzie da Mărimea seringii da Producătorul seringii da Nivelul de ocluzie da Rata KVO da Data, ora da Nivelul de încărcare a bateriei da Evenimente da Alarme da Parametri de infuzie Rata fluxului cel puțin în diapazonul 0.1 - 999 ml/h Pasul de incrementare a fluxului : maxim 0.1 mL/h Dozarea bolusului cel puțin în diapazonul 1 - 999 ml/h Rata KVO 0.1 - 3 ml/h, Acuratețea pompei ≤2% Compatibil cu toate mărimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 5 producători Seringi acceptate 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 Detectare automată a seringii da Intervalul presiunilor de ocluzie 75 - 900 mmHg Numărul nivelelor min. 9 nivele Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente da Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22 Moduri de infuzie Rata de perfuzie da Dozarea în timp da Modul crescător și descrescător da Dozarea micro-perfuzie da Mod de infuzie TIVA - da Alarme și indicatori Ocluzie da Eroare de sistem da Seringă goală da Perfuzia pe sfârșite da Baterie descărcată da Volum reglabil da Memorare evenimente Butoane apăsată da Coduri de eroare da Alarme da Medicamente injectate da Cantitatea infuzată da	Space Station MRI. Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Da. Brosura Space Station MRI. Acumulator integrat opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice). Da. SpaceStation MRI. Brosura Space Station MRI. Timp de lucru de pe baterie Minim 10 ore - opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice). Da. 10 ore. Brosura Space Station MRI. Alarmă a statutului de încărcare a bateriei opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Da. Multifunctional operator panel. Brosura Space Station MRI. Pompă de infuzie cu seringă cu două canale independente (1 buc) sau pompa de infuzie cu seringă cu un canal (2 buc.) Pompă de infuzie cu seringă 2 buc. Da. Perfusor Space Ref.N 8713030. 2 buc. Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Caracteristici generale Tipul Compatibil cu RMN, cu sau fără cutia pentru protecție RMN. Da. Brosura Space Station MRI. Tipul - cel puțin Cu un canal Display LCD. Da. Brosura Space pumps and Accesories. Posibilitatea de ajustare a luminozității Da. Contrast / Display Light / Keypad Light. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.50 Posibilitate de amplasare în cutia RMN da. Da. Brosura Space Station MRI. Date afișate pe ecran. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Viteza de infuzie Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Volumul de infuzie Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Timpul de infuzie Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Timpul până la final de infuzie. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Mărimea seringii Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Producătorul seringii. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Nivelul de ocluzie Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Rata KVO Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.50 Data, ora Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.51 Nivelul de încărcare a bateriei Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Evenimente Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.66 Alarme Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.3		
--	--	--	--	---	--	--

			Setări da Bolus solicitat da Alimentare electrică Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie reîncărcabilă Da, reîncărcare Timp de lucru cu baterie Minim 10 h la 5 mL/h Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 3 ani Instructaj pentru utilizatori și ingineri Da Manual de utilizare Da, în limba română Manual de service Da, în limba engleză	Parametri de infuzie Rata fluxului 0.1 - 999 ml/h Da. 0,01 - 999 ml/h. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.66 Pasul de incrementare a fluxului maxim 0,1 ml/h Da. 0,01 până la 99,9 ml/h. 0,1 de la 100 - 999,9 ml/h. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.66 Dozarea bolusului cel puțin în diapazonul 1 - 999 ml/h. Da. 0,01 - 1800 ml/h. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.66 Rata KVO 0.1 - 3 ml/ h. Da. 0,1 - 3 ml/h. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.66 Acuratețea pompei $\leq 2\%$ Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.66 Compatibil cu toate mărimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 5 producători. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.59-63 Seringi acceptate 2/3, 5, 10, 20, 30, 50. Da Instruction for Use Perfusor Space. Pag.66 Detectare automată a seringii da. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.14 Intervalul presiunilor de ocluzie 75 - 900 mmHg. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.65 Numărul nivelelor min. 9 nivele. Da. 9 nivele. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.65 Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente Da. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.21 Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22. Da. IP22. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.65 Moduri de infuzie Rata de perfuzie Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.15 Dozarea în timp Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.15 Modul crescător și descrescător Da. Ramp and Taper Mode. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.35 Dozarea micro-perfuzie Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.15 Mod de infuzie TIVA - da. Da. TIVA. TIVA Brosura Perfusor Space. Alarme și Indicatori Ocluzie Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag 46 Eroare de sistem da. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.53-55 Seringă goală da Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.53-55 Perfuzia pe sfârșite da Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.53-55 Baterie descărcată da Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.53-55 Volum reglabil da Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.51 Memorare evenimente Butoane apăsată da Da. Hibased. History Viewer. Pag.78	
--	--	--	---	--	--

					Coduri de eroare Da. Hibased. History Viewer. Pag.78 Alarmer Da. Hibased. History Viewer. Pag.78 Medicamente injectate Da. Hibased. History Viewer. Pag.74 Canitatea infuzată da.Da. Hibased. History Viewer. Pag.74 Setări Da. Hibased. History Viewer. Pag.74 Bolus Solicitat. Da. Hibased. History Viewer. Pag.74 Alimentare electrică. Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.65 Baterie reîncărcabilă Da. Timp de lucru cu baterie Minim 10 h la 5 ml/h. Da. 8 ore la 25 ml/h. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.65 Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da. Asamblare. Da. Dare în exploatare. Da. Garanție minim 3 ani. Da. Instrucțaj pentru utilizatori și ingineri Da. Manual de utilizare în limba română. Da. Manual de service Da., în limba engleză Da.		
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Perepelița În calitate de: Administrator
Ofertantul: Tetis International Co SRL Adresa: mun. Chișinău, str/ Calea Orheiului 103/3