

DermoScan X2® Total Body Mapping



Technische Daten

Technical specifications

Kamera (Camera)

2x SLR Kamera Canon EOS 800D 24,2 MegaPixel (6.000 x 4.000Px)
2x SLR camera Canon EOS 800D 24.2 megapixels (6,000 x 4,000 px)

Optik (optics)

Canon EFS 18-55mm STM

Vergrößerung (Magnification)

2-fache Vergrößerung bis 150-fache Vergrößerung
2x magnification up to 150x magnification

Beleuchtung (Illumination)

Professioneller Studio Blitz
Professional studio flash

Bedienung des Systems (Operation of the system)

27-Zoll Touchscreen, Maus und Tastatur
27-inch Touch screen, mouse and keyboard

Aufnahmezeiten / Klicks bis zur Aufnahme (Connection)

Ab 40 Sekunden (Aufnahme des kompletten Körpers von allen vier Seiten) / 4 Maus-Klicks
From 40 seconds (Record of the total body from all four sides / 4 mouse-clicks)

Computer Hardware (Computer hardware)

CPU: i7 oder Vergleichbar - 16-GB RAM - 2x 500GB SSD / M2-Modul - USB-Interface 2.0 und 3.0
CPU: i7 or comparable - 16 GB RAM - 2x 500GB SSD / M2 module - USB interface 2.0 and 3.0

Merkmale (Features)

Automatische Vergleich von Nävi	Automatic comparison of nevi
Visualisierung von UV-Schäden	Visualization of UV damage
Datenbank-Backup Service	Database backup service
Verschlüsselung der Patientendatenbank	Encryption of the patient database
Optionale weitere Bilder für z.B. Fußsohlen	Optional additional pictures for e.g. sole of the foot

Gewicht und Maße LxBxH (Weight and dimensions LxWxH)

Ca. 50 kg / 180cm x 60cm x 85cm
Ca. 50 kg / 180cm x 60cm x 85cm

Entwicklung & Vertrieb: Development & Sales:

DermoScan GmbH
Ohmstraße 1
D-93055 Regensburg

Tel. +49 941 599 525 0
Fax +49 941 599 525 99
info@dermoscan.de www.dermoscan.de



Made in Germany

Systemerweiterungen (optional)

System addons (optional)

Polfilter Modul (Polarizing filter module)

Polarisationsfilter-Set für Blitz und Kameras zur Reduktion von Hautreflektionen

Polarization filter set for flash and cameras to reduce skin reflections

GDT-Schnittstelle (GDT-Interface)

Übertrag von Patientenstammdaten zwischen Pat.Verw.Systemen und X2

Transfer of patient data between patient management systems and X2

Einzelplatz oder Netzwerkbetrieb (Stand-alone or network operation)

Modularer Aufbau für Standalone, Server-Client, bzw. Multi-Client Betrieb

Modular structure for standalone, server-client or multi-client operation

Entwicklung & Vertrieb:
Development & Sales:

DermoScan GmbH
Ohmstraße 1
D-93055 Regensburg

Tel. +49 941 599 525 0
Fax +49 941 599 525 99
info@dermoscan.de www.dermoscan.de



Made in Germany