


















ELECTRODOS ECG / ECG ELECTRODES

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	USO USE	PRESENTACIÓN PACKAGING	
99.830.13	Electrodo de corchete 32 x 36 mm. foam con gel sólido adhesivo conductor <i>32 x 36 mm. foam electrode, press stud connection with adhesive conductor solid gel</i>	ECG en reposo Corta duración <i>Rest ECG Short-term</i>	Caja 600 unidades 12 sobres de 50 unid. <i>600 units box 12 bags of 50 units</i>	
99.830.26	Electrodo de corchete 32 x 36 mm. foam con gel sólido adhesivo conductor <i>32 x 36 mm. foam electrode, press stud connection with adhesive conductor solid gel</i>	ECG en reposo Corta duración <i>Rest ECG Short-term</i>	Caja 2000 unidades 20 sobres de 100 unid. <i>2000 units box 20 bags of 100 units</i>	
99.830.18	Electrodo de corchete 36 x 40 mm. foam con gel sólido adhesivo conductor <i>36 x 40 mm. foam electrode, press stud connection with adhesive conductor solid gel</i>	ECG en reposo Corta duración <i>Rest ECG Short-term</i>	Caja 600 unidades 20 sobres de 30 unid. <i>600 units box 20 bags of 30 units</i>	
99.830.11	Electrodo de corchete Ø 50 mm. foam con gel sólido adhesivo conductor <i>Ø 50 mm. foam electrode, press stud connection with adhesive conductor solid gel</i>	ECG en reposo Corta duración <i>Rest ECG Short-term</i>	Caja 600 unidades 20 sobres de 30 unid. <i>600 units box 20 bags of 30 units</i>	
99.830.28	Electrodo de corchete Ø 50 mm. foam con gel sólido adhesivo conductor <i>Ø 50 mm. foam electrode, press stud connection with adhesive conductor solid gel</i>	ECG en reposo Corta duración <i>Rest ECG Short-term</i>	Caja 1200 unidades 20 sobres de 60 unid. <i>1200 units box 20 bags of 60 units</i>	
99.830.12	Electrodo de corchete Ø 30 mm. foam con gel sólido adhesivo conductor <i>Ø 30 mm. foam electrode, press stud connection with adhesive conductor solid gel</i>	Infantil, ECG en reposo Corta duración <i>Rest ECG for children Short-term</i>	Caja 600 unidades 20 sobres de 30 unid. <i>600 units box 20 bags of 30 units</i>	

ELECTRODOS ECG / ECG ELECTRODES

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	USO USE	PRESENTACIÓN PACKAGING	
99.830.14	Electrodo de corchete forma de gota 50x48 mm. foam con gel liquido conductor <i>Drop shape 50x48 mm. foam electrode, press stud connection with liquid gel</i>	Holter, UCI, Stress Duración media <i>Holter, ICU, Stress Medium term</i>	Caja 1000 unidades 20 sobres de 50 unid. <i>1000 units box 20 bags of 50 units</i>	
99.830.15	Electrodo de tela, corchete de alta sensibilidad Ø 50 mm. gel sólido adhesivo conductor <i>Cloth electrode, press stud connection, high sensitivity Ø 50 mm. adhesive conductor solid gel</i>	Holter Larga monitorización <i>Holter Long-term screening</i>	Caja 600 unidades 20 sobres de 30 unid. <i>600 units box 20 bags of 30 units</i>	
99.830.16	Electrodo de corchete Clear Tape microperforado Ø 50 mm gel sólido adhesivo conductor. <i>Clear tape microperforated press stud electrode Ø 50 mm. adhesive conductor solid gel.</i>	Holter Larga monitorización <i>Holter Long-term screening</i>	Caja 600 unidades 20 sobres de 30 unid. <i>600 units box 20 bags of 50 units</i>	
99.832.01	Electrodo de corchete 57x38mm. foam y gel sólido. Sistema especial fijación latiguillo para evitar artefactos. <i>57x38mm. foam electrode, press-stud connection and solid gel. Special lead fixing system to avoid artifacts.</i>	Prueba de esfuerzo Holter <i>Stress test Holter</i>	Caja 600 unidades 20 sobres de 30 unid. <i>600 units box 20 bags of 30 units</i>	
99.832.05	Electrodo de corchete Clear Tape microperforado Ø 50 mm gel sólido adhesivo conductor. Radiotransparente <i>Clear tape microperforated press stud electrode Ø 50 mm. adhesive conductor solid gel. Radiotransparent</i>	Holter Larga monitorización <i>Holter Long-term screening</i>	Caja 600 unidades 20 sobres de 30 unid. <i>600 units box 20 bags of 50 units</i>	
99.832.06	Electrodo de corchete Foam 50x48 mm. gel sólido adhesivo conductor. Radiotransparente <i>Foam press stud electrode 50x48 mm. Ø 50 mm. adhesive conductor solid gel. Radiotransparent</i>	ECG en reposo Corta duración <i>Rest ECG Short-term</i>	Caja 600 unidades 20 sobres de 30 unid. <i>600 units box 20 bags of 30 units</i>	


ELECTRODOS ECG / ECG ELECTRODES


REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	USO USE	PRESENTACIÓN PACKAGING	
99.832.15	Electrodo rectangular 44x32 mm. foam conexión directa banana 4mm. centrada y gel sólido <i>44x32 mm. foam rectangular electrode centered direct 4 mm. banana plug and solid gel</i>	ECG en reposo Corta duración <i>Rest ECG Short-term</i>	Caja 450 unidades 15 sobres de 30 unid. <i>450 units box 15 bags of 30 units</i>	
99.832.40	Electrodo rectangular 21 x 35 mm. con lengüeta (tipo TAB) Impregnado con gel sólido adhesivo conductor <i>21 x 35 rectangular electrode with a reed (TAB type) Impregnated with adhesive conductor solid gel</i>	ECG en reposo Corta duración <i>Rest ECG Short-term</i>	Caja 500 unidades 5 sobres de 100 unid. <i>500 units box 5 bags of 100 units</i>	
99.832.45	Electrodo en forma de gota 52 x 35 mm. foam conexión directa banana 4mm. descentrada y gel líquido <i>52 x 35 mm. foam drop shape electrode with offset 4mm female connector and wet gel</i>	ECG en reposo Corta duración <i>Rest ECG Short-term</i>	Caja 750 unidades 15 sobres de 50 unid. <i>750 units box 15 bags of 50 units</i>	
99.832.46	Electrodo en forma de gota 52 x 35 mm. foam conexión clip 4mm. descentrada y gel líquido <i>52 x 35 mm. foam drop shape electrode with offset press stud connector and wet gel</i>	ECG en reposo Corta duración <i>Rest ECG Short-term</i>	Caja 1200 unidades 20 sobres de 60 unid. <i>1200 units box 20 bags of 60 units</i>	
99.832.48	Electrodo circular de 50 mm. de diámetro foam con soporte en gota superpuesto con conexión clip 4mm. descentrada y gel líquido <i>50 mm. foam round shape electrode with drop design superposed with offset press stud connector and wet gel</i>	Prueba de esfuerzo Holter <i>Stress test Holter</i>	Caja 1000 unidades 20 sobres de 50 unid. <i>1000 units box 20 bags of 50 units</i>	


ELECTRODOS ECG / ECG ELECTRODES


REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	USO USE	PRESENTACIÓN PACKAGING
-------------------------	----------------------------	------------	---------------------------


ADAPTADORES CONEXIÓN / CONNECTION ADAPTERS

	Adaptador de terminal clip con conector hembra 4mm. <i>Clip adapter with 4 mm. socket</i>	Conectar cable paciente a electrodo de corchete <i>Connect patient cable to press stud electrode</i>	Pack 10 unidades <i>10 units pack</i>	
99.113.05	Color negro/Black colour			
99.113.06	Color rojo/Red colour			
99.113.07	Color verde/Green colour			
99.113.08	Color amarillo/Yellow colour			
99.113.09	Color blanco/White colour			

99.113.21	Adaptador pinza cocodrilo con conector hembra 4 mm. <i>Alligator clamp adapter with 4 mm. socket</i>	Conectar cable paciente a electrodo (universal) <i>Connect patient cable to electrode (universal)</i>	Pack 10 unidades <i>10 units pack</i>	
------------------	---	--	--	---

99.113.22	Adaptador multifuncional para electrodos de corchete o tipo TAB con conexión hembra 4 mm. <i>Multifunction adapter for press stud or TAB electrodes with 4 mm. socket</i>	Conectar cable paciente a electrodo corchete/TAB <i>Connect patient cable to press stud/TAB electr.</i>	Pack 10 unidades <i>10 units pack</i>	
------------------	--	--	--	--

99.113.23	Adaptador multifuncional para electrodos de corchete o tipo TAB con conexión hembra 3-4 mm. Cierre fácil y seguro. <i>Multifunction adapter for press stud or TAB electrodes with 3-4 mm. socket</i>	Conectar cable paciente a electrodo corchete/TAB <i>Connect patient cable to press stud/TAB electr.</i>	Pack 10 unidades <i>10 units pack</i>	
------------------	---	--	--	---

99.113.24	Adaptador pinza cocodrilo con conector hembra 2 mm. <i>Alligator clamp adapter with 2 mm. socket</i>	Conectar cable paciente a electrodo (universal) <i>Connect patient cable to electrode (universal)</i>	Pack 10 unidades <i>10 units pack</i>	
------------------	---	--	--	---