

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1548838462638	Data: „04” martie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale	Lot:	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50421000-2 Poz.1	Dispozitiv rentgenologic Duo Diagnostic	Dispozitiv rentgenologic Duo Diagnostic		PHILIPS	Vezi invitația	- o Curațarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator); - o Curațarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - o Testarea și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului; - o Verificarea și reglarea/calibrarea părților mecanice de mișcare și culisare; - o Verificarea și reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare; - o Verificarea și reglarea/calibrarea panoului de comandă și control;	

					• o Verificarea și reglarea/calibrarea dozelor de expunere și a regimurilor de lucru; • o Verificarea conexiunilor electrice; • o Verificarea functionarii motoarelor; • o Verificarea ventilatoarelor, etc; • o Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor; • o Verificarea și reglarea modulelor de procesare a semnalelor; • o Centrarea și alinierea sistemelor optice și/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiații ionizante, după caz; • o Ajustarea senzorilor Bodygoard; • o Ajustarea generatorului de radiatie ionizanta; • o Calibrarea collimatorului; • o Verificarea si calibrarea miscarii mesei ; • o Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului); • o O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreținerii tubului de radiații ionizante, re-adaptarea tubului (la necesitate) ;	
--	--	--	--	--	---	--

					- o Deservirea printerului "Horizon G2, Codonics" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. - o Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. + PHILIPS TECHNICAL SUPORT nelimitat și acces la regimul de service (reconfigurarea sistemelor, adaptarea tubului, ajustarea generatorului, calibrarea collimatorului, acces la fisierul de erori este posibilă numai cu cheile electronice de acces pe care le posedă doar distribuitorul oficial PHILIPS). Distribuitorul oficial PHILIPS pe teritoriul Republicii Moldova este REFROMED S.R.L. Dovada/Declarația producătorului Philips este atașată la ofertă. Vă atragem atenția că fără cheile de acces la sistemele Philips nu poate fi efectuată actualizarea programului de control, calibrarea și ajustarea parametrilor sistemului. Orice manipulare a sistemului de către persoanele fizice sau juridice neautorizate de producător ar putea afecta negativ performanța sau siguranța dispozitivului medical.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat electronic Numele, Prenumele: Lidia LÎȘÎI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: REFROMED S.R.L.

Adresa: R. Moldova, or. Chișinău, bd. Cuza Vodă 29/1