

exeol WIPES OPTIMAL

Șervețele dezinfectante pentru suprafețe și dispozitive medicale, fără alcool

Șervețele impregnate:

- **Aplicație pentru dispozitive medicale:** pentru curățarea și dezinfectarea prin ștergere umedă a suprafețelor dispozitivelor medicale reutilizabile invazive și neinvazive.
- **Aplicarea produsului biocid:** pentru curățarea și dezinfectarea prin ștergere umedă a suprafețelor, mobilierului și echipamentelor.
 - Combinație sinergică a doi compuși activi antimicrobieni.
 - Activ de la 2 min. cu efect (bactericid, levuricid, și virucid cu acțiune asupra anvelopei virusului)
 - Efectul de curățare îmbunătățit de un agent tensioactiv selectat pentru a conferi o tensiune superficială scăzută ($ST < 27 \text{ mN/m}$).
 - Compatibilitate sporită cu materialele și suprafețe.

Proprietăți microbiologice în condiții de murdărie, gata de utilizare, 20°C

ACTIVITY	TESTS ¹	CONTACT TIME
Bactericidal	EN 1276 - EN 13727 - EN 16615	2 min.
Yeasticidal	EN 1650 - EN 13624 - EN 16615	2 min.
Active on <i>Candida auris</i>	EN 13624 - EN 16615	2 min.
Virucidal against enveloped viruses ¹	EN 14476 - EN 16777	2 min.
Active on Norovirus and Rotavirus	EN 14476 - EN 16777	15 min.
Active on Adenovirus	EN 14476	45 min.

> Cutie 12 x 100 șervețele (180x200 mm).



SCALE EFFECT

FROM 2 MIN.

ALCOHOL FREE

BIOCIDAL PT2/PT4

MD CLASS IIa

CE 0459 MD

SUPRAFEȚE CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE



INSTRUMENTE



exeol D drill

Dezinfectant detergent pentru instrumente rotative

Soluție gata de utilizare pentru curățarea și dezinfectarea prin imersie a instrumentelor rotative invazive și neinvazive reutilizabile, înainte de sterilizare.

- Soluție cu pH neutru, gata de utilizare. Compatibil în cuve ultrasonice.
- Activ de la 15 min. cu efect (bactericid, levuricid, și virucid cu acțiune asupra anvelopei virusului)
- Acțiune dublă: curăță și dezinfectează într-o etapă
- Nu conține clor sau derivații săi pentru a menține integritatea instrumentului rotativ. Acționează în baza organică a sării cuaternare de amoniu.
- Miros plăcut de mentă

Proprietăți microbiologice în condiții de murdărie, gata de utilizare, 20°C

ACTIVITY	TESTS	CONTACT TIME
Bactericidal	EN 13727 EN 14561	10 min.
Yeasticidal	EN 13624 EN 14562	5 min.
Virucidal against enveloped viruses ¹	EN 14476 EN 17111	15 min.

> Cutie 6 x 2L



DOUBLE ACTION

CHELATING AGENT

MD CLASS IIa

CE 0459 MD