

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

CODICE ARTICOLO: **2107**
ITEM CODE:

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



PROVETTE CON ANTICOAGULANTE K₃ EDTA

PROVETTE Ø16 x 100 CON K₃ EDTA PER 10,0 ML DI SANGUE.
CON ETICHETTA.
CON INDICAZIONE DI LIVELLO DI RIEMPIMENTO A 10,0 ML

BLOOD COLLECTING TUBES K₃ EDTA

BLOOD COLLECTING TUBES Ø16 x 100 WITH K₃ EDTA FOR 10,0 ML OF BLOOD.
WITH LABEL.
WITH FILLING LINE AT 10,0 ML

Prodotto con marchio **CE** - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato provetta	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE	<i>Raw material – Test tube</i>
Materiale impiegato tappo	POLIETILENE POLYETHYLENE	<i>Raw material - cap</i>
Colore tappo:	VERDE SCURO / DARK GREEN	<i>Color - cap:</i>
Temperature tollerate:	MIN 0°C MAX +40°C	<i>Temperature range</i>
Dimensioni provetta (mm)	Ø16 x 100	<i>Dimensions - test tube (mm)</i>
Volume provetta:	10 ML	<i>Test tube volume</i>
Freccia livello riempimento:	10,0 ML	<i>Filling arrow:</i>
Anticoagulante:	K ₃ EDTA	<i>Anticoagulant</i>
Validità del prodotto	2 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere sangue per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain blood to perform laboratory tests.

For use in professional test laboratory only.

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -0°C max +40°C

Store in dry place, Temperature range: min -0°C max +40°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

L'uso in centrifuga non deve superare la velocità massima di 5.000 r.p.m. per un massimo di 20 min.

For a maximum centrifuge speed of 5,000 r.p.m to be kept for 20" max

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): 1.000
Quantity (pcs):

Confezione interna (pz): 50pcs in rack
Internal packing (pcs):

QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE
MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Misura esterna scatola (cm): 56,5 x 43,5 x 23,5
External box dimensions (cm):

Peso (Kg): 8,30
Weight (Kg):

Volume (m³): 0,058
Volume (m³):

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable