



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa 1

LOT 1

Generator de oxigen Model POC 8300-MED	Inmatec (Germania)	<i>Schimbare elemente filtrante:</i> <ul style="list-style-type: none">➤ -IPE123CA de carbon activ➤ -P-SRFO 04/20filtru steril➤ Verificare:➤ Tensiune de alimentare (V)➤ Putere consumata (W)➤ Rezistenfa de izolafie (MQ)➤ Rezistenta conductorului de protectie (Q)➤ Curent de scurgere la pamant (pA)➤ Curent de scurgere prin carcasa (pA)➤ Curent de scurgere la pacient (pA)➤ **Recomandat < 10 pA (Tip CF)➤ **Recomandat £ 100 pA (Tip B, BF)➤ Testatarea functiondriipurjelor de condens➤ Testatarea valvelor de siguranta si de sens➤ Verificareafunctiondrii valvelorsolenoid➤ Testatarea dispozitivelor de masurare si afisare➤ Verificarea functiondrii presostatelor➤ Verificareafunctiondrii panoului tactil	1
---	-----------------------	--	---

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificare sistem de acționare împotriva intreruperii ➤ (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); ➤ dacă este necesară ajustare ➤ Curățare și remediere defecțiuni ➤ Panou tactil: număr de serie/versiune software ➤ Număr ore defuncționare ➤ Interval de întreținere programat 	
Compresor de aer Model Model ASD60/12 bar, Kaeser (Germania)	Kaeser (Germania)	KITA(Prima la solicitare) : <ul style="list-style-type: none"> ➤ -Plase filtrante 2 ➤ -Filtru de Ulei 1 ➤ -Filtru separator ASD60 1 ➤ -Filtru de aer 1 ➤ -Ulei Sigmafluid MOL (Canistra de 10L) ➤ -Ulei Sigmafluid MOL (Canistra de 5L) ➤ Alte Lucrari: ➤ -Gresarea rulmentilor ➤ -Verificarea cuplajului elastic ➤ -Verificarea scurgerilor de ulei ➤ -verificarea termostatului electronic ETC ➤ -curatarea compresorului si radiatorului ➤ -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, ➤ Presiune si Sens. ➤ -Resetarea orelor de mentenanta ➤ -Verificarea si resetarea SIGMA Control 	1

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent). 	
Uscator de Aer Model ACT55	Friulair (Italia)	<p>1)Masina curatata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificați strangerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crapate sau goale. ➤ • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. ➤ • Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. ➤ • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. ➤ • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. <p>2)Condensatorul Desfacere/Curatare</p>	1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

<p>Sistemul defiltrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD). Turn carbune: Indicator Ulei rezidual A-4000-120. Purja automata Ethadrian TRIMI.</p>	<p>Ethafiltru (Italia)</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc.</i>➤ <i>Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc.</i>➤ <i>Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc.</i>➤ <i>Schimbare carbune activ(cod.74C)+Indicatorul de ulei(2 ani sau 9000ore) codA4000-121</i> <p><i>Verificarea/curățarea purja automata (kit service purja)</i></p>	<p>1</p>
---	--------------------------------	---	----------

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Rezervor deAer 2000L (Model 212 Vertical) Purja automata Ethadrian TRIMI	Sicctech (Italia)	➤ <i>Verificare Scurgeri</i> <i>Verificare purja automata</i>	1
---	----------------------	--	---

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical)	Sicctech (Italia)	<i>Verificare Scurgeri</i>	1
Panou electric	Eyecon Medical	➤ <i>Verificare Panou electric</i> <i>Schimbare sigurante</i>	1

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.