



ROLAN

Instruments GmbH

Container Systems



Einleitung

Die Sterilcontainer Systeme ermöglichen eine systematische Organisation Ihres gesamten Sterilgutes. Die komfortable Handhabung und die Vielfalt unserer Container bietet Ihnen Sicherheit und Kontrolle in allen Anwendungsbereichen der Sterilgutversorgung. Lagerung, Transport und Entsorgung können mit unseren Containern perfekt organisiert werden. Unsere Sterilcontainer entsprechen den Anforderungen der Normen und Standards zur Sterilgutverpackung. Die Container sind hergestellt aus eloxiertem Aluminium und zeichnen sich somit durch geringes Gewicht und gutes Trocknungsverhalten aus.

Farbige Deckel und Kennzeichnungsschilder ermöglichen Ihnen eine genaue Kontrolle über Ihr Sterilgut. Durch unser umfangreiches Programm bieten wir Ihnen eine genaue Anpassung an Ihre Bedürfnisse.

Introduction

The sterilisation container systems allow you a systematic organisation of your entire instrument sterilisation. The comfortable handling and diversity of our containers gives you safety and control for your instrument sterilisation. Storage, transportation and disposal are perfectly organised with our containers. Our sterilisation container systems are conform to the international standard requirements. The sterilisation containers are made of anodised aluminium, have minimum weight and excellent drying properties. Colour-coded lids and identification labels enable you precise controlling of your instrument sterilisation. Any changes or adjustments in your requirements are no problem due to our extensive range of products.

Explanation of symbols :
+ applicable
- not applicable
0 limited application

Suitability of our sterile containers for steam sterilization procedures¹⁾ as per DIN 58953, part 9 (issue May 2010)

| Sterilization container | Packing | | Steam sterilization procedure acc. to DIN 58946, part I | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Description | Symbolic representation and packing system | Gravitation procedure | Pre-vacuum procedure | Fractional vacuum procedure | Fractional flow procedure | Steam injection procedure |
| with filters (StB-F) | Textiles in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I | | + | + | + | + | + |
| | | | 0 | 0 | + | + | + |
| | Textiles in sterilization container with filter in lid, bottom not perforated acc. to DIN 58952 part I | | - | - | + | + | + |
| | | | - | - | + | + | 0 |
| | Textiles in sterilization container with filter in bottom, lid not perforated acc. to DIN 58952 part I | | 0 | + | + | + | + |
| | | | - | 0 | + | + | + |
| | Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I | | + ³⁾ | + | + | + | + |
| | Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid and bottom not perforated acc. to DIN 58952 part I | | - | + ²⁾ | + ²⁾ | + ²⁾ | + ²⁾ |
| | Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in bottom acc. to DIN 58952 part I | | 0 | + | + | + | + |
| | with valves (StB-V) | Textiles in sterilization container with valves in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I | | - | 0 | + | + |
| | | | - | - | + | + | 0 |
| Textiles in sterilization container with valves in lid, no valves on the bottom | | | - | - | + | + | - |
| | | | - | - | + | + | - |
| Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom | | | - | + ²⁾ | + ²⁾ | + ²⁾ | + ²⁾ |
| Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid | | | - | + ²⁾ | + ²⁾ | + ²⁾ | + ²⁾ |

1) In order to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization containers for standardized steam sterilization procedures.
 2) Only sterilization containers guaranteeing evaporation or discharge of condensate are suitable above.
 3) Gravitation procedures having no drying device do not guarantee a sufficient after - drying effect.

Seite / Page

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Einleitung / Preface |
| 4 | Tabelle / Table |
| 6-8 | Information / Information |
| 9-14 | 1/1 Container und Siebkörbe / 1/1 Container and Wire Baskets |
| 15-20 | 3/4 Container und Siebkörbe / 3/4 Container and Wire Baskets |
| 21-25 | 1/2 Container und Siebkörbe / 1/2 Container and Wire Baskets |
| 27-30 | Großraumcontainer und Siebkörbe / Wide Body Container and Wire Baskets |
| 31-33 | Flat Container und Siebkörbe / Flat Container and Wire Baskets |
| 34-36 | Kleinsetcontainer / Mini Container |
| 37-38 | Dental Container |
| 39-40 | Implantat und Optikcontainer / Implant and Scopy Container |
| 41 | Aufbewahrung |
| 42-43 | Entsorgungscontainer / Removal Container |
| 44 | Bürstencontainer / Brush Container |
| 45-50 | Zubehör / Accessories |



Wählen Sie zwischen unserem Standard-, und unserem Sicherheitsmodell.
Der Sicherheitsdeckel bietet zusätzlichen Schutz vor Kontaminierung bei Transport und Lagerung. Filter-, und Sicherheitsdeckel lassen sich nur bei geöffnetem Behälter trennen.

Choose between our standard and our model.
The safety lid protects against contamination during transportation and storage. The filter- and safety-lid can only be separated by complete opening of the container.



Die Verschlusslaschen sind in jeder Position arretierbar und bis 180° in den Deckel einschwenkbar.

The locking flaps are movable 180° on a pivot and can be secured in any position.



Die Filterhalterung ist mit einfachem Druck auf die Filtermitte einzusetzen, mit Druck auf die Lasche lösen Sie die Filterhalterung wieder.

The filter retainer is locked by pressing down in center of the filter. Opening the filter retainer by pressing the plate

Die Deckel zu den Siebkörben aus Edelstahlblech sind mit einem Schnellverschluß versehen, der einfaches Öffnen mit einer Hand ermöglicht.

The lid of the stainless steel screen baskets are provided with a quick closure system that allows an easy handling with only one hand.




1/1 Container 1/1 Size Containers




1/1 Size Container
Basic Model · Standard Modell



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 580 x 280 x 100 mm |
| innen · inside | 550 x 265 x 84 mm |



| |
|------------|
| 50-1010.10 |
| 50-1020.10 |
| 50-1030.10 |
| 50-1040.10 |
| 50-1050.10 |
| 50-1060.10 |



| |
|------------|
| 50-1011.10 |
| 50-1021.10 |
| 50-1031.10 |
| 50-1041.10 |
| 50-1051.10 |
| 50-1061.10 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 580 x 280 x 135 mm |
| innen · inside | 550 x 265 x 115 mm |

| |
|------------|
| 50-1010.13 |
| 50-1020.13 |
| 50-1030.13 |
| 50-1040.13 |
| 50-1050.13 |
| 50-1060.13 |

| |
|------------|
| 50-1011.13 |
| 50-1021.13 |
| 50-1031.13 |
| 50-1041.13 |
| 50-1051.13 |
| 50-1061.13 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 580 x 280 x 150 mm |
| innen · inside | 550 x 265 x 130 mm |

| |
|------------|
| 50-1010.15 |
| 50-1020.15 |
| 50-1030.15 |
| 50-1040.15 |
| 50-1050.15 |
| 50-1060.15 |

| |
|------------|
| 50-1011.15 |
| 50-1021.15 |
| 50-1031.15 |
| 50-1041.15 |
| 50-1051.15 |
| 50-1061.15 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 580 x 280 x 200 mm |
| innen · inside | 550 x 265 x 180 mm |

| |
|------------|
| 50-1010.20 |
| 50-1020.20 |
| 50-1030.20 |
| 50-1040.20 |
| 50-1050.20 |
| 50-1060.20 |

| |
|------------|
| 50-1011.20 |
| 50-1021.20 |
| 50-1031.20 |
| 50-1041.20 |
| 50-1051.20 |
| 50-1061.20 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 580 x 280 x 260 mm |
| innen · inside | 550 x 265 x 240 mm |


| |
|------------|
| 50-1010.26 |
| 50-1020.26 |
| 50-1030.26 |
| 50-1040.26 |
| 50-1050.26 |
| 50-1060.26 |

| |
|------------|
| 50-1011.26 |
| 50-1021.26 |
| 50-1031.26 |
| 50-1041.26 |
| 50-1051.26 |
| 50-1061.26 |


1/1 Size Container
Safe Model · Sicherheitsmodell



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 580 x 280 x 100 mm |
| innen · inside | 550 x 265 x 84 mm |



| |
|------------|
| 50-1012.10 |
| 50-1022.10 |
| 50-1032.10 |
| 50-1042.10 |
| 50-1052.10 |
| 50-1062.10 |



| |
|------------|
| 50-1013.10 |
| 50-1023.10 |
| 50-1033.10 |
| 50-1043.10 |
| 50-1053.10 |
| 50-1063.10 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 580 x 280 x 135 mm |
| innen · inside | 550 x 265 x 115 mm |

| |
|------------|
| 50-1012.13 |
| 50-1022.13 |
| 50-1032.13 |
| 50-1042.13 |
| 50-1052.13 |
| 50-1062.13 |

| |
|------------|
| 50-1013.13 |
| 50-1023.13 |
| 50-1033.13 |
| 50-1043.13 |
| 50-1053.13 |
| 50-1063.13 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 580 x 280 x 150 mm |
| innen · inside | 550 x 265 x 130 mm |

| |
|------------|
| 50-1012.15 |
| 50-1022.15 |
| 50-1032.15 |
| 50-1042.15 |
| 50-1052.15 |
| 50-1062.15 |

| |
|------------|
| 50-1013.15 |
| 50-1023.15 |
| 50-1033.15 |
| 50-1043.15 |
| 50-1053.15 |
| 50-1063.15 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 580 x 280 x 200 mm |
| innen · inside | 550 x 265 x 180 mm |

| |
|------------|
| 50-1012.20 |
| 50-1022.20 |
| 50-1032.20 |
| 50-1042.20 |
| 50-1052.20 |
| 50-1062.20 |

| |
|------------|
| 50-1013.20 |
| 50-1023.20 |
| 50-1033.20 |
| 50-1043.20 |
| 50-1053.20 |
| 50-1063.20 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 580 x 280 x 260 mm |
| innen · inside | 550 x 265 x 240 mm |

| |
|------------|
| 50-1012.26 |
| 50-1022.26 |
| 50-1032.26 |
| 50-1042.26 |
| 50-1052.26 |
| 50-1062.26 |

| |
|------------|
| 50-1013.26 |
| 50-1023.26 |
| 50-1033.26 |
| 50-1043.26 |
| 50-1053.26 |
| 50-1063.26 |




Boden ungelocht
Bottom non perforated



| | außen · outside | innen · inside |
|------------|--------------------|--------------------|
| 50-1005.10 | 580 x 280 x 100 mm | 550 x 262 x 84 mm |
| 50-1005.13 | 580 x 280 x 135 mm | 550 x 262 x 117 mm |
| 50-1005.15 | 580 x 280 x 150 mm | 550 x 262 x 132 mm |
| 50-1005.20 | 580 x 280 x 200 mm | 550 x 262 x 182 mm |
| 50-1005.26 | 580 x 280 x 260 mm | 550 x 262 x 244 mm |

Boden gelocht
Bottom perforated



| | außen · outside | innen · inside |
|------------|--------------------|--------------------|
| 50-1006.10 | 580 x 280 x 100 mm | 550 x 262 x 84 mm |
| 50-1006.13 | 580 x 280 x 135 mm | 550 x 262 x 117 mm |
| 50-1006.15 | 580 x 280 x 150 mm | 550 x 262 x 132 mm |
| 50-1006.20 | 580 x 280 x 200 mm | 550 x 262 x 182 mm |
| 50-1006.26 | 580 x 280 x 260 mm | 550 x 262 x 244 mm |



Deckel gelocht
Lid perforated



580 x 280 mm

Sicherheitsdeckel
Safety Lid



| |
|------------|
| 50-1000.01 |
| 50-1000.02 |
| 50-1000.03 |
| 50-1000.04 |
| 50-1000.05 |
| 50-1000.06 |

| |
|------------|
| 50-1003.01 |
| 50-1003.02 |
| 50-1003.03 |
| 50-1003.04 |
| 50-1003.05 |
| 50-1003.06 |

Drahtsiebkorb
aus Edelstahl, gewelltes Geflecht
Stainless steel wire basket
intermediate crimp square hole wire mesh



| | |
|------------|--------------------|
| 50-1090.03 | 482 x 250 x 30 mm |
| 50-1090.05 | 482 x 250 x 50 mm |
| 50-1090.07 | 482 x 250 x 70 mm |
| 50-1090.10 | 482 x 250 x 100 mm |

Drahtsiebkorb
aus Edelstahl, gewelltes Geflecht
Stainless steel wire basket
intermediate crimp square hole wire mesh



| | |
|------------|--------------------|
| 50-1091.03 | 535 x 250 x 30 mm |
| 50-1091.05 | 535 x 250 x 50 mm |
| 50-1091.07 | 535 x 250 x 70 mm |
| 50-1091.10 | 535 x 250 x 100 mm |

Siebkorb
aus Edelstahlblech mit Deckel
Stainless steel screen basket
with lid



| | |
|------------|--------------------|
| 50-1997.03 | 545 x 255 x 35 mm |
| 50-1997.05 | 545 x 255 x 55 mm |
| 50-1997.07 | 545 x 255 x 75 mm |
| 50-1997.10 | 545 x 255 x 105 mm |

Deckel zu Siebkorb
aus Edelstahl mit Verschluss
Lid for stainless steel screen basket
with closure



| | |
|------------|--------------|
| 50-1997.00 | 545 x 255 mm |
|------------|--------------|

Siebkörbe aus Edelstahlblech
sind auch mit Füßen erhältlich
Stainless steel screen basket also
available with feet



Siebkorb
aus Edelstahlblech
Stainless steel screen basket



| | |
|------------|--------------------|
| 50-1993.03 | 540 x 253 x 30 mm |
| 50-1993.05 | 540 x 253 x 50 mm |
| 50-1993.07 | 540 x 253 x 70 mm |
| 50-1993.10 | 540 x 253 x 100 mm |

1/1 Size Container
Siebkörbe · Baskets

Siebkorb
aus Edelstahlblech mit Deckel
Stainless steel screen basket
with lid



| | |
|------------|--------------------|
| 50-1996.03 | 480 x 253 x 35 mm |
| 50-1996.05 | 480 x 253 x 55 mm |
| 50-1996.07 | 480 x 253 x 75 mm |
| 50-1996.10 | 480 x 253 x 105 mm |

Siebkorb
aus Edelstahlblech mit Deckel
Stainless steel screen basket
with lid



| | |
|------------|--------------------|
| 50-1992.03 | 480 x 253 x 30 mm |
| 50-1992.05 | 480 x 253 x 50 mm |
| 50-1992.07 | 480 x 253 x 70 mm |
| 50-1992.10 | 480 x 253 x 100 mm |


Zwischenboden / Wire Base

Deckel zu Siebkorb
aus Edelstahlblech
Stainless steel lid
basket with lid




| | |
|------------|--------------|
| 50-1996.00 | 485 x 255 mm |
|------------|--------------|

Tablett
aus Edelstahlblech mit Griff und Füßen
Stainless steel tray
with handle and feet



| | |
|------------|-------------------|
| 50-1981.00 | 500 x 230 x 50 mm |
|------------|-------------------|

Spannrahmen / Drape Retainer



| | |
|------------|--------------|
| 50-1095.00 | 545 x 255 mm |
|------------|--------------|



Siebkörbe aus Edelstahlblech
sind auch mit Füßen erhältlich
Stainless steel screen basket also
available with feet



3/4 Container
3/4 Size Containers



3/4 Size Container
Standard Modell · Basic Model



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 465 x 280 x 100 mm |
| innen · inside | 425 x 260 x 84 mm |

| |
|------------|
| 50-1210.10 |
| 50-1220.10 |
| 50-1230.10 |
| 50-1240.10 |
| 50-1250.10 |
| 50-1260.10 |

| |
|------------|
| 50-1211.10 |
| 50-1221.10 |
| 50-1231.10 |
| 50-1241.10 |
| 50-1251.10 |
| 50-1261.10 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 465 x 280 x 135 mm |
| innen · inside | 425 x 260 x 115 mm |

| |
|------------|
| 50-1210.13 |
| 50-1220.13 |
| 50-1230.13 |
| 50-1240.13 |
| 50-1250.13 |
| 50-1260.13 |

| |
|------------|
| 50-1211.13 |
| 50-1221.13 |
| 50-1231.13 |
| 50-1241.13 |
| 50-1251.13 |
| 50-1261.13 |





| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 465 x 280 x 150 mm |
| innen · inside | 425 x 260 x 130 mm |

| |
|------------|
| 50-1210.15 |
| 50-1220.15 |
| 50-1230.15 |
| 50-1240.15 |
| 50-1250.15 |
| 50-1260.15 |

| |
|------------|
| 50-1211.15 |
| 50-1221.15 |
| 50-1231.15 |
| 50-1241.15 |
| 50-1251.15 |
| 50-1261.15 |

3/4 Size Container
Sicherheitsmodell · Safe Model



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 465 x 280 x 100 mm |
| innen · inside | 425 x 260 x 84 mm |

| |
|------------|
| 50-1212.10 |
| 50-1222.10 |
| 50-1232.10 |
| 50-1242.10 |
| 50-1252.10 |
| 50-1262.10 |

| |
|------------|
| 50-1213.10 |
| 50-1223.10 |
| 50-1233.10 |
| 50-1243.10 |
| 50-1253.10 |
| 50-1263.10 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 465 x 280 x 135 mm |
| innen · inside | 425 x 260 x 115 mm |

| |
|------------|
| 50-1212.13 |
| 50-1222.13 |
| 50-1232.13 |
| 50-1242.13 |
| 50-1252.13 |
| 50-1262.13 |

| |
|------------|
| 50-1213.13 |
| 50-1223.13 |
| 50-1233.13 |
| 50-1243.13 |
| 50-1253.13 |
| 50-1263.13 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 465 x 280 x 150 mm |
| innen · inside | 425 x 260 x 130 mm |

| |
|------------|
| 50-1212.15 |
| 50-1222.15 |
| 50-1232.15 |
| 50-1242.15 |
| 50-1252.15 |
| 50-1262.15 |

| |
|------------|
| 50-1213.15 |
| 50-1223.15 |
| 50-1233.15 |
| 50-1243.15 |
| 50-1253.15 |
| 50-1263.15 |

3/4 Size Container
Wannen und Deckel · Bottoms and Lids



Boden ungelocht
Bottom non perforated



| | außen · outside | innen · inside |
|------------|--------------------|--------------------|
| 50-1205.10 | 465 x 280 x 100 mm | 425 x 262 x 85 mm |
| 50-1205.13 | 465 x 280 x 135 mm | 425 x 262 x 121 mm |
| 50-1205.15 | 465 x 280 x 150 mm | 425 x 262 x 135 mm |




Boden gelocht
Bottom perforated



| | außen · outside | innen · inside |
|------------|--------------------|--------------------|
| 50-1206.10 | 465 x 280 x 100 mm | 425 x 262 x 85 mm |
| 50-1206.13 | 465 x 280 x 135 mm | 425 x 262 x 121 mm |
| 50-1206.15 | 465 x 280 x 150 mm | 425 x 262 x 135 mm |

Deckel gelocht
Lid perforated



Sicherheitsdeckel
Safety Lid



465 x 280 mm



| |
|------------|
| 50-1200.01 |
| 50-1200.02 |
| 50-1200.03 |
| 50-1200.04 |
| 50-1200.05 |
| 50-1200.06 |

| |
|------------|
| 50-1203.01 |
| 50-1203.02 |
| 50-1203.03 |
| 50-1203.04 |
| 50-1203.05 |
| 50-1203.06 |

3/4 Size Container
Siebkörbe · Baskets

Siebkorb
aus Edelstahlblech gewelltes Geflecht
Stainless steel wire basket
intermediate crimp square hole wire mesh



| | |
|------------|--------------------|
| 50-1290.03 | 400 x 250 x 30 mm |
| 50-1290.05 | 400 x 250 x 50 mm |
| 50-1290.07 | 400 x 250 x 70 mm |
| 50-1290.10 | 400 x 250 x 100 mm |

Siebkorb
aus Edelstahlblech
Stainless steel screen basket




| | |
|------------|--------------------|
| 50-1991.03 | 405 x 253 x 35 mm |
| 50-1991.05 | 405 x 253 x 55 mm |
| 50-1991.07 | 405 x 253 x 75 mm |
| 50-1991.10 | 405 x 253 x 105 mm |

Siebkorb
aus Edelstahlblech mit Deckel
Stainless steel screen basket
with lid



| | |
|------------|--------------------|
| 50-1995.03 | 405 x 253 x 30 mm |
| 50-1995.05 | 405 x 253 x 50 mm |
| 50-1995.07 | 405 x 253 x 70 mm |
| 50-1995.10 | 405 x 253 x 100 mm |

Deckel zu Siebkorb
aus Edelstahlblech mit Verschluss
Stainless steel screen basket
with closure




| | |
|------------|--------------|
| 50-1995.00 | 405 x 255 mm |
|------------|--------------|

Siebkörbe aus Edelstahlblech
sind auch mit Füßen erhältlich
Stainless steel screen basket also
with feet available



Spannrahmen / Drape Retainer










| | |
|------------|--------------|
| 50-1295.00 | 405 x 255 mm |
|------------|--------------|








**1/2 Container
1/2 Size Containers**



1/2 Size Container
Standard Modell · Basic Modell

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
|  | Boden ungelocht Bottom non perforated | | Boden gelocht Bottom perforated | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>außen · outside</td><td>285 x 280 x 100 mm</td></tr><tr><td>innen · inside</td><td>262 x 260 x 84 mm</td></tr></table> | außen · outside | 285 x 280 x 100 mm | innen · inside | 262 x 260 x 84 mm | <table border="1"><tr><td>50-1310.10</td><td>50-1311.10</td></tr><tr><td>50-1320.10</td><td>50-1321.10</td></tr><tr><td>50-1330.10</td><td>50-1331.10</td></tr><tr><td>50-1340.10</td><td>50-1341.10</td></tr><tr><td>50-1350.10</td><td>50-1351.10</td></tr><tr><td>50-1360.10</td><td>50-1361.10</td></tr></table> | 50-1310.10 | 50-1311.10 | 50-1320.10 | 50-1321.10 | 50-1330.10 | 50-1331.10 | 50-1340.10 | 50-1341.10 | 50-1350.10 | 50-1351.10 | 50-1360.10 | 50-1361.10 | | | |
| außen · outside | 285 x 280 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| innen · inside | 262 x 260 x 84 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1310.10 | 50-1311.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1320.10 | 50-1321.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1330.10 | 50-1331.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1340.10 | 50-1341.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1350.10 | 50-1351.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1360.10 | 50-1361.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Boden ungelocht Bottom non perforated | | Boden gelocht Bottom perforated | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>außen · outside</td><td>285 x 280 x 135 mm</td></tr><tr><td>innen · inside</td><td>262 x 260 x 116 mm</td></tr></table> | außen · outside | 285 x 280 x 135 mm | innen · inside | 262 x 260 x 116 mm | <table border="1"><tr><td>50-1310.13</td><td>50-1311.13</td></tr><tr><td>50-1320.13</td><td>50-1321.13</td></tr><tr><td>50-1330.13</td><td>50-1331.13</td></tr><tr><td>50-1340.13</td><td>50-1341.13</td></tr><tr><td>50-1350.13</td><td>50-1351.13</td></tr><tr><td>50-1360.13</td><td>50-1361.13</td></tr></table> | 50-1310.13 | 50-1311.13 | 50-1320.13 | 50-1321.13 | 50-1330.13 | 50-1331.13 | 50-1340.13 | 50-1341.13 | 50-1350.13 | 50-1351.13 | 50-1360.13 | 50-1361.13 | | | |
| außen · outside | 285 x 280 x 135 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| innen · inside | 262 x 260 x 116 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1310.13 | 50-1311.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1320.13 | 50-1321.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1330.13 | 50-1331.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1340.13 | 50-1341.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1350.13 | 50-1351.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1360.13 | 50-1361.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Boden ungelocht Bottom non perforated | | Boden gelocht Bottom perforated | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>außen · outside</td><td>285 x 280 x 150 mm</td></tr><tr><td>innen · inside</td><td>262 x 260 x 132 mm</td></tr></table> | außen · outside | 285 x 280 x 150 mm | innen · inside | 262 x 260 x 132 mm | <table border="1"><tr><td>50-1310.15</td><td>50-1311.15</td></tr><tr><td>50-1320.15</td><td>50-1321.15</td></tr><tr><td>50-1330.15</td><td>50-1331.15</td></tr><tr><td>50-1340.15</td><td>50-1341.15</td></tr><tr><td>50-1350.15</td><td>50-1351.15</td></tr><tr><td>50-1360.15</td><td>50-1361.15</td></tr></table> | 50-1310.15 | 50-1311.15 | 50-1320.15 | 50-1321.15 | 50-1330.15 | 50-1331.15 | 50-1340.15 | 50-1341.15 | 50-1350.15 | 50-1351.15 | 50-1360.15 | 50-1361.15 | | | |
| außen · outside | 285 x 280 x 150 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| innen · inside | 262 x 260 x 132 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1310.15 | 50-1311.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1320.15 | 50-1321.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1330.15 | 50-1331.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1340.15 | 50-1341.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1350.15 | 50-1351.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1360.15 | 50-1361.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Boden ungelocht Bottom non perforated | | Boden gelocht Bottom perforated | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>außen · outside</td><td>285 x 280 x 200 mm</td></tr><tr><td>innen · inside</td><td>262 x 260 x 182 mm</td></tr></table> | außen · outside | 285 x 280 x 200 mm | innen · inside | 262 x 260 x 182 mm | <table border="1"><tr><td>50-1310.20</td><td>50-1311.20</td></tr><tr><td>50-1320.20</td><td>50-1321.20</td></tr><tr><td>50-1330.20</td><td>50-1331.20</td></tr><tr><td>50-1340.20</td><td>50-1341.20</td></tr><tr><td>50-1350.20</td><td>50-1351.20</td></tr><tr><td>50-1360.20</td><td>50-1361.20</td></tr></table> | 50-1310.20 | 50-1311.20 | 50-1320.20 | 50-1321.20 | 50-1330.20 | 50-1331.20 | 50-1340.20 | 50-1341.20 | 50-1350.20 | 50-1351.20 | 50-1360.20 | 50-1361.20 | | | |
| außen · outside | 285 x 280 x 200 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| innen · inside | 262 x 260 x 182 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1310.20 | 50-1311.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1320.20 | 50-1321.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1330.20 | 50-1331.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1340.20 | 50-1341.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1350.20 | 50-1351.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1360.20 | 50-1361.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Boden ungelocht Bottom non perforated | | Boden gelocht Bottom perforated | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>außen · outside</td><td>285 x 280 x 260 mm</td></tr><tr><td>innen · inside</td><td>262 x 260 x 238 mm</td></tr></table> | außen · outside | 285 x 280 x 260 mm | innen · inside | 262 x 260 x 238 mm | <table border="1"><tr><td>50-1310.26</td><td>50-1311.26</td></tr><tr><td>50-1320.26</td><td>50-1321.26</td></tr><tr><td>50-1330.26</td><td>50-1331.26</td></tr><tr><td>50-1340.26</td><td>50-1341.26</td></tr><tr><td>50-1350.26</td><td>50-1351.26</td></tr><tr><td>50-1360.26</td><td>50-1361.26</td></tr></table> | 50-1310.26 | 50-1311.26 | 50-1320.26 | 50-1321.26 | 50-1330.26 | 50-1331.26 | 50-1340.26 | 50-1341.26 | 50-1350.26 | 50-1351.26 | 50-1360.26 | 50-1361.26 | | | |
| außen · outside | 285 x 280 x 260 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| innen · inside | 262 x 260 x 238 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1310.26 | 50-1311.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1320.26 | 50-1321.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1330.26 | 50-1331.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1340.26 | 50-1341.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1350.26 | 50-1351.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1360.26 | 50-1361.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1/2 Size Container
Sicherheitsmodell · Safe Model

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
|  | Boden ungelocht Bottom non perforated | | Boden gelocht Bottom perforated | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>außen · outside</td><td>285 x 280 x 100 mm</td></tr><tr><td>innen · inside</td><td>262 x 260 x 84 mm</td></tr></table> | außen · outside | 285 x 280 x 100 mm | innen · inside | 262 x 260 x 84 mm | <table border="1"><tr><td>50-1312.10</td><td>50-1313.10</td></tr><tr><td>50-1322.10</td><td>50-1323.10</td></tr><tr><td>50-1332.10</td><td>50-1333.10</td></tr><tr><td>50-1342.10</td><td>50-1343.10</td></tr><tr><td>50-1352.10</td><td>50-1353.10</td></tr><tr><td>50-1362.10</td><td>50-1363.10</td></tr></table> | 50-1312.10 | 50-1313.10 | 50-1322.10 | 50-1323.10 | 50-1332.10 | 50-1333.10 | 50-1342.10 | 50-1343.10 | 50-1352.10 | 50-1353.10 | 50-1362.10 | 50-1363.10 | | | |
| außen · outside | 285 x 280 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| innen · inside | 262 x 260 x 84 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1312.10 | 50-1313.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1322.10 | 50-1323.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1332.10 | 50-1333.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1342.10 | 50-1343.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1352.10 | 50-1353.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1362.10 | 50-1363.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Boden ungelocht Bottom non perforated | | Boden gelocht Bottom perforated | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>außen · outside</td><td>285 x 280 x 135 mm</td></tr><tr><td>innen · inside</td><td>262 x 260 x 116 mm</td></tr></table> | außen · outside | 285 x 280 x 135 mm | innen · inside | 262 x 260 x 116 mm | <table border="1"><tr><td>50-1312.12</td><td>50-1213.13</td></tr><tr><td>50-1322.12</td><td>50-1223.13</td></tr><tr><td>50-1332.12</td><td>50-1233.13</td></tr><tr><td>50-1342.12</td><td>50-1243.13</td></tr><tr><td>50-1352.12</td><td>50-1253.13</td></tr><tr><td>50-1362.12</td><td>50-1263.13</td></tr></table> | 50-1312.12 | 50-1213.13 | 50-1322.12 | 50-1223.13 | 50-1332.12 | 50-1233.13 | 50-1342.12 | 50-1243.13 | 50-1352.12 | 50-1253.13 | 50-1362.12 | 50-1263.13 | | | |
| außen · outside | 285 x 280 x 135 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| innen · inside | 262 x 260 x 116 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1312.12 | 50-1213.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1322.12 | 50-1223.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1332.12 | 50-1233.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1342.12 | 50-1243.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1352.12 | 50-1253.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1362.12 | 50-1263.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Boden ungelocht Bottom non perforated | | Boden gelocht Bottom perforated | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>außen · outside</td><td>285 x 280 x 150 mm</td></tr><tr><td>innen · inside</td><td>262 x 260 x 132 mm</td></tr></table> | außen · outside | 285 x 280 x 150 mm | innen · inside | 262 x 260 x 132 mm | <table border="1"><tr><td>50-1312.15</td><td>50-1313.15</td></tr><tr><td>50-1322.15</td><td>50-1323.15</td></tr><tr><td>50-1332.15</td><td>50-1333.15</td></tr><tr><td>50-1342.15</td><td>50-1343.15</td></tr><tr><td>50-1352.15</td><td>50-1353.15</td></tr><tr><td>50-1362.15</td><td>50-1363.15</td></tr></table> | 50-1312.15 | 50-1313.15 | 50-1322.15 | 50-1323.15 | 50-1332.15 | 50-1333.15 | 50-1342.15 | 50-1343.15 | 50-1352.15 | 50-1353.15 | 50-1362.15 | 50-1363.15 | | | |
| außen · outside | 285 x 280 x 150 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| innen · inside | 262 x 260 x 132 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1312.15 | 50-1313.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1322.15 | 50-1323.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1332.15 | 50-1333.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1342.15 | 50-1343.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1352.15 | 50-1353.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1362.15 | 50-1363.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Boden ungelocht Bottom non perforated | | Boden gelocht Bottom perforated | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>außen · outside</td><td>285 x 280 x 200 mm</td></tr><tr><td>innen · inside</td><td>262 x 260 x 182 mm</td></tr></table> | außen · outside | 285 x 280 x 200 mm | innen · inside | 262 x 260 x 182 mm | <table border="1"><tr><td>50-1312.20</td><td>50-1313.20</td></tr><tr><td>50-1322.20</td><td>50-1323.20</td></tr><tr><td>50-1332.20</td><td>50-1333.20</td></tr><tr><td>50-1342.20</td><td>50-1343.20</td></tr><tr><td>50-1352.20</td><td>50-1353.20</td></tr><tr><td>50-1362.20</td><td>50-1363.20</td></tr></table> | 50-1312.20 | 50-1313.20 | 50-1322.20 | 50-1323.20 | 50-1332.20 | 50-1333.20 | 50-1342.20 | 50-1343.20 | 50-1352.20 | 50-1353.20 | 50-1362.20 | 50-1363.20 | | | |
| außen · outside | 285 x 280 x 200 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| innen · inside | 262 x 260 x 182 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1312.20 | 50-1313.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1322.20 | 50-1323.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1332.20 | 50-1333.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1342.20 | 50-1343.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1352.20 | 50-1353.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1362.20 | 50-1363.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Boden ungelocht Bottom non perforated | | Boden gelocht Bottom perforated | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>außen · outside</td><td>285 x 280 x 260 mm</td></tr><tr><td>innen · inside</td><td>262 x 260 x 238 mm</td></tr></table> | außen · outside | 285 x 280 x 260 mm | innen · inside | 262 x 260 x 238 mm | <table border="1"><tr><td>50-1312.26</td><td>50-1313.26</td></tr><tr><td>50-1322.26</td><td>50-1323.26</td></tr><tr><td>50-1332.26</td><td>50-1333.26</td></tr><tr><td>50-1342.26</td><td>50-1343.26</td></tr><tr><td>50-1352.26</td><td>50-1353.26</td></tr><tr><td>50-1362.26</td><td>50-1363.26</td></tr></table> | 50-1312.26 | 50-1313.26 | 50-1322.26 | 50-1323.26 | 50-1332.26 | 50-1333.26 | 50-1342.26 | 50-1343.26 | 50-1352.26 | 50-1353.26 | 50-1362.26 | 50-1363.26 | | | |
| außen · outside | 285 x 280 x 260 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| innen · inside | 262 x 260 x 238 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1312.26 | 50-1313.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1322.26 | 50-1323.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1332.26 | 50-1333.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1342.26 | 50-1343.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1352.26 | 50-1353.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-1362.26 | 50-1363.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1/2 Size Container
Wannen und Deckel · Bottoms and Lids




Boden ungelocht
Bottom non perforated



| | außen · outside | innen · inside |
|------------|--------------------|--------------------|
| 50-1305.10 | 285 x 280 x 100 mm | 262 x 262 x 82 mm |
| 50-1305.13 | 285 x 280 x 135 mm | 262 x 262 x 120 mm |
| 50-1305.15 | 285 x 280 x 150 mm | 262 x 262 x 135 mm |
| 50-1305.20 | 285 x 280 x 200 mm | 262 x 262 x 185 mm |
| 50-1305.26 | 285 x 280 x 260 mm | 262 x 262 x 240 mm |




Boden gelocht
Bottom perforated



| | außen · outside | innen · inside |
|------------|--------------------|--------------------|
| 50-1306.10 | 285 x 280 x 100 mm | 262 x 262 x 82 mm |
| 50-1306.13 | 285 x 280 x 135 mm | 262 x 262 x 120 mm |
| 50-1306.15 | 285 x 280 x 150 mm | 262 x 262 x 135 mm |
| 50-1306.20 | 285 x 280 x 200 mm | 262 x 262 x 185 mm |
| 50-1306.26 | 285 x 280 x 260 mm | 262 x 262 x 240 mm |

Deckel gelocht
Lid perforated



Sicherheitsdeckel
Safety Lid



285 x 280 mm



| |
|------------|
| 50-1300.01 |
| 50-1300.02 |
| 50-1300.03 |
| 50-1300.04 |
| 50-1300.05 |
| 50-1300.06 |

| |
|------------|
| 50-1303.01 |
| 50-1303.02 |
| 50-1303.03 |
| 50-1303.04 |
| 50-1303.05 |
| 50-1303.06 |

1/2 Size Container
Siebkörbe · Baskets

Siebkorb
aus Edelstahlblech gewelltes Geflecht
Stainless steel screen basket
intermediate crimp square hole wire mesh



| | |
|------------|--------------------|
| 50-1390.03 | 250 x 240 x 30 mm |
| 50-1390.05 | 250 x 240 x 50 mm |
| 50-1390.07 | 250 x 240 x 70 mm |
| 50-1390.10 | 250 x 240 x 100 mm |

Siebkorb
aus Edelstahlblech
Stainless steel screen basket



| | |
|------------|--------------------|
| 50-1990.03 | 253 x 243 x 30 mm |
| 50-1990.05 | 253 x 243 x 50 mm |
| 50-1990.07 | 253 x 243 x 70 mm |
| 50-1990.10 | 253 x 243 x 100 mm |

Siebkorb
aus Edelstahlblech mit Deckel
Stainless steel screen basket
with lid



| | |
|------------|--------------------|
| 50-1994.03 | 2553x 243 x 35 mm |
| 50-1994.05 | 2553x 243 x 55 mm |
| 50-1994.07 | 2553x 243 x 75 mm |
| 50-1994.10 | 2553x 243 x 105 mm |

Deckel zu Siebkorb
aus Edelstahlblech mit Verschluss
Stainless steel screen basket
with closure



| | |
|------------|--------------|
| 50-1994.00 | 253 x 243 mm |
|------------|--------------|

Siebkörbe aus Edelstahlblech
sind auch mit Füßen erhältlich
Stainless steel screen basket also
with feet available



Spannrahmen / Drape Retainer



| | |
|------------|--------------|
| 50-1395.00 | 255 x 255 mm |
|------------|--------------|


**Großraum Container
Wide Body Containers**




Großraum Container - Wide Body Container



| | |
|---------|--------------------|
| outside | 600 x 400 x 120 mm |
| inside | 550 x 350 x 100 mm |



| |
|------------|
| 50-5110.62 |
| 50-5120.62 |
| 50-5130.62 |
| 50-5140.62 |
| 50-5150.62 |
| 50-5160.62 |



| |
|------------|
| 50-5111.62 |
| 50-5121.62 |
| 50-5131.62 |
| 50-5141.62 |
| 50-5151.62 |
| 50-5161.62 |



| | |
|---------|--------------------|
| outside | 600 x 400 x 180 mm |
| inside | 550 x 350 x 160 mm |

| |
|------------|
| 50-5110.68 |
| 50-5120.68 |
| 50-5130.68 |
| 50-5140.68 |
| 50-5150.68 |
| 50-5160.68 |

| |
|------------|
| 50-5111.68 |
| 50-5121.68 |
| 50-5131.68 |
| 50-5141.68 |
| 50-5151.68 |
| 50-5161.68 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Drahtsiebkorb - Wire Basket | |
| 50-5190.55 | 470 x 337 x 51 mm |




| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Drahtsiebkorb - Wire Basket | |
| 50-5191.60 | 533 x 337 x 101 mm |




Großraum Container - Wide Body Container


Wannen und Deckel - Bottoms and Lids



| | außen - outside | innen - inside |
|------------|--------------------|--------------------|
| 50-1005.62 | 600 x 400 x 120 mm | 550 x 350 x 100 mm |
| 50-1005.68 | 600 x 400 x 180 mm | 550 x 350 x 160 mm |




| | außen - outside | innen - inside |
|------------|--------------------|--------------------|
| 50-1006.62 | 600 x 400 x 120 mm | 550 x 350 x 100 mm |
| 50-1006.68 | 600 x 400 x 180 mm | 550 x 350 x 160 mm |



| |
|------------|
| 50-1000.51 |
| 50-1000.52 |
| 50-1000.53 |
| 50-1000.54 |
| 50-1000.55 |
| 50-1000.56 |


600 x 400 mm

Spezial Container Special Containers






| | |
|-----------------|-------------------|
| außen · outside | 285 x 280 x 55 mm |
| innen · inside | 270 x 270 x 33 mm |




| |
|------------|
| 50-1310.05 |
| 50-1320.05 |
| 50-1330.05 |
| 50-1340.05 |
| 50-1350.05 |
| 50-1360.05 |



| | |
|-----------------|-------------------|
| außen · outside | 285 x 280 x 85 mm |
| innen · inside | 285 x 280 x 85 mm |



| |
|------------|
| 50-1310.08 |
| 50-1320.08 |
| 50-1330.08 |
| 50-1340.08 |
| 50-1350.08 |
| 50-1360.08 |



| |
|------------|
| 50-1311.08 |
| 50-1321.08 |
| 50-1331.08 |
| 50-1341.08 |
| 50-1351.08 |
| 50-1361.08 |



Boden ungelocht
Bottom non perforated

| | außen · outside | innen · inside |
|------------|-------------------|-------------------|
| 50-1305.05 | 285 x 280 x 55 mm | 270 x 270 x 33 mm |
| 50-1305.08 | 285 x 280 x 85 mm | 270 x 270 x 64 mm |



Boden gelocht
Bottom perforated

| | außen · outside | innen · inside |
|------------|-------------------|-------------------|
| 50-1306.08 | 285 x 280 x 85 mm | 270 x 270 x 64 mm |



| Drahtsiebkorb · Wire Basket | |
|-----------------------------|-------------------|
| 50-1390.03 | 255 x 245 x 30 mm |
| 50-1390.05 | 255 x 245 x 50 mm |



| Zwischenboden · Wire Base | |
|---------------------------|-------------------|
| 50-1393.00 | 245 x 255 x 30 mm |





| Spannrahmen · Drape Retainer | |
|------------------------------|--------------|
| 50-1395.00 | 255 x 255 mm |



285 x 280 mm

| | |
|---------------|------------|
| silber/silver | 50-1304.01 |
| gelb/yellow | 50-1304.02 |
| rot/red | 50-1304.03 |
| blau/blue | 50-1304.04 |
| grün/green | 50-1304.05 |
| schwarz/black | 50-1304.06 |



| | |
|-----------------|-------------------|
| außen · outside | 300 x 140 x 40 mm |
| innen · inside | 280 x 130 x 27 mm |

| |
|------------|
| 50-1410.04 |
| 50-1420.04 |
| 50-1430.04 |
| 50-1440.04 |
| 50-1450.04 |
| 50-1460.04 |

| |
|------------|
| 50-1411.04 |
| 50-1421.04 |
| 50-1431.04 |
| 50-1441.04 |
| 50-1451.04 |
| 50-1461.04 |



| | |
|-----------------|-------------------|
| außen · outside | 300 x 140 x 70 mm |
| innen · inside | 280 x 130 x 55 mm |

| |
|------------|
| 50-1410.07 |
| 50-1420.07 |
| 50-1430.07 |
| 50-1440.07 |
| 50-1450.07 |
| 50-1460.07 |

| |
|------------|
| 50-1411.07 |
| 50-1421.07 |
| 50-1431.07 |
| 50-1441.07 |
| 50-1451.07 |
| 50-1461.07 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 300 x 140 x 100 mm |
| innen · inside | 280 x 130 x 84 mm |

| |
|------------|
| 50-1410.10 |
| 50-1420.10 |
| 50-1430.10 |
| 50-1440.10 |
| 50-1450.10 |
| 50-1460.10 |


| |
|------------|
| 50-1411.10 |
| 50-1421.10 |
| 50-1431.10 |
| 50-1441.10 |
| 50-1451.10 |
| 50-1461.10 |

Drahtsiebkorb
für Minicontainer
Wire basket
for Minicontainer



| | |
|------------|-------------------|
| 50-1490.05 | 265 x 120 x 45 mm |
|------------|-------------------|

Siebschale
aus Edelstahlblech für Minicontainer
Wire Base
Stainless steel screen basket with feet available



| | |
|------------|-------------------|
| 50-1990.01 | 268 x 124 x 22 mm |
|------------|-------------------|

Siebkorb
aus Edelstahlblech für
Minicontainer mit Deckel
Stainless steel screen basket
for Minicontainer with lid



| | |
|------------|-------------------|
| 50-1988.08 | 271 x 117 x 55 mm |
|------------|-------------------|

Deckel
für Siebkorb aus Edelstahlblech
Lid to stainless steel screen basket
for Minicontainer




| | |
|------------|-----------|
| 50-1987.07 | 271 x 117 |
|------------|-----------|

Siebkorb
aus Edelstahlblech für
Minicontainer
Stainless steel screen basket
for Minicontainer



| | |
|------------|-------------------|
| 50-1990.02 | 271 x 117 x 50 mm |
|------------|-------------------|

Spannrahmen / Drape Retainer



| | |
|------------|--------------|
| 50-1495.00 | 280 x 125 mm |
|------------|--------------|

Siebkörbe aus Edelstahlblech
sind auch mit Füßen erhältlich
Stainless steel screen basket also
available with feet



Mini Container

Wannen, Deckel und Zubehör · Bottoms, Lids and Accessories




Boden ungelocht
Bottom non perforated



| | außen · outside | innen · inside |
|------------|--------------------|-------------------|
| 50-1405.04 | 300 x 140 x 40 mm | 280 x 130 x 27 mm |
| 50-1405.07 | 300 x 140 x 70 mm | 280 x 130 x 55 mm |
| 50-1405.10 | 300 x 140 x 100 mm | 280 x 130 x 84 mm |




Boden gelocht
Bottom perforated



| | außen · outside | innen · inside |
|------------|--------------------|-------------------|
| 50-1406.04 | 300 x 140 x 40 mm | 280 x 130 x 27 mm |
| 50-1406.07 | 300 x 140 x 70 mm | 280 x 130 x 55 mm |
| 50-1406.10 | 300 x 140 x 100 mm | 280 x 130 x 84 mm |

Deckel gelocht
Lid perforated




| | |
|--|------------|
| | 50-1400.01 |
| | 50-1400.02 |
| | 50-1400.03 |
| | 50-1400.04 |
| | 50-1400.05 |
| | 50-1400.06 |

| | |
|--|---------------|
| | silber/silver |
| | gelb/yellow |
| | rot/red |
| | blau/blue |
| | grün/green |
| | schwarz/black |

Dental Container

Container, Wannen, Deckel und Zubehör · Container, Bottoms, Lids and Accessories

Boden ungelocht
Bottom non perforated



| | |
|--|------------|
| | 50-1510.04 |
| | 50-1520.04 |
| | 50-1530.04 |
| | 50-1540.04 |
| | 50-1550.04 |
| | 50-1560.04 |

Boden gelocht
Bottom perforated



| | |
|--|------------|
| | 50-1511.04 |
| | 50-1521.04 |
| | 50-1531.04 |
| | 50-1541.04 |
| | 50-1551.04 |
| | 50-1561.04 |



außen · outside 310 x 190 x 40 mm



außen · outside 310 x 190 x 65 mm

| | |
|--|------------|
| | 50-1510.06 |
| | 50-1520.06 |
| | 50-1530.06 |
| | 50-1540.06 |
| | 50-1550.06 |
| | 50-1560.06 |

| | |
|--|------------|
| | 50-1511.06 |
| | 50-1521.06 |
| | 50-1531.06 |
| | 50-1541.06 |
| | 50-1551.06 |
| | 50-1561.06 |



außen · outside 310 x 190 x 80 mm

| | |
|--|-------------|
| | 50-1510.08E |
| | 50-1520.08E |
| | 50-1530.08E |
| | 50-1540.08E |
| | 50-1550.08E |
| | 50-1560.08E |

| | |
|--|------------|
| | 50-1511.08 |
| | 50-1521.08 |
| | 50-1531.08 |
| | 50-1541.08 |
| | 50-1551.08 |
| | 50-1561.08 |



außen · outside 310 x 190 x 100 mm

| | |
|--|-------------|
| | 50-1510.10E |
| | 50-1520.10E |
| | 50-1530.10E |
| | 50-1540.10E |
| | 50-1550.10E |
| | 50-1560.10E |

| | |
|--|------------|
| | 50-1511.10 |
| | 50-1521.10 |
| | 50-1531.10 |
| | 50-1541.10 |
| | 50-1551.10 |
| | 50-1561.10 |



außen · outside 310 x 190 x 135 mm

| | |
|--|------------|
| | 50-1510.13 |
| | 50-1520.13 |
| | 50-1530.13 |
| | 50-1540.13 |
| | 50-1550.13 |
| | 50-1560.13 |

| | |
|--|------------|
| | 50-1511.13 |
| | 50-1521.13 |
| | 50-1531.13 |
| | 50-1541.13 |
| | 50-1551.13 |
| | 50-1561.13 |

Dental Container

Container, Wannen, Deckel und Zubehör · Container, Bottoms, Lids and Accessories



Boden ungelocht
Bottom non perforated



| | außen · outside | innen · inside |
|------------|--------------------|--------------------|
| 50-1505.04 | 310 x 190 x 40 mm | 280 x 182 x 35 mm |
| 50-1505.06 | 310 x 190 x 65 mm | 280 x 182 x 55 mm |
| 50-1505.08 | 310 x 190 x 80 mm | 280 x 182 x 70 mm |
| 50-1505.10 | 310 x 190 x 100 mm | 280 x 182 x 90 mm |
| 50-1505.13 | 310 x 190 x 135 mm | 280 x 182 x 124 mm |



Boden gelocht
Bottom perforated



| | außen · outside | innen · inside |
|------------|--------------------|--------------------|
| 50-1506.04 | 310 x 190 x 40 mm | 280 x 182 x 35 mm |
| 50-1506.06 | 310 x 190 x 65 mm | 280 x 182 x 55 mm |
| 50-1506.08 | 310 x 190 x 80 mm | 280 x 182 x 70 mm |
| 50-1506.10 | 310 x 190 x 100 mm | 280 x 182 x 90 mm |
| 50-1506.13 | 310 x 190 x 135 mm | 280 x 182 x 124 mm |

Spannrahmen / Drape Retainer



| Spannrahmen · Drape Retainer | |
|------------------------------|-------------|
| 50-1595.00 | 310 x 190mm |

Deckel · Lid 310 x 190 mm

| | |
|--|------------|
| | 50-1500.01 |
| | 50-1500.02 |
| | 50-1500.03 |
| | 50-1500.04 |
| | 50-1500.05 |
| | 50-1500.06 |

Dental Container · Dental Container

Zubehör · Accessories

Siebkorb
aus Edelstahlblech mit Deckel
Stainless Steel screen basket
with lid



■ 50-1988.18 265 x 175 x 43 mm

Deckel
für Siebkorb aus Edelstahlblech
Lid to Stainless steel screen basket




■ 50-1987.05 265 x 175 x 43 mm

Siebkorb
aus Edelstahlblech
Stainless steel screen basket



■ 50-1988.00 265 x 175 x 38 mm

Tablett
mit Griff und Füßen aus Edelstahlblech
Stainless steel tray
with handle and feet



■ 50-1988.07 265 x 175 x 12 mm

■ **Siebkörbe aus Edelstahlblech**
sind auch mit Füßen erhältlich
Stainless steel screen basket also
with feet available



Implant Container - Implantat Container

Implantat Cassetten · Implant Cassettes



Ganze Kasette in Farbe
Complete cassette coloured

| | |
|-----------------|-------------------|
| außen · outside | 500 x 155 x 75 mm |
| innen · inside | 495 x 155 x 75 mm |

Deckel gelocht · Boden ungelocht (kein Filter)
Lid perforated · Bottom perforated (non Filter)



| |
|------------|
| 50-1612.07 |
| 50-1622.07 |
| 50-1632.07 |
| 50-1642.07 |
| 50-1652.07 |
| 50-1662.07 |



Nur Boden in Farbe
Only bottom coloured

| | |
|-----------------|-------------------|
| außen · outside | 300 x 138 x 65 mm |
| innen · inside | 295 x 135 x 65 mm |

| |
|------------|
| 50-1610.06 |
| 50-1620.06 |
| 50-1630.06 |
| 50-1640.06 |
| 50-1650.06 |
| 50-1660.06 |

Optik Container - Scopy containers

Optik
Scopy

| | |
|------------|---------------|
| 50-1600.01 | silber/silver |
|------------|---------------|

| | |
|---------|------------------|
| outside | 250 x 60 x 50 mm |
| inside | 250 x 55 x 50 mm |



Auf Wunsch mit Siliconeinsätzen bestückbar
Customisable with silicone holders

Optik
Scopy

| | |
|------------|---------------|
| 50-1600.02 | silber/silver |
|------------|---------------|

| | |
|---------|------------------|
| outside | 450 x 70 x 70 mm |
| inside | 450 x 70 x 60 mm |




Optik Container - Scopy Containers

Endoskopdrahtsiebkorb
mit Deckel und Fixierungselement für 1 Endoskop
Endoscopy Wire basket
with Lid and Silicone Holders for 1 Endoscope



| | |
|-------------|------------------|
| 50-1600.03B | 290 x 80 x 55 mm |
| 50-1600.04B | 460 x 80 x 55 mm |
| 50-1600.05B | 670 x 80 x 55 mm |

Endoskopdrahtsiebkorb für mit flexiblen Silikonteilen
mit Deckel und Fixierungselement
Endoscopy Wire Base
with Lid and Silicone Holders for 2 Endoscopes



| | |
|-------------|------------------|
| 50-1600.06B | 290 x 80 x 55 mm |
| 50-1600.07B | 460 x 80 x 55 mm |

Universal Endoskopdrahtsiebkorb
mit Deckel und Fixierungselement
für mehrere Optiken
Universal Endoscopy Wire Basket
with Lid and Silicone Holders for a
variable number of Endoscopes




| | |
|------------|-------------------|
| 50-1600.31 | 290 x 160 x 52 mm |
| 50-1600.32 | 310 x 150 x 77 mm |
| 50-1600.33 | 460 x 160 x 52 mm |
| 50-1600.34 | 460 x 225 x 52 mm |
| 50-1600.35 | 580 x 160 x 52 mm |

Endoskopdrahtsiebkorb
mit Deckel und Silikoneinsätze
für 2 Endoskope
Endoscopy Wire Basket
with Lid and Silicone Holders for
2 Endoscopes



| | |
|-------------|------------------|
| 50-1600.06B | 290 x 80 x 55 mm |
| 50-1600.07B | 460 x 80 x 55 mm |

Endoskopieständer
mit Silikonlagerungen für 10 Instrumente
Endoscopy Rack
with Silicone Holding Clamps for 10
Instruments



| | |
|------------|--------------------|
| 50-1843.06 | 485 x 235 x 160 mm |
|------------|--------------------|

Aufbewahrung - Storage

Edelstahl- und Aluminiumboxen · Stainless Steel and Aluminium Boxes

Aluminium Box
ungelocht
Aluminium Box
non perforated



| | |
|------------|-------------------|
| 50-1781.30 | 170 x 70 x 30 mm |
| 50-1783.30 | 180 x 90 x 30 mm |
| 50-1783.40 | 180 x 90 x 40 mm |
| 50-1785.30 | 210 x 100 x 30 mm |
| 50-1785.40 | 210 x 100 x 40 mm |
| 50-1785.50 | 210 x 100 x 50 mm |

Aluminium Box
ungelocht
Aluminium Box
non perforated



| | |
|------------|-------------------|
| 50-1786.30 | 50 x 40 x 30 mm |
| 50-1787.20 | 100 x 30 x 20 mm |
| 50-1788.30 | 130 x 50 x 30 mm |
| 50-1789.50 | 250 x 100 x 50 mm |
| 50-1790.60 | 250 x 150 x 60 mm |

Aluminium Box
gelocht
Aluminium Box
perforated



| | |
|------------|-------------------|
| 50-1791.30 | 170 x 70 x 30 mm |
| 50-1792.30 | 180 x 90 x 30 mm |
| 50-1793.30 | 210 x 100 x 30 mm |
| 50-1793.50 | 210 x 100 x 50 mm |

Edelstahl Box
ungelocht
Stainless Steel Box
non perforated



| | |
|------------|-------------------|
| 50-1794.30 | 170 x 70 x 30 mm |
| 50-1795.30 | 180 x 90 x 30 mm |
| 50-1796.30 | 210 x 100 x 30 mm |
| 50-1796.50 | 210 x 100 x 50 mm |

Edelstahl Box
gelocht
Stainless Steel Box
perforated




| | |
|------------|-------------------|
| 50-1797.30 | 170 x 70 x 30 mm |
| 50-1798.30 | 180 x 90 x 30 mm |
| 50-1799.30 | 210 x 100 x 30 mm |
| 50-1799.50 | 210 x 100 x 50 mm |

Entsorgungscontainer - Removal Container

Container und Wannen · Container and Bottoms

Deckel und Boden ungelocht
Lid and Bottom non perforated



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 285 x 280 x 100 mm |
| innen · inside | 262 x 260 x 82 mm |

| | |
|--|------------|
| | 50-1315.10 |
| | 50-1325.10 |
| | 50-1335.10 |
| | 50-1345.10 |
| | 50-1355.10 |
| | 50-1365.10 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 285 x 280 x 150 mm |
| innen · inside | 262 x 260 x 132 mm |

| | |
|--|------------|
| | 50-1315.15 |
| | 50-1325.15 |
| | 50-1335.15 |
| | 50-1345.15 |
| | 50-1355.15 |
| | 50-1365.15 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| außen · outside | 580 x 280 x 150 mm |
| innen · inside | 548 x 258 x 130 mm |

| | |
|--|------------|
| | 50-1115.15 |
| | 50-1125.15 |
| | 50-1135.15 |
| | 50-1145.15 |
| | 50-1155.15 |
| | 50-1165.15 |

| | | |
|------------|--------------------|--------|
| 50-1305.10 | 285 x 280 x 150 mm | 1096 g |
| 50-1305.15 | 285 x 280 x 150 mm | 1327 g |



Boden ungelocht
Bottom non perforated



| | | |
|------------|--------------------|--------|
| 50-1005.15 | 580 x 280 x 150 mm | 2108 g |
|------------|--------------------|--------|

Entsorgungscontainer · Removal Container

Deckel · Lids



285 x 280 mm

| | |
|--------|------------|
| Grey | 50-1302.01 |
| Yellow | 50-1302.02 |
| Red | 50-1302.03 |
| Blue | 50-1302.04 |
| Green | 50-1302.05 |
| Black | 50-1302.06 |



580 x 280 mm

| | |
|--------|------------|
| Grey | 50-1002.01 |
| Yellow | 50-1002.02 |
| Red | 50-1002.03 |
| Blue | 50-1002.04 |
| Green | 50-1002.05 |
| Black | 50-1002.06 |

Diverse Container · Different Container

Bürsten Container · Brush Container

| | |
|--------|------------|
| Grey | 50-1880.10 |
| Yellow | 50-1880.11 |
| Red | 50-1880.12 |
| Blue | 50-1880.13 |
| Green | 50-1880.14 |

außen / outside
285 x 280 x 85 mm



Bürsten Container aus Aluminium für 20 Bürsten

Die Bürsten werden herausgenommen, indem sie den Handgriff unter dem Behälter schwenken. Behälter werden zusammen mit Wandmontagebefestigungen geliefert.

Brush container Aluminium for 20 brushes

Brushes are taken out by rotating the handle under the container. Containers are supplied together with wall mounting fixtures.



Bürsten Container aus Edelstahl für 20 Bürsten

Die Bürsten werden herausgenommen, indem sie den Handgriff unter dem Behälter schwenken. Behälter werden zusammen mit Wandmontagebefestigungen geliefert.


Brush container stainless steel for 20 brushes

Brushes are taken out by rotating the handle under the container. Containers are supplied together with wall mounting fixtures.

| | |
|------|------------|
| Grey | 50-1882.00 |
|------|------------|

außen / outside
240 x 275 x 70 mm

Zubehör Accessories



Zubehör · General Accessories

Filter, Indikatoren und Kennzeichnung · Filters, Indicators and Labels



50-1800.00
Disposable Paper Filter
VE 100 St.
Für Container
1/1, 3/4 und 1/2
Pack of 100
For 1/1, 3/4 and
1/2 Containers




50-1800.01
Textilfilter
Für Container
1/1, 3/4 und 1/2
Single textile
For 1/1, 3/4 and
1/2 Containers




50-1802.00
Disposable Paper Filter
Pack of 100
For Mini Containers + Dental



50-1802.01
Textilfilter / Single textil
For Mini Containers + Dental



50-1810.00
Pack of 100
Indikatorschilder · Paper label with indicator
For 1/1, 3/4 and 1/2 Containers




50-1812.00
Pack of 100
Indikatorschilder · Paper label with indicator
For Mini and Dental Containers



Filterhalterung · filter tray
50-1809.00
For 1/1, 3/4, 1/2 containers



Filterhalterung · filter tray
For Mini and Dental Container



50-1801.00
Spender für Einmalfilter
Filter Dispenser



50-1819.00
Sicherheitssiegel
Plastic Security Seal
Pack of 100



50-1829.00
Sortiermagazin für Kennzeichnungsschilder
Dispenser for identification labels





| |
|------------|
| 50-1820.00 |
| 50-1820.02 |
| 50-1820.03 |
| 50-1820.04 |
| 50-1820.05 |
| 50-1820.06 |
| 50-1820.07 |
| 50-1820.08 |





Kennzeichnungsschilder mit oder ohne
Beschriftung, max. 16 Buchstaben
Coloured identification labels. Printed to your specification,
max.16 letters







(Länge / Length: 50 mm, Höhe / Height: 17 mm)

Einschlagtuch / Drape






| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | blau/blue |
|  | grün/green |










| | | |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 50-1095.04G | Drape, 85 x 85 cm, green |  |
| 50-1095.04B | Drape, 85 x 85 cm, blue |  |
| 50-1095.05G | Drape, 90 x 60 cm, green |  |
| 50-1095.05B | Drape, 90 x 80 cm, blue |  |

| | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50-1095.01B | Drape, 60 x 40 cm, blue |  |
| 50-1095.01G | Drape, 60 x 40 cm, green |  |
| 50-1095.02B | Drape, 65 x 65 cm, blue |  |
| 50-1095.02G | Drape, 65 x 65 cm, green |  |
| 50-1095.03B | Drape, 85 x 85 cm, blue |  |
| 50-1095.03G | Drape, 85 x 85 cm, green |  |





| | | |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50-1095.06B | Drape, 130 x 45 cm, blue |  |
| 50-1095.06G | Drape, 130 x 45 cm, green |  |
| 50-1095.07B | Drape, 130 x 60 cm, blue |  |
| 50-1095.07G | Drape, 130 x 60 cm, green |  |
| 50-1095.08B | Drape, 140 x 100 cm, blue |  |

| | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 50-1095.08G | Drape, 140 x 100 cm, green |  |
| 50-1095.09B | Drape, 185 x 45 cm, blue |  |
| 50-1095.09G | Drape, 185 x 45 cm, green |  |
| 50-1095.10B | Drape, 185 x 60 cm, blue |  |
| 50-1095.10G | Drape, 185 x 60 cm, green |  |




Silikonnoppenmatte
Silicone Mat

| | | |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50-1851.01G | 545 x 255 mm |  |
| 50-1851.01B | 545 x 255 mm |  |



| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 50-1849.03 | 50-1849.02 | 50-1849.05 |
| 24 x 28 x 29 | 24 x 28 x 25 | 24 x 28 x 40 |
| ø 12 - 16 mm | ø 7 - 12 mm | ø 26 - 36 mm |

Fixierklappen
Fixation Clamp




| | |
|--------------|--------------|
| 50-1849.04 | 50-1849.06 |
| 24 x 28 x 31 | 24 x 28 x 44 |
| ø 16 - 26 mm | ø 36 - 45 mm |

Tuchklappen






| | |
|-----------------|-----------------|
| 50-1849.00 | 50-1849.01 |
| 50 x 20 x 12 mm | 65 x 20 x 20 mm |




Silikonnoppenmatte
für Mini Container


Silicone Mat
for Mini Container

| | | |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50-1850.00G | 270 x 125 mm |  |
| 50-1850.00B | 270 x 125 mm |  |





Flache Silikonmatte
zur Abdeckung der Arbeitsfläche
Flat Silicone Mat
for covering of the Work Surface

| | | |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 50-1851.02B | 2400 x 100 mm |  |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Silikonmatte
für 1/2 und Flachcontainer


Silicone Mat
for 1/2 and Flat Container









| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 50-1851.00G | 245 x 245 mm |  |
| 50-1851.00B | 245 x 245 mm |  |

Silikon Dichtung
Meterware
Silicone Seal
Sold by the meter



50-1854.00



| | | | |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 50-1852.00G | 220 x 230 mm |  | 1/2 |
| 50-1852.00B | 220 x 230 mm |  | |
| 50-1852.01G | 380 x 230 mm |  | 3/4 |
| 50-1852.01B | 380 x 230 mm |  | |
| 50-1852.02G | 440 x 230 mm |  | 1/1 |
| 50-1852.02B | 440 x 230 mm |  | |
| 50-1852.03G | 520 x 230 mm |  | |
| 50-1852.03B | 520 x 230 mm |  | |

Silikonmatte
für 1/1, 3/4 und 1/2 Container

Silicone Mat
für 1/1, 3/4 und 1/2 Container



50-1830.01
Haltestift für Trennbleche
Holding Pin for Partition Sheets




50-1830.00
Haltestifte für Instrumente
Holding Pin for Wire Baskets



| Trennbleche · Sheets | |
|----------------------|-------------|
| 50-1831.05 | 50 x 20 mm |
| 50-1831.13 | 130 x 20 mm |
| 50-1831.22 | 225 x 20 mm |
| 50-1831.46 | 460 x 20 mm |



Schiene für Gleitschieber
Sliding Rails with Securing Screws
50-1841.00 230 mm
50-1841.01 470 mm



50-1842.00 230 mm
50-1842.01 470 mm
Anschlagrahmen
Limiting Bar with Securing Screws



50-1840.00
Gleitschieber
Divider, to be used
with 50-1841.00



50-1845.00
Spiralfeder Haltevorrichtung
Spiral Holding



50-1847.00
Doppel-Spiralfeder Haltevorrichtung
Double Spiral Holding



50-1805.01 Ø 190 mm
Verwendungsdauer 1200 Sterilisationszyklen
für 1/1, 3/4 und 1/2 Container
Life for 1200 Sterilization cycles
for 1/1, 3/4 and 1/2 Container



50-1805.03 215 X 95 mm
Verwendungsdauer 1200 Sterilisationszyklen
für Mini Container + Dental
Life for 1200 Sterilization cycles
for Mini and Dental Container

ROLAN

Instruments GmbH

ROLAN Instruments GmbH
Ernst-Thälmann-Str. 50
15859 Storkow / Germany

Tel: 0049 33678 44 94 33
info@rolan-instruments.de
www.rolan-instruments.de