

Instrucțiune de folosire

MASCĂ FACIALĂ DE UZ MEDICAL TYPE II R DE UNICĂ FOLOSINȚĂ,
filtrantă împotriva particulelor, de, din material
netesute 100% PP tip Spunbond 23gr/m2 (albastru), Meltblown bfe99 25gr/m2 (alb) Spunbond 23gr/m2
(alb) - densitatea 71 g/m2, dimensiuni 170 x 97 mm



Se recomandă de a folosi pe durata de pana la 2 ore.
Produs de unică folosință nu poate fi curățat sau reutilizat.
Data producerii:
Termen de valabilitate: 2 ani de la data producerii.
Produsul este dispozitiv medical.
Copii trebuie să folosească masca sub supravegerea adulților.
Conditii de păstrare: A se păstra la loc uscat, ferit de umezeală și raze solare.
Producător: S.C. "NEOMATRIX" S.R.L. mun Chisinău, str. 31 August 1989, nr. 121