

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1689164180722 din 27.07.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor stomatologice necesare pentru lucrul curativ la Centrul Stomatologic Universitar USMF „Nicolae Testemițanu”

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil	G-aenial Anterior Syringe 2.7ml(4.7g) A1, GC 004678	Japonia	GC	Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A1	GC G-aenial Anterior reprezinta alegerea ideala atunci cand cautati un material pentru restaurari care sa indeplineasca cerintele estetice ale tuturor pacientilor dumneavoastra - in marea majoritate a cazurilor doar cu o singura nuanța. Este un compozit permisiv ce ofera restaurari estetice, cu aspect natural si un luciu ridicat; fiind de asemenea extrem de usor de manipulat, devine compozitul perfect pentru utilizare zilnica. GC G-aenial Anterior va ofera un timp de lucru prelungit astfel incat aveti libertatea	Certificat CE

					de a modela, de a contura si de a sculpta pentru a obtine cu usurinta forma anatomica ideala si estetica dorita. Pentru a veni in intampinarea tuturor cerintelor estetice, G-aenial Anterior este disponibil in 22 de nuante, cu 3 opacitati diferite: - Smalt (Exterior) - Dentina (Standard) - Opac Dentina (Interior)Mod de prezentare: seringă refill 2.7ml culoarea A1	
2. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil	G-aenial Anterior Syringe 2.7ml(4.7g) A2 , GC 003941	Japonia	GC	Compozit de restaurare universal cu efect cameleon excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A2	GC G-aenial Anterior reprezinta alegerea ideala atunci cand cautati un material pentru restaurari care sa indeplineasca cerintele estetice ale tuturor pacientilor dumneavoastra - in marea majoritate a cazurilor doar cu o singura nuanta. Este un compozit permisiv ce ofera restaurari estetice, cu aspect natural si un luciu ridicat; fiind de asemenea extrem de usor de manipulat, devine compozitul perfect pentru utilizare zilnica. GC G-aenial Anterior va ofera un	Certificat CE

					timp de lucru prelungit astfel incat aveti libertatea de a modela, de a contura si de a sculpta pentru a obtine cu usurinta forma anatomica ideala si estetica dorita. Pentru a veni in intampinarea tuturor cerintelor estetice, G-aenial Anterior este disponibil in 22 de nuanțe, cu 3 opacitati diferite: - Smalt (Exterior) - Dentina (Standard) - Opac Dentina (Interior) Mod de prezentare: seringă refill 2.7ml culoarea A2	
3. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil	G-aenial Anterior Syringe 2.7ml(4.7g) A3 , GC 004680	Japonia	GC	Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A3	GC G-aenial Anterior reprezintă alegerea ideală atunci când cauți un material pentru restaurări care să îndeplinească cerințele estetice ale tuturor pacienților dumneavoastră - în marea majoritate a cazurilor doar cu o singură nuanță. Este un compozit permisiv ce oferă restaurări estetice, cu aspect natural și un luciu ridicat; fiind de asemenea extrem de ușor de manipulat, devine compozitul perfect	Certificat CE

					pentru utilizare zilnica. GC G-aenial Anterior va ofera un timp de lucru prelungit astfel incat aveti libertatea de a modela, de a contura si de a sculpta pentru a obtine cu usurinta forma anatomica ideala si estetica dorita. Pentru a veni in intampinarea tuturor cerintelor estetice, G-aenial Anterior este disponibil in 22 de nuanțe, cu 3 opacitati diferite: - Smalt (Exterior) - Dentina (Standard) - Opac Dentina (Interior) Mod de prezentare: seringă refill 2.7ml culoarea A3	
4. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil	G-aenial Anterior Syringe 2.7ml(4.7g) AE , GC 004692	Japonia	GC	Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior:	GC G-aenial Anterior reprezinta alegerea ideala atunci cand cautati un material pentru restaurari care sa indeplineasca cerintele estetice ale tuturor pacientilor dumneavoastra - in marea majoritate a cazurilor doar cu o singura nuanța. Este un compozit permisiv ce ofera restaurari estetice, cu aspect natural si un luciu ridicat; fiind de asemenea	Certificat CE

				culoarea AE	extrem de usor de manipulat, devine compozitul perfect pentru utilizare zilnica. GC G-aenial Anterior va ofera un timp de lucru prelungit astfel incat aveti libertatea de a modela, de a contura si de a sculpta pentru a obtine cu usurinta forma anatomica ideala si estetica dorita. Pentru a veni in intampinarea tuturor cerintelor estetice, G-aenial Anterior este disponibil in 22 de nuanțe, cu 3 opacitati diferite: - Smalt (Exterior) - Dentina (Standard) - Opac Dentina (Interior)Mod de prezentare: seringă refill 2.7ml culoarea AE	
5. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil	G-aenial Anterior Syringe 2.7ml(4.7g) JE , GC 004691	Japonia	GC	Compozit de restaurare universal cu efect cameleon excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne	GC G-aenial Anterior reprezinta alegerea ideala atunci cand cautati un material pentru restaurari care sa indeplineasca cerintele estetice ale tuturor pacientilor dumneavoastra - in marea majoritate a cazurilor doar cu o singura nuanța. Este un compozit permisiv ce ofera restaurari estetice,	Certificat CE

				Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior:culoarea JE	cu aspect natural si un luciu ridicat; fiind de asemenea extrem de usor de manipulat, devine compozitul perfect pentru utilizare zilnica. GC G-aenial Anterior va ofera un timp de lucru prelungit astfel incat aveti libertatea de a modela, de a contura si de a sculpta pentru a obtine cu usurinta forma anatomica ideala si estetica dorita. Pentru a veni in intampinarea tuturor cerintelor estetice, G-aenial Anterior este disponibil in 22 de nuante, cu 3 opacitati diferite: - Smalt (Exterior) - Dentina (Standard) - Opac Dentina (Interior)Mod de prezentare: seringă refill 2.7ml culoarea JE	
6. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută,	G-aenial Universal Injectable, Syringe 1ml(1.7g) A1, GC 901489	Japonia	GC	Compozit universal cu un amestec exclusiv de vâscozitate injectabilă cu aplicare ușoară, estetic și rezistent, se poate utiliza și ca ciment compozit fotopolimerizabil. Indicat pentru restaurări de cl. I, II, III, IV, V, onlay-uri, inlay-uri. Cu proprietăți fizice echilibrate pentru restaurări durabile, cu rezistență foarte bună la abraziune, pe suprafețele ocluzale, cu vâscozitate echilibrată, foarte tixotropice pentru a menține forma. Lustruire optimă	Compozit cu vâscozitate unică ideală pentru orice clasă de restaurări. Avantaje: - Duritate și rezistență la abraziune excepționale datorită combinației de particule ultra-fine de bariu (150nm) și a	Certificat CE

				cu menținerea luciului în timp. Paletă largă de nuanțe cu trei nivele de transparență pentru cea mai crescută estetică. Disponibil în seringi de 2 ml flow cu o paletă largă de 15 nuanțe Nuanțe standart: culoarea A1	tehnologiei invelisului silanizat, cu acoperire totală, de la GC (FSC) - Indicată pentru toate clasele de cavitati - Fără limita de dimensiune - Radio-opacitate ridicată, 252% - permite detectarea ușoară a cariilor secundare - Vâscozitate tixotropica unică - optimă pentru modelarea cuspidilor - Etape de finisare mai scurte - Manipulare ușoară datorită noului design al seringii - dozare simplă și controlată - Aplicatoare noi cu varf lung și flexibil pentru un acces ușor în cazul cavităților posterioare dificile - Lustruire excelentă și strălucire Indicații: - Restaurări directe cavitati clasele I - V - Sigilare fisuri - Sigilare zone hipersensibile - Repararea restaurărilor indirecte estetice, a coroanelor și punților provizorii, defectelor de margini	
--	--	--	--	--	---	--

					- Liner sau baza - Fabricarea de coroane si punti, inlay si fatete, utilizand tehnica indirecta in combinatie cu materialele Gradia si Gradia Plus - Splinturi ale dintelui in combinatie cu fibrele GC everStick Mod de prezentare: seringă x 1ml (1.7g)	
7. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută,	G-aenial Universal Injectable, Syringe 1ml(1.7g) A2, GC 901490	Japonia	GC	Compozit universal cu un amestec exclusiv de vâscozitate injectabilă cu aplicare ușoară, estetic și rezistent, se poate utiliza și ca ciment compozit fotopolimerizabil. Indicat pentru restaurări de cl. I, II, III, IV, V, onlay-uri, inlay-uri. Cu proprietăți fizice echilibrate pentru restaurări durabile, cu rezistență foarte bună la abraziune, pe suprafețele ocluzale, cu vâscozitate echilibrată, foarte tixotropă pentru a menține forma. Lustruire optimă cu menținerea luciului în timp. Paletă largă de nuanțe cu trei nivele de transparență pentru cea mai crescută estetică. Disponibil în seringi de 2 ml flow cu o paletă largă de 15 nuanțe Nuanțe standard: culoarea A2	Compozit cu vâscozitate unică ideală pentru orice clasă de restaurări. Avantaje: - Duritate și rezistență la abraziune excepționale datorită combinației de particule ultra-fine de bariu (150nm) și a tehnologiei învelișului silanizat, cu acoperire totală, de la GC (FSC) - Indicată pentru toate clasele de cavități - Fără limită de dimensiune - Radio-opacitate ridicată, 252% - permite detectarea ușoară a cariilor secundare - Vâscozitate tixotropă unică - optimă pentru modelarea cuspidelor - Etape de finisare	Certificat CE

					mai scurte - Manipulare usoara datorita noului design al seringii - dozare simpla si controlata - Aplicatoare noi cu varf lung si flexibil pentru un acces usor in cazul cavitatilor posterioare dificile - Lustruire excelenta si stralucire Indicatii: - Restaurari directe cavitati clasele I - V - Sigilare fisuri - Sigilare zone hipersensibile - Repararea restaurarilor indirecte estetice, a coroanelor si puntilor provizorii, defectelor de margini - Liner sau baza - Fabricarea de coroane si punti, inlay si fatete, utilizand tehnica indirecta in combinatie cu materialele Gradia si Gradia Plus - Splinturi ale dintelui in combinatie cu fibrele GC everStick Mod de prezentare: seringă x 1ml (1.7g)	
8. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută,	G-aenial Universal Injectable, Syringe 1ml(1.7g) AO2, GC 901499	Japonia	GC	Compozit universal cu un amestec exclusiv de vâscozitate injectabilă cu aplicare ușoară, estetic și rezistent, se poate utiliza și ca ciment compozit fotopolimerizabil.	Compozit cu vâscozitate unica ideal pentru orice clasa de restaurari. Avantaje:	Certificat CE

				Indicat pentru restaurări de cl. I, II, III, IV, V, onlay-uri, inlay-uri. Cu proprietăți fizice echilibrate pentru restaurări durabile, cu rezistență foarte bună la abraziune, pe suprafețele ocluzale, cu vâscozitate echilibrată, foarte tixotropice pentru a menține forma. Lustruire optimă cu menținerea luciului în timp. Paletă largă de nuanțe cu trei nivele de transparență pentru cea mai crescută estetică. Disponibil în seringi de 2 ml flow cu o paletă largă de 15 nuanțe Nuanțe interioare: culoarea AO2	- Duritate și rezistență la abraziune excepționale datorită combinației de particule ultra-fine de bariu (150nm) și a tehnologiei învelișului silanizat, cu acoperire totală, de la GC (FSC) - Indicat pentru toate clasele de cavități - Fără limită de dimensiune - Radio-opacitate ridicată, 252% - permite detectarea ușoară a cariilor secundare - Vâscozitate tixotropică unică - optimă pentru modelarea cuspidelor - Etape de finisare mai scurte - Manipulare ușoară datorită noului design al seringii - dozare simplă și controlată - Aplicatoare noi cu varf lung și flexibil pentru un acces ușor în cazul cavităților posterioare dificile - Lustruire excelentă și strălucire Indicații: - Restaurări directe cavități clasele I - V - Sigilare fisuri - Sigilare zone	
--	--	--	--	--	--	--

					hipersensibile - Repararea restaurarilor indirecte estetice, a coroanelor si puntilor provizorii, defectelor de margini - Liner sau baza - Fabricarea de coroane si punti, inlay si fatete, utilizand tehnica indirecta in combinatie cu materialele Gradia si Gradia Plus - Splinturi ale dintelui in combinatie cu fibrele GC everStick Mod de prezentare: seringă x 1ml (1.7g)	
15. Adeziv universal (monocomponent) fotopolimerizabil, autogravant.	G-Premio BOND 5ml Kit, EEP, GC 009031	Japonia	GC	Adeziv universal „All in one” (monocomponent) fotopolimerizabil, autogravant ce depășește generația a 7-a datorită noului monomer 3D-SR (self-reinforcing) cu particularități de adeziune excelentă la smalț și dentina compatibil cu orice compozit, cu lipsa sensibilității dentare după tratament. Flacon 5 ml – 1 paleta pentru 1 amestec și aplicatoare de unica folosință – 25	G-Premio BOND - adeziv universal monocomponent, fotopolimerizabil, compatibil cu toate tipurile de demineralizare, ce poate fi utilizat în adeziunea directă, dar și în cazurile ce necesită reparații sau pentru tratamentul hipersensibilității. Avantaje: Utilizare simplă și versatilitate, fără impact asupra calității adeziunii Oferă avantajele unui adeziv universal cu o performanță de top în orice situație Zero adeziuni	Certificat CE

					nereusite - avand o rezistenta excelenta a adeziunii atat la smalt, cat si la dentina, indiferent de tipul de demineralizare, si o stabilitate excelenta, G-Premio BOND asigura o adeziune durabila in timp datorita unei combinatii de trei monomeri functionali Zero decolorari - avand o penetrare si o capacitate de umectare perfecte, precum si un procedeu de uscare eficient, produsul ofera o grosime extrem de subtire a filmului de doar 3µm pentru a garanta o estetica durabila Zero sensibilitate post-operatorie - efect delicat asupra tubulilor dentinari in cazul autodeminalizarii si infiltrare completa a agentului de adeziune in cazul demineralizarii totale, datorita umectarii optime Zero greseli - datorita unui procedeu simplu cu o sensibilitate foarte scazuta din punctul de vedere al tehnicii de realizare, G-	
--	--	--	--	--	---	--

					Premio Bond ofera o rezistenta a adeziunii adecvata, chiar si atunci cand este respectat timpul de asteptare Zero probleme - avand un timp de lucru de 7 minute, produsul permite lucrul fara presiunea timpului, oferind deasemenea o solutie versatila si usor de utilizat intr-un singur flacon Zero pierderi - cu un timp total de realizare a procedurii de 25s in cazul autodemineralizarii si 35s in cazul demineralizarii selective sau totale se economiseste timpul de lucru, iar controlul optimizat al dozarii ajuta la economisirea materialului prin picaturi mici - pana la 300 Prezentare: G-Premio BOND - flacon 5ml	
16. Ciment glasionomeric cu adaos de rasina si solubilitate joasa in cavitatea bucala pentru fixarea lucrarilor protetice.	Fuji Plus 1-1 pkg (15g+7ml+6.5ml), GC 003211	Japonia	GC	Ciment ionomer de sticla pentru cimentarea tuturor tipurilor de restaurari si pivoi cu suport metalic si zirconiu opac. Tolerant la umezeala cu consistenta cauciucata in cursul prizei pentru indepartare usoara a excesului. Sa elibereze fluor, sa fie radioopac. Cutie 1:1:1; Flacon maxim 15gr. pulbere; Flacon maxim 8gr. (7ml) lichid; Flacon maxim de 7gr. (6.5ml); conditioner. Termen de	Ciment ionomer de sticla, permite prelungirea timpului de lucru, in vederea cimentarii puntilor cu mai multe elemente. Beneficii: Amestecare si manipulare usoara	Certificat CE

				valabilitate – minim 18 luni din momentul livrării.	Grosimea redusă a filmului, favorizează inserarea acestuia Fără sensibilitate postoperatorie Solubilitate foarte scăzută, pentru o sigilare marginală de durată Radioopacitate ridicată Prezentare: Ciment ionomer de sticlă Intro Package, full set A3 (15g pulbere, 7ml lichid, 6.5ml conditioner & accesorii)	
17. Ciment glasionomer cu adaos de rășină și solubilitate joasă în cavitatea bucală pentru fixarea lucrărilor protetice	Fuji Plus 1-1 pkg (15g+7ml+6.5ml), GC 003211	Japonia	GC	Cut. 1:1:1, Flacon maxim 15 g praf, Flacon maxim 7 ml lichid, Flacon maxim 6,5 ml condiționar. Termen de valabilitate min. 16 luni din momentul livrării	Ciment ionomer de sticlă, permite prelungirea timpului de lucru, în vederea cimentării punților cu mai multe elemente. Beneficii: Amestecare și manipulare ușoară Grosimea redusă a filmului, favorizează inserarea acestuia Fără sensibilitate postoperatorie Solubilitate foarte scăzută, pentru o sigilare marginală de durată Radioopacitate ridicată Prezentare: Ciment ionomer de sticlă Intro Package,	Certificat CE

					full set A3 (15g pulbere, 7ml lichid, 6.5ml conditioner & accesorii)	
18. Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive,	Fuji I, GC 890363	Japonia	GC	ce eliberează fluor, cu o solubilitate scăzută și grosimea filmului de ciment min. 15 microni, timpul de lucru min. 100 secunde Set introductiv:	Fuji I - primul ciment glasionomer de la GC, biocompatibil si fara rasina Avantaje: Adeziune chimica pe structura dintelui - asigura o sigilare marginala excelenta O solutie cu toleranta la umezeala atunci cand un camp uscat nu poate fi asigurat Rapid si usor, fara sa necesite gravare si adeziune la dinte Consistentă cauciucata in timpul fixarii pentru indepartarea usoara a reziduurilor Fara rasini - ideal pentru pacientii alergici la metacrilate Risc de sensibilitate postoperatorie redus la minim Indicatii: Cimentarea restaurarilor pe baza de metal sau pe baza de zirconiu opac Cimentarea pivotilor Optiune excelenta in cimentarea	Certificat CE

					bonturilor de implant Prezentare: • Set: 1 pulbere x 35g + 1 lichid x 20ml	
19. Ciment ionomer din sticlă	Fuji IX GP 1-1 pkg, A3 15 g + 6.4 ml GC 003264	Japonia	GC	Ciment glassionomer radioopac, cu eliberare semnificativă de fluor, cu adeziune puternică . Biocompatibilate înaltă,. Autopolimerizant. Poate fi folosit cu sau fara tehnica gravanta. Cutie cu pulbere minim 15g și lichid minim 10ml lichid, 1 lingură dozatoare.	Ionomer de sticla condensabil pentru restaurare cu priza rapida Consistenta condensabila si nelipicioasa a lui GC Fuji IX GP il face ideal pentru restaurarile de clasa I, II & V, ca baza sau ca material pentru refaceri de bonturi. Proprietatile autentice ale ionomerului de sticla in combinatie cu usurinta utilizarii, fac ca GC Fuji IX GP sa intruneasca toate cerintele materialelor de restaurare moderne Caracteristici specifice pentru Fuji IX GP: Timp de priza mai scurt cu finisare finala dupa doar 3 minute de la inceperea amestecarii Consistenta densa pentru fulare usoara in cavitate Duritate mai mare pentru rezistenta mai buna in timp Pachet Intro, set 1-1 , A3 (15 g pulbere	Certificat CE

					& 6.4 ml lichid).	
20. Ciment ionomer din sticlă	Fuji IX GP praf 15g A2 , GC 003265 Fuji IX GP lichid 8g. (6.4ml) , GC	Japonia	GC	Ciment ionomer de sticla condensabil pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinseca la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singura etapa. Radioopacitate buna ce facilitează controlul post-operator. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rasinici. Set 1-1: max15g pulbere +max 6.4ml lichid. Culoarea A2.	Consistentă condensabilă și nelipicioasă a lui GC Fuji IX GP îl face ideal pentru restaurările de clasa I II & V cu baza sau cu material pentru refaceri de bonturi. Proprietățile autentice ale ionomerului de sticlă în combinație cu ușurința utilizării fac ca GC Fuji IX GP să îndeplinească toate cerințele materialelor de restaurare moderne. Caracteristici și beneficii: Ionomer de sticlă posterior condensabil ușor de folosit cu rezistență ridicată la abraziune; Nu necesită digă; Adeziune intrinseca la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune; Nu este necesară prepararea retentivă a cavității permitând tehnici conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate; Aplicare într-o singură etapă;	Certificat CE

					Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator; Bio-compatibilitate excelenta. Fuji IX 15g pulbere A2 6,4ml lichid	
21. Ciment ionomer din sticlă	Fuji IX GP capsule, A2 50 caps., GC 003273	Japonia	GC	Ciment ionomer de sticla condensabil pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinseca la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singura etapa. Radioopacitate buna ce facilitează controlul post-operator. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rasinici. Set ce conține 50 capsule. Culoarea A2.	Consistentă condensabilă și nelipicioasă a lui GC Fuji IX GP îl face ideal pentru restaurările de clasa I II & V cu baza sau cu material pentru refaceri de bonturi. Proprietățile autentice ale ionomerului de sticlă în combinație cu ușurința utilizării fac ca GC Fuji IX GP să îndeplinească toate cerințele materialelor de restaurare moderne. Caracteristici și beneficii: Ionomer de sticlă posterior condensabil ușor de folosit cu rezistență ridicată la abraziune; Nu necesită digă; Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune; Nu este necesară prepararea retentivă a cavității permitând tehnici	Certificat CE

					conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrice metalice pentru modelare usoara in cavitate; Aplicare intr-o singura etapa; Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator; Bio-compatibilitate excelenta. Mod de utilizare: Pe langa avantajele pentru restaurari posterioare GC Fuji IX GP este deseori ales atunci cand nu s-a stabilit inca planul de tratament final. Sunt posibile mai multe tratamente: o tehnica sandwich cu un material compozit un inlay sau chiar obturatie cu ionomer de sticla Prezentare GC Fuji IX GP CAPS volum mixat pe capsula 0.14ml – o cutie x 50 capsule	
24. Compozit fotopolimerizabil microhibrid	Gradia Direct - Syringe Introductory Kit, GC	Japonia	GC	Compozit rășinic hibrid cu microumplutură. Nanoumplutură prepolimerizată cu dispersie înaltă cu fluoro-lantanoid. Radioopacitate combinată cu estetică excelentă. Rezistență crescută la abraziune. Setul conține: 7 seringi (min. 2,7 ml = 5g), 6 seringi pentru grupul frontal de dinți, (culori -A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT). 1 seringă pentru grupul lateral de dinți (P-A2). Cheie de culori.	Compozit de restaurare foto-polimerizabil pentru anterior & posterior Cu noul Gradia Direct, se pot realiza toate restaurările în cabinet dificile din punct de vedere estetic, doar cu un singur material de restaurare ușor de folosit. Indiferent ca	Certificat CE

					este vorba de o procedura cu o singura nuanta sau una cu multiple nuante, folosirea Gradia Direct face mai usoara si mai rapida obtinerea de restaurari superbe, cu aspect natural si rezistente in timp. Datorita adaptarii remarcabile a nuantei la structura dentara apropiata, pot fi realizate cu usurinta restaurari estetice remarcabile, doar cu o singura nuanta. Combinarea diferitelor nuante va oferi rezultate estetice nelimitate, folosind maxim trei nuante pentru o restaurare anterioara si doua nuante pentru o restaurare posterioara. Compozit rasinic hibrid cu micro umplutura Un singur sistem de restaurare pentru toate necesitatile dumneavoastra ce contine nuantele Standard, Speciale Exterioare si Speciale Interioare pentru restaurari invizibile Manevrare superioara cu timp de lucru extins Kit introductiv GC	
--	--	--	--	--	--	--

					Gradia Direct: 7 seringi - A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 & 1 cheie de culori.	
25. Material de sigilare a fisurilor	Fissurit FX (ser- 2.5g), VOCO	Germania	Voco	Sigilant cu continut mare de filer, fotopolimerizabil, pentru sigilarea fisurilor, inclusive extinse, si suprafetelor ocluzale, pentru profilaxia cariilor și obturarea cavitatilor mici. 55% grav. continut de filler pentru rezistenta excelenta la abraziune. Aplicare rapida si simplă din seringă de aplicare cu canula flexibilă metalică. Proprietăți optime de curgere. Stabilitate mare si bună aderență la smalt. Adaptare marginala perfecta. Degajare continuă de fluor. Alb, pentru control vizual. Seringa min 3g	Fissurit FX - sigilant fotopolimerizabil cu fluor Indicatii: Sigilarea fisurilor si a suprafetelor ocluzale in profilaxia cariilor Sigilarea fisurilor largi Captusirea cavitatilor minore Avantaje: 55% filler pentru rezistenta ridicata la abraziuni Aplicare rapida si usoara dintr-o seringa aplicatoare cu canula flexibila din metal Proprietati fluide optime Stabilitate mare si aderenta buna pe smalt Elibereaza fluor Culoare alba pentru un control vizual usor Prezentare: Fissurit FX - seringă 2.5g, canula aplicatoare tip 40	Certificat CE
28. Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile	Prime & Bond NT 3,5ml , Dentsply	SUA	Dentsply	Priemer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite la smalt si dentina. Protecție împotriva microscurgerii materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelenta în tubii dentinari. Nu conține heme. Forța	Prime&Bond NT - sistem adeziv universal care combina primer-ul si adezivul intr-o singura sticluta Avantaje: Usor de folosit	Certificat CE

				de adeziune la dentina constituie (26,8 MPa) și la smalț (31,2 MPa). Degajă ioni de fluor. 1 fl – min. 3,5 ml Conține: Rășini di- și trimetilacrilate, Bioxid de siliciu amorf funcționalizat, PENTA, Fotoinițiatori, Stabilizatori, Hidrofluorid de cetilamină, Acetonă	Adeziune puternică Combina primer și adeziv într-un singur flacon Protecție contra microscurgerilor Special conceput pentru bondingul cu materiale compozite fotopolimerizate și cu materialele compomere Dyract pe smalț și dentina, precum și pentru bondingul pe metale și ceramice Prezentare: Prime&Bond NT Refill - 1 x 3.5ml	
29. Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare(AH-plus)	AH Plus ,Dentsply	SUA	Dentsply	Pe bază de rășini amino-epoxide ce poate fi folosită în obturarea cu conuri de gutapercă. Radioopacitate – 13.6 mm/mm. Contrație foarte mică. Proprietățile adezive la dentină constituie 6,5 MPa Set: Pasta A – min. 4 ml, Pasta B – min. 4 ml. Conține: Rășini epoxide, în bază conținut de calciu, oxid de zirconiu, oxid de fier, siliciu.	Componentă: bisfenol-A, bisfenol-B, tungstat de calciu, oxid de zirconiu, siliciu, pigmenti de oxid de fier, dibenzildiamina, aminoadamantat, triciclodecanediamina, ulei de siliciu. Ambalaj: set ce conține pastă A de 2 - 4 ml și pastă B de 2 - 4 ml.	Certificat CE
32. Pasta temporară pentru obturatie radiculara radioopacă	Abscess Remedy Paste w/dexam., 12g PD	Germania	PD	Pasta conține: Dexametazon Paraformaldehida 1,1%, Excipienti radioopaci ad 100%, Formaldehida 40%, Crezot de fag 9,2%, Timol 4,9 % Excipienti ad 100%	Pastă pentru obturatie temporara a canalului radicular. Compozitie: Cresol 9% Paraformaldehyde 2.5% ulei de Cinnamon 5.2% excipient 100%. Ambalaj: set compus din flacon de 12g	Certificat CE

33. Conuri de gutapercă conicitate 06 asortate	Conuri gutaperca 06 nr.15-40, 60buc VDW	Germania	VDW	Conuri gutapercă pentru obturația mixtă a canalelor radiculare. Setul max: 120 buc. Asortate cu conicitate 06	Conuri gutaperca 06 nr.15-40, 60buc VDW	Certificat CE
34. Conuri de gutapercă conicitate de 04 asortate	Conuri gutaperca 04 nr.15-40, 60buc VDW	Germania	VDW	Conuri gutapercă mixte pentru obturarea canalelor radiculare Setul max: 120 buc asortate cu conicitate 04	Conuri gutaperca 04 nr.15-40, 60buc VDW	Certificat CE
35. Pastă pentru obturarea canalelor permanent Ah + Densplay	AH Plus ,Dentsply	SUA	Dentsply	Setul să conțină 2 seringi. Seringa A cu catalizator conține rășină epoxide Bisfenol A, rășină epoxide Bisfenol F, Ca, oxid de zirconiu, cremniu, oxid de metal. Seringa B conține Dibenzildiamin, aminoadamantan Tricludecondiamin, Trioxid de Ca, oxid de zirconiu, cremniu, ulei siliconic. Setul conține Pasta A și Pasta B a câte 4 ml. Hârtie pentru malaxare.	Componență: bisfenol-A, bisfenol-B, tungstat de calciu, oxid de zirconiu, siliciu, pigmenti de oxid de fier, dibenzildiamina, aminoadamantat, tricludecane-diamina, ulei de siliciu. Ambalaj: set ce conține pastă A de 2 - 4 ml și pastă B de 2 - 4 ml.	Certificat CE
38. Material amprentar silicon de condensare din grupul polysiloxane (tipul C) pentru amprente duble	Zetaplus 900ml + Oranwash L 140ml Oferta Zhermack	Italia	Zhermack	Set prezentat de stratul chitos(putty) in formă de pastă min 900 gr., stratul vâscos(light body) min 140 ml și catalizator min 60ml	Silicon de condensare pentru amprentare, kit complet, hidrocompatibil. Indicații: Tehnica dublei amprente Tehnica simplei amprente cu doua vascozitati Avantaje: Compresie redusa a mucoasei Duritate excelenta dupa priza In tehnica dublei amprente se comporta ca o lingura speciala si se adapteaza la consistenta fluidului de	Certificat CE

					vascozitate redusa Timpi de pregatire si lucru variabili in functie de cantitatea de Indurent adaugata Prezentare: Zeta Plus 900 ml chitos (vascozitate foarte mare, consistenta vascoasa) + 140 ml Oranwash (vascozitate redusa, consistenta scazuta) + Indurent 60 ml activator universal.	
39. Material amprentar silicon de aditie din grupul vinilpolisiloxane(tipul A) pentru amprente duble	Elite H-D+ Putty Soft Normal, 250ml+250ml Zhermack C203000 Elite H-D+ Light Normal, 2x50ml+ 12mixing canule, Zhermack C	Italia	Zhermack	Set prezentat de -stratul chitos (putty) sub formă de pastă-pastă min.250gr-250 gr.,max.350gr-350gr cu duritatea după Shore de min.60 și maxim de 70, și stratul vâscos (light body) sub formă de cartușe automixabile in ambalaj min 50 ml , max. 75 ml cu duritatea de min 50 Shore și max. 60 Shore, tipsuri de malaxare	Silicon de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble. Ambalaj: set ce contine strat chitos (putty) in formă pastă-pastă (250 ml x 2) Silicon de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble. Ambalaj: set ce contine strat vâscos (light body) in cartridje sau tuburi 50 ml x 2, tipse pentru automalaxare, compatibil cu pozitia anterioară	Certificat CE
40. Material alginat pentru amprentare	Tropicalgin 453g , Zermack	Italia	Zhermack	Material pentru amprentare pe baza de acid alginic 1%, calciu sulfat 12% natriu fosfat 2%, umplutura anorganica (talc, oxid de zinc) 70 %, coloranti si aromatizanti 1%. Praf min 450 gr. Are prize rapida. Este un material trifazic Are proprietati tixotrope. Se malaxeaza usor. Repede absoarbe	Alginat cromatic cu priza rapida. Timp de priza 2'35". Indicatii: - Proteze mobile. - Modele de studiu. - Antagonisti in protetica fixa si mobila.	Certificat CE

				apa. Formeaza o suprafata neteda si compacta.	Caracteristici: - Alginat cromatic in trei faze: violet (timpul de amestecare), faza portocalie (timpul de lucru), faza galbena (timpul de inserare). - Timp de lucru si de priza rapid. - Tixotropic. - Aroma de mango. Avantaje: - Absorbtie rapida a apei. - Amestecare usoara. - Masa omogena; material neted, suprafete compacte. - Depozitare a amprentei pe termen lung. - Termen de garantie 5 ani de la data fabricatiei. Prezentare: 1 punga x 453 g.	
52. Acrilat termopolimerizabil pentru proteze mobilizabile	Villacryl H Plus (750g+400ml), Zhermapol	Italia	Zhermapol	Pulbere – max. 750gr. Lichid – max. 400 ml	Villacryl H Plus (750g+400ml), Zhermapol	Certificat CE
53. Nisip pentru sablare	Nisip "Cobra white" 250mk,Renfert	Germania	Renfert	Contine particule de 250 mK	Conține oxid de Al2O3, 250 microni. Ambalaj: canistra 5 kg	Certificat CE
55. Ceară Geo pentru modelare universală	GEO Snow White L 75g Renfert	Germania	Renfert	Max. 75gr. In cutie, culoare albă	GEO Snow White L 75g Renfert	Certificat CE
56. Ceară Geo pentru modelare universală	GEO classic 75g , Renfert497-0300	Germania	Renfert	Max. 75gr. in cutie, culoare verde	GEO classic 75g , Renfert497-0300	Certificat CE
57. Ceară Geo pentru turnare	GEO wax wire , hard, 2.0mm, 250g , Renfert 6762020	Germania	Renfert	Rulou min. 20 mm max. 250 gr.	GEO wax wire , hard, 2.0mm, 250g , Renfert 6762020	Certificat CE

58. Ceară Geo pentru turnare	GEO wax wire , hard, 2.5mm, 250g , Renfert 6762025	Germania	Renfert	Rulou 2,5 mm, Cutie – 250 gr. maxim	GEO wax wire , hard, 2.5mm, 250g , Renfert 6762025	Certificat CE
60. Hârtie de articulație	Hirtie p/articulare BK-01, Bausch	Germania	Bausch	BK-01 200 mk	Hirtie p/articulare BK-01, Bausch	Certificat CE
69. Super gips	Gips Fujirock "Pastel Yellow"(Galben) 4kg, GC	Japonia	GC	Clasa IV galben	Ghips extradur pentru confecționarea modelelor, raport mixare apă/ghips 20-22 ml, 100 gr, timp de mixare manuală 4-5 min, priză inițială 4-6 min, priză finală 10-12 min, rezistență la compresie minim 950 kg/cm, expansiune 0,05-0,1%. Ambalaj: vas din plastic 4 kg	Certificat CE
70. Pico-Fit lac pentru compensare	Master die Varnish, Renfert	Germania	Renfert	Flacon 15 ml maxim	Master die Varnish, Renfert	Certificat CE
72. Ceară pentru baia de ceară	GEO-Dip, 200g , Renfert	Germania	Renfert	Ceară pentru baia de ceară, culoare cafenie, max. 200 gr.	Ceara GEO-Dip de la Renfert este disponibilă sub forma de granule, gata de pus în baia de ceară. Foarte precisă și cu o contracție minimă, fiind ideală pentru toate tipurile de coroane și punți. Este o ceară moale și elastică cu caracteristici excelente de modelare. Nu se deformează la îndepărtarea de pe bonturi deoarece este elastică și rezistentă la rupere.	Certificat CE

					Ideala pentru ceramica si ceramica presata deoarece este o ceara organica ce arde fara reziduuri. Indicatii - pentru realizarea de cape pentru coroane si punti, prin tehnici de imersie Recomandam setarea baietei de ceara la 90-92°C Renfert GEO-Dip are temperatura de lichefiere 80-85°C Nuante disponibile: galbena, portocalie si verde Mod de prezentare: flacon 200g	
73. Lac Picosep pentru izolarea ceramicii de gips	Picosep 30ml , Renfert 15520030	Germania	Renfert	Flacon 30ml maxim	Picosep solutie indicata pentru izolarea gipsului pentru crearea structurilor din ceara sau izolarea gips – ceramica. Caracteristici: - Nu contine solventi: nu ataca ceara sau lacurile si nu se evapora. - Microfilmul izoleaza gipsul de ceara sau portelan. - Un strat subtire ramane efectiv timp de cateva zile. - Nu necesita reaplicare. - Izoleaza gipsul suprafetele metalice si acrilate pentru a permite aplicarea cerii. - Asigura o fixare	Certificat CE

					precisa a cerurilor. Prezentare: Flacon Picosep 30ml.	
75. Pastă de poleire (10)gr	Pasta de poleire 10g, Renfert 5100000	Germania	Renfert	Pentru presare	Pasta de poleire 10g, Renfert 5100000	Certificat CE
77. Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Dentin VMK Master, 50g A3, Vita	Germania	Vita	Flacon min. praf. 50 gr. în flac. Culoarea - A3	Dentin VMK Master, 50g A3, Vita	Certificat CE
78. Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Opaque VMK Master, 12g A2, Vita B4840212	Germania	Vita	Flacon min. praf. 12 gr. în flac. Culoarea - A2	Opaque VMK Master, 12g A2, Vita B4840212	Certificat CE
79. Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Opaque VMK Master, 12g A3, Vita B4840312	Germania	Vita	Flacon min. praf. 12 gr. în flac. Culoarea - A3	Opaque VMK Master, 12g A3, Vita B4840312	Certificat CE
80. Enamel strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Enamel VMK Master, 50g En2, Vita	Germania	Vita	Flacon min. praf. 50 gr. în flac. Culoarea En-2	Enamel VMK Master, 50g En2, Vita	Certificat CE
81. Lichid pentru diluarea prafului de Ceramică Vision compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Solutie modelare, 250ml Vita	Germania	Vita	Lichid p/u diluarea prafului de ceramică la lucrările din metalo- ceramică min. 250 ml/Flac	Solutie modelare, 250ml Vita	Certificat CE
82. Lichid pentru diluarea prafului de Opac compatibilă cu praful de Opac pentru cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Solutie opaque 50ml , Vita	Germania	Vita	Lichid p/u diluarea prafului de grunt la lucrările din metalo- ceramică min. 50 ml/Flac	Solutie opaque 50ml , Vita	Certificat CE
87. Piesă turbină	Piesa turbina cu fibra optica LED generat "CX207- FW2-SP M4", COXO	China	Coxo	Piesă turbina cu 4 ieșiri, mildvest, cu pushbuton, asamblat cu LED autoiluminată	Piesa turbina cu fibra optica LED generat "CX207- FW2-SP M4", COXO	Certificat CE

103. Polimerizator foto UVA pentru lucrările printate	Polimerizator 4UVA p/u linguri individuale, SongYoung 01050	Taiwan	Song Yong	Pentru lucrările printate, conține min. 4 lampi ultraviolete.	Polimerizator 4UVA p/u linguri individuale, SongYoung 01050	Certificat CE
104. Portac	Port-ac Crile-Wood 150mm, Medesy 1743	Italia	Medesy	Port ac Crile-Wood Material: oțel inox Lungime: 15,0 cm Port-ac clasic, cu parti active ce prezinta zimti/striatii, potrivit pentru firele de sutura: 3/0, 4/0, 5/0, si 6/0, Profil piramidal, cu sistem de blocare/deblocare in 3 trepte	Port-ac Crile-Wood 150mm, Medesy 1743	Certificat CE
105. Oglindă stomatologică	Oglinda N4 1buc, Medesy 4903-4	Italia	Medesy	Fără mărire, diametru=23mm	Oglinda N4 1buc, Medesy 4903-4	Certificat CE
106. Pensă stomatologică	Pinceta anatomica Adson 12cm, UD 786-603	Pakistan	Super Dental	Pensă stomatologică anatomică cu partea activă curbată, din oțel inoxidabil	Pinceta anatomica Adson 12cm, UD 786-603	Certificat CE
107. Freză Lindemann	C161/016, freza chirurgicala P/D ,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freza chirurgicală specială din tungsten pentru secționarea osului, adaptabilă la piesa dreaptă cu secțiune cross-cut a partii active cu diametru părții active de 016 mm, lungimea părții active 10mm și lungimea totală 25 mm	C161/016, freza chirurgicala P/D ,Elvetia	Certificat CE
109. Excavator	Excavator, UD 786	Pakistan	Super Dental	Din oțel inoxidabil, forma părții active alungită sau ascuțită cu diametrul - 2mm.	Excavator, UD 786	Certificat CE
112. Clește pentru taierea distala a arcurilor ortodontice	Clește p/taierea arcului d-0.7mm, Medesy	Italia	Medesy	Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune, cu garanție de minim 3 ani. Mâiner din oțel inoxidabil si cu capăt ondulat, ergonomic pentru tăierea distală arcurilor, partea tăietoare în interiorul fălcilor-tăierea sîrmelor de toate aliajele, cu dimensiunile de 0.21 -0.25. Taie arcurile chiar la terminația tubușorului buccal (la zero), fine capătul tăiat al arcului astfel eliminînd orice discomfort al pacientului.	Clește p/taierea arcului d-0.7mm, Medesy	Certificat CE
113. Clește pentru îndoituri de tip Tweed	Clește ortodontice Tweed ,Medesy 3000/51	Italia	Medesy	Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune, cu garanție de minim 3 ani. Ciocurile drepte, plate, drepte, rectangulare, netede,	Clește ortodontice Tweed ,Medesy 3000/51	Certificat CE

				paralele, permite indoiturile de ordinul 1, 2 și 3 pe arcuiri de până la 022"x028" pe secțiune.		
114. Pensă Mathieu	Port-ac Mathieu 140 mm, Medesy 1855	Italia	Medesy	lastic cu vârfuri puternice, zimțate, rotunjite, concepute pentru a răsuși ligaturile. Sistema de blocare la închidere.	Port-ac Mathieu 140 mm, Medesy 1855	Certificat CE
117. Clește angulat pentru îndepărtarea brackeșilor	Clește ortodontice, Medesy 3000/82	Italia	Medesy	Virfurile ascuțite ale cleștelui angulate la 60o intră perfect între bracket și suprafața dintelui pentru o îndepărtare a bracketului în siguranță și confortabil pentru pacient	Clește ortodontice, Medesy 3000/82	Certificat CE
136. Gume poleire	Enhance polire-disc p/finisare, Dentsply 624045X	SUA	Dentsply	Gume polire din silicon de culoare albă, pentru poleirea compozitelor forma disc	Enhance polire-disc p/finisare, Dentsply 624045X	Certificat CE
137. Gume poleire	Enhance polire-con p/finisare, Dentsply 624065X	SUA	Dentsply	Gume polire din silicon de culoare albă, pentru poleirea compozitelor forma con	Enhance polire-con p/finisare, Dentsply 624065X	Certificat CE
138. Gume poleire	Enhance polire-cupa p/finisare, Dentsply 624055X	SUA	Dentsply	Gume polire din silicon de culoare albă, pentru poleirea compozitelor forma cupă	Enhance polire-cupa p/finisare, Dentsply 624055X	Certificat CE
139. Foi latex	Dental Dam 36buc/52 buc, DD	Italia	Sanctuary	Cutie cu foi de latex pentru izolare, de 6*6 mm, medium, cu max 36 foi	Dental Dam 36buc/52 buc, DD	Certificat CE
140. Perii profilaxie	Perii profilactica, Eagle	China	Eagle	Perii profilaxie pentru curățarea și lustruirea dinților cu duritate medie din peri sintetice	Perii profilactica, Eagle	Certificat CE
149. Bavete	Servetele pacient in 3 straturi (33cmx45cm), Lime 500buc, Euronda 21810412	Italia	Euronda	Șervețele toracice pentru pacienți din celuloză pură lipite pe o singură foaie de polietilenă. Constă din trei straturi - 2 foi de hârtie + 1 foaie de polietilenă - hârtie plastificată 48X32 cm (min 500 buc)	Servetele pacient in 3 straturi (33cmx45cm), Lime 500buc, Euronda 21810412	Certificat CE
150. Rulouri de vată	Role de vata "Monoart №1" 840 buc, Euronda 22610101	Italia	Euronda	Rulouri de vata nr.1 min. 750 buc	Role de vata "Monoart №1" 840 buc, Euronda 22610101	Certificat CE
151. Aspirator de salivă	Aspirator de saliva 100 bucX15cm, Euronda	Italia	Euronda	Fabricat din PVC, transparent, flexibil, netoxic, cu firul inoxidabil din interior, ia ușor și își menține	Aspirator de saliva 100 bucX15cm, Euronda	Certificat CE

				forma, cu vârf moale și rotunjit,min 100 de bucăți în pachet		
156. Dezinfectant p/u suprafețe	Dezinfectant pt suprafețe Zeta 3 Soft 750ml, Zhermack C810023	Italia	Zhermack	Lichid pe bază de alcool pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor în domeniul medical, Spray-maxim 1000 ml, soluție transparent incoloră, cu miros specific de alcool,	Detergent dezinfectant fara aldehide, gata de folosire, cu spectru larg de actiune. Indicatii: - Dezinfectarea rapida la nivel inalt si curatarea intre un pacient si altul a suprafetelor dispozitivelor medicale (manere, etajere, tapiterii, piese de mana, tavi de instrumentar, suporturi filme, manere lampi, scuiptoare unituri, etc). - Recomandat in mod special pentru dezinfectarea suprafetelor delicate, sensibile la agresiunea chimica a solutiilor pe baza de alcool. Caracteristici: - Actiune: bactericida, fungicida, antituberculoasa, virucida (inclusiv HIV, HBV, HCV). - Solutie gata preparata, aplicabila prin pulverizare. - Timp de actiune 1 minut, apoi se sterge cu un servetel suprafata sau dispozitivul medical, dupa care	Certificat CE

					se lasa sa se usuce. - Aroma de cedru. Prezentare: Flacon 750 ml cu pulverizator.	
157. Șervețele dezinfectante	Servetele dezinfectante 120 buc Zeta 3 Wipes Total Refil, Zhermack	Italia	Zhermack	Rezerve șervețele dezinfectante cu alcool pentru recipientele existente. Cutie: min. 120 buc., dimensiunea maxim 14cm*15cm. Îmbibate cu soluție antiseptică p/u prelucrarea suprafețelor	Servetele dezinfectante, fara aldehide, cu spectru larg de actiune biocida. Indicatii: - Curatarea si dezinfectarea rapida, intre pacienti, a suprafetelor si a zonelor cu risc de infectie, in cazul in care timpul de contact este scurt (de exemplu, pentru tetiere, manere, lampi, piese de mana, ceramica, sticla si suprafete laminate rezistente la dezinfectantele cu continut mare de alcool). Caracteristici: - Actiune: bactericida, fungicida, antituberculoasa, virucida (inclusiv HIV, HBV, HCV), activ pe virusul gripal H1N1(spectru larg de actiune conform standardelor Europene); - Testate din punct de vedere dermatologic; - Ingredient activ: saruri amoniu cuaternar;	Certificat CE

					- Aroma de menta proaspata. Spectru de actiune: - Bactericid: EN 1276, EN 13697, EN 14561 (inclusiv MRSA). - Fungicid: EN 13697, EN 14562 (A. niger, A. fumigatus). - Tuberculocid: EN 14348, EN 14563 (M. terrae). - Virucid: EN 14476 (testat pe Poliovirus, Coronavirus, Norovirus, Adenovirus, Rotavirus including HSV, HCV, HBV, VRS, H1N1, toti virusii influenza tip A oameni si animale). Refill: 120 servetele impregnate cu solutie dezinfectanta.	
158. Dezinfectant pentru instrumente - soluție	Dezinfectant pt instrumente, concentrat 1% Zeta 1 Ultra 1000ml, Zhermack	Italia	Zhermack	Concentrat puternic pentru dezinfectarea rapida a instrumentarului medical si stomatologic. Dezinfectant – detergent concentrat, sub forma lichida, fara aldehide, pentru curățarea și dezinfectarea instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Potrivit pentru folosirea in baile cu ultrasunete. Cu o putere mare de curatare, să nu fixeze proteinele, cu conținut de inhibitori de coroziune. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra: virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, Adenovirus, Coronavirus. Concentrație: 2%. Flacon minim 1000 ml	Detergent si dezinfectant concentrat, fara aldehide, cu spectru larg de actiune. Indicatii: - Curatarea si dezinfectarea la nivel inalt a instrumentarului stomatologic chirurgical si rotativ, inclusiv a celui delicat (bisturie, pense, pensete, freze, oglinzi, sonde). Caracteristici: - Actiune:	Certificat CE

					bactericida, fungicida (inclusiv bacilul tuberculozei), virucida (inclusiv HIV, HBV, HCV), activ pe virusul gripal H1N1. - Solutie concentrata (dintr- un litru de solutie se obtin 100 litri de solutie dezinfecanta concentratie 1%). - Pentru ultrasunete: dilutie 1% - la temperatura de 30°C, timp de contact redus la 10 minute. - Timp de actiune 15 - 30 minute. - Non coroziv. - Fara aldehide. - Solutia gata preparata este stabila pentru maximum o saptamana (in situatia in care instrumentele sunt deosebit de contaminate cu sange, saliva sau tesuturi organice, se inlocuieste solutia frecvent) Prezentare: Flacon 1000ml solutie concentrata.	
159. Dezinfecant instrumente	Dezinfecant pt instrumente, concentrat 1% Zeta 1 Ultra 1000ml, Zhermack	Italia	Zhermack	Soluție dezinfectantă concentrată pentru instrumente cu spectru larg de eficiență microbiologică, tuberculocid, microbactericid, virucidal. Nu conține aldehide. Potrivit pentru folosire în baia cu ultrasunet. Soluție pe bază de	Detergent si dezinfecant concentrat, fara aldehide, cu spectru larg de actiune. Indicatii: - Curatarea si	Certificat CE

				clorură de alchil-dimetil-amoniu / clorură de didecildimetilamoniu și alte substanțe chimice. Este compatibilă cu polietilenă, silicon, fier, oțel și sticlă acrilică fără riscul decolorării. Concentrație: 2%. Flacon minim 1000 ml.	dezinfectarea la nivel înalt a instrumentarului stomatologic chirurgical și rotativ, inclusiv a celui delicat (bisturie, pense, pensete, freze, oglinzi, sonde). Caracteristici: - Actiune: bactericida, fungicida (inclusiv bacilul tuberculozei), virucida (inclusiv HIV, HBV, HCV), activ pe virusul gripal H1N1. - Solutie concentrata (dintr-un litru de solutie se obtin 100 litri de solutie dezinfectanta concentratie 1%). - Pentru ultrasunete: dilutie 1% - la temperatura de 30°C, timp de contact redus la 10 minute. - Timp de actiune 15 - 30 minute. - Non coroziv. - Fara aldehide. - Solutia gata preparata este stabila pentru maximum o saptamana (in situatia in care instrumentele sunt deosebit de contaminate cu sange, saliva sau tesuturi organice, se	
--	--	--	--	---	---	--

					inlocuieste solutia frecvent) Prezentare: Flacon 1000ml solutie concentrata.	
160. Rulou pachete sigilare 150 x200 m	Rulou pachete de sigilare 150mm x 200m, EURONDA 20410354	Italia	Euronda	Rulou, lățimea de 150 mm, lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calității sterilizării pe ambalajul respectiv	Rulou pachete de sigilare 150mm x 200m, EURONDA 20410354	Certificat CE
164. Pastile antiseptice	Tablete dezinfectante "Mouthwash" 1000 buc. DCL	Germania	DCL Composites	P/u clătirea cavității bucale. Benzoat de sodiu 5.23, mentol-0.14, timol-0.13, adjuvant până la 100. Cânte 1000 pastile/flacon.	Tablete dezinfectante "Mouthwash" 1000 buc. DCL	Certificat CE
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Mihail Arnaut În calitate de: Director
Ofertantul: Visiosystems SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocilor, 1