

Specificații tehnice

Numărul licitației: 21142412 / cds-b3wdp1-MD-1704470381451 din 13.03.2024									
Denumirea licitației: Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2							
		Lot Nr. 5 Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată							
331000 00-1	5.1	Tija FEMUR	Charfix System, Femoral nail 3.2855.280->3.2855.380; 3.2854.280->3.2854.380; 3.2857.280->3.2857.380; 3.2856.280->3.2856.380	Polonia	CHM	Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 280,0- 3800,0mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiționă cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, si 2 gauri pentru zăvorire în plan sagital, dintre care una ovală pentru compactare;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentariul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea proximală să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4.5- 5,0 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 280,0- 380,0 mm, - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă este canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiționă cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate- În partea proximală prezintă 2 găuri pentru zăvorire orizontală, si 2 gauri pentru zăvorire în plan sagital, dintre care una ovală pentru compactare;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul va conține elemente de ochire cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul va conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul va conține tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul va conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea proximală se realizeaza cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4.5- 5,0 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor,vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000094867; DM000094866; DM000094868; DM000094869;	
331000 00-1	5.2	Surub 6,0- 6,5 mm zăvorire distala titan	CHARFIX Distal screw 3.1651.060-> 3.1651.075	Polonia	CHM	D. 6,5mm, L 60,0-75,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	D. 6,5mm, L 60,0-75,0 mm - vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate- Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; -Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101259	
331000 00-1	5.3	Surub 4,5 - 5,0 mm zăvorire proximala titan	CHARFIX Distal screw 3.1654.040->3.1654.050	Polonia	CHM	L 40,0-50,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	L 40,0-50,0 mm - vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate- Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101262	
Lot Nr. 6 Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată									

331000 00-1	6.1	Tija FEMUR	Charfix System, Femoral nail 3.2855.360->3.2855.420; 3.2854.360-> 3.2854.420; 3.2857.360-> 3.2857.420; 3.2856.360-> 3.2856.420	Polonia	CHM	Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter și implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd variată standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural)- Varianta anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; Să prezinte șurub de compresune;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4.5- 5,0 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofetelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta stînga/dreapta - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija este canulată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter și implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterograd variată standard (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), poate fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural)- Varianta anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate- În partea proximală prezintă 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinta șurub de compresune;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și prezintă o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea se realizează cu șuruburi de zăvorire de diametru 4.5- 5,0 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofetelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informație tehnica implanturi conform brosurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000094867; DM000094866; DM000094868; DM000094869;
331000 00-1	6.2	Surub reconstructiv 6,0 6,5 mm zavorire proximala titan	CHARFIX Reconstruction cannulated screw 3.1652.080-> 3.1652.105	Polonia	CHM	D. 6.5 mm; L 80,0-105,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofetelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	D. 6.5 mm; L 80,0-105,0 mm - Vom prezenta varianta electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofetelor vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informație tehnica implanturi conform brosurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101260
331000 00-1	6.3	Surub diametru 4,5 - 5,0 mm pentru zavorire proximala titan	CHARFIX Distal screw 3.1654.060->3.1654.065	Polonia	CHM	L 60-65 mm± 1 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofetelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	d. 4,5 mm, L 60-65 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofetelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informație tehnica implanturi conform brosurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101262

331000 00-1	6.4	Surub diametru 4,5 -5,0 mm pentru zavorire distala titan	CHARFIX Distal screw 3.1654.040->3.1654.065	Polonia	CHM	L 40 - 65 mm ± 1 mm Titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	d. 4,5 mm, L 40 - 65 mm , Titan Nesteril - fara termen de valabilitate - vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul o se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informație tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101262
Lot Nr. 7 Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN								
331000 00-1	7.1	PFN 130 grade titan, varianta stînga/dreapta	ChFN Trochanteric nail 3.4876.240-3.4876.260; 3.4950.280-3.4950.380; 3.4951.280-3.4951.380; 3.4877.240-3.4877.260; 3.4952.280-3.4952.380; 3.4953.280-3.4953.380;	Polonia	CHM	Diametrul 10,0-11,0mm. Lungimea 240mm-380mm. Varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorîre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte surub de compresiune; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 -5,0 mm;; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Diametrul 10,0-11,0mm. Lungimea 240mm-380mm. Varianta stînga/dreapta - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorîre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° față de axa tijei centromedulare; - Prezinta surub de compresiune; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 -5,0 mm;; - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informație tehnica implanturi conform brosurii CHFN femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000095193; DM000095267; DM000095268; DM000095194; DM000095269; DM000095270;
331000 00-1	7.2	Surub 4,5 - 5.0 mm zavorire distala titan	CHARFIX DISTAL SCREW 4.5 mm, 3.1654.040-> 3.1654.045	Polonia	CHM	, marimea 40- 45 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	d. 4,5 mm, marimea 40- 45 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor Informație tehnica implanturi conform brosurii CHFN femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000101262

331000 00-1	7.3	Surub canulat 10,5 - 11,5 mm, zavorire proximala titan	ChFN JOIN CANNULATED TROCHANTERIC SCREW COLLAR 3.1938.095->3.1938.110	Polonia	CHM	, marimea 95-110 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confectionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele sa fie livrate cu doua seturi de instrumente in custodie, componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite in trusa; - Instrumentarul sa fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile sa aiba marcajul producătorului; - Instrumentariul sa conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atit pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul sa conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul sa conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul sa conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	d. 11 mm, marimea 95-110 mm - vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confectionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu o cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atit pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informație tehnica implanturi conform brosurii CHFNF femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000101333
331000 00-1	7.4	Surub canulat 6,0- 6,5 mm, zavorire proximala titan	ChFN JOIN CANNULATED TROCHANTERIC SCREW COLLAR 3.1935.090->3.1935.105	Polonia	CHM	marimea 90-105 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confectionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele sa fie livrate cu doua seturi de instrumente in custodie, componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite in trusa; - Instrumentarul sa fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile sa aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul sa conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atit pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul sa conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul sa conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul sa conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	d. 6,5 mm, marimea 90-105 mm - vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confectionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile sa aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atit pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informație tehnica implanturi conform brosurii CHFNF femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000101332
331000 00-1	8.1	Tija TIBIA	Charfix system 3.2624.280->3.2624.380; 3.2625.280-> 3.2625.380	Polonia	CHM	Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm. - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija sa fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără alezaj ; - Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 45 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte surub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atit în extremitatea proximală cit și în cea distală a tijei pentru compactare și dinamizare ; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvori în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare) ; - Zăvorărea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă pozitii bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele să fie de același producător ; - Instrumentariul, tijele, șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm. - vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija o să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără alezaj ; - Poate fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 45 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Prezinta șurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Prezinta o gaură ovală atit în extremitatea proximală cit și în cea distală a tijei pentru compactare și dinamizare ; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvori în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare) ; - Zăvorărea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă pozitii bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele o să fie de același producător ; - Instrumentariul, tijele, șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariulo să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informație tehnica implanturi conform brosurii CHFNF femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000094643; DM000094644

331000 00-1	8.2	Surub 4,5-5,0 mm, zavorire titan	CHARFIX DISTAL SCREW 4,5 mm, 3.1654.030-> 3.1654.050	Polonia	CHM	marimea 30- 50 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (in custodie), componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite in trusa ; - Instrumentarul si tijele sa fie de același producător ; - Instrumentariul, tijele, suruburile sa aiba marajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor.	d.4,5 mm, marimea 30- 50 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (in custodie), componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite in trusa ; - Instrumentarul si tijele o sa fie de același producător ; - Instrumentariul, tijele, suruburile o sa aiba marajul producătorului; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. Informație tehnică implanturi conform brosurii CHFNF femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000101262
Lot 3 Nr. 39 Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată								
331000 00-1	39.1	Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată lungimea 360-420 mm, diametru 9-11 mm, dreapta	Charfix system 1.2854.360->1.2854.420; 1.2856.360->1.2856.420; 1.2858.360->1.2858.420;	Polonia	CHM	1. Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj.2. Să poată fi introdusă anterograd variată standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorire de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor).3. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter.4. Diametre tijे cuprinse între 9 – 11 mm și lungimi cuprinse între 360 și 420 mm.5. Material de confecționare oțel – inox sau titan.6. În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare.7. Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare.8. Să prezinte șurub de compresie. 9. Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm. 10. Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distale.11. Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare.12. Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. Instrumentarul să fie de același producător cu tijele, alt instrumentariu cît și tijele și șuruburile să aibă marajul producătorului.13. Instrumentariul să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital.14. Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor.15. Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru.16. Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm.17. Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping).18. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor.19. Sa se accepte schimbarea luginii a tijelor și șuruburilor corticale.20. Sa se accepte schimbarea tijelor dreapta/stinga	1. Tijă este canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj. 2. Poate fi introdusă anterograd variată standard (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), poate fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorire de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa va conține sistemul de introducere și fixare a buloanelor). 3. Variantă anatomică stînga / dreapta cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter. 4. Diametre tijे cuprinse între 9 – 11 mm și lungimi cuprinse între 360 și 420 mm. 5. Material de confecționare oțel – inox. 6. În partea proximală prezintă 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare. 7. Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție sunt la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare. 8. Prezintă șurub de compresie. 9. Prezintă obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm. 10. Prezintă găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distale. 11. Blocarea distală realizează în 2 planuri perpendiculare și prezintă o gaură ovală de dinamizare. 12. Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele, alt instrumentariu cît și tijele și șuruburile să aibă marajul producătorului. 13. Instrumentariul o să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital. 14. Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor. 15. Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru. 16. Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm. 17. Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping). 18. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. 19. O sa se accepte schimbarea luginii a tijelor și șuruburilor corticale. 20. O sa se accepte schimbarea tijelor dreapta/stinga Informație tehnică implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000096545; DM000096547; DM000096549;
331000 00-1	39.2	Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată lungimea 360-420 mm, stînga	Charfix system 1.2855.360->1.2855.420; 1.2857.360->1.2857.420; 1.2859.360->1.2859.420;	Polonia	CHM	1. Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj.2. Să poată fi introdusă anterograd variată standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorire de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor).3. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter.4. Diametre tijे cuprinse între 9 – 11 mm și lungimi cuprinse între 360 și 420 mm.5. Material de confecționare oțel – inox sau titan.6. În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare.7. Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare.8. Să prezinte șurub de compresie. 9. Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm. 10. Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distale.11. Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare.12. Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. Instrumentarul să fie de același producător cu tijele, alt instrumentariu cît și tijele și șuruburile să aibă marajul producătorului. 13. Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital. 14. Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor. 15. Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru. 16. Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm. 17. Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping). 18. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. 19. Sa se accepte schimbarea luginii a tijelor și șuruburilor corticale. 20. Sa se accepte schimbarea tijelor dreapta/stinga	1. Tijă canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj. 2. Poate fi introdusă anterograd variată standard (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), poate fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorire de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor). 3. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter. 4. Diametre tijे cuprinse între 9 – 11 mm și lungimi cuprinse între 360 și 420 mm. 5. Material de confecționare oțel – inox. 6. În partea proximală prezintă 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare. 7. Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare. 8. Prezintă șurub de compresie. 9. Prezintă obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm. 10. Prezintă găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distale. 11. Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și o să prezinte o gaură ovală de dinamizare. 12. Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă. Instrumentarulo să fie de același producător cu tijele, alt instrumentariu cît și tijele și șuruburile să aibă marajul producătorului. 13. Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital. 14. Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor. 15. Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru. 16. Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm. 17. Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping). 18. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. 19. Se accepta schimbarea luginii a tijelor și șuruburilor corticale. 20. Se accepta schimbarea tijelor dreapta/stinga Informație tehnică implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000096546; DM000096548; DM000096550;
331000 00-1	39.3	Șurub de reconstrucție, canulat d. 6,5 mm cu lungimea între 90 și 120 mm	CHARFIX Reconstruction cannulated screw 1.1652.090-> 1.1652.120	Polonia	CHM	1. Material: Inox Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor.	1. Material: Inox Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. Informație tehnică implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101234

331000 00-1	39.4	Șurub de blocaj d. 6,5 mm cu L. între 40 și 54 mm	CHARFIX Distal screw 1.1651.040->1.1651.050	Polonia	CHM	1. Material: Inox Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	1. Material: Inox Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informație tehnică implanturi conform broșurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101233
331000 00-1	39.5	Șurub proximal și distal de zăvorire d. 4,5 mm cu L. 44 și 75 mm	CHARFIX Distal screw 1.1654.045->1.1654.075	Polonia	CHM	Material: Inox Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	1. Material: Inox Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informație tehnică implanturi conform broșurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101236
331000 00-1	39.6	Set de instrumente livrat în custodie - Gratis in folosintă	INSTRUMENT SET FOR FEMORAL NAILS 40.5390.500	Polonia	CHM	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implanturile livrate și să fie de același producător. 2. va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenele pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 6. componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. mfn caz de defecțiune, instrumentele vor fi servite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implanturile livrate și o să fie de același producător. 2. va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenele pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 6. componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. In caz de defecțiune, instrumentele vor fi servite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare. Informație tehnică implanturi conform broșurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000075759
331000 00-1	39.7	Tijă centromedulară zăvorită canulată de humerus lungimi cuprinse între 220 și 260 mm și d. între 8 mm	Reconstraction Humeral nail 1.2435.220- >1.2435.260	Polonia	CHM	1. Tijă să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj. 2. Să potă fi folosită și ca tijă de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de d. 4,5 mm. 3. Diametre cuprinse între 8 mm, lungimi cuprinse între 220 – 260 mm. 4. Material oțel inox. 5. Să prezinte o gaură ovală pentru compactare 6. Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 - 5 mm lungimi cuprinse între 28 și 40 mm. 7. Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală pentru toate giurile cu posibilitate de reglaj fin, trusa de instrumente să fie livrată în custodie, instrumentariul și tijele o să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului. 8. Instrumentariul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor. 9. Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. 10. Șuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor (self tapping). 11. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, instrumentariu de aplicare și cataloagele producătorilor. 12. Sa se accepte schimbarea luginii a tijelor și șuruburilor corticale.	1. Tijă o să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj. 2. Poate fi folosită și ca tijă de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de d. 4,5 mm. 3. Diametre cuprinse între 8 mm, lungimi cuprinse între 220 – 260 mm. 4. Material oțel inox. 5. Prezinta o gaură ovală pentru compactare 6. Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 - 5 mm lungimi cuprinse între 28 și 40 mm. 7. Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală pentru toate giurile cu posibilitate de reglaj fin, trusa de instrumente o să fie livrată în custodie, instrumentariul și tijele o să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului. 8. Instrumentariul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor. 9. Componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă. 10. Șuruburile de blocaj o să aibă vîrf tăietor (self tapping). 11. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, instrumentariu de aplicare și cataloagele producătorilor. 12. Se accepta schimbarea luginii a tijelor și șuruburilor corticale. Informație tehnică implanturi conform broșurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000096211;
331000 00-1	39.8	Șurub de blocaj d.4,5 mm cu L. între 28 -40 mm	Distal screw 4,5 1.1654.028->1.1654.040	Polonia	CHM	1. Material: Inox Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	1. Material: Inox Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informație tehnică implanturi conform broșurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101236
331000 00-1	39.9	Set de instrumente livrat în custodie	INSTRUMENT SET 40.5020.500	Polonia	CHM	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implanturile livrate și să fie de același producător. 2. va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenele pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 6. componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi servite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implanturile livrate și să fie de același producător. 2. va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenele pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 6. componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi servite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare. Informație tehnică implanturi conform broșurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000075751
			Lot Nr. 40 Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată					
331000 00-1	40	Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala titan	CHARFIX Distal screw 3.1654.060	Polonia	CHM	L 60 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condilănu cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică sfînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare titan - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentariul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariul cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin afit pentru giurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 4,5 mm, L 60 mm - Material de confecționare titan Informație tehnică implanturi conform broșurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101262

Lot Nr. 41 Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată								
331000 00-1	41.1		Charfix femoral nail 1.2855.360	Polonia	CHM	360 Left - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Diametre tijے cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjuccare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 9mm, L- 360 Left - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Diametre tijے cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală prezintă 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Prezinta șurub de compresiune; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjuccare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informative tehnica implanturi conform brosurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000096546
331000 00-1	41.2		Charfix femoral nail 1.2855.380	Polonia	CHM	380 Left - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter;- Diametre tijے cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjuccare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 9mm, L- 380 Left - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Diametre tijے cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală prezintă 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Prezinta șurub de compresiune; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjuccare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Informative tehnica implanturi conform brosurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000096546
		Tija FEMUR diametrul 9 mm inox						

331000 00-1	41.3		Charfix femoral nail 1.2855.400	Polonia	CHM	400 Left - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorire de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 ghuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte ghuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar cit și tijele și șuruburile o să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru ghurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 9mm, L- 400 Left - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorire de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 ghuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Prezinta șurub de compresune; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta ghuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru ghurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000096546
331000 00-1	41.4		Charfix femoral nail 1.2854.360	Polonia	CHM	360 Right - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorire de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 ghuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte ghuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru ghurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 9mm, L- 360 Right - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorire de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 ghuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Prezinta șurub de compresune; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta ghuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru ghurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000096545

331000 00-1	41.5		Charfix femoral nail 1.2854.380	Polonia	CHM	380 Right - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd/variantă standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și altre micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alcazoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm; - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 9mm, L- 380 Right - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterograd/variantă standard (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și altre micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Prezinta șurub de compresune; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alcazoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000096545
331000 00-1	41.6		Charfix femoral nail 1.2854.400	Polonia	CHM	400 Right - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd/variantă standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și altre micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresune; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alcazoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm; - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 9mm, L- 400 Right - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterograd/variantă standard (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și altre micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Prezinta șurub de compresune; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alcazoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000096545

331000 00-1	41.7		Charfix femoral nail 1.2857.360	Polonia	CHM	360 Left - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija sa fie canalată cu design, care sa permita implantarea firă alezaj; - Sa poată fi introdusă anterograd/variantă standart (sa permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), sa poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (sa permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și sa poată fi introdusă retrograd (sa permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și altre micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresie; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alazeatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 10mm, L- 360 Left - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija o să fie canalată cu design, care sa permită implantarea firă alezaj; - Poate fi introdusă anterograd/variantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și altre micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Prezinta șurub de compresie; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeaza în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alazeatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm. - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000096548
331000 00-1	41.8		Charfix femoral nail 1.2857.280	Polonia	CHM	380 Left - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija sa fie canalată cu design, care sa permită implantarea firă alezaj; - Sa poată fi introdusă anterograd/variantă standart (sa permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), sa poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (sa permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și sa poată fi introdusă retrograd (sa permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și altre micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresie; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alazeatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 10mm, L- 380 Left - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija o să fie canalată cu design, care sa permită implantarea firă alezaj; - Poate fi introdusă anterograd/variantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și altre micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Prezinta șurub de compresie; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeaza în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alazeatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm. - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000096548

331000 00-1	41.9		Charfix femoral nail 1.2857.400	Polonia	CHM	400 Left - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija să fie canalată cu design, care să permită implantarea firă alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijeii centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiuine; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijeile; - Instrumentariu cit și tijeile și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm; - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijeilor; - Instrumentariul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a șurubului de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 10mm, L- 400 Left - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija o să fie canalată cu design, care să permită implantarea firă alezaj; - Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijeii centromedulare; - Prezinta șurub de compresiuine; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeaza în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijeile; - Instrumentariu cit și tijeile și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm; - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijeilor; - Instrumentariul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tija-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000096548
331000 00-1	41.1 0		Charfix femoral nail 1.2856.360	Polonia	CHM	360 Right - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija să fie canalată cu design, care să permită implantarea firă alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijeii centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiuine; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijeile; - Instrumentariu cit și tijeile și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijeilor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tija-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 10mm, L- 360 Right - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija o să fie canalată cu design, care să permită implantarea firă alezaj; - Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijeii centromedulare; - Prezinta șurub de compresiuine; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeaza în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijeile; - Instrumentariu cit și tijeile și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm; - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijeilor; - Instrumentariul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tija-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	DM000096547

331000 00-1	41.1 1		Charfix femoral nail 1.2856.380	Polonia	CHM	380 Right - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija sa fie canulata cu design, care sa permita implantarea firă alezaj; - Sa poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresiuine;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte gluri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijeile;- Instrumentariu cit și tijeile și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glările din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 10mm, L- 380 Right - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija o să fie canulată cu design, care să permită implantarea firă alezaj; - Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinta șurub de compresiuine;- Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta gluri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală se realizeaza în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții b ine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijeile;- Instrumentariu cit și tijeile și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glările din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000096547
331000 00-1	41.1 2		Charfix femoral nail 1.2856.400	Polonia	CHM	400 Right - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija sa fie canulată cu design, care sa permita implantarea firă alezaj; - Sa poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresiuine;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte gluri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijeile;- Instrumentariu cit și tijeile și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glările din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare,Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	d. 10mm, L- 400 Right - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija o să fie canulată cu design, care să permită implantarea firă alezaj; - Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinta șurub de compresiuine;- Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta gluri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală se realizeaza în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții b ine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijeile;- Instrumentariu cit și tijeile și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glările din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare,Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000096547

331000 00-1	41.1 3	Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala inox	CHARFIX Reconstruction cannulated screw 1.1652.090	Polonia	CHM	L 90 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresie;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte gluri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	L- 90 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinta șurub de compresie;- Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta gluri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală se realizeaza în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții b ine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101234
331000 00-1	41.1 4	Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala inox	CHARFIX Reconstruction cannulated screw 1.1652.095	Polonia	CHM	L 95 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresie;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte gluri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	L- 95 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinta șurub de compresie;- Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta gluri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală se realizeaza în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții b ine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101234

331000 00-1	41.1 5	Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala inox	CHARFIX Reconstruction cannulated screw 1.1652.100	Polonia	CHM	L 100 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd/variantă standard (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Diametre tijă cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 ghuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte ghuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru ghurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4.5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	L- 100 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterograd/variantă standard (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Diametre tijă cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 ghuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Prezinta șurub de compresiune; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta ghuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru ghurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4.5 mm - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101234
331000 00-1	41.1 6	Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala inox	CHARFIX Reconstruction cannulated screw 1.1652.105	Polonia	CHM	L 105 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd/variantă standard (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Diametre tijă cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 ghuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru ghurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4.5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	L- 105 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterograd/variantă standard (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Diametre tijă cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 ghuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Prezinta șurub de compresiune; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta ghuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru ghurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4.5 mm - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101234

331000 00-1	41.1 7	Surub diametru 5 mm pentru zavorire proximala inox	CHARFIX Distal screw 1.1654.065	Polonia	CHM	L 65 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canalată cu design, care să permită implantarea firă alezaj;- Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și șuruburi de 4,5 mm;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox;- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresiune;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vîrf al tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm;- Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	L- 65 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canalată cu design, care să permită implantarea firă alezaj;- Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinta șurub de compresiune;- Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de vîrf al tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală se realizeaza în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiar, Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15- 52ului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	DM000101236
331000 00-1	41.1 8	Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox	CHARFIX Distal screw 1.1654.040	Polonia	CHM	L 40 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canalată cu design, care să permită implantarea firă alezaj;- Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și șuruburi de 4,5 mm;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox;- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresiune;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vîrf al tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm;- Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	L- 40 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canalată cu design, care să permită implantarea firă alezaj;- Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinta șurub de compresiune;- Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de vîrf al tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală se realizeaza în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitareInformatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101236

331000 00-1	41.1 9	Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox	CHARFIX Distal screw 1.1654.045	Polonia	CHM	L- 45 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox;- În partea proximală să prezinte 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresiune;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte gluri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tije/le; - Instrumentariu cit și tije/le și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm;- Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a țijelor;- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii țijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	L- 45 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinta șurub de compresiune;- Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta gluri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală se realizeaza în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tije/le; - Instrumentariu cit și tije/le și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm;- Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a țijelor;- Instrumentariul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii țijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101236
331000 00-1	41.2 0	Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox	CHARFIX Distal screw 1.1654.050	Polonia	CHM	L- 50 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox;- În partea proximală să prezinte 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresiune;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte gluri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tije/le; - Instrumentariu cit și tije/le și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm;- Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a țijelor;- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii țijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	L- 50 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinta șurub de compresiune;- Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta gluri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală se realizeaza în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tije/le; - Instrumentariu cit și tije/le și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm;- Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a țijelor;- Instrumentariul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii țijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101236

331000 00-1	41.2 1		CHARFIX Distal screw 1.1654.055	Polonia	CHM	L- 55 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea firă alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresiune;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte gluri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tije/le; - Instrumentariu cit și tije/le și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glările din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijeilor;- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tija-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	L- 55mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija o să fie canulată cu design, care să permită implantarea firă alezaj; - Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinta șurub de compresiune;- Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta gluri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tije/le; - Instrumentariu cit și tije/le și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glările din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijeilor;- Instrumentariul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tija-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101236
331000 00-1	41.2 2		CHARFIX Distal screw 1.1654.060	Polonia	CHM	L- 60 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea firă alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresiune;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte gluri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tije/le; - Instrumentariu cit și tije/le și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glările din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijeilor;- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tija-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	L- 60mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija o să fie canulată cu design, care să permită implantarea firă alezaj; - Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală prezinta 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinta șurub de compresiune;- Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta gluri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tije/le; - Instrumentariu cit și tije/le și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glările din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alzoatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijeilor;- Instrumentariul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tija-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101236

331000 00-1	41.2 3		CHARFIX Distal screw 1.1654.065	Polonia	CHM	L 65 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condițiană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox;- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresiuine;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentariul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atit pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm;- Instrumentariul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	L- 65mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condițiană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală prezintă 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinta șurub de compresiuine;- Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală se realizeaza în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentariul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atit pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm;- Instrumentariul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul o să conțină elemente care o să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping);- Ne obligăm să acceptăm schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Informație tehnica implanturi conform brosurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101236
Lot Nr. 42 Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN								
331000 00-1	42.1		ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4951.300	Polonia	CHM	marimea 10X30 L - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox;- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresiuine;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentariul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atit pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm;- Instrumentariul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 10X30 L - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinte șurub de compresiuine;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentariul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atit pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm;- Instrumentariul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	DM000095268
		PFN 130 grade titan						

331000 00-1	42.2		ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4950.300	Polonia	CHM	marimea 10X30 R - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiționată cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică sfînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Diametre tijă cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 10X30 R -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiționată cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică sfînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijă cuprinse între 8 - 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinte șurub de compresune;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cît și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informație tehnica implanturi conform broșurii CHFNF femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000095267
	42.3		ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4951.320	Polonia	CHM	marimea 10X32 L - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiționată cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică sfînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijă cuprinse între 8 - 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 10X32 L -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiționată cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică sfînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijă cuprinse între 8 - 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinte șurub de compresune;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cît și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	DM000095268

331000 00-1	42.4		ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4950.320	Polonia	CHM	marimea 10X32 R - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Să poată fi introdusă anterograd/variantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresiune;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendicular și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implant după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 10X32 R -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterograd/variantă standart (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezintă șurub de compresiune;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendicular și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implant după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informație tehnica implanturii conform broșurii CHFН femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000095267
	42.5		ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4951.340	Polonia	CHM	marimea 10X34 L - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Să poată fi introdusă anterograd/variantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresiune;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendicular și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implant după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 10X34L -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterograd/variantă standart (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condițională cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezintă șurub de compresiune;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendicular și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implant după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	DM000095268

331000 00-1	42.6		ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4950.340	Polonia	CHM	marimea 10X34 R - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Să poată fi introdusă anterogradvariantă standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Varianta anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresune;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm.- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 10X34 R -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterogradvariantă standard (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Varianta anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinte șurub de compresune;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	DM000095267
	42.7		ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4877.220-> 3.4877.260; 3.4952.280-> 3.4952.340	Polonia	CHM	marimea 11X220-340mm pe dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Să poată fi introdusă anterogradvariantă standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Varianta anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresune;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm.- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 11X220-340mm pe dreapta -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterogradvariantă standard (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Varianta anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinte șurub de compresune;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	DM000095194 DM000095269

331000 00-1	42.8		ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4878.220-> 3.4878.260; 3.4955.280- > 3.4955.340	Polonia	CHM	12X220-340 pe stînga - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflon/sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantе după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 12X220-340mm pe stînga -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Prezinte șurub de compresiune;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cît și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantе după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informație tehnica implanturi conform broșurii CHFN femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnică chirurgicală pag. 15-34	DM000095195; DM000095272
331000 00-1	42.9		ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4878.220-> 3.4878.260; 3.4954.280- > 3.4954.340	Polonia	CHM	marimea 12X220-340 pe dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare inox; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cît și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflon/sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantе după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 12X220-340mm pe dreapta -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter;- Diametre tijे cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm; - Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Prezinte șurub de compresiune;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cît și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantе după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	DM000095195; DM000095271

331000 00-1	42.1 0		ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4953.340	Polonia	CHM	marimea 11X34 L - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tija sa fie canulata cu design, care sa permita implantarea fara alezaj;- Sa poata fi introdusa anterogradvarianta standart (sa permita zavorirea cu suruburi de 4,5 mm), sa poata fi introdusa anterograd,variante de reconstrucție (sa permita zavorirea cu suruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și sa poata fi introdusa retrograd (sa permita zavorirea condiliian cu suruburi de zavorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie sa contina sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Varianta anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zavorare și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zavorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; Găurile oblice pentru suruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; Să prezinte șurub de compresune;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentariul să fie de același producător cu tije/le;- Instrumentariu cit și tije/le și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să contină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să contină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul să contină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul să contină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorare de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 11X34 L -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tija o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (o să permită zăvorirea cu suruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu suruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiliian cu suruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să contină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Varianta anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorare și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru suruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinte șurub de compresune;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tije/le;- Instrumentariu cit și tije/le și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să contină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să contină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul o să contină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul o să contină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorare de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vârf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informație tehnica implanturi conform broșurii ChFN femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000095270
331000 00-1	42.1 1		ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4952.340	Polonia	CHM	marimea 11X34 R - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tija sa fie canulata cu design, care sa permita implantarea fara alezaj;- Sa poata fi introdusa anterogradvarianta standart (sa permita zavorirea cu suruburi de 4,5 mm), sa poata fi introdusa anterograd,variante de reconstrucție (sa permita zavorirea cu suruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și sa poata fi introdusa retrograd (sa permita zavorirea condiliian cu suruburi de zavorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie sa contina sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Varianta anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorare și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; Găurile oblice pentru suruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; Să prezinte șurub de compresune;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentariul să fie de același producător cu tije/le;- Instrumentariu cit și tije/le și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să contină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să contină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul să contină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul să contină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorare de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 11X34 R -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tija o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (o să permită zăvorirea cu suruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu suruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiliian cu suruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să contină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Varianta anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorare și către micul trohanter;- Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru suruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinte șurub de compresune;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tije/le;- Instrumentariu cit și tije/le și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să contină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să contină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul o să contină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul o să contină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorare de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vârf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	DM000095269

331000 00-1	42.1 2	ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4953.360	Polonia	CHM	marimea 11X36 L - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canalată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Să poată fi introdusă anterograd/variantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiționă cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijei cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresune;- Să prezinte obturatore de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în truș;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm- Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 11X36 L -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă o să fie canalată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterograd/variantă standart (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiționă cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijei cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinte șurub de compresune;- Prezinta obturatore de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în truș;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariu o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm- Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatie tehnica implanturi conform brousrii ChFN femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000095270
331000 00-1	42.1 3	ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4952.360	Polonia	CHM	marimea 11X36 R - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă să fie canalată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Să poată fi introdusă anterograd/variantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiționă cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijei cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresune;- Să prezinte obturatore de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în truș;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm- Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 11X36 R -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă o să fie canalată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterograd/variantă standart (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiționă cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijei cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinte șurub de compresune;- Prezinta obturatore de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în truș;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariu o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm- Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	DM000095269
331000 00-1	42.1 4	ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4953.380	Polonia	CHM	marimea 11X38 L - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canalată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Să poată fi introdusă anterograd/variantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiționă cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijei cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresune;- Să prezinte obturatore de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în truș;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm- Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 11X38 L -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă o să fie canalată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterograd/variantă standart (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canalate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiționă cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijei cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinte șurub de compresune;- Prezinta obturatore de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în truș;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariu o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm- Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatie tehnica implanturi conform brousrii ChFN femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000095270

331000 00-1	42.1 5		ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4952.380	Polonia	CHM	marimea 11X38 R - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Să poată fi introdusă anterograd,variantă standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiționată cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter;- Diametre tijă cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentariul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului;- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexeale corespunzătoare pentru produsele oferite; Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 11X38 R -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterograd,variantă standard (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiționată cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter;- Diametre tijă cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinta șurub de compresiune;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găurii distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informație tehnica implanturi conform brosurii CHFN femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000095269
331000 00-1	42.1 6		ChFN JOIN CANNULATED TROCHANTERIC SCREW COLLAR 3.1938.085->3.1938.105	Polonia	CHM	marimea 85 -105 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Să poată fi introdusă anterograd,variantă standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiționată cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter;- Diametre tijă cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentariul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 11, marimea 85-105 mm -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterograd,variantă standard (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiționată cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter;- Diametre tijă cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinta șurub de compresiune;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găurii distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informație tehnica implanturi conform brosurii CHFN femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000101333

331000 00-1	42.1 7	ChFN JOIN CANNULATED TROCHANTERIC SCREW COLLAR 3.1935.090	Polonia	CHM	marimea 90 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă sa fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd/variantă standart (să permită zăvorirea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorirea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiţionă cu şuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; Material de confecţionare inox- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130° - 135° faţă de axa tijei centromedulare; Să prezinte şurub de compresie; Să prezinte obturatore de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în truşi; Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; Instrumentariu cit şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit şi pentru cele din plan sagital; Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm şi pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; Zăvorirea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; Toate şuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituţiei, în caz de adjudicare a contractului- Instrucţiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulaţie internaţională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 6,5 , marimea 90 mm -Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; Poate fi introdusă anterograd/variantă standart (o să permită zăvorirea cu şuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (o să permită zăvorirea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiţionă cu şuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie o să fie la un unghi de 130° - 135° faţă de axa tijei centromedulare; - Prezinte şurub de compresie; - Prezinta obturatore de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în truşi; - Instrumentarul o să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cit şi tijele şi şuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariu o să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariu o să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm şi pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituţiei, în caz de adjudicare a contractului - Instrucţiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulaţie internaţională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatie tehnica implanturi conform brosurii CHFN femural nail pag 1-1+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan	DM000101332
331000 00-1	42.1 8	ChFN JOIN CANNULATED TROCHANTERIC SCREW COLLAR 3.1935.095	Polonia	CHM	marimea 95 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă sa fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd/variantă standart (să permită zăvorirea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorirea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiţionă cu şuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; Material de confecţionare inox- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130° - 135° faţă de axa tijei centromedulare; Să prezinte şurub de compresie; Să prezinte obturatore de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în truşi; Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; Instrumentariu cit şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit şi pentru cele din plan sagital; Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm şi pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon/sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; Toate şuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituţiei, în caz de adjudicare a contractului- Instrucţiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulaţie internaţională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 6,5 , marimea 95 mm -Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; Poate fi introdusă anterograd/variantă standart (o să permită zăvorirea cu şuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (o să permită zăvorirea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiţionă cu şuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie o să fie la un unghi de 130° - 135° faţă de axa tijei centromedulare; - Prezinte şurub de compresie; - Prezinta obturatore de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în truşi; - Instrumentarul o să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cit şi tijele şi şuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariu o să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariu o să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm şi pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituţiei, în caz de adjudicare a contractului - Instrucţiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulaţie internaţională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatie tehnica implanturi conform brosurii CHFN femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan	DM000101332
331000 00-1	42.1 9	ChFN JOIN CANNULATED TROCHANTERIC SCREW COLLAR 3.1935.100	Polonia	CHM	marimea 100 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă sa fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd/variantă standart (să permită zăvorirea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorirea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiţionă cu şuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; Material de confecţionare inox- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130° - 135° faţă de axa tijei centromedulare; Să prezinte şurub de compresie; Să prezinte obturatore de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în truşi; Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; Instrumentariu cit şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit şi pentru cele din plan sagital; Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm şi pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon/sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; Zăvorirea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; Toate şuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituţiei, în caz de adjudicare a contractului- Instrucţiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulaţie internaţională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 6,5 , marimea 100 mm -Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; Poate fi introdusă anterograd/variantă standart (o să permită zăvorirea cu şuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (o să permită zăvorirea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condiţionă cu şuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa o să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie o să fie la un unghi de 130° - 135° faţă de axa tijei centromedulare; - Prezinte şurub de compresie; - Prezinta obturatore de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în truşi; - Instrumentarul o să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cit şi tijele şi şuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariu o să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariu o să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm şi pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituţiei, în caz de adjudicare a contractului - Instrucţiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulaţie internaţională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatie tehnica implanturi conform brosurii CHFN femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan	DM000101332

331000 00-1	42.2 0		ChFN JOIN CANNULATED TROCHANTERIC SCREW COLLAR 3.1935.105	Polonia	CHM	marimea 105 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condițiană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijے cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresune;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm.- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 6,5 , marimea 105 mm -Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condițiană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijے cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinte șurub de compresune;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informație tehnica implanturi conform brosurii ChFN femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000101332
331000 00-1	42.2 1		ChFN END CAP M12X1.75 3.2104.600-> 3.2104.620	Polonia	CHM	- Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condițiană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijے cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Să prezinte șurub de compresune;- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	-Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă o să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- Poate fi introdusă anterogradvariantă standart (o să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), o să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (o să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și o să poată fi introdusă retrograd (o să permită zăvorirea condițiană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa o să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter;- Diametre tijے cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 300 și 600 mm;- Material de confecționare titan - În partea proximală o să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare;- Prezinte șurub de compresune;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;- Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare;- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele;- Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;- Instrumentariul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;- Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm;- Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informație tehnica implanturi conform brosurii ChFN femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000101326
			Lot Nr. 43 Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție					
331000 00-1	43.1		Tibial Nail 1.2624.300	Polonia	CHM	marimea 300 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.- Tijă să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi folosită și ca tijă de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 285 și 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; - Material inox - Să prezinte șurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cit și în cea distală a tijei pentru compactare și dinamizare ; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvori în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele să fie de același producător ; - Instrumentariul, tijele, șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	marimea 300 - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără aşezaj ; - Poate fi folosită și ca tijă de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 285 și 400 mm; - Material inox - Prezinta șurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Prezinta o gaură ovală atît în extremitatea proximală cit și în cea distală a tijei pentru compactare și dinamizare ; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj o să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvori în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele o să fie de același producător ; - Instrumentariul, tijele, șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informație tehnica implanturi conform brosurii Charfix tibial nail pag 1-10+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 11-12; tehnici chirurgicale pag. 13-39	DM000096322
			Tija TIBIA diametrul 9 mm inox					

331000 00-1	43.2	Tija TIBIA diametrul 9 mm inox	Tibial Nail 1.2624.330	Polonia	CHM	marimea 330 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare.- Tija sa fie canulata (cu canal de minim 4 mm) cu un design care sa permita implantarea fara asejaj ; - Sa poata fi folosita si ca tija de reconstrucie (pentru reconstrucia platoului tibial) cu posibilitate de zavorare in partea proximala in 3 planuri (frontal si in doua planuiri de 450 (grade) perpendiculare intre ele cu suruburi de diametru 4,5 mm si 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 si 11 mm si lungimi cuprinse intre 285 si 400 mm, fiecare diametru sa aiba culoare distinct ; - Material inox- Sa prezinte surub de compresie care sa realizeze compactarea in focar;- Sa prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Sa prezinte o gaură ovală atit in extremitatea proximală cît și in cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Sa prezinte giurii distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, giurile de blocaj sa fie filetate ; - Posibilitatea de a zavori in partea distală in 4 planuri (sagital, frontal și două in unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea sa se realizeze cu suruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (in custodie), componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite in trusa ; - Instrumentarul și tijele sa fie de același producător ; - Instrumentariul, tijele, suruburile sa aiba marcajul producătorului; - Instrumentarul sa conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru giurile din toate planurile ; - Instrumentariul sa conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul sa conțină elemente care sa permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Suruburile pentru blocaj sa fie cu virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, in caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă in limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor in centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, in termen de o lună de la solicitare	marimea 330 - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija o sa fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care sa permita implantarea fara asejaj ; - Poate fi folosita și ca tija de reconstrucie (pentru reconstrucia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorare in partea proximală in 3 planuri (frontal și in două planuiri de 450 (grade) perpendiculare intre ele cu suruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 și 11 mm și lungimi cuprinse intre 285 și 400 mm. - Material inox - Prezinta surub de compresie care sa realizeze compactarea in focar; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Prezinta o gaură ovală atit in extremitatea proximală cît și in cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Prezinta giuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, giurile de blocaj o sa fie filetate ; - Posibilitatea de a zavori in partea distală in 4 planuri (sagital, frontal și două in unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea se realizeaza cu suruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (in custodie), componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite in trusa ; - Instrumentarul și tijele o sa fie de același producător ; - Instrumentariul, tijele, suruburile o sa aiba marcajul producătorului; - Instrumentarul o sa conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru giurile din toate planurile ; - Instrumentariul o sa conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o sa conțină elemente care sa permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Suruburile pentru blocaj o sa fie cu virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, in caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă in limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor in centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, in termen de o lună de la solicitare. Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix tibial nail pag 1-10+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 11-12; tehnici chirurgicale pag. 13-39	DM000096322
331000 00-1	43.3	Tija TIBIA diametrul 9 mm inox	Tibial Nail 1.2624.345	Polonia	CHM	marimea 345 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare.- Tija sa fie canulata (cu canal de minim 4 mm) cu un design care sa permita implantarea fara asejaj ; - Sa poata fi folosita si ca tija de reconstrucie (pentru reconstrucia platoului tibial) cu posibilitate de zavorare in partea proximala in 3 planuri (frontal si in doua planuiri de 450 (grade) perpendiculare intre ele cu suruburi de diametru 4,5 mm si 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 si 11 mm și lungimi cuprinse intre 285 si 400 mm, fiecare diametru sa aiba culoare distinct ; - Material inox - Sa prezinte surub de compresie care sa realizeze compactarea in focar;- Sa prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Sa prezinte o gaură ovală atit in extremitatea proximală cît și in cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Sa prezinte giurii distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, giurile de blocaj sa fie filetate ; - Posibilitatea de a zavori in partea distală in 4 planuri (sagital, frontal și două in unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea sa se realizeze cu suruburi de 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (in custodie), componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite in trusa ; - Instrumentarul și tijele sa fie de același producător ; - Instrumentariul, tijele, suruburile sa aiba marcajul producătorului; - Instrumentarul sa conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru giurile din toate planurile ; - Instrumentariul sa conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul sa conțină elemente care sa permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Suruburile pentru blocaj sa fie cu virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, in caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă in limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor in centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, in termen de o lună de la solicitare	marimea 345 - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija o sa fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care sa permita implantarea fara asejaj ; - Poate fi folosita și ca tija de reconstrucie (pentru reconstrucia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorare in partea proximală in 3 planuri (frontal și in două planuiri de 450 (grade) perpendiculare intre ele cu suruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 și 11 mm și lungimi cuprinse intre 285 și 400 mm. - Material inox - Prezinta surub de compresie care sa realizeze compactarea in focar; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Prezinta o gaură ovală atit in extremitatea proximală cît și in cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Prezinta giuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, giurile de blocaj o sa fie filetate ; - Posibilitatea de a zavori in partea distală in 4 planuri (sagital, frontal și două in unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea se realizeaza cu suruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (in custodie), componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite in trusa ; - Instrumentarul și tijele o sa fie de același producător ; - Instrumentariul, tijele, suruburile o sa aiba marcajul producătorului; - Instrumentarul o sa conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru giurile din toate planurile ; - Instrumentariul o sa conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o sa conțină elemente care sa permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Suruburile pentru blocaj o sa fie cu virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, in caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă in limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor in centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, in termen de o lună de la solicitare. Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix tibial nail pag 1-10+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 11-12; tehnici chirurgicale pag. 13-39	DM000096322
331000 00-1	43.4	Tija TIBIA diametrul 9 mm inox	Tibial Nail 1.2624.360	Polonia	CHM	marimea 360 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare.- Tija sa fie canulata (cu canal de minim 4 mm) cu un design care sa permita implantarea fara asejaj ; - Sa poata fi folosita si ca tija de reconstrucie (pentru reconstrucia platoului tibial) cu posibilitate de zavorare in partea proximala in 3 planuri (frontal si in doua planuiri de 450 (grade) perpendiculare intre ele cu suruburi de diametru 4,5 mm si 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 si 11 mm și lungimi cuprinse intre 285 si 400 mm, fiecare diametru sa aiba culoare distinct ; - Material inox - Sa prezinte surub de compresie care sa realizeze compactarea in focar;- Sa prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Sa prezinte o gaură ovală atit in extremitatea proximală cît și in cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Sa prezinte giurii distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, giurile de blocaj sa fie filetate ; - Posibilitatea de a zavori in partea distală in 4 planuri (sagital, frontal și două in unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea sa se realizeze cu suruburi de 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (in custodie), componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite in trusa ; - Instrumentarul și tijele sa fie de același producător ; - Instrumentariul, tijele, suruburile sa aiba marcajul producătorului; - Instrumentarul sa conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru giurile din toate planurile ; - Instrumentariul sa conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul sa conțină elemente care sa permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Suruburile pentru blocaj sa fie cu virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, in caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă in limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor in centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, in termen de o lună de la solicitare	marimea 360 - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija o sa fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care sa permita implantarea fara asejaj ; - Poate fi folosita și ca tija de reconstrucie (pentru reconstrucia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorare in partea proximală in 3 planuri (frontal și in două planuiri de 450 (grade) perpendiculare intre ele cu suruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 și 11 mm și lungimi cuprinse intre 285 și 400 mm. - Material inox - Prezinta surub de compresie care sa realizeze compactarea in focar; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Prezinta o gaură ovală atit in extremitatea proximală cît și in cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Prezinta giuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, giurile de blocaj o sa fie filetate ; - Posibilitatea de a zavori in partea distală in 4 planuri (sagital, frontal și două in unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea se realizeaza cu suruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (in custodie), componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite in trusa ; - Instrumentarul și tijele o sa fie de același producător ; - Instrumentariul, tijele, suruburile o sa aiba marcajul producătorului; - Instrumentarul o sa conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru giurile din toate planurile ; - Instrumentariul o sa conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o sa conțină elemente care sa permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Suruburile pentru blocaj o sa fie cu virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, in caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă in limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor in centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, in termen de o lună de la solicitare. Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix tibial nail pag 1-10+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 11-12; tehnici chirurgicale pag. 13-39	DM000096322

331000 00-1	43.5	Surub 4,5 mm, zavorire distala inox	Distal screw 4,5 1.1654.030	Polonia	CHM	marimea 30 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija sa fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj ; - Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 8 și 11 mm și lungimi cuprinse între 285 și 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; - Material inox - Să prezinte surub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele să fie de același producător ; - Instrumentarul, tijele, șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 4,5 mm, marimea 30 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija o să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj ; - Poate fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 8 și 11 mm și lungimi cuprinse între 285 și 400 mm. - Material inox - Prezinta surub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Prezinta o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj o să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele o să fie de același producător ; - Instrumentarul, tijele, șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. Informație tehnica implanturi conform broșurii Charfix tibial nail pag 1-10+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 11-12; tehnici chirurgicale pag. 13-39	DM000101236
331000 00-1	43.6	Surub 4,5 mm, zavorire distala inox	Distal screw 4,5 1.1654.035	Polonia	CHM	marimea 35 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija sa fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj ; - Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 285 și 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; - Material inox - Să prezinte surub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele să fie de același producător ; - Instrumentarul, tijele, șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 4,5 mm, marimea 35 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija o să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj ; - Poate fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 8 și 11 mm și lungimi cuprinse între 285 și 400 mm. - Material inox - Prezinta surub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Prezinta o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj o să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele o să fie de același producător ; - Instrumentarul, tijele, șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. Informație tehnica implanturi conform broșurii Charfix tibial nail pag 1-10+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 11-12; tehnici chirurgicale pag. 13-39	DM000101236
331000 00-1	43.7	Surub 4,5 mm, zavorire distala inox	Distal screw 4,5 1.1654.040	Polonia	CHM	marimea 40 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija sa fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj ; - Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 8 și 11 mm și lungimi cuprinse între 285 și 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; - Material inox - Să prezinte surub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele să fie de același producător ; - Instrumentarul, tijele, șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 4,5 mm, marimea 40 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija o să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj ; - Poate fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 8 și 11 mm și lungimi cuprinse între 285 și 400 mm. - Material inox - Prezinta surub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Prezinta o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj o să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele o să fie de același producător ; - Instrumentarul, tijele, șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. Informație tehnica implanturi conform broșurii Charfix tibial nail pag 1-10+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 11-12; tehnici chirurgicale pag. 13-39	DM000101236

331000 00-1	43.8	Surub 4,5 mm, zavorire distala inox	Distal screw 4,5 1.1654.045	Polonia	CHM	marimea 45 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija sa fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj ; - Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 8 și 11 mm și lungimi cuprinse între 285 și 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; Material inox - Să prezinte surub de compresie care să realizeze compactarea în focar;- Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijeile vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele să fie de același producător ; - Instrumentarul, tijele, șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru;- Șuruburile pentru blocaj să fie cu virf tăietor (self tapping); -Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 4,5 mm, marimea 45 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija o să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj ; - Poate fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 8 și 11 mm și lungimi cuprinse între 285 și 400 mm. - Material inox - Prezinta surub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Prezinta o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj o să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijeile vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele o să fie de același producător ; - Instrumentarul, tijele, șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj o să fie cu virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix tibial nail pag 1-10+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 11-12; tehnici chirurgicale pag. 13-39	DM000101236
331000 00-1	43.9	Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibial si zavorire distal in variante femur retrograd inox	Distal screw 5,0 1.1657.035	Polonia	CHM	marimea 35 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija sa fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj ; - Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 285 și 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; Material inox - Să prezinte surub de compresie care să realizeze compactarea în focar;- Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijeile vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele să fie de același producător ; - Instrumentarul, tijele, șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru;- Șuruburile pentru blocaj să fie cu virf tăietor (self tapping); -Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 5 mm, marimea 35 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija o să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj ; - Poate fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 8 și 11 mm și lungimi cuprinse între 285 și 400 mm. - Material inox - Prezinta surub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Prezinta o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj o să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijeile vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele o să fie de același producător ; - Instrumentarul, tijele, șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj o să fie cu virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix tibial nail pag 1-10+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 11-12; tehnici chirurgicale pag. 13-39	DM000101239
331000 00-1	43.1 0	Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibial si zavorire distal in variante femur retrograd inox	Distal screw 5,0 1.1657.040	Polonia	CHM	marimea 40 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija sa fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj ; - Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 8 și 11 mm și lungimi cuprinse între 285 și 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; Material inox - Să prezinte surub de compresie care să realizeze compactarea în focar;- Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijeile vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele să fie de același producător ; - Instrumentarul, tijele, șuruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru;- Șuruburile pentru blocaj să fie cu virf tăietor (self tapping); -Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 5 mm, marimea 40 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija o să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj ; - Poate fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 8 și 11 mm și lungimi cuprinse între 285 și 400 mm. - Material inox - Prezinta surub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Prezinta o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj o să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijeile vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele o să fie de același producător ; - Instrumentarul, tijele, șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj o să fie cu virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix tibial nail pag 1-10+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 11-12; tehnici chirurgicale pag. 13-39	DM000101239

331000 00-1	43.1 1	End cap M8x1.25 1.2104.100	Polonia	CHM	€ 11.5 – 0 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija sa fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj ; - Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planii de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 285 și 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; Material inox - Să prezinte surub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvori în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijeile vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijeile să fie de același producător ; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	€ 11.5 – 0 - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija o să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj ; - Poate fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planii de 450 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse între 8 și 11 mm și lungimi cuprinse între 285 și 400 mm. - Material inox - Prezinta surub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Prezinta o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijeii pentru compactare și dinamizare ; - Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj o să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvori în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tijeile vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijeile o să fie de același producător ; - Instrumentarul, tijeile, șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix tibial nail pag 1-10+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 11-12; tehnici chirurgicale pag. 13-39	DM000101290
Lot Nr.44 Tijă Centramedulară Zăvorită Canulată de Humerus							
331000 00-1	44.1	RECONSTRUCTION HUMERAL NAIL 1.2435.220	Polonia	CHM	Lungimea 220 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija sa fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să potă fi folosită și ca tija de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox- Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 – 5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm ; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie ; - Instrumentarul și tijeile să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijeilor ; - Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Șuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 8, Lungimea 220 - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija o să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Poate fi folosită și ca tija de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox; - Prezinta obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Prezinta o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorirea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm ; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente o să fie livrată în custodie ; - Instrumentarul și tijeile să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijeilor ; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Șuruburile de blocaj o să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix humeral nail pag 5; instrumentar pag. 13-14; tehnici chirurgicale pag. 15-48	DM000096211
331000 00-1	44.2	RECONSTRUCTION HUMERAL NAIL 1.2435.240	Polonia	CHM	Lungimea 240 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija sa fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să potă fi folosită și ca tija de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox- Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 – 5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm ; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie ; - Instrumentarul și tijeile să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijeilor ; - Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Șuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 8, Lungimea 240 - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija o să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Poate fi folosită și ca tija de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox; - Prezinta obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Prezinta o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorirea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm ; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente o să fie livrată în custodie ; - Instrumentarul și tijeile să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijeilor ; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Șuruburile de blocaj o să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix humeral nail pag 5; instrumentar pag. 13-14; tehnici chirurgicale pag. 15-48	DM000096211
331000 00-1	44.3	RECONSTRUCTION HUMERAL NAIL 1.2435.260	Polonia	CHM	Lungimea 260 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija sa fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să potă fi folosită și ca tija de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox- Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 – 5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm ; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie ; - Instrumentarul și tijeile să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijeilor ; - Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Șuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 8, Lungimea 260 - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija o să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Poate fi folosită și ca tija de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox; - Prezinta obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Prezinta o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorirea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm ; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente o să fie livrată în custodie ; - Instrumentarul și tijeile să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijeilor ; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Șuruburile de blocaj o să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix humeral nail pag 5; instrumentar pag. 13-14; tehnici chirurgicale pag. 15-48	DM000096211

331000 00-1	44.4	End cap M7x1 1.2104.200	Polonia	CHM	standard - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să poată fi folosită și ca tijă de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm; - Material inox; - Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 – 5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie; - Instrumentariul și tijele să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină tub de teflonas silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Șuruburile de blocaj să aibă virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudicare a contractului. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	standard - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Poate fi folosită și ca tijă de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm; - Material inox; - Prezinta obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta o gaură ovală pentru compactare; - Zăvorirea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin; - Trusa de instrumente o să fie livrată în custodie; - Instrumentariul și tijele să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină tub de teflonas silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Șuruburile de blocaj o să aibă virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudicare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix humeral nail pag 5; instrumentar pag. 13-14; tehnici chirurgicale pag. 15-48	DM000101290
331000 00-1	44.5	Obturator inox	Polonia	CHM	L - 24 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să poată fi folosită și ca tijă de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm; - Material inox; - Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 – 5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie; - Instrumentariul și tijele să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină tub de teflonas silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Șuruburile de blocaj să aibă virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudicare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 3,5 mm, L - 24 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Poate fi folosită și ca tijă de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm; - Material inox; - Prezinta obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta o gaură ovală pentru compactare; - Zăvorirea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin; - Trusa de instrumente o să fie livrată în custodie; - Instrumentariul și tijele să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină tub de teflonas silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Șuruburile de blocaj o să aibă virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudicare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix humeral nail pag 5; instrumentar pag. 13-14; tehnici chirurgicale pag. 15-48	DM000101237
331000 00-1	44.6	Distal screw Ø3.5 1.1655.026	Polonia	CHM	L - 26 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să poată fi folosită și ca tijă de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm; - Material inox; - Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 – 5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie; - Instrumentariul și tijele să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină tub de teflonas silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Șuruburile de blocaj să aibă virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudicare a contractului. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 3,5 mm, L - 26 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Poate fi folosită și ca tijă de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm; - Material inox; - Prezinta obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta o gaură ovală pentru compactare; - Zăvorirea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin; - Trusa de instrumente o să fie livrată în custodie; - Instrumentariul și tijele să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină tub de teflonas silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Șuruburile de blocaj o să aibă virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudicare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix humeral nail pag 5; instrumentar pag. 13-14; tehnici chirurgicale pag. 15-48	DM000101237
331000 00-1	44.7	Distal screw Ø3.5 1.1655.028	Polonia	CHM	L - 28mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să poată fi folosită și ca tijă de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm; - Material inox; - Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 – 5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie; - Instrumentariul și tijele să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină tub de teflonas silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Șuruburile de blocaj să aibă virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudicare a contractului. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 3,5 mm, L - 28 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă o să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Poate fi folosită și ca tijă de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm; - Material inox; - Prezinta obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezinta o gaură ovală pentru compactare; - Zăvorirea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm; - Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin; - Trusa de instrumente o să fie livrată în custodie; - Instrumentariul și tijele să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conțină tub de teflonas silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Șuruburile de blocaj o să aibă virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudicare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix humeral nail pag 5; instrumentar pag. 13-14; tehnici chirurgicale pag. 15-48	DM000101237

331000 00-1	44.8	Surub 4,5 mm, zavorire proximala inox	Distal screw Ø4.5 1.1654.035	Polonia	CHM	L - 36 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare.- Tija sa fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj;- Să potă fi folosită și ca tija de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm;- Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm;- Material inox- Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte o gaură ovală pentru compactare;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 – 5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin;- Trusa de instrumente să fie livrată în custodie;- Instrumentariul și tijeile să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină tub de teflonas silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijeilor;- Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm.- Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Șuruburile de blocaj să aibă virf tăietor (self tapping)- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 4,5 mm, L - 35 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare.- Tija o să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj;- Poate fi folosită și ca tija de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm;- Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm;- Material inox;- Prezinta obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta o gaură ovală pentru compactare;- Zăvorirea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin;- Trusa de instrumente o să fie livrată în custodie;- Instrumentariul și tijeile să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină tub de teflonas silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijeilor;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm.- Componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă;- Șuruburile de blocaj o să aibă virf tăietor (self tapping)- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix humeral nail pag 5; instrumentar pag. 13-14; tehnici chirurgicale pag. 15-48	DM000101236
331000 00-1	44.9	Surub 4,5 mm, zavorire proximala inox	Distal screw Ø4.5 1.1654.040	Polonia	CHM	L- 38 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare.- Tija sa fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj;- Să potă fi folosită și ca tija de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm;- Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm;- Material inox- Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte o gaură ovală pentru compactare;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 – 5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin;- Trusa de instrumente să fie livrată în custodie;- Instrumentariul și tijeile să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină tub de teflonas silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijeilor;- Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm.- Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Șuruburile de blocaj să aibă virf tăietor (self tapping)- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 4,5 mm, L - 40 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare.- Tija o să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj;- Poate fi folosită și ca tija de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm;- Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm;- Material inox;- Prezinta obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta o gaură ovală pentru compactare;- Zăvorirea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin;- Trusa de instrumente o să fie livrată în custodie;- Instrumentariul și tijeile să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină tub de teflonas silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijeilor;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm.- Componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă;- Șuruburile de blocaj o să aibă virf tăietor (self tapping)- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix humeral nail pag 5; instrumentar pag. 13-14; tehnici chirurgicale pag. 15-48	DM000101236
331000 00-1	44.1 0	Surub 4,5 mm, zavorire proximala inox	Distal screw Ø4.5 1.1654.040	Polonia	CHM	L - 40 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare.- Tija sa fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj;- Să potă fi folosită și ca tija de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm;- Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm;- Material inox- Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Să prezinte o gaură ovală pentru compactare;- Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 – 5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm;- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin;- Trusa de instrumente să fie livrată în custodie;- Instrumentariul și tijeile să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul să conțină tub de teflonas silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijeilor;- Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm.- Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;- Șuruburile de blocaj să aibă virf tăietor (self tapping)- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	d. 4,5 mm, L - 40 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare.- Tija o să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj;- Poate fi folosită și ca tija de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în trei planuri cu șuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm;- Diametre cuprinse între 7 și 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm;- Material inox;- Prezinta obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;- Prezinta o gaură ovală pentru compactare;- Zăvorirea se realizeaza cu șuruburi de 4,5 mm și 3,5 mm și lungimi cuprinse între 20 și 45 mm;- Instrumentariul o să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin;- Trusa de instrumente o să fie livrată în custodie;- Instrumentariul și tijeile să fie de același producător și să aibă marcajul producătorului;- Instrumentariul o să conțină tub de teflonas silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijeilor;- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm.- Componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă;- Șuruburile de blocaj o să aibă virf tăietor (self tapping)- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare, Informatic tehnica implanturi conform brosurii Charfix humeral nail pag 5; instrumentar pag. 13-14; tehnici chirurgicale pag. 15-48	DM000101236
331000 00-1	67.1	Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta	AR-1588RT-2J; AR-1360P ->AR-1370P; AR-5028P-07->AR-5035P-12;	SUA/Germania	Artrex	Sistem de fixare femurala pentru reconstrucia de ligament incrucisat anterior si ligament incrucisat posterior - Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliestere) de culoare alb - Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice - Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel - Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru - Implantul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) si InternalBrace - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) - Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului - Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa - Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el - pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventile de tip LIA-LIP All-inside/SURUB DE INTERFERENTA PEEK- Ambalat sterili si de unica folosinta- Fixare tibiala cu SURUB DE INTERFERENTA PEEK- fabricate din PEEK (polyetheretherketone), material biocompatibil de ultima generatie - canulat pentru brosa nitinol de 0.9 mm - disponibile cu diametre de 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12 mm- disponibile cu lungimi intre 23 mm, 28 mm si 35 mm- surubelinita sa intre in surub pe toata adancimea acestuia- surubul sa fie tip "Kurosaka" cu filet pe toata lungimea acestuia- filetul sa fie bine rotunjit pentru a nu leza grefa din tesut moale - surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase- sa nu necesite folosirea tarodului	Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila ACL TIGHTROPE PAG 2 - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliestere) de culoare alb KNEE COMPRESSED PAG 35 TEXT SI FOTO - Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului ACL TIGHTROPE PAG 3 FOTO;- Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice ACL TIGHTROPE PAG 2, 3;- Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel ACL TIGHTROPE PAG 3 FOTO, TIGHROPE IMPLANT PAG 10 - Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru KNEE COMPRESSED PAG 44;- Implantul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm;- Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace ACL TIGHTROPE PAG 2;- Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) ACL TIGHTROPE PAG 4;- Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului ACL TIGHTROPE PAG 4;- Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa ACL TIGHTROPE PAG 5;- Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el ACL TIGHTROPE PAG 6, KNEE COMPRESSED PAG 45;- pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventile de tip LIA-LIP All-inside DA; SURUB DE INTERFERENTA PEEK;- Ambalat sterili si de unica folosinta - DA - FOTO ETICHETA PRODUS;- Fixare tibiala cu SURUB DE INTERFERENTA PEEK;- fabricate din PEEK (polyetheretherketone), material biocompatibil de ultima generatie- KNEE COMPRESSED PAG 49;- canulat pentru brosa nitinol de 0.9 mm;- disponibile cu diametre de 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12 mm KNEE COMPRESSED PAG 49;- disponibile cu lungimi intre 23 mm, 28 mm si 35 mm KNEE COMPRESSED PAG 49 SI FOTO ETICHETA PRODUS LUNGIME 35MM;- surubelinita sa intre in surub pe toata lungimea acestuia- KNEE COMPRESSED PAG 49 FOTO;- surubul sa fie tip "Kurosaka" cu filet pe toata lungimea acestuia- KNEE COMPRESSED PAG 49 FOTO FILETUL ROTUNJIT;- filetul sa fie bine rotunjit pentru a nu leza grefa din tesut moale KNEE COMPRESSED PAG 49 FOTO;- surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase KNEE LIGAMENT RECONSTRUCTION PAG 40;- sa nu necesite folosirea tarodului KNEE COMPRESSED PAG 49	ISO/CE / Notificare

331000 00-1	67.2	Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta din titan	AR-1588RT-2J; AR-1371T-> AR-1372T; AR-1381T->AR-1382T; AR-1391T-> AR-1392T; AR-1401T->AR-1402T	SUA/Germania	Artrex	Sistem de fixare femurala pentru reconstructia de ligament incrucisat anterior si ligament incrucisat posterior - Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb- Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice - Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel- Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru- Implatul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm- Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB)- Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului - Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa- Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el- pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventile de tip LIA-LIP All-insideSURUB INTERFERENTA METALIC - Confectionat din titan; Diametre disponibile: 5, intre 6 – 10mm; Lungimi disponibile: 3 pentru diametrul de 6mm si 4 pentru diametrul cuprins intre 7 –10mm; Diametrul cancelurii: 1mm pentru diametrul de 6mm si 2mm pentru diametrele cuprinse intre 7 – 10mm- Filetul rotunjit;- Disponibile in 2 variante cu cap ingropat si cap aparent; - surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase	Fixarea femurala se realizeaza cu un implant de tip button cu bucla ajustabila ACL TIGHTROPE PAG 2 - Bucla de sutura al implantului este banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb KNEE COMPRESSED PAG 35 TEXT SI FOTO - Fixarea pe corticala externa femurala se face pe toata suprafata butonului ACL TIGHTROPE PAG 3 FOTO; FOTO; - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile este in cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice ACL TIGHTROPE PAG 2, 3; - Sistemul de fixare femurala permitea tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel ACL TIGHTROPE PAG 3 FOTO, TIGHROPE IMPLANT PAG 10- Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului se realizeaza printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru KNEE COMPRESSED PAG 44 - Implatul se potriveste canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm; - Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace ACL TIGHTROPE PAG 2- Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) ACL TIGHTROPE PAG 4- Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului ACL TIGHTROPE PAG 4- Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa ACL TIGHTROPE PAG 5 - Butonul este din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el ACL TIGHTROPE PAG 6, KNEE COMPRESSED PAG 45; - pe toata durata contractului se pune la dispozitie trusa instrumentar pentru interventile de tip LIA-LIP All-inside DA; SURUB DE INTERFERENTA METALIC- Confectionat din titan; KNEE COMPRESSED PAG 51; - Diametre disponibile: 5, intre 6 – 10mm; KNEE LIGAMENT RECONSTR AND REPAIR PAG 36; 37; 38; - Lungimi disponibile: 3 pentru diametrul de 6mm si 4 pentru diametrul cuprins intre 7 –10mm; KNEE LIGAMENT RECONSTR AND REPAIR PAG 36; 37; 38; - Diametrul cancelurii: 1mm pentru diametrul de 6mm si 2mm pentru diametrele cuprinse intre 7 – 10mm KNEE LIGAMENT RECONSTR AND REPAIR PAG 36; 37; 38 - Filetul rotunjit; KNEE LIGAMENT RECONSTR AND REPAIR PAG 38 FOTO - Disponibile in 2 variante cu cap ingropat si cap aparent; KNEE COMPRESSED PAG 51 FOTO - surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase	ISO/CE / Notificare
331000 00-1	68	Ancora umar pentru reatasarea de tesuturi moi la os cortical Fastak	AR-1324HF-1; AR-1322-752SF	SUA/Germania	Artrex	Ancora de sutura pentru reatasarea ligamentelor si tendoanelor in os cortical - Sa fie fabricate din aliaj de titan- Prevezuta cu fir de sutura ortopedic Nr. #2, impletit, rezistent cu doua componente de material (polietilena si polyester)- Sa fie de dimensiuni reduse: diamtru 2,4 mm si 2,8 mm; lungimea maxima 12 mm. - Sa se livreze impreuna cu burghiu si gid pentru introducere- Sa se poata folosi pentru: instabilitatea laterala si mediala a gleznei; repararea tendonului biceps; repararea ligamentului patelar; "Bankart"; SLAP;- Prevezuta cu marcaj de adancime pentru introducerea in os- Prevezuta cu filet pentru fixarea in os (impotriva osului cortical)- Ancora sa fie premonata pe un dispozitiv cu tija si maner pentru firul de sutura- Sa se livreze cu instrumentar pentru procedurile de artroscopie pe umar.- Ambalata individual, sterila de unica folosinta	Ancora de sutura pentru reatasarea ligamentelor si tendoanelor in os cortical - Fabricata din aliaj de titan DISTAL EXTREMITY ANCHORS PAG 2- Prevezuta cu fir de sutura ortopedic Nr. #2, impletit, rezistent cu doua componente de material (polietilena si polyester) FASTAK II SLAP AND BANKART PAG 5;- Dimensiuni reduse; diamtru 2,4 mm si 2,8 mm; lungimea maxima 12 mm. FASTAK II SLAP AND BANKART PAG 5; DISTAL EXTREMITY ANCHORS PAG 2;- Se livreaza impreuna cu burghiu si gid pentru introducerea FASTAK II SLAP AND BANKART PAG 5- Se poate folosi pentru: instabilitatea laterala si mediala a gleznei; repararea tendonului biceps; repararea ligamentului patelar; "Bankart"; SLAP; FASTAK II SLAP AND BANKART PAG 2; SHOULDER AND ELBOW PAG 68, 76;- Prevezuta cu marcaj de adancime pentru introducerea in os DISTAL EXTREMITY ANCHORS PAG 2 FOTO; SHOULDER AND, ELBOW PAG 3- Prevezuta cu filet pentru fixarea in os (impotriva osului cortical). SHOULDER AND, ELBOW PAG 27 FOTO;- Ancora este premonata pe un dispozitiv cu tija si maner pentru firul de sutura SHOULDER AND, ELBOW PAG 3 FOTO- Se livreaza cu instrumentar pentru procedurile de artroscopie pe umar. DA - Ambalata individual, sterila de unica folosinta	ISO/CE / Notificare
331000 00-1	73.1	Tija FEMUR , Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 360,0-420,0 mm	FEMORAL NAIL 3.2855.360 -> 3.2855.420; 3.2854.360 -> 3.2854.420; 3.2857.360 ->3.2857.420; 3.2856.360 -> 3.2856.420	Polonia	CHM	Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 360,0-420,0mm, varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canalată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter si implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd variată standard (să permită zăvorirea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural); - Variată retrograda stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130° - 135° faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentariul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariul cit şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm şi pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituţiei, în caz de adjudecare a contractului - Instrucţiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulaţie internaţională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiştilor în centre de referinţă specializate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.	Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 360,0-420,0mm, varianta stînga/dreapta - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija o să fie canalată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter si implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterograd variată standard (permite zăvorirea cu şuruburi de 4,5 mm), poate fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucţie (o să permită zăvorirea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural); - Variată retrograda stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - În partea proximală prezinta 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie o să fie la un unghi de 130° - 135° faţă de axa tijei centromedulare; - Prezinta şurub de compresiune; - Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - O să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală o să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi o să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariul cit şi tijele şi şuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul o să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul o să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12 mm şi pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul o să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate şuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituţiei, în caz de adjudecare a contractului - Instrucţiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulaţie internaţională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiştilor în centre de referinţă specializate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.- Informaţie tehnică implanturi conform broşurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000094867; DM000094866; DM000094868; DM000094869;
331000 00-1	73.2	Surub 6,5 mm zăvorire distala titan	CHARFIX Distal screw 6.5 3.1651.060 -> 3.1651.075	Polonia	CHM	L 60,0-75,0 mm -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de acelaşi producător cu tijele;- Instrumentariul cit şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituţiei, în caz de adjudecare a contractului - Instrucţiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulaţie internaţională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiştilor în centre de referinţă specializate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.	L 60,0-75,0 mm -Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariul cit şi tijele şi şuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituţiei, în caz de adjudecare a contractului - Instrucţiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulaţie internaţională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiştilor în centre de referinţă specializate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. Informaţie tehnică implanturi conform broşurii Charfix femural nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000101259

331000 00-1	75.1	PFN 130 grade titan, varianta stinga/dreapta, diametru 10-11 mm, lungimea 240-380 mm	ChFN TROCHANTERIC NAIL 3.4876.240-> 3.4876.260; 3.4951.280-> 3.4951.380; 3.4950.280-> 3.4950.380; 3.4877.240-> 3.4877.260; 3.4952.280-> 3.4952.340; 3.4953.280-> 3.4953.340;	Polonia	CHM	Diametrul 10,0-11,0mm. Lungimea 240mm-380mm. Varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta varianta electronica sau pe suport hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Diametrul 10,0-11,0mm. Lungimea 240mm-380mm. Varianta stînga/dreapta -Vom prezenta varianta electronica sau pe suport hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija o să fie canulată cu design, care o să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție o să fie la un unghi de 130° față de axa tijei centromedulare; - Prezinta șurub de compresiune; - O să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul o să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea o să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj o să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informatie tehnica implanturi conform brosurii CHFN femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000095193; DM000095194; DM000095268; DM000095267; DM000095269; DM000095270.
331000 00-1	75.2	Surub 5.0 mm zavorire distala titan, lungimea 40-65 mm	CHARFIX DISTAL SCREW 5.0 3.1657.040-> 3.1657.065	Polonia	CHM	L 40 - 65 mm Titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Ofertantul va prezenta varianta electronica sau pe suport hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	L 40 - 65 mm Titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Vom prezenta varianta electronica sau pe suport hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul o se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informatie tehnica implanturi conform brosurii CHFN femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000101265
331000 00-1	75.3	Surub canulat 11.0 mm, zavorire proximala titan, marimea 95-110 mm	ChFN JOIN CANNULATED TROCHANTERIC SCREW COLLAR 11 3.1938.095 ->3.1938.105	Polonia	CHM	marimea 95-110 mm - Ofertantul va prezenta varianta electronica sau pe suport hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	d. 11, L 95-110 mm Titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Vom prezenta varianta electronica sau pe suport hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul o se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informatie tehnica implanturi conform brosurii CHFN femural nail pag 1-11+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-34	DM000101333
331000 00-1	75.4	Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan, marimea 90-105 mm	ChFN JOIN CANNULATED TROCHANTERIC SCREW COLLAR 6.5 3.1935.090-> 3.1935.105	Polonia	CHM	marimea 90-105 mm - Ofertantul va prezenta varianta electronica sau pe suport hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	d. 6,5, L 90-105 mm Titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Vom prezenta varianta electronica sau pe suport hartie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Fixatoarele o să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul o să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentarul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul o să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Ofertantul o se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	DM000101332
		Lot Nr. 76 Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție						

331000 00-1	76.1	Tija TIBIA, Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm.	CHARFIX TIBIAL NAIL 3.2624.280->3.2624.380; 3.2625.280-> 3.2625.380	Polonia	CHM	Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm. - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare.- Tija sa fie canulata (cu canal de minim 4 mm) cu un design care sa permita implantarea fara alezaj :- Sa poata fi folosita si ca tija de reconstrucie (pentru reconstrucia platoului tibial) cu posibilitate de zavorare in partea proximala in 3 planuri (frontal si in doua planuri de 45 (grade) perpendiculare intre ele cu suruburi de diametru 4,5 mm si 5,0 mm) :- Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate- Sa prezinte surub de compresie care sa realizeze compactarea in focar;- Sa prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm :- Sa prezinte o gaură ovală atit în extremitatea proximală cit și în cea distală a tije pentru compactare și dinamizare :- Sa prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, glurile de blocaj să fie filetate :- Posibilitatea de a zavori in partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) :- Zăvorărea să se realizeze cu suruburi de 4,5 mm și 5,0 mm :- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă :- Instrumentarul și tijele să fie de același producător :- Instrumentariul, tijele, suruburile să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru;- Șuruburile pentru blocaj să fie cu virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm. - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare.- Tija o sa fie canulata (cu canal de minim 4 mm) cu un design care o sa permita implantarea fara alezaj :- Poate fi folosita si ca tija de reconstrucie (pentru reconstrucia platoului tibial) cu posibilitate de zavorare in partea proximala in 3 planuri (frontal si in doua planuri de 45 (grade) perpendiculare intre ele cu suruburi de diametru 4,5 mm si 5,0 mm) ; - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate- Prezinta surub de compresie care sa realizeze compactarea in focar;- Prezinta obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm :- Prezinta o gaură ovală atit în extremitatea proximală cit și în cea distală a tije pentru compactare și dinamizare :- Prezinta găuri distale la cel mult 5 mm de vârful tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate :- Posibilitatea de a zavori in partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) :- Zăvorărea o să se realizeze cu suruburi de 4,5 mm și 5,0 mm :- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă :- Instrumentarul și tijele o să fie de același producător :- Instrumentariul, tijele, suruburile o să aibă marcajul producătorului;- Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile :- Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru;- Șuruburile pentru blocaj o să fie cu virf tăietor (self tapping);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix tibial nail pag 1-10+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 11-12; tehnici chirurgicale pag. 13-39	DM000094643; DM000094644
331000 00-1	76.2	Surub 4,5-5,0 mm, zavorire titan, marimea 30-50 mm	Distal screw Ø4.5 3.1654.030 -> 3.1654.050	Polonia	CHM	marimea 30- 50 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele să fie de același producător :- Instrumentariul, tijele, suruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj să fie cu virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	d. 4,5, marimea 30- 50 mm - Vom prezenta variant electronica sau pe support hartie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar o să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele o să fie de același producător :- Instrumentariul, tijele, suruburile o să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul o să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul o să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.- Instrumentarul o să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj să fie cu virf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix tibial nail pag 1-10+ Brosura coduri PFN+ Tibie; instrumentar pag. 11-12; tehnici chirurgicale pag. 13-39	DM000101262

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director
Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa:mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2