



**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT/AVIZARE SANITARĂ
AL PRODUSULUI BIOCID**

Nr. 00085 data/luna/anul 20.11.2020

Solicitant: For titular „Chemistry Traiding” S.R.L.

Adresa juridică: str. Gradina Botanica, 14/3, mun. Chișinău, Republica Moldova

Nr. de identificare de stat – codul fiscal 1018600015569

În conformitate cu HG nr. 564 din 10.09.09 și în baza ordinului ANSP nr.158 din 17.11.2020
(nr., data/luna/anul)

emis în baza documentației înaintate, s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Denumirea comercială a produsului: STERIDEZ

1. Date de identificare ale produsului:

1.1 Categoria de produs: biocid

- Grupa principală: 1

- Tip de produs: 2, 3, 4

1.2 Utilizare: Dezinfecția suprafețelor în instituțiile medico-sanitare, sociale, spații private, industriei alimentare și instrumentarului medical.

1.3 Forma de condiționare și ambalare: lichid concentrat.

1.4 Conținut în substanțe active:

N-alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride and N-alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride 13 – 15%

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 5 – 10%

Ethyl Alcohol 20 – 30%;

1.5 Categoriile de utilizatori: profesionali, populație

1.6 Informații privind reglementările aplicabile: HG nr. 564 din 10.09.2009, Ordinul MS nr.299 din 06.05.2010 cu modificările ulterioare.

2. Date de identificare ale producătorului:

2.1 Firma: "Chemix Grupp" SRL

2.2 Adresa: str. Uzinelor, 7, of 8/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Valabilitatea certificatului de înregistrare data/luna/anul 20/11/2030

Compoziția, parametrii de calitate ai produsului și domeniul de utilizare sunt cei prevăzuți în documentația tehnică, care a stat la baza eliberării prezentului certificat, conform Raportului de evaluare nr. 72 din 16.10.2020

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director interimar




Vasile GUȘTIUC



STERIDEZ

Dezinfectant pentru suprafețe și despozitive medicale



1. Date generale:

1.1 **STERIDEZ** este un concentrat lichid care conține în compoziția sa componente dezinfectante active dodecil diamină chlorid și săruri cuaternare de amoniu, substanțe superfecial active, disolvanți, inhibitor de coroziune.

1.2 **STERIDEZ** îndepărtează sângele, proteinele, secrețiile și depunerile de grăsimi. Concentratul dezinfectantului se referă la clasa de risc și poate exercita o acțiune corosivă. Este periculos la înghițire. Dezinfectantul este favorabil pentru orice material.

2. Eficacitatea microbiologică:

2.1 **STERIDEZ** – asigură spectrul: bactericid (EN 13727+A2, EN 14561), virucid (EN 14476+A1), fungicid (EN 13624, EN 14562), micobactericid (EN 14563, inclusiv *Mycobacterium terrae*) și sporocid (EN 13704).

3. Domeniu de aplicare

3.1 **STERIDEZ** se utilizează pentru dezinfectarea instrumentelor medicale și chirurgicale (endoscoape, instrumente optice și componente auxiliare, bronhoscoape, forceps, laringoscoape, tuburi de intubație, tuburi de aspirație, vase medicale, ustensile de laborator, instrumente dentare etc.). **Steridez** se utilizează în toate băile din oțel inoxidabil cu ultrasunete. **Steridez** este potrivit pentru dezinfectarea tuturor suprafețelor rezistente la apă.

4. Pregătirea soluțiilor de lucru

4.1 Soluția de lucru se prepară prin diluarea concentratului **Steridez** cu apă curentă la temperatura camerei (tabelul 1). De la concentrația soluției de lucru depinde timpul de acțiune a acesteia.

Tabel 1

Concentrația soluției de lucru, %	Cantitatea concentratului Steridez și apei, necesare pentru prepararea soluției de lucru (ml)			
	1 L		10 L	
	concentrat, ml	apă, ml	concentrat, ml	apă, ml
0,20 %	2	998	20	9980
0,25 %	2,5	997,5	25	9975
1 %	10	990	100	9900

5. Utilizarea soluțiilor de lucru

4.1 **STERIDEZ** este destinat dezinfectării instrumentelor medicale termostabile și termolabile, îndepărțând sângele, secrețiile și depunerile de grăsimi. Soluția **STERIDEZ** este biodegradabilă, reziduurile pot fi aruncate în canalizare. Imediat după operare, dacă este necesar, dezasamblați instrumentele pe părți și plasați într-un recipient cu capac de etanșare în soluția **STERIDEZ**, asigurându-vă că instrumentele sunt complet scufundate în soluție. Instrumentele, care conțin un cap de prindere, sunt plasate în formă deschisă, preventiv făcând cu ele câteva mișcări de lucru pentru o

Producător: „Chemistry Trading” SRL, R. Moldova, str. Burebista 17, mun. Chișinău

Fabricant: «Chemix Grupp» SRL // MD 2023, Republica Moldova, or. Chișinău, str. Uzinelor 7, of. 8/1,

Tel./Fax: +373 22 84 31 36 // Cod Fiscal 1008600021848 // Cod TVA 0306515 //

cod IBAN MD17ML000000002251709619 // Cod Banca MOLDM2X309 // e-mail: chemixgrupp.md@gmail.com



Fișa tehnică de securitate a produsului chimic

1.	IDENTIFICAREA PRODUSELOR CHIMICE			
1.1	Identificarea produsului chimic și companiei responsabile			
	Identificarea produsului chimic: STERIDEZ			
1.2	Domeniu de aplicare a produsului chimic: Dezinfectant pentru suprafețe și dispozitive medicale			
1.3	Identificarea companiei responsabile pentru comercializarea de produse chimice: (producător, importator sau distribuitor)			
	Producător:	„CHEMISTRY TRADING“ SRL		
	Fabricant:	„CHEMIX GRUPP“ SRL		
	Locație adresă, conform adresei juridice:	mun. Chișinău, str. Uzinelor 7, of.8/1		
	Nr. telefon:	+37322843136		
	e-mail:	chemixgrupp.md@gmail.com		
1.4	Nr. telefon a serviciilor de urgență (în caz de urgență): 112 - Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență			
	Nr. telefon a producătorului (în caz de urgență): +37322843136			
2.	INFORMAȚIA DESPRE SUBSTANȚELE CHIMICE CE FAC PARTE DIN COMPONENTA PRODUSULUI			
2.1	Compoziția chimică/produsului după componentă: amestec de compuși cuaternari de amoniu, amine, tensioactivi și solvenți în apă			
2.2	Componente parțial periculoase:			
	2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.2.4
	Numarul CAS	Denumirea componentelor	Componenta chimică,%	Marcate cu simboluri de pericol prin numărul de risc R
	2372-82-9	Bis (3-aminopropil) dodecildeamin chloride	≤ 15%	C; N; R22, 35,50
	68391-01-5	Amestec N-alcilbenzildimetil clorid amoniu și	≤ 15%	C; N R:21/22-34-50
	85409-23-0	Alchiddimetilelorid amoniu	≤ 15%	Xn; R22-36/38-41
	68439-46-2	Alcool Gras etoxilat	≤ 15%	F; R11
	00064-17-5	Etanol	≤ 30%	
3.	PERICOL			
	În formă concentrată are proprietăți corozive. Concentratul este nociv în caz de înghițire.			
4.	MĂSURI DE PRIM AJUTOR			
4.1	Informații generale: Îndepărtarea hainelor contaminate, în cazul contactului cu pielea, clătiți din abundență cu apă			
4.2	Prin inhalare: Se scoate persoana (victima) la aer curat, dacă s-a oprit respirația, se face respirație artificială. Dacă respirația este dificilă, se pune mască cu oxigen. Adresați medicului			
4.3	Prin înghițire: Se clătește gura din abundență cu apă, se dă de băut o cantitate mare de apă sau lapte pentru dizolvarea substanței. Nici într-un caz NU provocați vomă! În caz de intoxicație, adresați medicului.			
4.4	Prin contact cu pielea: Se scot hainele contaminate, imediat se clătește cu apă și săpun lichid, din abundență. După necesitate adresați medicului.			
4.5	În cazul pătrunderii stropilor în ochi: De clătit cu apă ochii nu mai puțin de 15 min, din când în când deschinzând pleoapele. Dacă simptomele persistă în continuare, consultați un medic.			
4.6	Recomandări pentru identificarea simptomelor târzii: Necunoscute			