

IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE „DIOMID GHERMAN”

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1748165307838 / 21423573 din 11.06.2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Analizator de marker cardiaci						Pagina 1 din 1
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 - Analizator de markeri cardiaci	AFR-900 Brand Debunk 16	China	AllTest	Descriere Analizator de markeri cardiaci în sange complet automat, utilizat în secția de reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților în stare critică. Tip analizator semi-închis, complet automat, portabil Tip probă Sânge integral venos heparinizat (cu litu sau sodiu heparină, fără gel separator) Volum probă 100-200 µL Tip analize Troponin T D-Dimer CK-MB Mioglobyn NT-proBNP Controlul calității - soluții de control pentru fiecare parametru Analiza Durata analizei ≤ 15 min. Stocarea datelor: Date analize ≥ 2000 înregistrări Date calibrări ≥ 500 înregistrări Forma de reagenți stripuri (benzi de testare), pentru fiecare parametru aparte Display Touchscreen obligatoriu LCD sau LED obligatoriu Citiitor de bar cod opțional Oprire automată programabilă Baterie reincărcabilă universală Alimentare 220-240V, 50Hz Adaptor alimentare obligatoriu Interfața USB sau Ethernet Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS opțional	Fluorescence Immunoassay Analyzer AFR 900 Analizator de markeri cardiaci fluorescent AFR 900 Tip analizator : portabil , greutate -1,5 kg Metoda : cantitativa si calitativa Sânge integral venos , Valabilitatea testelor 2 ani Tip analize : Troponin T - Volum proba 20-75 µL Instrucțiune de utilizare anexata Possibilitate de a efectua si High - Sensitivity Cardiac Troponin Volum proba 40-75 µL. - Instrucțiune de utilizare anexata D-Dimer - Volum proba 10-75 µL Instrucțiune de utilizare anexata CK-MB - Volum proba 75-100 µL Instrucțiune de utilizare anexata Mioglobyn - Volum proba 20-75 µL Instrucțiune de utilizare anexata NT-proBNP - Volum proba 50 µL Instrucțiune de utilizare anexata Possibilitate de a efectua si High - Sensitivity NT-proBNP Volum proba 40-75 µL. - Instrucțiune de utilizare anexata Controlul calității - soluții de control pentru fiecare parametru - DA Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip. Durata analizei - ≤ 15 min Stocarea datelor 10 000 analize Forma de reagenți : caseta individuala QC TEST CASSETTE - Fig.4.3 A.4, A.5 - pag 11 User Manual Display Touch screen - Da (pix sensor inclus) LCD sau LED obligatoriu - DA Citiitor de bar cod - DA Oprire automată programabilă - DA (posibilitatea setarii analizatorului în regim de repaos . Dupa 10 min în regim de repaos analizatorul se stinge automat)	CE, ISO, Declarație de Conformitate
					Baterie reincărcabilă universală - DA Alimentare 220-240V, 50Hz Adaptor alimentare obligatoriu - Fig.2.3 pag. 3 -User manual Port tip C : Conectare Laptop - Folosit pentru transmiterea datelor - Fig 2.2 User manual pag.3 Port USB : Pentru actualizarea și exportarea datelor cu un disc USB sau conectarea unui scanner - Fig 2.2 User manual pag.3 Port LAN : Conectare a cablului de rețea - Internet Fig 2.2 User manual pag.3 , Comunicare cu LIS - DA - User Manual pag.19 Slot pentru card de identitate : importarea informațiilor produsului testat.- Fig 2.2 User manual pag.3 Se anexeaza : Certificatul de conformitate , Instrucțiuni de utilizare a testelor User mamul AFR-900 , Brosura AFR-900-pag.1 , Brosura cu indicarea tuturor testelor - pag.2 - Test Menu	

Nume: Varman Irina În calitate de: Administrator

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev, 6, of.61

semnat electron