

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1693228740623 din 19.10.2023
Obiectul achiziției: Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix						
7.1 Componenta femurală	Componenta femurală D8022420E D8022120E D8022520E D8022220E D8022210E D8022510E D8022310E D8022110E D8022320E D8022410E	Spania	Surgical	Componenta femurală - Sa fie confectionata din aliaj Cobalt - Crom (Co - Cr) - Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; -Sa prezinte o textură specială pentru bună fixare a cimentului, opțional fixarea femurală antirotațională augmentată prin doi pini - Condilii femurali posteriori sa fie îngroșati pentru creșterea stabilității și evitarea subluxației - Să prezinte congruență între raza condililor femurali și insertul tibial - Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur și reducerea stresului asupra patetei - Design care sa permita flexie cel puțin până la 130° - Dimensiunile de tibie și femur sa poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară. - Congruența femuro-tibială maximă - Suprafața articulară sa fie lustruită; - Suprafața de implantare sa fie rugoasă; - Modalitate de implantare: cimentată, (suprafața rugoasă) - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Componenta femurală -Confectionata din aliaj (Co - Cr) (pag. 1-2 fisa tech) - Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; (pag. 1-2 broșură) -Prezintă o textură specială pentru bună fixare a cimentului, opțional fixarea femurală antirotațională augmentată prin doi pini (pag. 1-2 broșură) - Condilii femurali posteriori îngroșati pentru creșterea stabilității și evitarea subluxației (pag. 1-2 broșură) - Prezintă congruență între raza condililor femurali și insertul tibial (pag. 1-2 broșură) - Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur și reducerea stresului asupra patetei (pag. 1-2 broșură) - Design care să permită flexie cel puțin până la 130° (pag. 1-2 broșură) - Dimensiunile de tibie și femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară. (pag. 1-2 broșură) - Congruența femuro-tibială maximă (pag. 1-2	CE, ISO AMDM – anexa 1

					broșură) - Suprafața articulară să fie lustruita;(pag. 1-2 broșură) - Suprafața de implantare să fie rugoasa; (pag. 1-2 broșură) - Modalitate de implantare: cimentata, (suprafața rugoasa)(pag. 1-2 broșură) - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Da	
7.2 Componenta tibiala	Componenta tibiala D8032100E - D8032500E	Spania	Surgical	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universală SAU stanga/dreapta - Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie scurte, in functie de necesitatile intraoperatorii -Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, dimensiunile de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta -Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata; -Modalitatea de implantare cimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; -Sa prezinte un dop filetat distal pentru posibilitatea fixării tije de extensie; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Componenta tibiala - Confecționată din aliaj Titan; - universală (pag. 4-5 broșură) - Componenta tibiala prezintă posibilitatea de suprastabilizare și de transformare în proteza de revizie prin atașarea de tije de extensie scurte, în funcție de necesitățile intraoperatorii(pag. 4-5 broșură) –Profilul platoului tibial să fie simetric și să se adapteaza perfect la porțiunea proximala a tibiei(pag. 4-5 broșură) - Să prezinte modularitate, dimensiunile de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie (pag. 4-5 broșură) - Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere (pag. 4-5 broșură) - Dimensiuni: 5, universale (pag. 14 broșură) -Suprafața de implantare să fie rugoasa, mata;(pag. 4-5 broșură) - Modalitatea de implantare cimentata;(pag. 4-5 broșură) -Să permita corecta poziționare cu ghid centromedular sau extern; (pag. 4-5 broșură) -Să prezinte un dop filetat distal pentru posibilitatea fixării tije de extensie; (pag. 4-5 broșură) - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.Da	CE, ISO AMDM - anexa 2

7.3 Augmente tibiale	Augmente tibiale D8032710E- D8032755E	Spania	Surgival	Augmente tibiale Sa fie confectionate din aliaj de titan -Adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare Disponibile în minim 2 dimensiuni Fixarea de tibie să se facă cu șurub sau implantabile cimentat STERIL - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Augmente tibiale Să fie confectionate din aliaj de titan; (pag. 7-8 broșură) - Adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare (pag. 7-8 broșură) - Disponibile în 5 dimensiuni (pag. 16 broșură) - Fixarea de tibie să se facă cu șurub (pag. 7-8 broșură) STERIL - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Da	CE, ISO Notificare AMDM
7.4 Tija de extensie	Tija de extensie D8025101E - D8025602E	Spania	Surgival	Tija de extensie Sa fie confectionate din aliaj de titan -Sa prezinte varianta standard -Sa se poata implanta pe piesa tibiala -Sa se poata implanta cimentat -Fixarea la piesa tibiala sa se faca prin intermediul unui sistem de fixare stabil la piesa tibială -Sterilizate cu radiatii GAMMA - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului	Tija de extensie -Să fie confectionate din aliaj de titan (pag. 6 broșură) -Să prezinte varianta standard(pag. 6 broșură) -Să se poata implanta pe piesa tibiala (pag. 6 broșură) -Să se poata implanta cimentat (pag. 6 broșură) -Fixarea la piesa tibiala se faca prin intermediul unui sistem de fixare stabil la piesa tibială (pag. 6 broșură) -Sterilizate cu radiatii GAMMA (pag. 6 broșură) -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Da -Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Da	CE, ISO Notificare AMDM
7.5 Insert tibial	Insert tibial D8051100E D8055200E	Spania	Surgival	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculară ultra înalta (UHMWPE)(pag. 3-4 broșură) - Are marginea tibiala anterioara înclinată pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar în flexia completa(pag. 3-4 broșură) - Să prezinte modularitate deosebită, dimensiuni de tibie și de femur să poată fi	CE, ISO AMDM - anexa 5 Notificare AMDM

				fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Să prezinte 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	combinat între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; (pag. 3-4 broșură) - Modalitate de fixare prin sistem de prindere (pag. 3-4 broșură) - Să prezinte varianta cu stabilizare posterioara (pag. 3 - 4 broșură) - 5 dimensiuni (pag. 13 broșură) - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Da	
7.6 Componentă patelară	Componentă patelară D8030140E D8030160E D8030170E D8030180E D8030150E	Spania	Surgical	Componentă patelară Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Să prezinte 5 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Componentă patelară - Confectionată din polietilena cu greutate moleculara ultra înaltă (UHMWPE) (pag. 5-6 broșură) - Este adaptată la forma zonei trohleare a piesei femurale (pag. 5-6 broșură) - 5 dimensiuni (pag. 14 broșură) - Modalitatea de implantare: cimentata (pag. 5 - 6 broșură) Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Da	CE, ISO AMDM - anexa 6
7.7 Setul de instrumente	Setul de instrumente D8610000 D8603300	Spania	Surgical	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate 2. Este oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat)- da În caz de defecțiune, ne obligăm să reparăm sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72h de la solicitarea scrisă a beneficiarului. Pag 30 Catalog Pag 42 Catalog	CE, ISO Notificare AMDM
7.8 Motor oscilant	Motor oscilant NS-1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul	Motor oscilant gratis în folosință 1 Este compatibil cu endoprotezele livrate. 2. Este oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei	CE, ISO

				beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Este nou (neutilizat). În caz de defecțiune ne obligăm să reparăm sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. Catalog pag 15 AMDM DM000431018 Rg04-000028	
7.9 Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant NS-1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co.	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant Catalog pag 27 AMDM DM000431018 Rg04-000028	CE, ISO
Lotul 9 Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment ortopedic cu antibiotic Model STERIL ALCASIS BONE CEMENT WITH (GENTA ANTIBIOTICS 41gr POWDER, 20ml LIQUID)	Turcia	TABIB FARMA ILAC TIBBI. CIHAZLAR MEDICAL ORTOPEDI GIDA TARIM BITKI YAGLARI URETIM INS.MALZ. SAN.TIC.L TD.STI	Disponibil în pachete ce conțin minim 40 grame de pudră ce va conține polimer și monomer sub formă lichidă. - Să prezinte viscozitate medie, indicat pentru artroplastii de șold și genunchi și alte articulații. - Să conțină oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. - Să conțină Gentamicină. - Să prezinte o toxicitate redusă și să posede proprietăți hipoalergene. - să corespundă standardului ISO 5833. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării.	Disponibil în pachete ce conțin 41 grame de pudră ce va conține polimer și 20ml monomer sub formă lichidă.(pag. 2 broșură) - Să prezinte viscozitate medie, indicat pentru artroplastii de șold și genunchi și alte articulații.(pag. 1 broșură) - conțină 4gr sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac.(pag. 2 broșură) -conțină 1gr de Gentamicină. - Să prezinte o toxicitate redusă și să posede proprietăți hipoalergene.(pag. 1 broșură) - să corespundă standardului ISO 5833.(pag. 1 broșură) - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării. Da AMDM DM000510821 Rg04-000123	CE, ISO
Lotul 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil						
12.1 Componenta femurală primară cimentată și necimentată	Componenta femurală primară Quadrofit Standard Femoral Component (Steril) cimentată (Right/Dreapta: EB8101C000S EB8101C001S EB8101C002S EB8101C003S EB8101C004S EB8101C005S EB8101C006S	Germania	Euromed IMPLANTS GMBH	Componenta femurală - Confectionat din aliaj de CoCr; - Disponibile variante cimentata si necimentata; - Anatomica: stanga / dreapta; - Dimensiuni disponibile: minim 8; - Santul patelar lateralizat; - Geometria condililor asimetrica; - Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital; - Pe suprafata internă prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în	Componenta femurală - Confectionat din aliaj de CoCr; (catalog pag.3) - Disponibile variante cimentată și necimentată (DoC pag.2-4); - Anatomica: stânga / dreapta;(DoC pag.2-4); - Dimensiuni disponibile: Cementate 13 dimensiuni dreapta, 13 dimensiuni stânga; Necimentate 13 dimensiuni dreapta, 13 dimensiuni stânga (DoC pag.2-4); - Santul patelar lateralizat (catalog pag.3) ; - Geometria condililor asimetrica (catalog	ISO , Declaration of conformity Anexa 12.1+ Notificare AMDM

	EB8101C015S EB8101C016S EB8101C017S EB8101C018S EB8101C019S EB8101C020S Left/Stinga: EB8102C000S EB8102C001S EB8102C002S EB8102C003S EB8102C004S EB8102C005S EB8102C006S EB8102C015S EB8102C016S EB8102C017S EB8102C018S EB8102C019S EB8102C020S și necimentată Right/Dreapta: EB8131C000S EB8131C001S EB8131C002S EB8131C003S EB8131C004S EB8131C005S EB8131C006S EB8131C015S EB8131C016S EB8131C017S EB8131C018S EB8131C019S EB8131C020S Left/Stinga: EB8132C000S EB8132C001S EB8132C002S			limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	pag.3) ; - Congruenta completa cu geometria insertului tibial în plan coronal și sagital (catalog pag.3) ; - Pe suprafața internă prezintă buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzătoare (catalog pag.3); - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării (Declarația producătorului).	
--	---	--	--	--	---	--

	EB8132C003S EB8132C004S EB8132C005S EB8132C006S EB8132C015S EB8132C016S EB8132C017S EB8132C018S EB8132C019S EB8132C020S					
12.2 Componenta tibială cimentată și necimentată	Componenta tibială cimentată și necimentată Quadrofit MB Tibial component (Sterile) Cemented EB8261C000S EB8261C001S EB8261C002S EB8261C003S EB8261C004S EB8261C005S EB8261C006S Cementless EB8262C000S EB8262C001S EB8262C002S EB8262C003S EB8262C004S EB8262C005S EB8262C006S	Germania	Euromed IMPLANTS GMBH	Componenta tibiala primara cimentata : - Confectionata din aliaj de CoCr; - Dimensiuni disponibile: minim 7; - Disponibile 2 variante: cimentata si necimentata; - Permite atasarea tijelor intramedulare de revizie si a blocurilor de augmentare; - Suprafata superioara lustruita; - Pe suprafata inferioara prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Sa poata fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Componenta tibiala primara cimentată și necimentată : - Confectionata din aliaj de CoCr (catalog pag.5); - Dimensiuni disponibile: 7 (DoC pag 8); - Disponibile 2 variante: cimentată și necimentata(DoC pag 8); - Permite atasarea tijelor intramedulare de revizie și a blocurilor de augmentare (DoC pag 8); - Suprafața superioara lustruita (catalog pag.5); - Pe suprafata inferioara prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare (catalog pag.5); - Sa poata fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat (catalog pag.4); - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării (Declaratia producatorului)	ISO , Declaration of conformity Anexa 12.2+ Notificare AMDM
12.3 Insertul tibial primar mobil	Insertul tibial primar mobil Quadrofit MB Standard Tibial Insert (Sterile) EB8251U008S EB8251U010S EB8251U012S EB8251U015S EB8251U018S	Germania	Euromed IMPLANTS GMBH	Insertul tibial primar mobil - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultraintalta UHMWPE; - Dimensiuni disponibile: minim 7; - Grosimi disponibile: 4 pentru fiecare dimensiune; - Insertul sa poata fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat; -	Insertul tibial primar mobil - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultraintalta UHMWPE (catalog pag.4); - Dimensiuni disponibile: 7 (Doc pag.6-7); - Grosimi disponibile: 5 pentru fiecare dimensiune (Doc pag.6-7); - Insertul sa poata fi folosit cu componenta	ISO , Declaration of conformity Anexa 12.3+ Notificare AMDM

	EB8251U108S EB8251U110S EB8251U112S EB8251U115S EB8251U118S EB8251U208S EB8251U210S EB8251U212S EB8251U215S EB8251U218S EB8251U308S EB8251U310S EB8251U312S EB8251U315S EB8251U318S EB8251U408S EB8251U410S EB8251U412S EB8251U415S EB8251U418S EB8251U508S EB8251U510S EB8251U512S EB8251U515S EB8251U518S EB8251U608S EB8251U610S EB8251U612S EB8251U615S EB8251U618S			Congruenta cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital; - Aspectele anterior și laterale redus pentru a evita lezarea tesuturilor moi; - Modul de fixare: prin pivot central cilindric; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat (Doc pag.6-7); - Congruenta cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital (catalog pag.4); - Aspectele anterior si laterale redus pentru a evita lezarea tesuturilor moi (catalog pag.4); - Modul de fixare: prin pivot central cilindric (catalog pag.4); - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării (Declaratia producatorului)	
12.4 Componentă patelară	Componentă patelară Quadrofit Insert Patella Component (Sterile) EB8171U000S	Germania	Euromed IMPLANTS GMBH	Componentă patelară -Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE; - Tipul fixarii: cimentata cu pin / pini; - Congruenta completa cu santul patelar	Componentă patelară -Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE (catalog pag.6);	ISO , Declaration of conformity

	EB8171U001S EB8171U002S Quadrofit ReSurfacing Patella Component (Sterile) EB8173U000S EB8173U001S EB8173U002S EB8173U003S			femural; - Dimensiuni disponibile: minim 3 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	- Tipul fixării: cimentata cu pin / pini (catalog pag.6); - Congruenta completa cu santul patelar femural (catalog pag.6); - Dimensiuni disponibile: 3+4 (DoC pag.6) - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării (Declaratia producatorului)	AMDM Anexa 12.4
12.5 Set de instrumente în custodie	Set de instrumente în custodie EK1103N001N 4+1 SYSTEMS KNEE PROTHESIS MINIMALLY INVASIVE INSTRUMENTATION SET	Germania	Euromed IMPLANTS GMBH	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1 compatibil cu endoprotezele livrate - Da 2. este oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului - Da 3. este în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. - Da 4. este nou (neutilizat) - Da 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar - Da În caz de defecțiune, ne obligăm să reparăm sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. – Da	ISO , Declaration of conformity. Notificare AMDM
12.6 Motor oscilant și reamer în custodie	Motor oscilant NS-1011 Reamer ND 2011	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument &Dvice Co.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1.Este compatibil cu endoprotezele livrate 2. Este oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului 3. Este nou (neutilizat) În caz de defecțiune, ne obligăm să reparăm sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. AMDM DM000431018 Rg04-000028 DM00043101 4Rg04-000028	CE, ISO

12.7 Lama pentru motor oscilant	Lama pentru motor oscilant NS-1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument &Device Co.	Lama pentru motor oscilant.	Lama pentru motor oscilant. AMDM DM000431018 Rg04-000028	CE, ISO
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „AELO Grup”SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str. Petru Movilă 23/5,ap (of)3