

LP: ocds-b3wdp1-MD-1750334311756 din 31.07.2025
Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform
necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 2)



Anexa nr.1 pentru lot.1: Analizator hematologic, automat (5 diff) Cod 150530
Dovada înregistrării dispozitivului oferat (echipamentului medical), în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale **DM000207491**

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Descriere Analizator hematologic automat (5 diff) destinat analizei componentei sanguine Parametru Specificația Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC Hgb Hct MCV MCH MCHC PLT LYM # MON# NEU# BAS# EOS# LYM% MON% NEU% BAS% EOS% RDW PDW MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Diluarea automată Afișaj grafic Imprimantă color Introducerea datelor manual Interfață PC obligatoriu Afișarea histogramelor obligatoriu Stocarea datelor obligatoriu Calibrarea automată manuală 140000 4 075 000,00 Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Scatergrame WBC - 5 diff Afișarea pe ecran a tuturor datelor histogramelor rezultate grafice rezultate din arhivă date de servis Monitorizarea datelor pacientului nume pacient ID pacient sex	Analizator hematologic automat (5 diff) destinat analizei componentei sanguine Parametru Specificația Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, NLR, RBC, HGB, HCT, MCV, RDWsd/cv, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWsd/cv, PLC-R%, PLC-C Capacitate (probe/oră) = 60 Diluarea automată Afișaj grafic Imprimantă color Introducerea datelor manual Interfață - PC integrat Afișarea histogramelor Stocarea datelor Calibrarea automată/manuală Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Scatergrame WBC - 5 diff Afișarea pe ecran a tuturor datelor histogramelor rezultate grafice rezultate din arhivă date de servis Monitorizarea datelor pacientului: nume pacient, ID pacient, sex, vârsta Monitorizarea reactivelor: numărul lotului; data expirării; volumul rămas Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați: histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT date despre pacient Indicatori de avertizare obligatoriu Control al calității - 3 nivele Construirea tabelor și graficelor Levey-Janings Memorie internă - 40000 analize Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Vas pentru deșeuri tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Limba de comunicare rom/rus Reagenți: Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize. Consumabile Sa fie incluse ≥ 1000 eprubete 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea sângelui integru, compatibile cu analizorul oferit

vârsta Monitorizarea reactivelor numărul lotului data expirării volumul rămas Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT date despre pacient Indicatori de avertizare obligatoriu Control al calității ≥ 3 nivele Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings Memorie internă ≥ 1000 pacienți Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Vas pentru deșeuri tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Limba de comunicare rom/rus Reagenți: Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize. Consumabile Sa fie incluse ≥ 1000 eprubete 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea sângelui integru, compatibile cu analizorul oferit Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni.	Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni.
--	---