

Устройство для промывки эндоскопов SCOPE BUDDY®

Размеры

9,5 В x 6 Ш x 8 Г (дюймы)
(24,1 В x 15,2 Ш x 20,3 Г (см))

Масса устройства

10 фунтов (4,5 кг)

Требования к электропитанию

110–230 В, 50/60 Гц

Сертификаты электробезопасности

Стандарт UL 61010-1
CANADA/USA C22.2 № 61010-1
Стандарты ETL и cETL

Скорость подачи жидкости

1 литр в минуту

Время промывки

0–99 минут

Управление таймером

Цифровой дисплей с сенсорными элементами управления

Давление в системе

Встроенный предохранительный клапан

Индикаторы завершения цикла

Звуковые и визуальные уведомления

Размещение устройства

На рабочей поверхности или на стене (кронштейн входит к комплект поставки)

Гарантия

Один год



Информация для заказа SCOPE BUDDY

Номер модели	Описание
EFA-IN-G	Устройство для промывки эндоскопов SCOPE BUDDY
78399-669	Комплект трубок для подсоединения эндоскопа (входит в комплект поставки)
75227-679	Мерный цилиндр (входит в комплект поставки)

Дополнительные одноразовые трубки (поставляются на заказ)

Номер детали	Описание
SB-110-HU1001	Одноразовые трубки для эндоскопов OLYMPUS® на 24 часа использования
SB-110-HU1002	Одноразовые трубки для эндоскопов PENTAX® на 24 часа использования
SB-110-HU1005	Адаптер для одноразовых трубок на 24 часа использования

Рекомендуется использовать с:

Номер детали	Описание
ML02-0132	Высокоактивное дезинфицирующее средство RAPICIDE® OPA/28 (4 бутылки по одному галлону (3,8 литра) в коробке)
ML02-0136	Тестовые полоски RAPICIDE OPA/28 (2 бутылки в коробке; 50 полосок в бутылки)
ML02-0134	Моющее средство INTERCEPT® (4 бутылки по одному галлону (3,8 литра) в коробке)
ML02-0135	Резервуар для ручной обработки (емкость 13,3 литра)



Резервуар для ручной обработки

MEDIVATORS® SCOPE BUDDY®, RAPICIDE® и INTERCEPT® являются товарными знаками и зарегистрированными товарными знаками MEDIVATORS Inc.

OLYMPUS® является зарегистрированным товарным знаком Olympus Corporation.

PENTAX® является зарегистрированным товарным знаком Noya Corporation.