

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		LP nr.21175683 din 13.04.24							
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2024(repetat)						Pagina: 1 din 3	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6		8
3310000-1	2	Ac cu holder universal	Ac cu holder universal	631808 + 632201 DM000420906	China	Boen	Ac cu holder universal compatibil cu vacutainer K3 EDTA	Ac G 21 cu holder universal compatibil cu vacutainer K3 EDTA	CE,ISO
3310000-1	6	Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum.	Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum.	EI 2111-9601 M Treponema pallidum IgM,96 teste DM000561958	Germania	Euroimmun	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detașabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice.Probe pozitive de control, inactivate.Probe negative de control, inactivate.Conjugat flacon. Anticorpi specifici IgM marcată. Soluție (flacon) – pentru diluția prealabilă. Soluție (flacon) – pentru diluția serului. Soluție (flacon) – pentru diluția conjugatului. Soluție bufer fosfat - salină concentrată Soluție bufer substrat.Tetrametilbenzidin (flacon).Stop – reagent (flacon). Peliculă pentru acoperirea planșetei. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0%	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detașabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Calibrator(IgM, human), ready for use. Positive control (IgM, human), ready for use. Negative control(IgM, human), ready for use. Enzyme conjugate peroxidase-labelled anti-human IgM (goat),ready for use. Sample buffer-buffer containing IgG/RF-absorbent (anti-human IgG antibody preparation obtained from goat),ready for use. Wash buffer 10x concentrate. Chromogen/substrate solution TMB/H2O2, ready for use. Stop solution 0.5 M sulphuric acid, ready for use. Peliculă pentru acoperirea planșetei. Sensibilitatea 100.0% Specificitatea 100.0%	CE,ISO

3310000-1	7	Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum.	Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum.	EI 2111-9601 G Treponema pallidum IgG,96 teste DM000561957	Germania	Euroimmun	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Probe pozitive de control, inactivate. Probe negative de control, inactivate. Conjugat flacon. Anticorpi specifici IgM marcată. Soluție (flacon) – pentru diluția prealabilă. Soluție (flacon) – pentru diluția serului. Soluție (flacon) – pentru diluția conjugatului. Soluție bufer fosfat - salină concentrată Soluție bufer substrat. Tetrametilbenzidin (flacon). Stop – reagent (flacon). Peliculă pentru acoperirea planșetei. Sensibilitatea ≥ 98.0% Specificitatea ≥ 99.0%	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgG anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Calibrator 1-200 RU/ml (IgG, human), ready for use. Calibrator 2-20 RU/ml (IgG, human), ready for use. Calibrator 3-2 RU/ml (IgG, human), ready for use. Positive control(IgG, human), ready for use. Negative control(IgG, human), ready for use. Enzyme conjugate peroxidase-labelled anti-human IgG (rabbit), ready for use. Sample buffer ready for use. Wash buffer 10x concentrate. Chromogen/substrate solution TMB/H2O2, ready for use. Stop solution 0.5 M sulphuric acid, ready for use. Peliculă pentru acoperirea planșetei. Sensibilitatea 100.0% Specificitatea 100.0%	CE,ISO
3310000-1	8	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M	Anti-Treponema pallidum- Westernblot IgM , 24 teste/DY 2111-2401M DM000106806	Germania	Euroimmun	Test westernblot pentru detectarea proteineor specifice pentru IgM pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină: 1. Stripuri de teste pentru 16/20/24 teste 2. Enzima conjugata; 3. Buffer; 4. Substrate; 5. Tava de incubatie; 6. control pozitiv; 7. Instrucțiunea de utilizare Setul trebuie să conțină tot necesarul pentru a efectua 16/20/24 teste. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%	Test westernblot pentru detectarea proteineor specifice pentru IgM pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină: 1. Stripuri de teste pentru 24 teste 2. Enzima conjugata; 3. Buffer; 4. Substrate; 5. Tava de incubatie; 6. control pozitiv; 7. Instrucțiunea de utilizare Setul trebuie să conțină tot necesarul pentru a efectua 24 teste. Sensibilitatea - 100.0% Specificitatea - 98.0%	CE,ISO

3310000-1	9	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G	Anti-Treponema pallidum- Westernblot IgG ,24 teste/ DY 2111-2401G,24 teste DM000106804	Germania	Euroimmun	<p>Test westernblot pentru detectarea proteinelor specifice pentru IgG pentru confirmarea Sifilisului.</p> <p>Trusa trebuie să conțină:</p> <p>8. Stripuri de teste pentru 16/20/24 teste</p> <p>9. Enzima conjugata;</p> <p>10. Buffer;</p> <p>11. Substrate;</p> <p>12. Tava de incubatie;</p> <p>13. control pozitiv;</p> <p>14. Instrucțiunea de utilizare</p> <p>Setul trebuie să conțină tot necesarul pentru a efectua 16/20/24 teste.</p> <p>Sensibilitatea $\geq 99.0\%$</p> <p>Specificitatea $\geq 99.0\%$</p> <p>un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă.</p>	<p>Test westernblot pentru detectarea proteinelor specifice pentru IgG pentru confirmarea Sifilisului.</p> <p>Trusa trebuie să conțină:</p> <p>8. Stripuri de teste pentru 24 teste</p> <p>9. Enzima conjugata;</p> <p>10. Buffer;</p> <p>11. Substrate;</p> <p>12. Tava de incubatie;</p> <p>13. control pozitiv;</p> <p>14. Instrucțiunea de utilizare</p> <p>Setul trebuie să conțină tot necesarul pentru a efectua 24 teste.</p> <p>Sensibilitatea - 100.0%</p> <p>Specificitatea - 100.0%</p> <p>un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă.</p>	CE,ISO
-----------	---	---	---	---	----------	-----------	--	--	--------

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.