

EURAZES

UNIUNEA VAMALĂ DIN REPUBLICA BIELARUS, REPUBLICA KAZAKHSTAN ȘI FEDERAȚIA RUSĂ

Serviciul federal pentru supraveghere în domeniul protecției drepturilor consumatorului și bunăstării omului
Medicul șef sanitar de stat al Federației Ruse
Federația Rusă

(organul autorizat al Părții; conducătorul organului autorizat; denumirea unității administrativ-teritoriale)

CERTIFICAT privind înregistrarea de stat

nr. RU.77.99.88.002.E.007102.09.13

din 03.09.2013

Produs:

preparat dezinfectant "DIMAX clor" (pastile, granule). Produs în conformitate cu documentele: TU 9392-010-46842767-2006 cu modificări nr. 1,2. Fabricant (producător): 1) SRL "INTERSEN-plus", 141004, reg. Moscova, or. Mytishchi, str. Silikatnaya, d. 19, Federația Rusă; 2) SRL "NPO INTERSEN-plus", 141004, reg. Moscova, or. Mytishchi, str. Silikatnaya, d. 19, Federația Rusă. Beneficiar: SRL "INTERSEN-plus", 141004, reg. Moscova, or. Mytishchi, str. Silikatnaya, d. 19, Federația Rusă.

(denumirea produselor, documente normative și (sau) tehnice conform cărora este fabricat produsul, denumirea și localizarea fabricantului (producătorului), beneficiarului)

corespunde

Cerințelor unice sanitar-epidemiologice și igienice pentru mărfuri care urmează să fie supuse supravegherii (controlului) sanitar-epidemiologice

a trecut înregistrarea de stat, introdusă în Registrul certificatelor privind înregistrarea de stat și admisă pentru producere, vânzare și utilizare

în conformitate cu instrucțiunea privind aplicarea preparatului din 12.08.2013, nr. D-11A/13.

Prezentul certificat este eliberat pe baza (a enumera procesele-verbale de cercetări analizate, denumirea organizației (laboratorului, centrului experimental) care a efectuat cercetările, alte documente analizate):

în locul certificatului de înregistrare de stat nr. RU 77.99.01.002.E.004403.03.11 din 03.03.2011, raportului de expertiză al IBFȘ "ICS de dezinfectologie al Serviciului de supraveghere a drepturilor consumatorilor" nr. 3-05-04/638 din 03.07.2013; etichetei; compoziției; TU; instrucțiunii privind aplicarea preparatului din 12.08.2013, nr. D-11A/13.

Termenul de valabilitate al certificatului privind înregistrarea de stat se stabilește pentru perioada deplină de fabricare a produsului sau de livrare a mărfurilor supuse controlului pe teritoriul uniunii vamale

Semnătura, NNP, funcția persoanei autorizate
care a eliberat documentul și ștampila organului
(instituției) care a eliberat documentul

_____ G.G. Onishchenko

Ștampila: Serviciul federal pentru supraveghere în domeniul protecției drepturilor consumatorului și bunăstării omului
Nr. 0242558

INSTRUCȚIUNEA NR. D-11A/13
privind aplicarea preparatului "DIMAX clor"
SRL "INTERSEN-plus" (Rusia)
pentru dezinfectare

Moscova

INSTRUCȚIUNEA NR. D-11A/13
privind aplicarea preparatului "DIMAX clor"
(introdusă în locul Instrucțiunii nr. D-11A/07)

Instrucțiunea este proiectată de către Întreprinderea Unitară de Stat "Centrul municipal de dezinfectare din Moscova" (ÎUS CMDM) (în ceea ce privește modurile de dezinfectare a obiectelor în cazul infecțiilor de etiologie bacteriană și fungidă; studii toxicologice și studii fizice-chimice), Instituția federală de stat "Ordinul rus al Steagului Roșu al Muncii al Institutului de cercetare științifică de traumatologie și ortopedie num. R. R. Vreden al Agenției federale pentru asistența medicală de înaltă tehnologie" (CEL IFS "ICȘTOR num. R. R. Vreden Rosmedtehnologii"), (în ceea ce privește modurile de dezinfectare a obiectelor în cazul infecțiilor de etiologie virală), Întreprinderea de stat federală de știință "Centrul științific de stat de microbiologie și biotehnologie aplicată" (ÎSFȘ "CȘS MBA"), (în ceea ce privește modurile de dezinfectare a obiectelor în cazul infecțiilor deosebit de periculoase), SRL "INTERSEN-plus" și IBFȘ IEȘD) al Organului de Supraveghere a Drepturilor Consumatorului (în ceea ce privește modurile de dezinfectare a obiectelor în cazul tuberculozei și deșeurilor lichide medicinale la infecții bacteriene, inclusiv în cazul etiologiei de tuberculoză, virale și fungide).

Autori: Suchikov I. G., Iudina E. G. Sergheiuk N. P., Șestakov C. A. (CEL ÎUS CMDM);
Afinoghenov G. E. (CEL IFS ICȘTOR num. R. R. Vreden Rosmedtehnologii),
Deatlov I. A., Hramov M. V., Gherasimov V. N. (ÎSFȘ "CȘS MBA");
Kurshin D. A. (SRL "INTERSEN-plus");
Feodorova L. S., Tsvirova I. M., Belova A. S. (IBFȘ IEȘD)

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Preparatul dezinfectant "DIMAX clor" conține sare de sodiu al acidului diclorozocianur ca ingredient activ, precum și componente funcționale care contribuie la o mai bună dizolvare a preparatului. Preparatul reprezintă pastile sau granule de culoare albă cu un miros caracteristic de clor sau aromă. Preparatul "DIMAX clor" este produs în formă de pastile de două tipuri cu o greutate de 2,7 g și 1,35 g, care emit la dizolvare în apă respectiv 1,5 g și 0,75 g de clor activ. Granulele conțin 33% de clor activ.

Termenul de valabilitate a produsului (pastile și granule) în ambalajul nedesfăcut de la producător - 5 ani. Termenul de valabilitate a soluțiilor de lucru a preparatului - 5 zile.

Preparatul este ușor solubil în apă. Soluțiile apoase sunt transparente, au un miros slab de clor. Pentru o combinație a procesului de dezinfectare și curățare este posibil de a adăuga la soluțiile preparatului detergenți permise pentru utilizare în instituțiile de medicină preventivă (IMP). Soluțiile apoase ale preparatului nu strică suprafețele tratate din lemn, sticlă, materiale plastice, precum și vesela, jucării, articole cu destinație medicală și articole de îngrijirea bolnavilor din materiale rezistente la coroziune, din sticlă, cauciuc și materiale plastice. Au o acțiune de albire, nu modifică în mod substanțial culoarea țesăturilor.

1.2. Preparatul "DIAMAX clor" posedă o activitate antimicrobiană împotriva bacteriilor Gram-negative și Gram-pozitive, inclusiv împotriva agenților patogeni ai tuberculozei – testat pe *Mycobacterium terrae*, infecțiilor intraspitaliere (IIS) și a infecțiilor deosebit de periculoase (ciuma, tularemia, holera, legioneloză, antrax, inclusiv – spori), ciupercilor din familia Candida și dermatofitiilor, virusilor (inclusiv poliomiелita, hepatita parenterală, HIV, adenovirusul).

1.3. Conform GOST 12.1.007-76 preparatul "DIMAX clor" se referă la clasa 3 a substanțelor moderat periculoase conform parametrilor de toxicitate acută la introducere în stomac și la clasa 4 a substanțelor puțin periculoase la aplicare pe piele; are acțiune iritantă locală asupra pielii și a membranelor mucoase ale ochiului, posedă o acțiune slabă de sensibilizare și de iritare locală.

Soluțiile preparatului cu o concentrare mai mare de 0,1% de clor activ manifestă iritarea organelor de respirație.

CMA de clor în aerul zonei de lucru - 1 mg/m³ (perechi), clasa 3 de pericol. CMA de clor în aerul atmosferic a locurilor populate este maximal unică – 0,1 mg/m³; medie de zi – 0,03 mg/m³ (clasa 2 de pericol).

1.4. Preparatul dezinfectant "DIMAX clor" este conceput

sub formă de pastile pentru:

- dezinfectarea suprafețelor din încăperi (inclusiv pentru efectuarea curățeniilor generale), mobilier netapițat, articolelor de interior, echipamente sanitare tehnice, lenjerie, veselă (inclusiv de laborator), articolelor de îngrijire a bolnavilor, articole de curățare, jucării, încălțăminte din plastic și cauciuc, covorașe din cauciuc, transportul sanitar în cazul infecțiilor bacteriene (inclusiv tuberculoză și IIS), virale (inclusiv poliomiелita, hepatita parenterală, HIV, adenovirusul), etiologiei fungide (candidoză, dermatofiti) și infecțiilor deosebit de periculoase (ciuma, tularemie, holeră, legioneloză, antrax, inclusiv - spori), în instituțiile de medicină preventivă (IMP)¹, pentru dezinfecție finală în instituțiile pentru copii, focare infecțioase, facilități comunale de viață, produceri alimentare, întreprinderi de alimentare publică și de comerț, piețe industriale, instituții de educație, sport, sociale și penitenciare, toalete publice;

¹ IMP: spitale, clinici, sanatorii, profilatorii, centre de reabilitare, staționare de zi, diviziuni și puncte medicale, case pentru oameni cu dizabilități și aziluri, puncte de felcer și de felcer-obstetrice, serviciul de moșit, dispensare, cabinete stomatologice, staționare de maternitate, centre pentru transplantarea organelor, centre medicale de profil, stații de transfuzie a sângelui și de ajutor de urgență, laboratoare (centre) medicale clinice și de diagnosticare.

- dezinfectarea articolelor cu destinația medicală din metale rezistente la coroziune, cauciuc, plastic, sticlă;
- dezinfectarea deșeurilor medicale (inclusiv articolelor cu destinația medicală de unică utilizare, materialelor de pansament, lenjeriei de pat de unică folosință și lenjeriei de corp, hainele personalului) înainte de utilizarea acestora;
- dezinfectarea deșeurilor medicale lichide (sânge, inclusiv și sângele rebutat și termenul de valabilitate expirat, serul, lichidul cefalorahidian, celule sanguine, spută, voma, urina, lichid amniotic, lichide endoscopice și după clătirea gâtului, fecale, șlam fecal-urinar, resturi de mâncare);
- dezinfectarea echipamentului special, îmbrăcămintei speciale și instrumentelor de coafor, a saloanelor de masaj, băilor, saunelor, cluburilor, saloanelor de cosmetologie, spălătoriilor, camerelor de inspecție sanitară și altor facilități din domeniul servirii populației;
- dezinfectarea vehiculelor de transport, transportului pentru produsele alimentare și a materiilor prime alimentare;
- dezinfectarea suprafețelor ”cupei” piscinelor.

sub formă de granule:

- dezinfectarea deșeurilor medicale lichide (sânge, inclusiv și sângele rebutat și termenul de valabilitate expirat, serul, lichidul cefalorahidian, celule sanguine, spută, voma, urina, lichid amniotic, lichide endoscopice și după clătirea gâtului, fecale, șlam fecal-urinar, resturi de mâncare) în cazul infecțiilor bacteriene (inclusiv tuberculoză), infecțiilor deosebit de periculoase (ciuma, tularemie, holeră, legioneloză, antrax, inclusiv - spori), etiologiei virale și fungide în instituțiile de medicină preventivă, laboratoare bacteriologice și clinice, stații de transfuzie a sângelui, ambulanțe.

2. PREPARAREA SOLUȚIILOR DE LUCRU

2.1. Soluțiile de lucru ale preparatului ”DIMAX clor” sunt preparate în vase din plastic, emailate sau de sticlă prin dizolvarea cantității necesare de preparat în apă de la robinet (prin amestecare ușoară).

2.2. Pentru a prepara soluția de lucru cantitatea calculată de pastile este dizolvată în apa de la robinet în conformitate cu datele prezentate în tabelele 1 și 2.

Tabel 1

Prepararea soluțiilor de lucru din pastilele preparatului ”DIMAX clor” de 2,7 g

Conținutul de clor activ, %	Cantitatea de pastile (buc.) pentru prepararea soluției de lucru		
	5l	10l	20l
0,01	-	-	*
0,015	-	1	2
0,03	1	2	4
0,045	-	3	6
0,06	2	4	8
0,1	-	7	14
0,2	7	14	28
0,3	10	20	40
0,5	18	35	70

0,6	20	40	80
1,0	35	70	140
2,0	70	140	280
2,5	85	170	340
3,0	100	200	400

Notă: pentru prepararea soluțiilor de spălare-dezinfectare în soluțiile de lucru se adaugă 0,5% de preparat de spălare (50 grame de preparat de spălare la 10 litri de soluție)

* - pentru prepararea soluției de lucru cu o concentrație de 0,01% conform clorului activ a se dizolvă 1 pastilă de preparat 15 litri de apă.

Tabel 2

Prepararea soluțiilor de lucru din pastilele preparatului "DIMAX clor" de 1,35 g

Conținutul de clor activ, %	Cantitatea de pastile (buc.) pentru prepararea soluției de lucru		
	1l	5l	10l
0,01	-	-	*
0,015	-	1	2
0,03	-	2	4
0,045	-	3	6
0,06	1	4	8
0,1	2	7	14
0,2	3	14	27
0,3	4	20	40
0,5	7	34	67
0,6	8	40	80
1,0	14	67	134
2,0	27	134	267
2,5	34	167	334
3,0	40	200	400

Notă: pentru prepararea soluțiilor de spălare-dezinfectare în soluțiile de lucru se adaugă 0,5% de preparat de spălare (5 grame de preparat de spălare la 1 litru de soluție)

* - pentru prepararea soluției de lucru cu o concentrație de 0,01% conform clorului activ a se dizolvă 1 pastilă de preparat 7,5 litri de apă.

3. APLICAREA PREPARATULUI

3.1. Soluțiile preparatului "DIMAX clor" sunt folosite pentru dezinfectarea obiectelor și articolelor enumerate în p. 1.4.

Dezinfecția se realizează prin modurile de ștergere, irigare, înmuiere, cufundare. Modurile de dezinfectare a obiectelor cu soluțiile preparatului la diferite infecții sunt prezentate în tabelele 3-11.

3.2. **Suprafețele** în încăperi (pardoseli, pereți, etc.), articolele de interior, suprafețele aparatelor, dispozitivelor și echipamentelor se șterg cu cârpă înmuiată în soluția preparatului la o normă de consum de 100 ml/m de suprafață.

Prelucrarea obiectelor prin modul de irigare se realizează cu ajutorul unui echipament special (automax și alte aparate), realizând o înmuiere uniformă și abundentă. Norma de consum a preparatului la irigare: 300 ml/m² (panou hidraulic, automax) sau 150 ml/m² (pulverizator de tip "Quasar").

În cazul infecțiilor deosebit de periculoase (ciuma, tularemia, holera, legioneloză, antrax, inclusiv - spori) norma de consum la ștergere - 150 ml/m² de suprafață, la irigare (panou hidraulic) - 300 ml/m² de suprafață.

Suprafețele puternic contaminate se tratează de două ori. Excesul soluției de dezinfectare după utilizare prin modul de irigare este îndepărtat cu o cârpă uscată. Încăperea este aerisită până la dispariția mirosului de clor.

3.3. Dezinfectarea profilactică a **transportului** public de pasageri (urban și interurban), transportului pentru produse alimentare și materiale prime alimentare, precum și transportului sanitar se efectuează în conformitate cu modurile enumerate în tabelul 3. Tehnologia prelucrării transportului pentru produsele alimentare este prezentată în Instrucțiunea privind spălarea și dezinfectarea transportului pentru produsele alimentare (anexa 3 la Dispoziția Medicului-șef sanitar de stat de la Moscova numărul 5 din 05.04.2000).

Dezinfecția vehiculelor se efectuează folosind panoul hidraulic, automax, dezintegratorul și altele. În acest caz dezinfectării sunt supuse suprafețele salonului (pereți, pardoseli, uși) și părțile exterioare ale corpului.

Prelucrare transport se începe cu partea exterioară a ușii, apoi este irigată podeaua, tavanul, pereții, iar în mod repetat podeaua. La irigare o atenție deosebită trebuie acordată zonelor puternic contaminate și locurile greu accesibile.

Dezinfecția se efectuează la o normă de consum de 150-300 ml/m². La finalul dezinfecției suprafața internă a corpului transportului se spală cu apă, se usucă și se aerisește până la eliminarea completă a mirosului de clor.

Transportul sanitar pentru pacienți infecțioși este tratat în modurile recomandate în cazul infecțiilor corespunzătoare, însă în cazul infecțiilor cu etiologie neclară - în modurile recomandate pentru infecțiile virale. Prelucrarea profilactică regulată a transportului sanitar este efectuată conform regimurilor indicate în tabelul 3.

3.4. **Echipamentul sanitar tehnic** (căzi de baie, chiuvete, toalete și altele) este tratat cu soluția preparatului cu ajutorul periei obișnuite sau metalice, la finisarea dezinfectării acesta este spălat cu apă. Norma de consum la ștergere - 100 ml/m² de suprafață, la irigare - de 300 ml/m² (panou hidraulic, automax) sau 150 ml/m² (pulverizator de tip "Quasar") per o prelucrare. Prelucrarea dublă se efectuează cu un interval de 15 minute. În cazul infecțiilor deosebit de periculoase (ciuma, tularemia, holera, legioneloză, antrax, inclusiv - spori) norma de consum la ștergere - 150 ml/m² de suprafață, la irigare (panou hidraulic) - 300 ml/m² de suprafață.

3.5. **Vesela** este eliberată de resturi alimentare și este cufundată în întregime în soluția de dezinfectare la un calcul de 2 litri pe 1 set. La finisarea dezinfectării vesela este spălată cu apă timp de trei minute.

Soluțiile preparatului pentru dezinfectarea veselei fără resturi alimentare pot fi utilizate în mod repetat, în timpul unei ture de lucru până la schimbarea aspectului lor exterior (schimbarea culorii, turbiditatea soluției, și altele). La primul semn de schimbare în aspect exterior este necesară înlocuirea soluției.

3.6. **Albiturile** sunt înmuiate în soluție la un calcul de 4 litri (în cazul infecțiilor deosebit de periculoase și tuberculozei - 5 litri) per 1 kg de albituri uscate. La finisarea dezinfectării albiturile sunt spălate și clătite.

3.7. **Sandale de baie, papuci** de cauciuc, materiale plastice și alte materiale polimerice sunt dezinfectate prin metoda imersiei în soluție prevenind emersiunea acestora. După dezinfecție acestea sunt spălate cu apă.

3.8. **Articole de îngrijire a bolnavilor, jucării, covorașe de cauciuc** sunt cufundate în preparat sau sunt șterse cu o cârpă umezită în soluție. La finisarea menținerii de dezinfecție acestea sunt spălate cu apă.

3.9. La efectuarea dezinfectiei **articolelor cu destinația medicală** din materiale rezistente la coroziune, din cauciuc, plastic, sticlă, articolele sunt imersate în soluția de lucru a preparatului, umplând cavitățile și canalele, evitând formarea dopurilor de aer; articolele detașabile sunt cufundate în soluție în mod demontat; unelte cu piesele de blocare sunt înmuiate în mod deschis, făcând cu acestea în prealabil câteva mișcări de lucru în soluție pentru o mai bună penetrare a soluției în zone greu accesibile ale articolelor în zona lăcatei. Grosimea stratului de soluție a preparatului deasupra articolelor trebuie să fie de cel puțin 1 cm. După dezinfecția articolele sunt spălate bine cu apă curgătoare până când dispare mirosul de clor, nu mai puțin de 3 minute (la antrax - cel puțin 5 minute), pentru articole din cauciuc și materiale plastice de cel puțin 5 minute. Dezinfectarea se efectuează în conformitate cu modurile din tabelul 7.

3.10. **Curățeniile generale** de staționare chirurgicale, obstetrice-ginecologice, somatice, camere de tratament, laboratoare clinice, de diagnostic, stații de transfuzie a sângelui, IMP de profil stomatologic în staționare împotriva tuberculozei și de piele-venerologice se efectuează în modurile recomandate în tabelul 8.

3.11. În facilitățile publice, culturale, administrative, la întreprinderile de alimentare publică și piețele industriale, instituțiile pentru copii, mijloacele de transport și echipamente de colectarea gunoierului dezinfectarea se efectuează în conformitate cu modurile recomandate în tabelul 3 pentru dezinfectarea facilităților în cazul infecțiilor bacteriene (cu excepția tuberculozei).

3.12. În băile, frizeriile, saloanele cosmetologice, piscinele, complexe sportive dezinfectarea se efectuează în conformitate cu modurile recomandate în tabelul 5 pentru dezinfectarea facilităților în cazul dermatofitiilor.

3.13. Dezinfectarea **încăperilor și băilor de piscină** se efectuează ținând cont de cerințele SanPiN 2.1.2.1188-03 "Piscine pentru înot. Cerințe de igienă pentru instalarea, utilizarea și calitatea apei în piscinele pentru înot. Controlul calității".

În piscina pentru înot dezinfectării sunt supuse:

- încăperea băii piscinei: baia piscinei, căi ocolitoare, scări, mese de sport, bănci, băi de picioare;
- în camere de schimb, dușuri, grupuri sanitare: pardoseli, pereți, uși, mânerle ușilor, dulapuri, bănci, covorașe din cauciuc, zăbrele din lemn, robinete, echipamente sanitare-tehnice;
- în zonele de utilizare comună și încăperi de utilitate: pardoseli, pereți, uși, mânerle ușilor, articole de interior.

Dezinfectarea se efectuează prin modurile de ștergere și înmuiere.

3.14. **Materialul de curățare** este înmuiat în soluția preparatului, după finisarea dezinfectării acesta este clătit și uscat.

3.15. **Deșeurile medicale** ale instituțiilor de medicină preventivă (inclusiv articolele de destinație medicală pentru unica utilizare, material pentru pansamente, lenjerie de pat de unică folosință și lenjerie de corp, îmbrăcăminte personalului) de gradele B și C sunt prelucrate înainte de utilizare în conformitate cu SanPiN 2.1.7.2790-10 "Cerințe sanitare-epidemiologice pentru manipularea deșeurilor medicale" în conformitate cu modurile prezentate în tabelul 6. Dezinfectarea colectoarelor reutilizabile pentru deșeurile

clasei A se efectuează zilnic în conformitate cu modurile prezentate în tabelul 3. Dezinfectarea containerelor (inter)corporale pentru colectarea deșeurilor de clasele B și C, caroseriilor autovehiculelor se efectuează conform modurilor de prelucrare a suprafețelor, în cazul infecțiilor respective prin modurile de ștergere sau irigare.

3.16. Eliminările lichide, sângele, plasma, etc. pe suprafață se presură cu granulele preparatului la un raport de 1:1 în cazul contaminării cu sporii de antrax; 5:1 – în cazul tuberculozei și 10:1 - în cazul altor infecții. Peste 5 minute după absorbția completă a lichidului granulele se colectează într-un recipient separat sau pachete de unică folosință în conformitate cu regulile de siguranță epidemiologică (mănuși, șorț), suprafața se șterge cu o cârpă uscată. Granulele colectate într-un recipient separat sau pachet de unică folosință sunt utilizate la expirarea duratei de menținere de dezinfecție (tabelul 9). Suprafața pe care se aflau eliminările, după îndepărtarea granulelor, precum și recipientul trebuie să fie dezinfectate cu soluția de lucru a preparatului conform modurilor de prelucrare a suprafețelor în cazul infecțiilor corespunzătoare.

3.17. Deșeurile medicinale lichide (fecale, sânge, spută, urină, lichid după clătirea gâtului, ape de spălare, inclusiv endoscopice și altele, resturi alimentare) sunt colectate în recipiente, acoperite cu soluția preparatului sau cu granule, se amestecă; la finalizarea dezinfectării sunt utilizate.

Tabel 3

**Moduri de dezinfectare a facilităților cu soluțiile preparatului "DIMAX clor"
în cazul infecțiilor bacteriene (inclusiv tuberculoza)**

Facilitatea dezinfectată	Concentrarea soluției conform clorului activ (%)	Can-tea pastilelor preparatului per 10l (5l)*** de apă	Durata de dezinfectare, min.		Metoda de dezinfectare
			bacteriene (exclusiv tuberculoza)	tuberculoza	
Suprafețe în încăperi (pardoseli, pereți, etc.), mijloace de transport, articole de interior*	0,01	**	90	-	Ștergere sau irigare
	0,015	1	60	-	
	0,03	2	30	-	
	0,2	14	-	60	
	0,3	20	-	30	
Echipament sanitar-tehnic*	0,03	2	60	-	Ștergere sau irigare dublă
	0,3	20	-	60	Ștergere dublă sau irigare dublă cu un interval de 15 min
	0,6	40	-	30	
Vesela fără de resturi alimentare	0,015	1	15	-	Cufundare
	0,06	4	-	60	
	0,1	7	-	30	
Vesela cu resturi alimentare	0,1	7	120	-	Cufundare
	0,6	40	-	180	
	1,0	70	-	120	

Inventar de laborator	0,1	7	120	-	Cufundare
	0,3	20	-	60	
	0,6	40	-	30	
Albituri necontaminate cu substraturi biologice	0,015	1	60	-	Înmuire
	0,06	4	-	60	
	0,1	7	-	30	
Albituri contaminate cu substraturi biologice	0,2	14	120	-	Înmuire
	0,3	20	60	120	
	0,6	40	-	60	
Obiecte de îngrijire a bolnavilor	0,06	4	90	-	Cufundare, ștergere
	0,1	7	60	-	
	0,03	20	-	60	Cufundare sau ștergere dublă cu un interval de 15 min
	0,6	40	-	30	
Jucării	0,03	2	60	-	Cufundare, ștergere, irigare
	0,3	20	-	60	Cufundare sau ștergere dublă sau irigare dublă cu un interval de 15 min
	0,6	40	-	30	
Material de curățare*	0,2	14	120	-	Cufundare
	0,3	20	60	120	
	0,6	40	-	60	

Notă: * - dezinfectarea poate fi efectuată cu adăugarea a 0,5% de preparat de spălat

** - 1 pastilă cu greutatea de 2,7g se dizolvă în 15l de apă sau 1 pastilă cu greutatea de 1,35g se dizolvă în 7,5l de apă

*** - pentru a prepara 10l de soluție de lucru se utilizează pastile cu o greutate de 2,7g fiecare; pentru a prepara 5l de soluție de lucru se utilizează pastile cu greutatea de 1,35g fiecare

Tabel 4

Moduri de dezinfectare a facilităților cu soluțiile preparatului "DIMAX clor"
în cazul infecțiilor virale (inclusiv poliomielita, hepatita parentală, HIV, adenovirusul)

Facilitatea dezinfectată	Concentrarea soluției conform clorului activ (%)	Can-tea pastilelor preparatului per 10l (5l)** de apă	Durata de dezinfectare, min.	Metoda de dezinfectare
Suprafețe în încăperi (pardoseli, pereți, etc.), mijloace de transport, articole de interior*	0,015	1	60	Ștergere sau irigare
	0,03	2	15	
Echipament sanitar-tehnic*	0,015	1	60	Ștergere dublă sau irigare dublă cu un interval de 15 min
	0,03	2	30	

Vesela fără de resturi alimentare	0,015	1	15	Cufundare
	0,03	2	15	
Vesela cu resturi alimentare	0,06	4	120	Cufundare
	0,1	7	60	
Inventar de laborator	0,06	4	120	Cufundare
	0,1	7	60	
Albituri necontaminate cu substraturi biologice	0,015	1	60	Înmuiere
	0,03	2	15	
Albituri contaminate cu substraturi biologice	0,2	14	120	Înmuiere
Obiecte de îngrijire a bolnavilor	0,06	4	60	Cufundare sau ștergere dublă cu un interval de 15 min
	0,1	7	30	
Jucării	0,015	1	30	Cufundare, ștergere
Material de curățare*	0,2	14	120	Cufundare

Notă: * - dezinfectarea poate fi efectuată cu adăugarea a 0,5% de preparat de spălat

** - pentru a prepara 10l de soluție de lucru se utilizează pastile cu o greutate de 2,7g fiecare;
pentru a prepara 5l de soluție de lucru se utilizează pastile cu greutatea de 1,35g fiecare

Tabel 5

**Moduri de dezinfectare a facilităților cu soluțiile preparatului "DIMAX clor"
în cazul candidozelor și dermatofitiilor**

Facilitatea dezinfectată	Concentrarea soluției conform clorului activ (%)	Can-tea pastilelor preparatului per 10l (5l)** de apă	Durata de dezinfectare, min., în cazul		Metoda de dezinfectare
			candidozelor	dermatofitiilor	
Suprafețe în încăperi (pardoseli, pereți, etc.), mijloace de transport, articole de interior*	0,03	2	60	-	Ștergere sau irigare
	0,06	4	30	60	
	0,1	7	-	30	
Echipament sanitar-tehnic*	0,1	7	60	60	Ștergere sau irigare
Vesela fără de resturi alimentare	0,03	2	30	-	Cufundare
	0,06	4	15	-	
Vesela cu resturi alimentare	0,2	14	60	-	Cufundare
Inventar de laborator	0,2	14	60	60	Cufundare
Albituri necontaminate cu substraturi biologice	0,06	4	60	60	Înmuiere
Albituri					

contaminate cu substraturi biologice	0,2	14	60	120	Înmuiere
Obiecte de îngrijire a bolnavilor	0,06 0,2	4 14	60 30	- 60	Cufundare sau ștergere
Jucării	0,1	7	30	60	Cufundare sau ștergere
Material de curățare*	0,2	14	60	120	Înmuiere

Notă: * - dezinfectarea poate fi efectuată cu adăugarea a 0,5% de preparat de spălat

** - pentru a prepara 10l de soluție de lucru se utilizează pastile cu o greutate de 2,7g fiecare;
pentru a prepara 5l de soluție de lucru se utilizează pastile cu greutatea de 1,35g fiecare

Tabel 6

Moduri de dezinfectare a deșeurilor medicinale cu preparatul dezinfectant ”DIMAX clor”

Clasa deșeurilor conform SanPiN 2.1.7.2790-10	Tipul de infecție	Obiectele prelucrate	Concentrarea soluției de lucru (conform preparatului), %	Can-tea de pastile a preparatului per 10l (5l)* de apă	Durata de dezinfectare, min.	Metoda de dezinfectare
Clasa B	Bacteriene (exclusiv tuberculoza), virale și fungide (candidoze, dermatofitii)	Articole de destinație medicală de unică folosință	0,2 0,3	14 20	60 45	Cufundare
		Mijloace de pansament, albituri de pat de unică folosință și de corp, îmbrăcămintea personalului și altele	0,3	20	120	Înmuiere
Clasa C	Bacteriene (inclusiv tuberculoza și IDP: ciurma, tularemia, holera, legioneloză), virale și fungide (candidoze, dermatofitii)	Articole de destinație medicală de unică folosință	0,3 0,6	20 40	60 30	Cufundare
	Antrax, inclusiv – sporii)		3,0	200	120	
	Bacteriene					

	(inclusiv tuberculoza și IDP: ciurma, tularemia, holera, legioneloză), virale și fungide (candidoze, dermatofitii)	Mijloace de pansament, albituri de pat de unica folosință și de corp, îmbrăcămintea personalului și altele	0,3 0,6	20 40	120 60	Înmuiere
	Antrax, inclusiv – sporii)		3,0	200	120	

Notă: * - pentru a prepara 10l de soluție de lucru se utilizează pastile cu o greutate de 2,7g fiecare; pentru a prepara 5l de soluție de lucru se utilizează pastile cu greutatea de 1,35g fiecare

Tabel 7

Moduri de dezinfectare a articolelor cu destinație medicală cu soluțiile preparatului "DIMAX clor"

Tipul articolelor prelucrate	Tipul de infecție	Concentrarea soluției de lucru (conform clorului activ), %	Can-tea de pastile a preparatului per 10l (5l)* de apă	Durata de dezinfectare, min.	Metoda de dezinfectare
Articole din metale rezistente la coroziune, din cauciuc, materiale plastice, sticlă	Bacteriene (exclusiv tuberculoza), virale și fungide (candidoze)	0,06	4	90	Cufundare
		0,1	7	60	
	Bacteriene (exclusiv tuberculoza), virale și fungide (candidoze, dermatofitii)	0,2	14	60	
		0,3	20	45	
	Bacteriene (inclusiv tuberculoza, virale și fungide (candidoze, dermatofitii)	0,3	20	60	
		0,6	40	30	

Notă: * - pentru a prepara 10l de soluție de lucru se utilizează pastile cu o greutate de 2,7g fiecare; pentru a prepara 5l de soluție de lucru se utilizează pastile cu greutatea de 1,35g fiecare

Tabel 8

Moduri de dezinfectare a facilităților cu soluțiile preparatului "DIMAX clor" la efectuarea curățeniilor generale în instituțiile de medicină preventivă

Profilul instituției (secției)	Concentrarea	Can-tea	Durata de	Metoda de
--------------------------------	--------------	---------	-----------	-----------

	soluției conform clorului activ, %	pastilelor preparatului per 10l (5l)* de apă	dezinfectare, min	dezinfectare
Unități de operare, de pansament, de tratament, birouri de manipulare, laboratoare clinice, secții de sterilizarea chirurgicale, ginecologice, urologice, secții și staționare stomatologice, săli de maternitate a staționarelor obstetrice	0,03 0,06	2 4	60 30	Ștergere
Secțiuni de camere, birouri de diagnostic funcțional, de fizioterapie și altele în IMP de orice profil (cu excepția celui infecțios)	0,015 0,03	1 2	60 30	Ștergere
Instituții terapeutice de profilaxie împotriva tuberculozei	0,2 0,3	14 21	60 30	Ștergere
Instituții infecțioase terapeutice de profilaxie	Corespund tipului de infecție (tabelurile 2-4)			Ștergere
Instituții terapeutice de profilaxie de piele venerologice	0,06 0,1	4 7	60 30	Ștergere

Notă: * - pentru a prepara 10l de soluție de lucru se utilizează pastile cu o greutate de 2,7g fiecare; pentru a prepara 5l de soluție de lucru se utilizează pastile cu greutatea de 1,35g fiecare

Tabel 9

Moduri de dezinfectare a deșeurilor medicinale lichide și recipientelor pentru colectarea acestora cu soluțiile preparatului "DIMAX clor" (pastile) în cazul infecțiilor bacteriene (exclusiv tuberculoza), virale și etiologiei fungide

Obiectul de dezinfectare	Concentrarea soluției conform clorului activ, %	Can-tea pastilelor preparatului per 10l (5l)* de apă	Durata de dezinfectare, min	Metoda de dezinfectare
Sânge (fără cheaguri) aflat în recipient, ser, masa de celule roșii	0,3	20	120	Amestecarea sângelui cu soluția în raportul de 1:2
	0,5	35	120	Amestecarea sângelui cu soluția în raportul de 1:1
	1,0	70	30	
Vărsături, resturi alimentare	0,3	20	120	Amestecarea vărsăturilor, resturilor alimentare cu soluția în raportul de 1:2
	0,5	35	120	Amestecarea vărsăturilor,

				resturilor alimentare cu soluția în raportul de 1:1
Fecalele, suspensie fecal-urinară	0,5	35	240	Amestecarea fecalelor cu soluția în raportul de 1:2
	1,0	70	60	
	2,0	140	60	Amestecarea fecalelor cu soluția în raportul de 1:1
Urină, lichid după clătirea gâtului, ape de spălare, inclusiv endoscopice	1 pastilă cu greutatea de 2,7g sau 2 pastile cu greutatea de 1,35g la 1,5l de urină		60	Adăugați pastilele în urină și amestecați
Recipiente de la secreții (urină, lichide după clătirea gâtului)	0,1	7	60	Cufundare și acoperire cu soluție
	0,3	20	30	
Recipiente de la secreții (vărsături, sânge, fecale, șlam de fecale- urinar), resturile de alimente	1,0	70	60	
Suprafața după colectarea secrețiilor **	0,1	7	60	Ștergere dublă cu un interval de 15 min

Notă: * - pentru a prepara 10l de soluție de lucru se utilizează pastile cu o greutate de 2,7g fiecare;
pentru a prepara 5l de soluție de lucru se utilizează pastile cu greutatea de 1,35g fiecare;

** - dezinfectarea poate fi efectuată cu adăugarea de 0,5% de preparat de spălat

Tabel 10

**Moduri de dezinfectare a deșeurilor medicinale lichide cu soluțiile preparatului "DIMAX clor" (pastile)
în cazul tuberculozei (testat pe *Mycobacterium terrae*)**

Obiectul de dezinfectare	Concentrarea soluției conform clorului activ, %	Can-tea pastilelor preparatului per 10l (5l)* de apă	Durata de dezinfectare, min	Metoda de dezinfectare
Spută, sânge (fără cheaguri), zer, masa eritrocitară, vărsături, resturi alimentare	2,0	140	240	Amestecarea deșeurilor cu soluția preparatului în raportul de 1:4
	2,5	170	90	
	3,0	200	60	
Fecalele, suspensie fecal-urinară	0,5	35	240	Amestecarea fecalelor cu soluția în raportul de 1:2
	1,0	70	60	
	2,0	140	60	Amestecarea fecalelor cu soluția în raportul de 1:1
Urină, lichid după clătirea gâtului, ape de spălare, inclusiv endoscopice	2 pastile cu greutatea de 2,7g sau 4 pastile cu greutatea de 1,35g la 1,5l de urină		60	Adăugați pastilele în urină și amestecați
Recipiente de la secreții (spută)	3,0	200	60	Cufundare și

				acoperire cu soluție
Recipiente de la secreții (fecale)	0,5	35	90	Cufundare și
	1,0	70	60	acoperire cu soluție
Recipiente de la secreții (vărsături, resturi de alimente)	3,0	200	60	Cufundare și acoperire cu soluție
Recipiente de la secreții (sânge)	0,5	35	90	Cufundare și
	1,0	70	60	acoperire cu soluție
Suprafața după colectarea secrețiilor **	0,3	20	60	Ștergere dublă cu un interval de 15 min
	0,6	40	30	

Notă: * - pentru a prepara 10l de soluție de lucru se utilizează pastile cu o greutate de 2,7g fiecare; pentru a prepara 5l de soluție de lucru se utilizează pastile cu greutatea de 1,35g fiecare;

** - dezinfectarea poate fi efectuată cu adăugarea de 0,5% de preparat de spălat

Tabel 11

Moduri de dezinfectare a deșeurilor medicinale lichide cu preparatul "DIMAX clor" sub formă de granule în cazul tuberculozei (testat pe *Mycobacterium terrae*)

Obiectul de dezinfectare	Cantitatea de granule (g) / volumul secrețiilor	Durata de dezinfectare, min	Metoda de dezinfectare
Urină, lichid după clătirea gâtului, ape de spălare, inclusiv endoscopice	3,5g/1l	60	Turnați granulele și amestecați
Sputa	100g/1l*	60*	Turnați granulele și amestecați
	200g/1l	60	
	85g/1l	120	
	70g/1l	240	
Sânge (fără cheaguri), zer, masa eritocitară	100g/1l*	60*	Turnați granulele și amestecați
	200g/1l	60	
	85g/1l	120	
	70g/1l	240	
Suspensie fecal-urinară	100g/1l*	60*	Turnați granulele și amestecați
	200g/1l	60	
	85g/1l	120	
	70g/1l	240	
Vărsături, resturi alimentare	100g/1l*	60*	Turnați granulele și amestecați
	200g/1l	60	
	85g/1l	120	
	70g/1l	240	

Notă * modul oferă dezinfectarea obiectului în cazul infecțiilor bacteriene (cu excepția tuberculozei) și fungide

Tabel 12

Moduri de dezinfectare a secrețiilor lichide (exclusiv urina) prin metoda de acoperire cu granulele preparatului "DIMAX clor" în cazul antraxului

Obiectul de dezinfectare	Norma de consum (granule : secreții)	Durata de dezinfectare, min.
Secreții lichide (exclusiv urina); sânge, zer și alte lichide biologice	1 : 1	120

Tabel 13

Moduri de dezinfectare a diferitor obiecte cu soluțiile preparate din pastilele "DIMAX clor" în cazul infecțiilor deosebit de periculoase (ciuma, tularemia, holera, legioneloză)

Obiectul de dezinfectare	Concentrarea soluției conform clorului activ, %	Can-tea pastilelor preparatului per 10l (5l)* de apă	Durata de dezinfectare, min	Metoda de dezinfectare
Suprafața în încăperi, mobilă netăpătată, suprafața dispozitivelor și aparatelor	0,06 0,1	4 7	120 60	Ștergere sau irigare
Vesela curată, instrumente de laborator	0,06 0,1	4 7	120 60	Cufundare
Vesela cu resturi alimentare	0,3	20	120	Cufundare
Albituri contaminate cu secreții	0,3	20	120	Înmuiere
Articole de îngrijire a bolnavilor, jucării	0,2	14	120	Cufundare sau irigare
Articole cu destinație medicinală din metale rezistente la coroziune, din sticlă, material plastic, cauciuc	0,2 0,3	14 20	120 60	Cufundare sau înmuiere
Echipament sanitar-tehnic	0,2 0,1	14 7	60 120	Ștergere sau irigare
Recipiente de la secreții	0,3	20	120	Cufundare
Inventar de curățare	0,3	20	120	Înmuiere

Notă: * - pentru a prepara 10l de soluție de lucru se utilizează pastile cu o greutate de 2,7g fiecare;
pentru a prepara 5l de soluție de lucru se utilizează pastile cu greutatea de 1,35g fiecare;

Tabel 14

**Moduri de dezinfectare cu soluțiile preparate din pastilele "DIMAX clor" a diferitor obiecte
însămânțate cu sporii de antrax**

Obiectul de dezinfectare	Concentrarea soluției conform clorului activ, %	Can-tea pastilelor preparatului per 10l (5l)* de apă	Durata de dezinfectare, min	Metoda de dezinfectare
--------------------------	---	--	--------------------------------	---------------------------

Suprafața în încăperi, mobilă netapițată, suprafața dispozitivelor și aparatelor	1,0 2,0	70 140	120 60	Ștergere
Suprafața în încăperi, mobilă netapițată, suprafața dispozitivelor și aparatelor	1,0 2,0	70 140	120 60	Irigare
Vesela curată, instrumente de laborator	0,1	70	120	Cufundare
Vesela cu resturi alimentare	3,0	200	120	Cufundare
Albituri contaminate cu secreții	3,0	200	120	Înmuiere
Articole cu destinație medicinală din metale rezistente la coroziune, din sticlă, material plastic, cauciuc	3,0	200	120 60	Cufundare
Articole de îngrijire a bolnavilor, jucării	2,0	140	120	Cufundare
Echipament sanitar-tehnic, covorașe din cauciuc	2,0	140	120	Ștergere sau irigare
Recipiente de la secreții	3,0	200	120	Cufundare
Inventar de curățare	3,0	200	120	Înmuiere

Notă: * - pentru a prepara 10l de soluție de lucru se utilizează pastile cu o greutate de 2,7g fiecare; pentru a prepara 5l de soluție de lucru se utilizează pastile cu greutatea de 1,35g fiecare;

4. MĂSURI DE PRECAUȚIE

4.1. Nu este recomandabil de a admite la lucru cu preparatul persoanele cu hipersensibilitatea la substanțele cu conținut de clor, cu boli alergice și boli cronice ale plămânilor și tractului respirator superior.

4.2. De a evita contactul preparatului și soluțiilor de lucru cu pielea și membranele mucoase ale ochilor.

4.3. Toate lucrările cu preparatul și soluțiile de lucru ale acestuia de a efectua protejând pielea mâinilor cu mănuși de cauciuc.

4.4. În timpul lucrului cu preparatul sub formă de granule și soluții, cu o concentrație de 0,2% de clor activ și mai mare, și, de asemenea, la utilizarea soluțiilor preparatului prin metoda de irigare pentru a proteja organele respiratorii este necesar de a utiliza respiratoare universale de tip RU-60 M sau RAG-67 cu un cartuș de marca B, de a proteja ochii cu ochelari ermetici.

4.5. Prepararea soluțiilor de lucru, precum și dezinfectarea obiectelor prin metoda de cufundare și înmuiere de a efectua în recipiente închise și în încăperi bine ventilate.

4.6. Spălarea articolelor cu destinație medicinală după dezinfectare trebuie efectuată sub apă curgătoare: din sticlă și metale - 3 minute, din cauciuc și mase plastice - 5 minute.

4.7. Dezinfectarea suprafețelor încăperilor cu soluțiile de lucru prin metoda de ștergere într-o concentrație de 0,015% de clor activ poate fi efectuată în prezența pacienților.

Soluțiile cu concentrația de la 0,015% la 0,1% de clor activ pot fi utilizat fără de mijloace individuale de securitate a organelor respiratorii și a ochilor.

4.8. Lucrările în focarele de antrax (inclusiv prepararea soluțiilor de lucru) trebuie să fie efectuate în costumul anti-ciurma de tip 1, care include o mască antigaz de armată.

4.9. După efectuarea dezinfectării este recomandat de a aerisi încăperea până la dispariția mirosului de clor.

4.10. În timpul lucrului cu preparatul este necesar de a respecta regulile de igienă personală. Este interzis de a bea, de a fuma și de a mânca la locul de muncă. La sfârșitul lucrului este necesar de a spăla mâinile cu săpun.

5. MĂSURI DE PRIM AJUTOR ÎN CAZ DE OTRĂVIRI ACCIDENTALE

5.1. În caz de încălcare a regulilor de lucru cu preparatul pot apărea iritații ale tractului respirator superior, ochilor și pielii.

5.2. În cazul apariției semnelor de iritare a căilor respiratorii este necesar de a stopa lucrul cu preparatul, iar păgubașul de a duce imediat la aer curat sau într-o încăpere bine aerisită. Gura și rinofaringele de a clăti cu apă. La necesitate adresați-vă medicului.

5.3. În cazul pătrunderii soluțiilor de lucru a preparatului în stomac beți câteva pahare cu apă cu 10-12 tablete zdrobite de carbon activat; nu spălați stomacul! La necesitate de adresat la medic.

5.4. În cazul pătrunderii preparatului în ochi, acestea trebuie clătite sub apa curgătoare timp de 10-15 minute, și picurată soluție de sulfacil de sodiu de 30%, adresați-vă la medic.

6. AMBALAREA, TRANSPORTAREA ȘI PĂSTRAREA

6.1. Ambalarea pastilelor: recipiente din polietilenă care conțin 100, 300, 320 sau 370 de pastile cu o greutate de 2,7 grame fiecare, sau 200, 300, 500, 600, 640, 740 pastile fiecare cântărind câte 1,35 grame.

Ambalarea granulelor: recipiente din polietilenă care conțin granule cu o greutate de 420, 500 de grame.

Sunt admise alte tipuri de ambalaje la acordare cu consumatorul.

6.2. Transportarea preparatului "DIMAX clor" se permite prin orice mijloc de transport în ambalaj original al întreprinderii-producător în conformitate cu reglementările de transportare a mărfurilor încărcate, aplicabile acestui tip de transport și în condițiile care garantează siguranța preparatului și a ambalajului.

6.3. Preparatul trebuie să se păstreze în ambalaje închise ermetic ale întreprinderii-producător în loc uscat, întunecat, răcoritor și inaccesibil pentru copii, separat de preparate de spălat, oxidanți, materiale organice, reproducători, acizi, produse alimentare în cazul oricăror temperaturi sub zero grade și temperaturi pozitive care să nu depășească + 35°C.

6.4. La vărsarea accidentală a preparatului acesta a se strânge. Suprafața de a spăla cu apă și a nu permite neutralizarea acizilor, deoarece este posibilă eliminarea clorului gazat.

În timpul curățeniei este necesar de a utiliza îmbrăcămintea de protecție, cizme de cauciuc și mijloace de protecție individuală.

7. METODE FIZICE-CHIMICE ȘI ANALITICE DE CONTROL AL CALITĂȚII

7.1. Preparatul este controlat conform indicatorilor și normelor din tabelul 15.

Tabel 15

Caracteristici de control ale preparatului

Nr.	Parametrii de control	Norme pentru pastilele "DIMAX clor" 2,7g	Norme pentru pastilele "DIMAX clor" 1,35g	Norme pentru granule
1	Aspectul exterior	Pastila de formă rotundă		Granule mici răsturnabile liber și care nu sunt conexe una cu alta
2	Culoarea	Albă		Albă
3	Mirosul	Miros caracteristic clorului și aromei		Miros caracteristic clorului și aromei
4	Greutatea medie, g	$2,70 \pm 0,27$	$1,35 \pm 0,14$	-
5	Fracția de masă pentru clor activ, %	$56,0 \pm 5,0$		$33,0 \pm 9,0$
6	Greutatea clorului activ care se elimină la dizolvarea 1 pastile, g	$1,50 \pm 0,2$	$0,75 \pm 0,08$	-

7.2. Determinarea aspectului exterior și a culorii

Aspectul exterior și culoarea se determină vizual. Mirosul este determinat organoleptic.

7.3. Determinarea greutății medii a pastilelor

7.3.1. Mijloace de măsurare

Cântar de laborator de uz general, clasa 2 de precizie conform GOST 24104-2001 cu limita superioară de greutate de 200 g sau similar.

Set de greutăți G-2-210 conform GOST 7328-2001.

7.3.2. Efectuarea testărilor

Pentru a determina greutatea medie a pastilelor au fost cântărite 10 comprimate.

Greutatea medie a pastilelor (G) este calculat după formula:

$$G = 0,1 \times g$$

unde: g – greutatea totală a pastilelor cântărite în grame

7.4. Determinarea fracției de masă a clorului activ în pastile și granule

7.4.1. Echipament și mijloace de măsurare

Cântar de laborator de uz general de clasa 2 de precizie cu cea mai mare limită de cântărire de 200 g conform GOST 24104.

Set de greutăți G-2-210 conform GOST 7328.

Biuretă 5-1-25 conform GOST 20292.

Pipete 5-2-2, 7-2-10, 7-2-20 conform GOST 20292.

Păhăruș pentru cântărire CH-45/13 conform GOST 25336.

Cilindri de măsurare 1-25 conform GOST 1770-74.

Piuliță 2 conform GOST 9147.

Pistil 1 conform GOST 9147.

Baloane conice KN-2-250-34 THS conform GOST 25336.

7.4.2. Reactivi și materiale

Iodură de potasiu conform GOST 4232, soluție apoasă cu o fracție de masă de 10% preparată conform GOST 4517, p.2.67.

Acid sulfuric conform GOST 4204, RC, soluție apoasă cu o fracție de masă de 10% preparată conform GOST 4517, p.2.89.

Sodiu sulfacidic (tiosulfat de sodiu) conform GOST 27068, soluție apoasă cu o concentrație molară ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) = 0,1 mol/dm³, preparat conform GOST 25794.2, p.2.11.

Amidon solubil conform GOST 10163, soluție apoasă cu o fracție de masă de 0,5% preparată conform GOST 4517.

Apă distilată conform GOST 6709.

7.4.3. Efectuarea analizei

Pastilele sau granulele preparatului dezinfectant "DIMAX clor" se triturează intens în piuliță și se plasează în păhărușul pentru cântărire. O porție de preparat triturat cu greutatea de 0,10-0,12 g, luată cu precizie de până la 0,0002 g se plasează într-un balon conic cu dop strâns și se dizolvă în 100 cm³ de apă distilată. Apoi, se adaugă 10 cm³ de soluție de iodură de potasiu și 10 cm³ de soluție de acid sulfuric. Balonul se astupă cu un dop, se amestecă prin scuturare și se plasează într-un loc întunecos pentru 8-10 min. Iodul eliminat se titrează cu soluția de tiosulfat de sodiu până la culoarea galben pală a soluției, apoi se adaugă 2 cm³ de soluție de amidon și se titrează până la decolorarea completă.

7.4.4. Prelucrarea rezultatelor

Fracția de masă a clorului activ (C) este calculată după formula următoare:

$$C = \frac{V \times 0,003545 \times K \times 100}{g}$$

unde V - volumul soluției de tiosulfat de sodiu cu concentrația de 0,1 mol/dm³ trecut pentru titrarea probei, cm³;

0,003545 - greutate clorului care corespunde 1 cm³ tiosulfatului de sodiu cu concentrația exactă de 0,1 mol/dm³;

K - coeficientul de corecție de 0,1 mol/dm³ a soluției de tiosulfat de sodiu;

g - greutatea porției, g.

Greutatea clorului activ eliminat la dizolvarea 1 pastile (Z) în grame se calculează după formula următoare:

$$Z = \frac{C \times G}{100}$$

unde: C - fracția de masă a clorului activ în procente;

G - greutatea medie a 1 pastile.

Drept rezultat al analizei este considerată diferența absolută, medie aritmetică a trei determinări dintre care nu trebuie să depășească diferența admisibilă de 0,5%.

Eroarea relativă totală admisibilă a rezultatului analizei este de $\pm 2,0\%$ la probabilitatea de încredere de 0,95.

PAȘAPORT DE SECURITATE PENTRU PRODUSELE CHIMICE
(Safety Data Sheet)

Introdus în Registru	
RPS nr.	<u>46842767. 93. 34573</u> din <u>06 iunie 2014</u>
	Valabil până la <u>06 iunie 2019</u>
Rosstandart	
Centru informațional-analitic	
"Securitatea substanțelor și materialelor"	Conducător _____ /A. A. Toporkov/
ÎFUS "CCȘRMMS"	Ștampila: ÎFUS "CCȘRMMS"

DENUMIRE:

tehnică (conform DR)

chimică (conform IUPAC)

comercială

sinonime

Preparat dezinfectant "DIMAX clor"

nu are

Preparat dezinfectant "DIMAX clor"

nu are

Codul CRP
939210

Codul NM AEE
3808941000

Însemnare și denumire convențională a documentului de bază de reglementare, tehnic sau informațional pentru produs (GOST, TU, OST, SST, (M)SDS, etc.)

TU 9392-010-46842767-2006 Preparat dezinfectant "DIMAX clor"

CARACTERISTICA PERICOLULUI:

Cuvânt de avertizare: Atenție (Warning)
--

Scurtă (verbală): Se referă la o clasă de substanțe moderat periculoase în conformitate cu GOST 12.1.007. Acționează în mod iritant expresiv asupra pielii, membranelor mucoase ale ochilor și căilor respiratorii superioare. În cazul utilizării necorespunzătoare poate contamina solul și apa.

Detaliată: în 16 secțiuni atașate ale pașaportului de securitate.
--

COMPONENTE PERICULOASE DE BAZĂ	CM _{Az.I.} , mg/m ³	Clasa de pericol	Nr. CAS	Nr. EU
Sare de sodiu a acidului diclorozocianur	Nu este stabilit	nu	51580-86-0	220-767-7

SOLICITANT: SRL "INTERSEN-plus", reg. Moscova, Mytishi
(denumirea organizației) (orașul)

Tipul solicitantului: producător, furnizor, vânzător, exportator, importator
(de tăiat ce nu este necesar)

Codul CRIO: 46842767 **Telefon de legătură excepțională:** 8 (495) 921-35-32

Conducătorul organizației-solicitant: _____ / D. A. Kurshin /
(semnătura) descifrare

Ștampila: SRL "INTERSEN-plus"

IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry (Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată)

GHS - Recomandările ONU ST/SG/AC.10/30 "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistemul de clasificare a pericolului și marcării produselor chimice coordonat la nivel global (GHS))"

CRP – Clasificator rus de produse

CRIO - Clasificator rus a întreprinderilor și organizațiilor

NMAEE - Nomenclatorul mărfurilor al activității economice externe

Nr. CAS - numărul substanței în registrul Chemical Abstracts Service

Nr. UE - numărul substanței în registrul Agenția Europeană pentru Produse Chimice

CMA z.l. - concentrație maximă admisibilă a substanței chimice în aerul zonei de lucru, mg/m³

Safety Data Sheet – traducerea română: pașaportul de securitate pentru produsele chimice (substanță, amestec, material, deșeuri ale producerii industriale)

Pașaportul de securitate corespunde:

- recomandărilor ONU ST/SG/AC.10/30 "GHS";
- regulamentului UE "Regulation no. 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (regulamentul REACH – Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice)", anexa II

Cuvânt de avertizare:

- se indică unul dintre cuvintele "**Periculos**" sau "**Atenție**" (ori "**Lipsește**") în conformitate cu GOST 31340-2007 "Marcarea de avertizare a produselor chimice. Cerințe generale."

Preparat dezinfectant "DIMAX clor" TU 9392-010-46842767-2006	RPS nr. 46842767.93.34573 Valabil până la 06 iunie 2019	pag.3 din 15
---	--	-----------------

1 Identificarea produselor chimice și informații privind producătorul și/sau furnizorul

1.1 Identificarea produselor chimice

1.1.1 Denumirea tehnică

1.1.2 Recomandări scurte privind aplicarea
(inclusiv restricții de aplicare)

Preparat dezinfectant "**DIMAX clor**"

Este utilizat pentru dezinfectarea suprafețelor în încăperi, mobilier netăpătat, articole de interior, suprafețele aparatelor, dispozitivelor, echipamentelor sanitare-tehnice, albiturilor, veselei și etc., dezinfectarea articolelor cu destinația medicală, inclusiv instrumente chirurgicale și dentare, endoscoape și instrumente pentru acestea. (2)

1.2 Informații privind producătorul și/sau furnizorul

1.2.1 Denumirea deplină oficială a organizației

1.2.2 Adresa

(poștală și juridică)

1.2.3 Telefon, inclusiv pentru consultări excepționale și restricții de timp

1.2.4 Fax

1.2.5 E-mail

Societate cu răspundere

limitată "INTERSEN-plus"

141004, Rusia, regiunea Moscova, or.

Mytischi, srt. Silikatnaya, d.19

8(495)921-35-32, 8-800-333-35-32

8(495)921-35-32

mail@isen.ru

2 Identificarea pericolului (pericolelor)

2.1 Gradul de pericol a produselor chimice în general

(informații privind clasificarea pericolului în conformitate cu legislația FR (GOST 12.1.007-76) și GHS (după aprobare))

2.2. Normele igienice pentru produse în întregime în aerul zonei de lucru:

(CMAz.l. sau NASlz.l.)

clasa 4 a substanțelor puțin periculoase în cazul aplicării pe piele; clasa 3 a substanțelor moderat periculoase la introducerea în stomac conform GOST 12.1.007. (1, 2, 3)

Nu au fost determinate

2.3 Informații privind marcarea (conform GOST 31340-07)

2.3.1 Descrierea pericolului

Simbol: semnul exclamării; copac uscat și pește mort.

Cuvânt de avertizare: Atenție (Warning)

Extrem de toxic pentru mediul acvatic.

Nociv la pătrundere pe piele (Harmful in contact with skin (dermal)).

Nociv la înghițire (Harmful if swallowed (oral)).

La pătrundere în ochi provoacă iritare exprimată (Causes serious eye irritation).

Preparat dezinfectant "DIMAX clor"	RPS nr. 46842767.93.34573	pag.4
------------------------------------	---------------------------	-------

TU 9392-010-46842767-2006	Valabil până la 06 iunie 2019	din 15
---------------------------	-------------------------------	--------

2.3.2 Măsuri de prevenire a pericolului:

Poate fi nociv la inspirare (gaz, vapori, colb, aerosol) (May be harmful if inhaled (gas, vapour, dust, mist)). (4)

Precauții pentru utilizarea de securitate:

- Evitați pătrunderea în mediul înconjurător;
 - A se feri de căldură;
 - Utilizați mănuși de cauciuc, îmbrăcăminte specială și mijloace de protecție a ochilor/ feței: îmbrăcăminte specială în conformitate cu GOST 29057 sau GOST 29058, mănuși de cauciuc în conformitate cu GOST 20010, ochelari de protecție în conformitate cu GOST R 12.4.230.1, respiratori universali RAG-67 în conformitate cu GOST 12.4.004 sau RU-60M cu cartușul de marca "B" în conformitate cu GOST R 12.4.191.
 - La vărsare de a colecta produsul vărsat.
 - De a stinge cu multă apă.
 - La utilizarea produsului nu fumați, nu consumați băuturi, nu mâncați.
 - După lucru spălați-vă bine pe mâini.
 - În caz de înghițire clătiți gura și adresați-vă imediat pentru asistență medicală.
 - În cazul pătrunderii în ochi: ochii clătiți atent cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă le utilizați, și dacă este ușor de făcut acest lucru. Continuați să clătiți ochii.
 - Dacă iritația persistă, solicitați asistență medicală.
 - Dacă nu vă simțiți bine, consultați medicul.
- (4).

3 Compoziția (informații privind componente)

3.1 Informații despre produse la general

3.1.1 Denumirea chimică

(conform IUPAC)

Nu are

3.1.2 Formula chimică

$C_3Cl_2N_3NaO_3 \cdot 2H_2O$ (substanța activă de bază)

3.1.3 Caracteristica generală a compoziției (cu considerarea sortimentului de marcă; metoda de obținere)

Preparatul dezinfectant "DIMAX clor" reprezintă o substanță dură în formă de pastile sau granule care conțin ca substanță activă sarea de sodiu a acidului diclorozocianur. (2).

Preparat dezinfectant "DIMAX clor"	RPS nr. 46842767.93.34573	pag.5
------------------------------------	---------------------------	-------

TU 9392-010-46842767-2006	Valabil până la 06 iunie 2019	din 15
---------------------------	-------------------------------	--------

3.2 Componente

(denumire, numere CAS și UE, fracția de masă (în total trebuie să constituie 100%), CMA z.l. sau NASI z.l., clase de pericol, referințe către sursele de date)

Componente (denumire, numere CAS și UE)	Fracția de masă, a clorului activ %	CMA z.l., mg/m ³	Clasa de pericol	Surse de informații
Sarea de sodiu a acidului diclorozocianur (CAS 51580-86-0; UE 220-767-7))	98,9%	Nu este stabilită	nu	1,2,3,6

4 Măsurile de prim ajutor

4.1 Simptome observate

- | | |
|--|---|
| 4.1.1 În cazul otrăvirii prin inhalare (prin inspirație) | La inhalarea colbului: iritare, uscăciune, mâncărime în gât, tuse. (3,15) |
| 4.1.2 În cazul contactului cu pielea | Roșeață. (3,15) |
| 4.1.3 În cazul contactului cu ochii | Lăcrimare, dureri în ochi. (3,15) |
| 4.1.4 În cazul otrăvirii pe cale orală (prin înghițire) | Letargie, scăderea activității motorii, necoordonarea mișcărilor, dispnee. (3,15) |

4.2 Măsurile pentru acordarea primului ajutor păgubașilor

- | | |
|--|--|
| 4.2.1 În cazul otrăvirii prin inhalare | Stoparea lucrului cu preparatul. Ieșire la aer curat. Gura și nazofaringele de clătit cu apă. Dacă este necesar de a se adresa medicului. |
| 4.2.2 În cazul contactului cu pielea | Spălați imediat cu multă apă și ungeți pielea cu crema emolientă. (2,3,4). |
| 4.2.3 În cazul contactului cu ochii | Imediat de a clăti ochii cu multă apă timp de 10-15 minute și de a picura soluția de sulfacil de sodiu de 30%. Dacă este necesar de a se adresa medicului (2,3,4). |
| 4.2.4 În cazul otrăvirii pe cale orală | În cazul intrării preparatului în stomac păgubașul să bea mai multe pahare de apă cu 10-20 pastile sfărâmate de cărbune activat. Dacă este necesar de a se adresa medicului (2,3,4). |
| 4.2.5 Contraindicații | Nu provocați vomitarea în mod artificial. (2,3,4) |
| 4.2.6. Mijloace de prim ajutor (trusa medicală): | Apa, soluția de sulfacil de sodiu de 30%, cărbune activat în pastile. (2,3,4). |

5 Măsurile și mijloacele de asigurarea securității împotriva incendiilor și exploziilor

- | | |
|---|--|
| 5.1 Caracteristica generală a securității împotriva incendiilor și exploziilor (conform GOST 12.1.044-89) | Preparat non-periculos la explozii și incendii. (2). |
|---|--|

Preparat dezinfectant "DIMAX clor"	RPS nr. 46842767.93.34573	pag.6
------------------------------------	---------------------------	-------

TU 9392-010-46842767-2006	Valabil până la 06 iunie 2019	din 15
---------------------------	-------------------------------	--------

5.2 Indicatori de securitate împotriva incendiilor și exploziilor
(nomenclatorul indicatorilor conform GOST 12.1.044-89 și GOST 30852.0-2002)

Nu sunt atinse.

5.3 Produse inflamabile și/sau de distrugere termică și pericolul cauzat de aceștia

Produsele inflamabile și de distrugere termică: acid clorhidric gazos, gaze nitroase. Inspirația produselor inflamabile și de distrugere termică poate duce la intoxicații. În procesul de ardere poate fi implicat ambalajul (15).

5.5 Mijloace interzise de stingere a incendiilor

Lipsa de informații.

5.6 Mijloace de protecție individuală la stingerea incendiilor
(MPI a pompierilor)

Pentru echipajele de urgență - costum izolator de protecție SIC-5 în set cu masca antigaz de izolare MI-4M. În caz de incendiu – costum ignifug în set cu auto-salvatorul SII-20. În cazul absenței modelelor indicate: costum de arme întrunite de protecție L-1 sau L-2 în set cu masca antigaz industrială cu cartușul KD. Masca antigaz industrială de dimensiuni mici MFI-1, mănuși din dispersia de cauciuc butil, încălțăminte specială pentru protecția împotriva petrolului și produselor petroliere. (18)

5.7 Specificitatea în timpul stingerii incendiului

A se stinge cu apa pulverizată subțire cu un agent de umectare, spume, prafuri de la o distanță maximă. (18).

6 Măsuri pentru prevenirea și eliminarea situațiilor accidentale și excepționale și consecințele acestora

6.1 Măsuri de prevenire a efectelor dăunătoare asupra oamenilor, mediului înconjurător, clădirilor, construcțiilor și altele în situații accidentale și excepționale

6.1.1 Măsuri necesare de caracter general:

A izola zona periculoasă pe o rază de cel puțin 800 m. A regla distanța indicată conform rezultatelor cercetării chimice. A îndepărta persoanele străine. A intra în zona de pericol în echipamentul de protecție. A respecta măsurile de siguranță incendiară. Fumatul este interzis. A elimina sursele de foc și scânteii. A acorda prim ajutor păgubașilor. A îndrepta persoanele din focarul de atacare spre examinare medicală. (17).

Preparat dezinfectant "DIMAX clor" TU 9392-010-46842767-2006	RPS nr. 46842767.93.34573 Valabil până la 06 iunie 2019	pag.7 din 15
---	--	-----------------

6.1.2 Mijloace de protecție individuală:
(echipajelor de urgență și personalului)

Pentru echipajele de urgență - costum izolator de protecție SIC-5 în set cu masca antigaz de izolare MI-4M sau cu un aparat respirator AAC-2. În cazul absenței modelelor indicate: costum de arme întrunite de protecție L-1 sau L-2 în set cu masca antigaz industrială cu cartușe V cu filtru de aerosol, BKF. În cazul concentrațiilor scăzute în aer (la depășirea CMA de până la 100 ori) – îmbrăcăminte de protecție, masca antigaz industrială de dimensiuni mici MFI-1 cu cartuș protector universal CPU, un set protector individual autonom cu oferirea forțată a aerului purificat în zona de respirație. Mănuși rezistente la ulei și petrol, mănuși din dispersia de cauciuc butil, încălțăminte specială. (18)

6.2 Procedura de lichidare a situațiilor accidentale și excepționale

6.2.1 Acțiuni în cazul scurgerii, revărsării, împrăștierei
(inclusiv măsuri de lichidare a acestora și măsuri de precauție pentru a asigura protecție mediului înconjurător)

Anunțați autoritățile de supraveghere sanitară și epidemiologică. Nu atingeți substanța vărsată. Îngrădiți vărsăturile cu un val de pământ. Nu permiteți intrării în contact cu produse petroliere și alte materiale inflamabile. Colectați produsul vărsat și expediați pentru utilizare cu respectarea măsurilor de securitate incendiară. Locul vărsării de izolat cu nisip, de spălat cu multă apă. De a prelucra cu soluția de peroxid de hidrogen de 30% (hexoclomelamin, dicloramine). Nu permiteți intrarea în contact a substanței, apelor de clătire cu produsele petroliere și alte materiale inflamabile. Suprafețele compoziției active de a spăla cu multă apă, cu compoziții de spălat. (18). A stinge amestecurile inflamabile cu apă pulverizată subțire cu agenți de umectare, spume, prafuri de la o distanță maximă. (18).

6.2.2 Acțiuni în cazul incendiului

7 Regulile de păstrare a produselor chimice și utilizare a acestora în timpul lucrărilor de încărcare și descărcare

7.1 Măsuri de siguranță în cazul utilizării produselor chimice

7.1.1 Măsuri de securitate și mijloace colective de protecție

Încăperile de producție trebuie să fie echipate cu sistem de ventilație de intrare-evacuare și ventilație locală. Echipamentul trebuie să fie

Preparat dezinfectant "DIMAX clor" TU 9392-010-46842767-2006	RPS nr. 46842767.93.34573 Valabil până la 06 iunie 2019	pag.8 din 15
---	--	-----------------

7.1.2 Măsurile de protecția mediului înconjurător

ermetic. Respectarea măsurilor de siguranță împotriva incendiilor și echiparea locurilor de muncă cu mijloace primare de stingere a incendiului (nisip, pâslă, stingătoare de incendiu cu praf). În cazul lucrărilor de reparație este necesar pentru a utiliza instrumentul într-o versiune cu siguranță intrinsecă. Utilizați echipamentul individual de protecție. (1).

A se evita pătrunderea concentratului preparatului în canalizare/ape de suprafață/ape subterane. A se evita pătrunderea concentratului preparatului în sol/pământ. Este permis de a scurge în apă doar cu condiția legării preventive a clorului activ care se formează în apă. (2).

7.1.3 Recomandări privind mișcarea și transportarea de siguranță

Sunt transportate cu toate tipurile de transport în ambalajul producătorului în conformitate cu regulile de transportare a mărfurilor corespunzătoare acestui tip de transport.

7.2 Regulile de păstrare a produselor chimice

7.2.1 Condițiile și termenii de păstrare de siguranță
(inclusiv termenul garantat de păstrare, termenul de valabilitate)

Termenul de valabilitate a preparatului - 5 ani (cu ambalajul nedeschis al producătorului) de la data de fabricație indicată pe ambalaj. Preparatul este păstrat în depozite acoperite în zone protejate de umezeală și de razele solare, departe de aparate de încălzire și flăcări deschise la oricare temperaturi negative și pozitive care nu depășesc + 35°C (2).

7.2.2 Substanțe și materiale incompatibile la păstrare:

A se păstra departe de produsele alimentare și preparate medicinale, în locurile inaccesibile pentru copii. (2).

7.2.3 Materiale recomandate pentru țară și ambalaj:

Tara de la producător. Ambalajul pastilelor: recipiente din polietilenă conținând 100, 300, 320 sau 370 de pastile, fiecare cântărind 2,7 g sau 200, 300, 500, 600, 640, 740 de pastile, fiecare cântărind 1,35 g.

Ambalajul granulelor, recipiente din polietilenă conținând granule cu o greutate de 420, 500 de grame. (2).

7.3. Măsurile de securitate și regulile de păstrare în viața de zi cu zi

A nu se păstra în apropierea de flăcări deschise, aparate de încălzire și în locuri

Preparat dezinfectant "DIMAX clor" TU 9392-010-46842767-2006	RPS nr. 46842767.93.34573 Valabil până la 06 iunie 2019	pag.9 din 15
---	--	-----------------

expuse la lumina directă a soarelui. A nu se utiliza după data de expirare (2).

8 Mijloace de control asupra influenței periculoase și mijloace de securitate individuală

8.1 Parametri ai zonei de lucru supuse controlului obligatoriu
(CMA z.l. sau NASI z.l.)

CMA z.l. a clorului - 1 mg/m³ (6)

8.2 Măsurile de asigurare a conținutului de substanțe nocive în concentrațiile admisibile

Asigurarea bunei ventilației de intrare-eliminare în încăperile de producție și de depozitare în conformitate cu GOST 12.4.021 și SNiP 2.04-5. Controlul conținutului substanțelor nocive în aerul zonei de lucru. (2).

8.3 Mijloace de protecție individuală a personalului

8.3.1 Recomandări generale

A nu mânca în încăperile de producție, lucrul cu preparatul și soluțiile acestuia de a efectua în mănuși. (2).

8.3.2 Protecția organelor respiratorii (tipurile de MPIOR)

Pentru personalul de producție respiratori universali RAG-67 sau RU-60M cu un cartuș de marca "B", în conformitate cu GOST 12.4.121. (2).

8.3.3 Mijloace de protecție (material, tip)

Mănuși de cauciuc în conformitate cu GOST 20010, ochelari de protecție în conformitate cu GOST R 12.4.031. Pentru personalul de producere: a utiliza îmbrăcăminte de protecție. A evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. (2).

8.3.4 Mijloace de protecție individuală la utilizarea în viața de zi cu zi

Mănuși de cauciuc conform GOST 20010 (1).

9 Proprietăți fizice-chimice

9.1 Starea fizică
(starea de agregare, culoarea, mirosul)

Pastile cu forma rotundă, de culoarea albă cu miros caracteristic clorului. Granule mici, de culoare albă, răsturnabile liber și care nu sunt conexe una cu alta, cu miros caracteristic clorului. (2).

9.2 Parametrii care caracterizează proprietățile de bază ale produselor (indicatori de temperatură, pH, solubilitatea, coeficientul n-octanol/apă și etc.)

Greutatea medie 2,7 și 1,35 g. (2).
Frația de masă a clorului activ 51,0 – 61,0%. (2).

10 Stabilitatea și capacitatea de răspuns

Preparat dezinfectant "DIMAX clor" TU 9392-010-46842767-2006	RPS nr. 46842767.93.34573 Valabil până la 06 iunie 2019	pag.10 din 15
---	--	------------------

10.1 Stabilitatea chimică

(pentru produse instabile indicați produsele de descompunere)

Este stabil (2).

10.2 Capacitatea de răspuns

10.3 Condițiile necesare de evitat

(inclusiv manifestări periculoase în cazul contactului cu substanțele și materialele incompatibile)

Se amestecă cu apă în diferite cantități (2).

Există un risc de formare a gazului toxic cu următoarele substanțe: amoniac, uree, compuși de amoniu, baze, acizi (15).

11 Informații privind toxicitatea

11.1 Caracteristica generală privind influența

(Evaluarea gradului de pericolozitate (toxicitate) a influenței asupra organismului)

Conform parametrilor de toxicitate acută se referă la clasa 3 a substanțelor moderat periculoase la introducere în stomac; în cazul aplicării pe piele - clasa 4 a substanțelor puțin periculoase (GOST 12.1.007-76). Preparatul are acțiune iritantă în cazul contactului cu pielea și conjunctivita ochiului. (3)

11.2 Căile de influență

(inhalator, pe cale orală, la pătrundere pe piele și în ochi)

În cazul inspirării vaporilor, pătrunderii în organele digestive, pe tegument, pe membranele mucoase ale ochilor. (3).

11.3 Organele, țesuturile și sistemele afectate ale omului

Pielea, membranele mucoase, sistemul nervos central, tractul gastrointestinal, ficatul, rinichii. (3,15,16,17).

11.4 Informații cu privire la influențele periculoase pentru sănătate în cazul contactului direct cu produsele, precum și consecințele acestor influențe

(acțiune iritantă pentru tractul respirator superior, ochi, piele, inclusiv acțiune dermatologice-rezorptive; sensibilizarea)

La aplicare unică pe piele produce un efect iritant ușor, soluții de lucru nu au efect iritant local. LD₅₀ la aplicare pe tegumentul neafectat al șobolanilor de 2500 mg/kg. La contactul cu membranele mucoase ale ochilor preparatul provoacă iritarea exprimată a acestora. Conform clasificării a gradului de pericol de inhalare a preparatelor dezinfectante sub formă de aerosoli și vapori preparatul "DIMAX clor" este moderat periculos și se referă la clasa 3 de pericol. Vaporii preparatului la inhalare în concentrații saturate sunt periculoase și aparțin clasei 2 de pericol conform Clasificării substanțelor chimice în gradul de volatilitate. Nu are efect de sensibilizare în experimentul pe cobai. (3).

Preparat dezinfectant "DIMAX clor" TU 9392-010-46842767-2006	RPS nr. 46842767.93.34573 Valabil până la 06 iunie 2019	pag.11 din 15
---	--	------------------

11.5 Informații privind consecințele îndepărtate periculoase ale influenței

Efectul teratogen în experimentul pe șoareci și iepuri, cu expunere în timpul

produselor asupra organismului
(afecțiune asupra funcției de reproducere, capacitatea cancerigenă, capacitatea de cumulativitate și altele)

11.6 Indicatori de toxicitate acută
(DL₅₀, calea de pătrundere (i/s, p/p), tipul de animal;
CL₅₀, timpul de expunere (ore), tipul de animal)

11.7 Doze (concentrații) care au acțiune toxică minimală:

organogenezei, precum și efectul mutagen nu au fost depistate. Nu are nici un efect asupra funcției de reproducere. Efectul cancerigen nu este stabilit. (3).

LD₅₀ în cazul introducerii în stomac
1396±121,7 mg/kg.

LD₅₀ în cazul aplicării pe piele mai mare de
2500 mg/kg. (3).

0,3% de soluție de lucru a preparatului provoacă o ușoară iritare a membranelor mucoase ale ochilor. În cazul influenței repetate asupra pielii pragul acțiunii iritante locale este la nivelul de 0,2% din soluția de lucru. 0,015% a soluției de lucru se referă la clasa 4 a substanțelor cu pericol; însă 0,1% a soluției de lucru - la clasa 3 moderat periculoase conform Clasificării gradului de pericol de inhalare a preparatului. (3).

12 Informații privind influența asupra mediului înconjurător

12.1 Caracteristica generală a influenței asupra obiectelor mediului înconjurător
(aerul atmosferic, rezervoarele de apă, solul)

În cazul pătrunderii produsului în obiectele acvatice în cantitate necontrolabilă poate perturba procesele de autocurățire a apei. (15).

12.2 Căile de influență asupra mediului înconjurător

Încălcarea normelor regimului tehnologic. Încălcarea regulilor de depozitare și transportare ale produsului. Ca urmare a unor situații excepționale. Poate polua apa și solul în cazul scurgerii în mod nediluat (2,3,15).

12.3 Semnele observate de influență:

În cazul umezirii produsului dur se simte miros de clor. În cazul pătrunderii produsului în obiectele acvatice în cantități necontrolabile modifică proprietățile organoleptice ale apei.

12.4 Caracteristici cele mai importante de influență asupra mediului înconjurător

12.4.1 Normele igienice

(concentrații admisibile în aerul atmosferic, în apă, inclusiv în rezervoarele de apă de economie piscicolă, soluri)

Preparat dezinfectant "DIMAX clor" TU 9392-010-46842767-2006	RPS nr. 46842767.93.34573 Valabil până la 06 iunie 2019	pag.12 din 15
---	--	------------------

Tabel 2 [...]

Componente	CMA a.atm. sau NASI a.atm., mg/m ³ (ILN ¹ , clasa de pericol)	CMA apa ² sau NAA apa, mg/l (ILN, clasa de pericol)	CMA ec.pis. ³ sau NASI ec.pis., mg/l (ILN, clasa de pericol)	CMA sau CAA a solului, mg/kg (ILN)	Sursele de date
Clorul activ	0,03	25,0	Nu este stabilită	Nu este stabilită	3, 6

12.4.2 Indicatori de ecotoxicitate (CL, EC, NOEC pentru pești, Daphnia Magna, alge, etc.)

Pentru propriul preparat nu există date. Sarea de sodiu a acidului diclorozocianur (15). LC50: 0,25 mg/l 96 ore pește; EC50: 0,28 mg/l 48 ore Daphnia (15).

12.3.3 Migrarea și transformarea în mediul înconjurător datorită bio-descompunerii și altor procese (oxidare, hidroliza, etc.)

Lipsa de informații. Se recomandă de a efectua controlul în obiectele mediului înconjurător conform conținutului de clor activ.

13 Recomandări privind eliminarea deșeurilor (reziduurilor)

13.1 Măsurile de siguranță în manipulare a deșeurilor generate în timpul utilizării, depozitării, transportării

La aplicarea preparatului nu sunt formate deșeuri. Păstrați recipientul cu preparat și soluțiile de lucru închise ermetic. Asigurați o bună ventilație a încăperilor pentru depozitarea preparatului. De a efectua lucrările în mănuși. (2,3).

13.2 Informații despre locurile și metodele de neutralizare, reciclare sau lichidare a deșeurilor substanței (materialului), inclusiv a tării (ambalajului)

În conformitate cu reglementările locale produsul trebuie să fie livrat la un poligon/zona potrivită pentru depozitarea deșeurilor și a gunoierului. (2,3). Ambalajul contaminat: ambalajele utilizate trebuie să fie total curățite și utilizare în același mod ca și substanța/produsul. Tara este de unică folosință și se utilizează ca deșeu de uzare. (2,3).

13.3 Recomandări pentru eliminarea deșeurilor, care rezultă din utilizarea produselor în viața de zi cu zi

La utilizarea preparatului nu sunt formate deșeuri, reziduurile preparatului pot fi eliminate prin scurgere în canalizare în mod dizolvat cu soluția apoasă a sodei calcinate.

Preparat dezinfectant "DIMAX clor" TU 9392-010-46842767-2006	RPS nr. 46842767.93.34573 Valabil până la 06 iunie 2019	pag. 13 din 15
---	--	-------------------

După expirarea termenului de valabilitate tara

¹ ILN – indicatorul limită de nocivitate (tox. - toxicologic; s.-t. (san.-tox.) – sanitar-toxicologic; org. - organoleptic refl. - reflectoriu; rez. - rezorptiv; refl.-rez. - reflectoriu-rezorptiv; ec.pis. – economia piscicolă (modificarea calităților comerciale ale organismelor acvatice industriale); gen. - sanitar generale).

² Apa obiectelor acvatice de utilizare a apei în scopuri economice-potabile și culturale-menajere

³ Apa obiectelor acvatice cu valoarea economiei piscicole (inclusiv și a celor de mare)

se utilizează ca deșeu utilizat. (2)

14 Informații la transportare

14.1 Numărul ONU (UN)

(în conformitate cu Recomandările ONU privind transportarea mărfurilor periculoase)

3077

14.2 Denumirea proprie de expediere și transportare

14.3 Tipuri de transport aplicabile

14.4 Clasificarea gradului de pericol a mărfurilor (conform GOST 19433 și recomandărilor ONU privind transportarea mărfurilor periculoase)

14.5 Marcarea de transportare

(semne de manipulare; inscripții suplimentare și informaționale)

14.6 Grupul de ambalare:

(în conformitate cu recomandările ONU privind transportarea mărfurilor periculoase)

14.7 Informații privind pericolul la transportări auto:

14.8 Fișe accidentale

(la transportări feroviare, maritime, etc.)

14.9. Informații privind pericolul la circulația internațională a mărfurilor:

(conform CMGC, ADR, RID, IMDG Code, ICAO/IATA și altele, inclusiv informații privind pericolul pentru mediul înconjurător, inclusiv privind "poluanți ai mării")

SUBSTANȚA PERICULOASĂ PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, SOLIDĂ, ADR. Preparat dezinfectant "DIMAX clor". Preparatul este transportat prin toate tipurile de mijloace de transportat (feroviar, aerian, acvatic, terestru, etc.) în conformitate cu normele de transportare a mărfurilor referitoare la clasa 9 de pericol.

În conformitate cu recomandările ONU: Semnul de pericol 9, nr. desenului 9. Codul de clasificare la transportări feroviare 9063. (5).

"Sus", "A nu canta", "A se păstra de umezeală", "Limita nivelării", "Limita de temperatură pentru păstrare", Greutatea maximă pe o unitate de transport – 20 kg. Grupul de ambalare III

ONU nr. 3077. Numărul de identificare a pericolului 90.

În cazul transportărilor feroviare se poate utiliza Fișa accidentală Nr. 906.

Transportările maritime F-A, S-Q.

Codul de clasificare conform ADR și CMGC: M6. Codul de pericol conform CMGC: 90.

Semne de pericol: 9.

15 Informații privind legislația națională și internațională

15.1 Legislația națională

15.1.1 Legile FR

Legea federală din 27.12.2002, Nr. 184-FZ "Cu privire la reglementarea tehnică", Legea federală din 30.03.1999, Nr. 52-FZ "Cu privire la bunăstarea sanitară-

Preparat dezinfectant "DIMAX clor" TU 9392-010-46842767-2006	RPS nr. 46842767.93.34573 Valabil până la 06 iunie 2019	pag. 14 din 15
---	--	-------------------

epidemiologică a populației", Legea federală

15.1.2 Documentele ce reglementează cerințele privind protecția umană și a mediului înconjurător:
(certificate, CRE, și altele)

15.2 Legislația internațională

15.2.1 Convenții și acorduri internaționale
(dacă produsele sunt reglate de către procesul-verbal din Montreal, convenția de la Stockholm și altele)

15.2.2. Marcarea de avertizare care este valabilă în țările UE:
(simboluri de pericol, fraze de risc și securitate, etc.)

din 21.07.1997, Nr. 116-FZ ”Cu privire la siguranța industrială a obiectelor industriale periculoase”

Declarația de conformitate ROSS RU. AI 46.D51490. Din 19.09.2013 (18).

Certificatul de înregistrare de stat Nr. RU.77.99.88.002.E.007102.09.11 din 03.09.2013 (17).

Lipsa de informații

Simbolul de pericol: Xn - nociv.

N – periculos pentru mediul înconjurător.

Fraze de risc:

R21 – (Pericol la pătrundere pe piele);

R22 – (Pericol la înghițire);

R36 – (Provoacă iritarea ochilor);

R41 – (Risc de vătămarea serioasă a ochiului).

Recomandări pentru securitate:

S26 – (În cazul pătrunderii în ochi clățiți imediat cu multă apă și consultați un medic);

S28 – (În cazul pătrunderii pe piele imediat de a spăla cu multă apă);

S36/37/39 – (Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și protecție pentru ochi/față);

S61 – (Păstrați ambalajul în stare uscată, evitați pătrunderea în mediul înconjurător). 15

16 Informații suplimentare

16.1 Informații privind revizuirea
(republicarea) PS

(se indică: ”PS este elaborat pentru prima dată” sau alte cazuri cu indicarea cauzei principale de revizuire a PS)

Pașaportul de securitate este elaborat pentru prima dată.

16.2 Lista surselor de date utilizate în elaborarea pașaportului de securitate

1. GOST 12.1.007-76 Sistemul standardelor de securitate a muncii. Substanțe nocive. Clasificarea și cerințele generale de securitate.

2. Preparatul dezinfectant ”DIMAX clor”. Specificații tehnice TU 9392-010-46842767-2006.

Preparat dezinfectant ”DIMAX clor” TU 9392-010-46842767-2006	RPS nr. 46842767.93.34573 Valabil până la 06 iunie 2019	pag.15 din 15
---	--	------------------

3. Raportul științific privind studiul de toxicitate și evaluarea securității preparatului dezinfectant "DIMAX clor" produs de către SRL "INTERSEN-plus", Centrul Experimental de Laborator ÎSU CMDM, Moscova, 2006.
4. GOST 31340-2013. Marcarea de avertizare a produselor chimice. Cerințe generale.
5. GOST 19433-88 Mărfuri periculoase. Clasificare. Marcarea.
6. GN 2.1.6.1313-03 Concentrația maximă admisibilă (CMA) a substanțelor nocive în aerul zonei de lucru. Cu Modificările 1-7.
7. GOST 51232-98 Apă potabilă. Cerințe generale organizare și metodele de control al calității.
8. GOST 12.4.044-89 SSBT. Pericolul de incendiu și explozie a substanțelor și materialelor. Nomenclatorul indicatorilor și metodele de identificare a acestora.
9. GOST 12.4.011-89 Sistemul standardelor de securitate a muncii. Mijloace de protecție a lucrătorilor. Cerințe generale, clasificarea.
10. GOST 14192-96 Marcarea mărfurilor.
11. GOST 12.4.021-75 Sisteme de ventilație. Cerințe generale.
12. OST 6-15-90.2-90 Mărfurile chimice de uz casnic. Ambalarea.
13. OST 6-15-90.3-90 Mărfurile chimice de uz casnic. Marcarea.
14. OST 6-15-90.4 Mărfurile chimice de uz casnic. Transportarea și depozitarea.
15. Pașaportul de securitate pentru substanța chimică Sarea de sodiu a acidului diclorozocianur.
16. Fișa accidentală nr. 906.
17. Certificatul de înregistrare de stat nr. RU.77.99.88.002.E.007102.09.13 din 03.09.2013. Preparat dezinfectant "DIMAX clor".
18. Declarația de conformitate ROSS RU. AI 46.D51490. Din 19.09.2013. Preparat dezinfectant "DIMAX clor".

FIȘA ACCIDENTALĂ NR. 906

Număr	Denumirea mărfii	Codul de
-------	------------------	----------

ONU		clasificare
3077	Sodiu N,N-dimetilditiocarbamat	9063
3077	Agidol-1	9063
3077	Agidol-3	9063
3077	Agidol-60	9063
3077	4-Amino-2-nitrofenol	9063
3077	Antracen	9063
3077	Acetonanil	9063
3077	SUBSTANȚĂ SOLIDĂ, PERICULOASĂ PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, ADR	9063
3077	Hexacloretan	9013
3077	2,4- Diamigofenoladihidroclorid	9063
3077	2,6-Di-tret-butil-4-dimetilaminometilfenol (bază Mannich)	9063
3077	2,6-Di-tret-butil-4-metilfenol	9063
3077	Difenil	9063
3077	Difenilamină	9013
3077	1,3-Difenilguanidin	9013
3077	Difeniloxid	9013
3077	p-Diclorbenzen	9063
3077	2,5- Diclornitrobenzen	9063
3077	Hexaciano- (2) -ferat de potasiu	9063
3077	Sulfat de cupru (II)	9063
3077	Cromatul de sodiu	9063
3077	2- Naftol, tehnic	9013
3077	Parafina (C ₁₀ -C ₁₃) clorurată	9063
3077	Gudronul de cărbune de marca electrod B1 (V sau V ₁)	9063
3077	Clorura de mercurul (I)	9063
3077	Stabilizator contra îmbătrânirii de cauciuc ”Krafanil-U”	9063
3077	Fmestec de di-tri-tretbutilfenoli	9063
3077	Tiurame tehnice	9013
3077	Tributilfosfat	9063
3077	Polimer de trimetildihidrohinolină	9063
3077	14- Fenil-p-fenilendiamina	9063
3077	Fenilbutadinoxid	9063
3077	Clorhexidină	9063
3077	Bromură de zinc	9063
3077	Eter difenil	9063
3082	Combustibil de turbină de aviație JP-5, JP-7	9063
3082	Agidol AF-2	9063
3082	Agidol-51-52-53	9063
3082	Akarizol	9063
3082	Alfametrin	9063
3082	Butilbenzilftalat	9063
3082	SUBSTANȚĂ LICHIDĂ, PERICULOASĂ PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, ADR	9063
3082	Sulfat de hidroxilamina, soluție apoasă	9013
3082	Gudron de cărbune	9063
3082	Decilacrilat	9063
3082	Divinilbenzen, stabilizat	9063
3082	Diizobutilftalat	9063
3082	Diizopropilbenzen	9063
3082	Di-n-butilftalat	9063
3082	Didenilmetandiizocianat	9063
3082	Difonat	9063
3082	1,1-Diftor-1,2,2-triclorețan	9063
3082	1,6 Diclorohexan	9063
3082	tret-Dodecilmercaptan	9063
3082	Izodecilacrilat	9063

3082	Izodecildifenilfosfat	9063
3082	Săruri de potasiu a esterului di-(alchilpolietilenglicol) acidului fosforic	9063
3082	Acid 1-oxietilidendifosforal (OEDF-1), soluția non-corozivă	9063
3082	Compoziția de bromură de calciu - bromură de zinc (soluție)	9063
3082	Crezildifenilfosfat	9063
3082	Creozot (din gudron de cărbune sau lemn)	9063
3082	Malation	9063
3082	Sulfat de mangan, soluție	9063
3082	Ulei de gudron de cărbune pentru impregnarea lemnului	9063
3082	Ulei de gudron de cărbune, mediu	9063
3082	Azotat de cupru (II) soluție apoasă, neoxidant	9063
3082	Clorura de cupru (II), soluție apoasă	9063
3082	Metilnaftalini, amestec izometric lichid	9063
3082	N,N-dimetilditiocarbamat de sodiu, soluție apoasă	9063
3082	Reziduuri cubice ale AGS	9052
3082	Parafina (C ₁₀ -C ₁₃) clorurată (lichidă)	9063
3082	Resmetrin	9063
3082	Amestec de baze fenolice Mannikha	9063
3082	Rășină de cărbune	9013
3082	Rășină de poliester nesaturată fără steroli "Kamfast-04"	9063
3082	Rășină formaldehidă hidrocarbură	9053
3082	Alcool C ₁₂ -C ₁₅ poli (1-3) etoxilat	9063
3082	Alcool C ₁₂ -C ₁₅ poli (1-6) etoxilat	9063
3082	Alcool C ₆ -C ₁₇ (secundar), poli (3-6) etoxilat	9063
3082	Combustibil de cuptor chimică de petrol-cărbune	9023, 9053
3082	Triarilfosfat	9063
3082	Tributilfosfat	9063
3082	Tricrezilfosfat	9063
3082	2,2,4-Trimetil-6-etoxi-1,2,3,4- dihidrolin	9063
3082	Trifluortricloretan	9013
3082	Trietanolamina	9063
3082	Trietilbenzen	9063
3082	Hidrocarburi grele	9013
3082	Reactiv de flotare chimic de petrol-cărbune de marca FN	9023
3082	1- Clorocetan	9063
3082	Zincalchilditiofosfat	9063
3082	Zincarilditiofosfat	9063
3082	Ciflutrin	9063
3082	Emulgator OP-10	9063
3245	MICROORGANISME MODIFICATE GENETIC sau ORGANISME MODIFICATE GENETIC	9092
3245	MICROORGANISME MODIFICATE GENETIC sau ORGANISME MODIFICATE GENETIC, în azot lichid refrigerat	9092
3287	Nitrat de sodiu, soluție apoasă, cu concentrația de 40% (conform greutateii)	9063
3316	SET DE SUBSTANȚE CHIMICE sau SET DE PRIM AJUTOR	9092, 9093

PROPRIETĂȚI PRINCIPALE ȘI TIPURI DE PERICOL

PERICOL DE EXPLOZIE ȘI	Combustibile, greu inflamabile sau non-inflamabile (*). La
------------------------	--

INCENDIU	încălzirea se pot descompune cu formarea gazelor toxice și vaporilor.
PERICOL PENTRU OM	În cazul incendiilor sunt posibile arsuri și intoxicații cu gaze. Puțin toxice, non-periculoase. Colbul și vaporii pot provoca iritare.

MIJLOACE DE SECURITATE INDIVIDUALĂ

În caz de incendiu – costum anti-foc în set cu auto-salvatorul SII-20.
--

ACȚIUNI NECESARE

DE CARACTER GENERAL	A izola zona periculoasă pe o rază de cel puțin 50 m. A intra în zona de pericol în echipamentul de protecție și aparatul respiratoriu. A îndepărta persoanele străine. A respecta măsurile de siguranță incendiară. Fumatul este interzis. A acorda prim ajutor păgubașilor.
ÎN CAZ DE SCURGERE, VĂRSARE ȘI ÎMPRĂȘTIERE	Lichidați scurgerea respectând măsurile de precauție. Pompați conținutul într-un vas în stare de funcționare sau un vas pentru scurgere cu respectarea condițiilor de amestecare a lichidelor. În cazul scurgerii abundente îngrădiți cu un val de pământ. Vărsăturile de îngrădit cu un val de pământ, de a colecta în recipiente uscate și de a închide ermetic. Nu permiteți ca substanța să intre în contact cu rezervoarele de apă, subsolurile, canalizarea.
ÎN CAZ DE INCENDIU	A stinge de la o distanță maximă cu apă pulverizată subțire cu agent de umectare, spume aero-mecanice, alte preparate. A răcori recipientele cu apă de la o distanță maximă.

NEUTRALIZAREA

De a pompa substanța din locul jos în conformitate cu măsurile de siguranță împotriva incendiilor. Locul vărsăturii de a acoperi cu nisip, de a spăla cu multă apă, a îngrădi cu val de pământ și a nu permite pătrunderea substanței în apele de suprafață. De a tăia stratul superior al solului cu contaminări, de a colecta și elimina pentru utilizare cu respectarea măsurilor de precauție. Locurile tăiate de a acoperi cu un strat proaspăt de sol. Apelați experți pentru neutralizare.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În cazul otrăvirii cu gaze și vapori chemați ambulanța. Aer curat, pace, căldură, îmbrăcăminte curată. În cazul arsurii aplicați pansament aseptice.
--

ДИМАКС хлор

ХЛОРНЫЕ ГРАНУЛЫ

Средство дезинфицирующее «ДИМАКС хлор» (гранулы)

Описание: мелкие гранулы белого цвета с запахом хлора или отдушки.

Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (содержание активного хлора $33\pm 9,0\%$).

Активность: в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулёза - тестировано на *Mycobacterium terrae*, ВБИ), особо опасных инфекций (чума, туляремия, холера, легионеллёз, сибирская язва, в том числе - споры), грибов рода Кандида, дерматофитов, вирусов.

Назначение: дезинфекции жидких медицинских отходов (кровь, в том числе забракованная и кровь с истекшим сроком годности, сыворотка, ликвор, эритроцитарная масса, мокрота, рвотные массы, моча, околоплодные воды, эндоскопические жидкости и после ополаскивания зева, фекалии, фекально-мочевая взвесь, остатки пищи).

Область применения: лечебно-профилактические учреждения, бактериологические и клинические лаборатории, станции переливания крови, машины скорой медицинской помощи.

Способ применения: изложен в Инструкции № Д-11А/13.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза и на кожу. Все работы проводить в резиновых перчатках. При случайном высыпании средства из ёмкости его необходимо собрать с использованием

защитной одежды, перчаток, очков, респиратора РУ-60М или РПГ-67. Загрязнённое место протереть ветошью, смоченной водой, помещение проветрить.

Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания нерастворенного средства в канализацию и водоёмы.

Транспортирование: всеми видами транспорта.

Хранение: в плотно закрытой упаковке производителя, отдельно от лекарств и пищевых продуктов, в недоступных для детей местах, в проветриваемых помещениях при любых отрицательных температурах и положительных температурах не выше плюс 35°C , вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Срок годности: 5 лет.

Номер партии и дата изготовления:

смотрите на банке (крышке).

TU 9392-010-46842767-2006 с изм.№ 1,2

№RU.77.99.88.002.E.007102.09.13 от 03.09.2013 г.

Производитель: ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

РФ, 141004, Московская обл., г. Мытищи,
ул. Силикатная, д. 19.

Телефон горячей линии: 8-800-333-35-32

интерсэн
плюс



4 620005 053175



500 г