

Nr. 464 - ex din 23.09.2024

Către: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

În atenția: Grupului de lucru în cadrul LP M Tender ID/
[ocds-b3wdp1-MD-1722005707333](#) / 21263468

Stimați membri ai Grupului de lucru,

Prin prezenta S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L. ca urmare a recepționării scrisorii de clarificare nr. Rg02-3080 din 13.09.2024 pe marginea procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1722005707333](#) / 21263468 din 29 august curent privind *“Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă (lista suplimentară)”*, în parte ce ține de parametrii tehnici care nu s-au regăsit pentru lotul pentru lotul nr. 9 Dispozitivul pentru hemodializă, vă rugăm să consultați tabelul de mai jos.

Nr.	Parametru tehnic solicitat	Parametru tehnic oferit	Confirmat prin:
1	Detector de bule de aer da, ultrasonic.	Detector de bule de aer da, ultrasonic.	Surdial X Instruction manual pag. 11-14 (200)
2.	Monitorizarea tensiunii arteriale (BPM / ABPM)	Monitorizarea tensiunii arteriale (BPM)	Surdial X Instruction manual pag. 14-1 (223)
3.	Gama de măsurare a tensiunii Sistolică cel puțin 45 – 260 mmHg	Gama de măsurare a tensiunii Sistolică 20 – 280 mmHg	Surdial X Instruction manual pag. 14-7 (229)
4	MAP cel puțin 26 – 220 mmHg	MAP cel puțin 20 – 250 mmHg	Surdial X Instruction manual pag. 14-7 (229)
5	Diastolică cel puțin 20 – 200 mmHg	Diastolică cel puțin 20 – 200 mmHg	Surdial X Instruction manual pag. 14-7 (229)
6.	Pompă cu seringă incorporată în dispozitivul de bază	Pompă cu seringă incorporată în dispozitivul de bază (Heparin pump)	Surdial X Instruction manual pag. 11-12 (198)
7.	Incrementarea ≤ 0.1 ml/h;	Incrementarea ≤ 0.1 ml/h;	Surdial X Instruction manual pag. 11-12 (198)
8.	Acuratețea $\pm 10\%$.	Acuratețea $\pm 10\%$.	Surdial X Instruction manual pag. 11-12 (198)
9.	Sistemul dializat: Gama de temperatură cel puțin 34 – 39 °C	Sistemul dializat: Gama de temperatură cel puțin 34 – 39 °C	Surdial X Instruction manual pag. 11-7 (193)
10.	Măsurarea presiunii transmembranare- da.	Măsurarea presiunii transmembranare – TPM	Surdial X Instruction manual pag. 272
11.	Presiunea liniei de acces (arterial): Gama de operare -250 pînă la +300 mmHg	Presiunea liniei de acces (arterial): Gama de operare -500 pînă la +500 mmHg	Surdial X Instruction manual pag. 11-14 (200)
12.	Presiunea liniei de acces (arterial): Acuratețea $\pm 10\%$ / ± 10 mmHg.	Presiunea liniei de acces (arterial): Acuratețea $\pm 10\%$ / ± 10 mmHg.	Surdial X Instruction manual pag. 11-14 (200)

13.	Presiunea liniei de returnare (venos): Gama de operare cel puțin diapazonul 20 până la +350 mmHg	Presiunea liniei de returnare (venos): Gama de operare -500 până la +500 mmHg	Surdial X Instruction manual pag. 11-14 (200)
14.	Presiunea liniei de returnare (venos): Acuratețea $\pm 10\%$ / ± 10 mmHg.	Presiunea liniei de returnare (venos): Acuratețea $\pm 10\%$ / ± 10 mmHg.	Surdial X Instruction manual pag. 11-14 (200)
15.	Program de curățare / clătire / dezinfectie: Desinfecție chimică	Program de curățare / clătire / dezinfectie: Desinfecție chimică	Surdial X Instruction manual pag. 11-10 (196)
16.	Program de curățare / clătire / dezinfectie: Clătire / dezinfectie fierbinte	Program de curățare / clătire / dezinfectie: Clătire / dezinfectie fierbinte	Surdial X Instruction manual pag. 11-10 (196)
17.	Program de curățare / clătire / dezinfectie: Dezinfectie și/sau clătire cu acid (decalcificare)	Program de curățare / clătire / dezinfectie: Dezinfectie și/sau clătire cu acid (decalcificare)	Surdial X Instruction manual pag. 11-11 (197)
18.	Alarmer vizuale și/sau sonore: Nivel mic	Alarmer vizuale și/sau sonore: Nivel mic (Information (light blue window))	Surdial X Instruction manual pag. 8-1 (111)
19.	Alarmer vizuale și/sau sonore: Nivel moderat	Alarmer vizuale și/sau sonore: Nivel moderat (Warning (light yellow window))	Surdial X Instruction manual pag. 8-1 (111)
20.	Alarmer vizuale și/sau sonore: Nivel critic.	Alarmer vizuale și/sau sonore: Nivel critic. (Alarm (red window))	Surdial X Instruction manual pag. 8-1 (111)
21.	Condiții de alimentare cu apă purificată: Temperatură minim de la 17 la 30°C;	Condiții de alimentare cu apă purificată: Temperatură minim de la 5 la 30°C;	Surdial X Instruction manual pag. 11-5 (191)
22.	Condiții de alimentare cu apă purificată: Presiune minim de la 1.5 la 6 Bar.	Condiții de alimentare cu apă purificată: Presiune minim de la 0.5 la 7.4 Bar. (0.05 to 0.74 MPa)	Surdial X Instruction manual pag. 11-5 (191)
23.	Sistem de alimentare cu energie electrică: Cablu de alimentare (Schuko -> C13) 220V, 50 Hz;	Sistem de alimentare cu energie electrică: Cablu de alimentare (Schuko -> C13) 220V, 50 Hz;	Surdial X Instruction manual pag. 11-2 (188)
24.	Sistem de alimentare cu energie electrică: Baterie / acumulator încorporat.	Sistem de alimentare cu energie electrică: Baterie / acumulator încorporat.	Surdial X Instruction manual pag. 9-1 (139)

Anexa:

1. Surdial X Instruction manual

Vă mulțumim pentru cooperare și vă stăm la dispoziție pentru alte informații și clarificări viitoare.

Cu respect,

Șef Departament Comercial
S.C. Imunotehnomed S.R.L.

Petru BOLEA