

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **21154404**, conform SIA RSAP / M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: **Reagenți tromboelastometrie – 2024**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă	Specific tehnic deplină propusă de către ofertant	Standard de ref.
1	2	3	4	5	6	7
1. Reagenți tromboelastometrie	Ex-tem	Spania	Werfen	1.1. Test pentru determinarea activării inițiale (extrinsecă) și dinamica formării cheagului - Utilizează factor tisular recombinant. Detectează deficite de factori de coagulare sau prezența unor anticoagulanți. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	1.1. Test pentru determinarea activării inițiale (extrinsecă) și dinamica formării cheagului - Utilizează factor tisular recombinant. Detectează deficite de factori de coagulare sau prezența unor anticoagulanți. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	CE
	Fib-tem	Spania	Werfen	1.2. Test pentru determinarea contribuției fibrino genului la fermitatea cheagului - Reactivul să conțină un inhibitor plachetar. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	1.2. Test pentru determinarea contribuției fibrino genului la fermitatea cheagului - Reactivul să conțină un inhibitor plachetar. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	CE
	Ap-tem	Spania	Werfen	1.3. Test pentru evaluarea cantitativă a fi-brinolizei și estimarea terapiei antifibrinolitice - Compoziția produsului să includă un agent antifibrinolytic. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	1.3. Test pentru evaluarea cantitativă a fibrinolizei și estimarea terapiei antifibrinolitice - Compoziția produsului să includă un agent antifibrinolytic. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	CE
	In-tem	Spania	Werfen	1.4. Test pentru evaluarea statusului coagulării în ansamblu - Utilizează un activator de contact. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	1.4. Test pentru evaluarea statusului coagulării în ansamblu - Utilizează un activator de contact. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	CE
	Hep-tem	Spania	Werfen	1.5. Testarea prezenței anticoagulanților, monitorizarea eficienței heparinoterapiei - Reactivul să conțină o enzimă care discompune heparina. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	1.5. Testarea prezenței anticoagulanților, monitorizarea eficienței heparinoterapiei - Reactivul să conțină o enzimă care discompune heparina. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	CE

	Star-tem	Spania	Werfen	1.6. Reactiv de recalcificare - Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	1.6. Reactiv de recalcificare - Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	CE
	Rotrol N	Spania	Werfen	1.7. Control normal - Împachetarea minim 20 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	1.7. Control normal - Împachetarea 20 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	CE
	Rotrol P	Spania	Werfen	1.8. Control patologic - Împachetarea minim 20 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	1.8. Control patologic - Împachetarea 20 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	CE
	Cup & Pin pro	Spania	Werfen	1.9. Cuve de reacție - Împachetarea max. 20 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	1.9. Cuve de reacție - Împachetarea 20 buc/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	CE
	TIPTRAY Box eLine 10-320μl	Spania	Werfen	1.10. Vârfuri 10-320μl - Împachetarea max. 960 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	1.10. Vârfuri 10-320μl - Împachetarea max. 960 buc/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	CE
	Filter eLine	Spania	Werfen	1.11. Filtru pentru pipetă automată - Împachetarea minim 50 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	1.11. Filtru pentru pipetă automată - Împachetarea 50 buc/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.	CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Selar Iuliana

În calitate de: manager în comerț

Ofertantul: Î.M. Becor S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 111/5