



241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район,
с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А
Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

www.minimed.ru e-mail: info@minimed.ru

Р/с 40702810200047104303
К/с 30101810700000000716

Филиал «ГАЗПРОМБАНК» (ОАО)
в г. Тула
ИНН 3234007127 БИК 047003716
КПП 320701001 ОКПО 29508133

Исх. № 2
от 09.01.2018г

ООО "Экохимия"
Республика Молдова
г. Кишинев

Доверенность производителя.

Настоящей доверенностью Общество с ограниченной ответственностью «МиниМед» (241520, Российская Федерация, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А), являющееся производителем лабораторной посуды, красителей и изделий медицинского назначения, в лице директора Азбукина В.Р., уполномочивает ООО «Экохимия» (2060, Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Куза Водэ, 5/1, оф. 403) представлять продукцию ООО «МиниМед» с правом реализации в открытых конкурсах по государственным закупкам на территории Республики Молдова.

Настоящим подтверждаем наши полные гарантии в отношении продукции, произведенной ООО «МиниМед», и предлагаемой к поставке через ООО «Экохимия».

Доверенность действительна до 31.12.2018г.

Директор ООО «МиниМед»

В.Р. Азбукин





ООО "МиниМед", 241520, Российская Федерация, Брянская область,
Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru

Код ОКП 93 9816

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2007/00154 от 9.10.2007 г.

Паспорт

Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки
изделий медицинского назначения (Азопирам-МиниМед)
ТУ 9398-006-29508133-2007

Серия
Дата изготовления

Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

1. Назначение

Предназначен для обнаружения остатков крови на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки.

2. Технические требования

Наименование показателя	Характеристика и норма	Соответствие ТУ
Внешний вид 1. Амидопирин (реагент 1) 2. Анилин г/кл (реагент 2)	1. Мелкокристаллический порошок белого цвета 2. Мелкокристаллический порошок белого или розоватого цвета	Соответствует
Растворимость реагентов в 95% этиловом спирте при комнатной температуре (18- 25°C); мин, не более	5	Соответствует
Чувствительность, разведение крови дистиллированной водой, в соотношении, не более	1:8000	Соответствует
Время появления окрашивания при проведении реакции, сек., не более	60	Соответствует

Состав набора реагентов: 1) реагент №1 (амидопирин)
2) реагент №2 (анилин гидрохлорид)
3) инструкция по применению

Набор рассчитан на проведение 1500 определений при расходе 0,1 мл рабочего реагента на один анализ.

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование набора должно проводиться всеми видами крытого транспорта при температуре от 0 до 25°C в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться при комнатной температуре (18-25°C) в течение всего срока годности.

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие набора требованиям ТУ 9398-006-29508133-2007 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения в течение всего срока годности.

Начальник ОТК

Захаров А.Н.

