



# Personal Protective Coverall Persönlicher Schutzoverall

## SIZE

**OLEY-2311 - REINFORCED - WHITE WITH BLUE STRIPE**

TYPE 3B



### TYPE 3B + TYPE 4B EN 14605

Determining product resistance to penetration by a jet of liquid.  
Bestimmung des Produktwiderstands gegen das Eindringen eines Flüssigkeitsstrahls.

TYPE 4B



TYPE 5B



### TYPE 5B EN ISO 13982-1

Protection against airborne solid particulate chemicals and dust.  
Schutzanzug gegen feste Partikel und Staub.

TYPE 6B



### TYPE 6B EN 13034+A1

Limited protection against a light spray of liquid chemicals.  
Schutzanzug gegen leichtes Sprühen flüssiger Chemikalien.


EN 14126



### EN 14126:2003/AC:2004

Provides protection against infectious chemicals.  
Bietet Schutz vor infektiösen Chemikalien.

# 1 STCK. 1 PCS.



### NUTZUNGSBEREICHE:

- Diese Overalls dienen zum Schutz vor Gefahrstoffen und Bakterien.
- Es wird hergestellt, um vor den gefährlichen flüssigen Abfällen, die auf die Person spritzen können, und der in der Luft giftigen Säure zu schützen.

### SPEZIFIKATIONEN:

- Es ist aus einem überlegenen leichten und leicht zu tragenden Vliesstoff genäht.
- Hergestellt aus weichem, strapazierfähigem, atmungsaktivem und wasserabweisendem Material.
- Erhöhung des Schutzes vor gefährlichen chemischen Spritzern und Staub; automatisch abschließbar und kann mit einer Schicht von abgedeckt werden Es wird ein Reißverschluss aus Klebebandgewebe verwendet.
- Flexible Kopfbedeckung zum einfachen Anbringen an der Gesichtsmaske.
- Flexible und enge Handgelenk- und Fußnähte.
- Elastische Taillennaht für maximalen Komfort und Schutz.
- Begrenzen Sie, um den Schutz zu maximieren, die Technologie zum Nähen und Verschütten von Draht zu minimieren.

### WARNHINWEISE UND VORSCHLÄGE:

- Die Schutzoveralls sind zum Einmalgebrauch bestimmt und können nicht wiederverwendet werden.
- Nicht mit Feuer nähern.
- Vor Flammen und Hitze schützen.
- Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist (verschmutzt, vorher verwendet) und ersetzen Sie es durch ein neues.
- Achten Sie darauf, die richtige Größe zu wählen.
- Lagern Sie die Produkte in ihrer Originalverpackung an einem trockenen und kühlen Ort.

### USAGE AREAS:

- These coveralls are used to protect from hazardous materials, bacteria.
- It is produced in order to protect from the hazardous liquid wastes that can splash on the person and the acid toxic in the air.

### SPECIFICATIONS:

- It is sewn from a superior lightweight and easy-to-wear, non-woven fabric.
- Made of soft, durable, breathable and water resistant fabric.
- To increase protection against hazardous chemical splashes and dust; automatic lockable and can be covered with a layer of adhesive tape fabric zipper is used.
- Flexible head cover for easy fitting on the face mask.
- Flexible and tight wrist and foot seams.
- Elasticized waist seam for maximum comfort and protection.
- Limit to maximize protection, minimize and wire spillage sewing technology.

### WARNINGS AND SUGGESTIONS:

- The protective overalls are single-use and cannot be reused.
- Do not approach with fire.
- Protect from flame and heat.
- Do not use it when it is damaged (dirty, used before) replace it with a new one.
- Be sure to choose the right size.
- Store the products in their original packaging in a dry and cool place.

### STORAGE / FINAL USE:

- It is recommended to keep it in cardboard or cardboard box, away from sunlight, between -5-40°. If stored on suitable conditions, it is recommended to use it within 3 years after the production date.

### LAGERUNG / ENDGÜLTIGE NUTZUNG:

- Es wird empfohlen, es zwischen -5 und 40 ° C in Pappe oder Pappkarton vor Sonnenlicht zu schützen. Bei Lagerung unter geeigneten Bedingungen wird empfohlen, es innerhalb von 3 Jahren nach dem Produktionsdatum zu verwenden.



Turkey  
Discover the potential

Manufacturer: Oley Tibbi Ürünler Medikal Mlz. San. Tic. Ltd. Şti.  
Parseller Mah. Menekşe Cad. Feyyaz Sok. No:2/2 Ümraniye/İSTANBUL - TÜRKİYE  
Tel: +90 216 611 93 33 Fax: +90 216 611 93 22  
www.oleytibbiurunler.com - info@oleytibbiurunler.com

Autorisierter Distributor: Stanbu Medizintechnik und Schutzkleidung GmbH  
www.stanbu.de - info@stanbu.de - export@stanbu.de



8 16 8 2 4 5 0 16 2 0 5 4 8