

## Dräger Vapor® 2000 și D-Vapor® Vaporizator pentru agenți anesteziici

Ca toate celelalte vaporizatoare Dräger, seria Dräger Vapor 2000 și vaporizatorul D-Vapor oferă performanțe remarcabile atunci când vine vorba de furnizarea precisă a agentului, siguranță, robustețe, calitate și durabilitate, ceea ce poate duce la o eficiență îmbunătățită a fluxului de lucru, la satisfacția personalului și la rezultate clinice.



## Beneficii

---

### Funcționalități de siguranță și ușor de utilizat

Seria Vapor 2000 și vaporizatorul D-Vapor includ următoarele caracteristici:

- Sistemul de montare Auto Exclusion\* previne utilizarea simultană a două vaporizoare: pornirea unui vaporizator îl blochează automat pe celălalt și, prin urmare, îmbunătățește ușurința de utilizare și siguranța pacientului
- poziția „T” a discului de setare permite transportul în condiții de siguranță în poziție răsturnată sau înclinată fără a goli în prealabil vaporii și împiedică scurgerea agentului anestezic. După transport, vaporizoarele continuă să funcționeze imediat conform specificațiilor
- întregul conținut al unui recipient standard de agent anestezic încapă în vaporizator
- pentru D-Vapor, alarmă acustică a nivelului de umplere pentru a avertiza utilizatorul înainte ca umplerea cu agent să atingă un nivel critic
- sistemele de umplere specifice pentru agentul anestezic elimină riscul de umplere eronată a vaporizatorului cu un alt agent
- diferite sisteme de umplere pentru a selecta opțiunile de umplere specifice clientului
- capac baionetă codificat pe culori pentru deschidere ușoară și identificare vizuală rapidă a stării de blocare
- adaptorul specific agentului pentru recipientul de agent previne scurgerea agentului lichid
- bateria integrată a vaporizatorului electronic D-Vapor permite funcționarea continuă în caz de defecțiune a sursei de alimentare
- adecvat pentru dispozitive de anestezie terțe, echipate cu un conector Selectatec și, respectiv, ISO conic de 23 mm

\* Standard pentru Perseus® A500 și o opțiune pentru aparatele de anestezie din familia Atlan®, familia Primus® și familia Fabius®. Sistemul de montare Auto Exclusion este compatibil cu conectorul Dräger Interlock 2 al stației de lucru pentru anestezie.

### Eficiență îmbunătățită a fluxului de lucru

Următoarele caracteristici ale seriei Vapor 2000 și ale vaporizatorului D-Vapor le fac foarte convenabile pentru clinicieni:

- un marcaj albastru în partea din spate a vizorului îmbunătățește și mai mult lizibilitatea nivelului de umplere a agentului
- concepute pentru a fi utilizate într-un interval de temperatură cuprins între 10 °C și 40 °C (18 °C-30 °C pentru D-Vapor) pentru a asigura dozarea precisă chiar și în timpul procedurilor chirurgicale speciale în care încălzirea sau răcirea joacă un rol important, cum ar fi intervențiile chirurgicale pediatrice, cardiace, de arsură sau ortopedice

### Potențial de economisire a costurilor

Designul robust al seriei Vapor 2000 și al vaporizatorului D-Vapor vă oferă ani de funcționare fără probleme și poate reduce costurile de întreținere, deoarece:

## Beneficii

- nu este necesară întreținerea
- nu este necesară recalibrarea pe durata de viață

## Componentele sistemului

D-12E37-2018



### Dräger Atlan® A350/A350 XL

O platformă unică pentru anestezie, cu siguranță de înaltă clasă, în fiecare sală de operație. Setul complet de funcții și calitatea ventilației recomandă Atlan ca stația de anestezie ideală pentru toți pacienții și procedurile chirurgicale. Designul oferă flexibilitate maximă pentru orice tip de spațiu. A350/A350 XL este echipat cu un mixer de gaze electronic, cu control automat al compoziției gazului proaspăt.

D-6833-2011



### Dräger Perseus® A500

Sistem de respirație pentru anestezie orientat spre viitor. Combinați o tehnologie de ventilație unică cu cele mai noi abordări din punct de vedere al ergonomiei și integrării sistemelor cu un concept de aparat de anestezie de viitor, dezvoltat împreună cu specialiști în întreaga lume, pentru a vă optimiza activitatea în sala de operații. Descoperiți, ca posibilitate adițională, varianta pentru tavan a sistemului Perseus® A500.

## Componentele sistemului



D-47657-2012

### Dräger Fabius® plus XL

Fabius® plus XL combină tehnica testată Dräger cu funcții inovatoare. Mulțumită designului adaptabil vă puteți configura spațiul de lucru în mod flexibil, beneficiind de calitatea cu care v-ați obișnuit și, în caz de necesitate, îl puteți configura în viitor în funcție de necesitățile dumneavoastră.



D-46302-2021

### Dräger SmartPilot® View

SmartPilot® View oferă tehnologie de modelare inovativă, de ultimă oră și un concept de vizualizare completă a efectelor complexe ale medicamentelor, pentru a afișa nivelurile de anestezie curente și previzionate. Afișajul intuitiv asigură suport în toate etapele anesteziei.

## Produse asociate



D-7420-2011

### Dräger Vapor® 3000 și D-Vapor® 3000

Ca toate celelalte vaporizatoare Dräger, seria Dräger Vapor 3000 și D-Vapor 3000 oferă aceleași performanțe remarcabile atunci când este vorba de livrarea precisă a agentului, siguranță, robustețe, calitate și durabilitate. În combinație cu stația de lucru pentru anestezie Perseus® A500, acestea pot contribui în plus la îmbunătățirea eficienței fluxului de lucru, a rezultatelor clinice și a suportului decizional.

## Date tehnice

Producător	Dräger	Dräger
Model	Vapor® 2000	D-Vapor®
Principiu	Vaporizator standard	Vaporizator electronic
Agent anestezic	Sevofluran Izofluran Halotan	Desfluran
Interval de dozare	0,2 - 8 vol% (Sevofluran) 0,2 - 6 vol% (Izofluran) 0,2 - 6 vol% (Halotan)	2 - 18 vol%
Sistem de conectare	Dräger Auto Exclusion Compatibil cu Selectatec Conector conic (23 mm) Fixmount	Dräger Auto Exclusion Compatibil cu Selectatec Conector conic (23 mm) Fixmount
Volum total de umplere [ml]	360	300
Rezervă volum de umplere [ml]	260	240
Greutate gol [kg]	8	6,4
Temp. de funcționare min. [°C]	10	18
Temp. de funcționare max. [°C]	40	30
Interval debit [l/min]	0,15 - 15	0,2 - 15
Consum de curent [W]		30, caracteristic
Alimentare de la baterie [min]		5
alimentare de la baterie în cazul unei pene de curent		
Capacități de transport	Funcție de transport	Funcție de transport
Compatibil cu IRM	da	nu
Garanție	1 an	1 an
Service / calibrare / întreținere	Inspecție o dată la 12 luni Fără recalibrare	Inspecție o dată la 12 luni Fără recalibrare

## Observații

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate țările. Mărcile comerciale menționate sunt înregistrate doar în anumite țări și nu neapărat în țara în care este publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesați [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

**SEDIUL CENTRAL AL CORPORAȚIEI**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Germania  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Producător**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23542 Lübeck, Germania

**ROMANIA**  
Dräger Medical Romania SRL  
Str. Danielopolu Nr 42A  
Sector 1  
014134 București  
Tel +40 21 233 10 60  
Fax +40 21 233 11 30  
[office.bucuresti@draeger.com](mailto:office.bucuresti@draeger.com)

Dräger - South East Europe  
Regional Management  
South East Europe  
Perfektastrasse 67  
A-1230 Wien, Austria  
Tel +43 1 60 90 4809  
Fax +43 1 69 95 497  
[contactSEE@draeger.com](mailto:contactSEE@draeger.com)

Localizați reprezentantul  
dumneavoastră regional la:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

