

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771572973076 din 20.02.2026
Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile pentru laborator

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servi ciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
103. Garnitura p/u instalarea GC	5181-8830	SUA	Agilent	5181-8830 Column nut for GC capillaries, 2/pk	5181-8830 Garnitura p/u instalarea GC/2PK 5181-8830 Column nut for GC capillaries, 2/pk	
257. Coloana cromatografica ZORBAX Eclipse XDB-C8 4.6 x 150mm 5um cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane (3seturi precoloane) Producator: Agilent	993967-906 820950-926 820999-901	SUA	Agilent	Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å pH range 2.0-9.0 temp. limits: 40°C carbon load: 7.6%	993967-906 Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8, 150 x4,6 mm, 5µm, cu set de holder și precoloane, include: 993967-906 Coloana cromatografica Eclipse XDB-C8 4.6 x 150 820950-926 Eclipse XDB-C8 Grd Crtds 4.69*12.5 4/PK 820999-901 Suport p/u coloana ZORBAX Guard Fittings.	

				<p>mode:reversed phase Endcapped: yes,double Clasificare USP: L 7</p>	<p>Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å pH range 2.0-9.0 temp. limits: 40°C carbon load: 7.6% mode:reversed phase Endcapped: yes,double Clasificare USP: L 7</p>	
<p>258. Coloana cromatografica ZORBAX Eclipse XDB-C8 4.6 x 250mm 5µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane (3seturi precoloane) Producator: Agilent</p>	<p>990967-906 820950-926 820999-901</p>	SUA	Agilent	<p>Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å pH range 2.0-9.0 temp. limits: 60 C at pH 2-6 ; 40 C at pH 6-9 carbon load: 7.6% Endcapped: yes,double Clasificare USP: L 7</p>	<p>990967-906 Coloana cromatografica ZORBAX Eclipse XDB-C8 4.6 x 250mm 5µm, cu set de holder și precoloane, <u>include:</u> 990967-906 Coloana cromatografica ZORBAX Eclipse XDB-C8 4.6 x 250mm 5µm; 820950-926 Eclipse XDB-C8 Grd Crtds 4.69*12.5 4/PK; 820999-901 Suport p/u coloana ZORBAX Guard Fittings.</p> <p>Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å pH range 2.0-9.0 temp. limits: 60 C at pH 2-6 ; 40 C at pH 6-9 carbon load: 7.6% Endcapped: yes,double Clasificare USP: L 7</p>	
<p>259. Coloana cromatografica ZORBAX 5 SB-C8 4.6 x 250mm 5µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane (3seturi precoloane) Producator: Agilent</p>	<p>880975-906 820950-915 820999-901</p>	SUA	Agilent	<p>Coloana cromatografica ZORBAX 5 SB-C8 4.6 x 250mm,5µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Surface Area: 160 m2/g Carbon load : 5,5% pH range 1.0-8.0</p>	<p>880975-906 Coloana cromatografica ZORBAX 5 SB-C8 4.6 x 250mm 5µm, cu set de holder și precoloane, <u>include:</u> 880975-906 Coloana cromatografica ZORBAX 5 SB-C8 4.6 x 250mm 5µm 820950-915 ZORBAX StableBond C8, 4,6 x 12,5 mm, 5 µm 820999-901 Suport p/u coloana ZORBAX Guard</p>	

				mode:reversed phase Endcapped: no Clasificare USP: L 7	Fittings. Coloana cromatografica ZORBAX 5 SB-C8 4.6 x 250mm,5um cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g Carbon load : 5,5% pH range 1.0-8.0 mode:reversed phase Endcapped: no Clasificare USP: L 7	
260. Coloana cromatografica ZORBAX 5 SB-C8 4.6 x 150mm 5um cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane (3seturi precoloane) Producator: Agilent	883975-906 820950-915 820999-901	SUA	Agilent	Coloana cromatografica ZORBAX 5SB-C8 4.6 x 150mm,5um cu set de holdere , corespunzatoare cu coloane si 2 seturi de precoloane. Pore Size: 80Å Surface Area: 160 m2/g Carbon load : 5,5% pH range 1.0-8.0 mode:reversed phase Endcapped: no Clasificare USP: L 7	883975-906 Coloana cromatografica ZORBAX 5 SB-C8 4.6 x 150mm 5um, cu set de holder și precoloane, include: 883975-906 Coloana cromatografica ZORBAX 5 SB-C8 4.6 x 150mm 5um, 820950-915 ZORBAX StableBond C8, 4,6 x 12,5 mm, 5 μm, 820999-901 Suport p/u coloana ZORBAX Guard Fittings. Coloana cromatografica ZORBAX 5SB-C8 4.6 x 150mm,5um cu set de holdere , corespunzatoare cu coloane si 2 seturi de precoloane. Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g Carbon load : 5,5% pH range 1.0-8.0 mode:reversed phase Endcapped: no Clasificare USP: L 7	
263. Coloană cromatografică ZORBAX SB-C18, 80Å, 3,0 x 150 mm 3.5 μm, cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane.	863954-306 820950-915 820999-901	SUA	Agilent	Coloană cromatografică ZORBAX SB-C18, 80Å, 3,0 x 150 mm 3.5 μm, cu set de protecție corespunzătoare cu coloanal si seturi de precoloane. Pore Size: 80Å	863954-306 Coloană cromatografică ZORBAX SB-C18, 80Å, 3,0 x 150 mm 3.5 μm, cu set de holder și precoloane. include: 863954-306 Coloană cromatografică ZORBAX SB-C18, 80Å, 3,0 x 150 mm 3.5 μm	

<p>Producator:Agilent</p>				<p>Carbon load : 1% pH range 1,0-8,0 mode:reversed phase Endcapped: no Clasificare USP: L1</p>	<p>820950-915 ZORBAX StableBond C8, 4,6 x 12,5 mm, 5 µm 820999-901 Suport p/u coloana ZORBAX Guard Fittings</p> <p>Coloană cromatografică ZORBAX SB-C18, 80Å, 3,0 x 150 mm 3.5 µm, cu set de protecție corespunzătoare cu coloanal si seturi de precoloane. Pore Size: 80Å Carbon load : 5.5% pH range 1,0-8,0 mode:reversed phase Endcapped: no Clasificare USP: L7</p>	
<p>264. Coloană cromatografică ZORBAX SB-Phenyl, 80Å, 1.8 µm, 4.6 x 50 mm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Producator:Agilent</p>	<p>827975-912 5067-1602</p>	<p>SUA</p>	<p>Agilent</p>	<p>Coloană cromatografică ZORBAX SB-Phenyl, 80Å, 1.8 µm, 4.6 x 50 mm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Pore Size: 80Å Carbon load :5,5% pH range 1.0-8.0 mode:reversed phase Endcapped: no Clasificare USP: L 11</p>	<p>827975-912 Coloană cromatografică ZORBAX SB-Phenyl, 80Å, 1.8 µm, 4.6 x 50 mm, cu set de protecție și precoloane. include: 827975-912 Coloană cromatografică ZORBAX SB-Phenyl, 80Å, 1.8 µm, 4.6 x 50 mm 5067-1602 Ansamblu filtru în linie InfinityLab 4.6 x 0.5</p> <p>Coloană cromatografică ZORBAX SB-Phenyl, 80Å, 1.8 µm, 4.6 x 50 mm, cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane/prefiltre (Ansamblu filtru în linie InfinityLab 4.6 x 0.5). Pore Size: 80Å Carbon load :5,5% pH range 1.0-8.0 mode:reversed phase Endcapped: no Clasificare USP: L 11</p>	
<p>268. Coloana cromatografica Hi-Plex Ca, 7.7 x 300 mm, 8 µm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane.</p>	<p>PL1170-6810 PL1670-0810 PL1310-0016</p>	<p>SUA</p>	<p>Agilent</p>	<p>Coloana cromatografica Hi-Plex Ca, 7.7 x 300 mm, 8 µm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. pH range:7,0 temp maxim:90 C</p>	<p>PL1170-6810 Coloana cromatografica Hi-Plex Ca, 7.7 x 300 mm, 8 µm, cu set de protecție și precoloane, include: PL1170-6810 Coloana cromatografica Hi-Plex Ca, 7.7 x 300 mm, 8 µm; PL1670-0810 Căruș Guard Hi-Plex Ca, 3,0 x 5,0 mm, 8</p>	

Producator:Agilent				mode:Calcium(Ca) Endcapped: no Clasificare USP: L19	µm/2PK; PL1310-0016 Suport Guard p/u cartușe de 3,0 x 5 mm. Coloana cromatografica Hi-Plex Ca, 7.7 x 300 mm, 8 µm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. pH range:7,0 temp maxim:90 C mode:Calcium(Ca) Endcapped: no Clasificare USP: L19
269. Coloană cromatografică ZORBAX Original NH2, 4.6 x 150 mm, 5 µm tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzătoare cu coloanal Producator: Agilent	883952-708 820950-908 820999-901	SUA	Agilent	Coloană ZORBAX Original NH2 tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5,0 µm,cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 5 µm, spherical Pore Size: 70 Å Carbon Load: 4% End-Cap: yes Surface Area: 220 m ² /g pH Range: 2 to 7 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L8	883952-708 Coloană ZORBAX Original NH2, 4,6 x 150 mm, 5 µm, cu set de holder și precoloane, <u>include:</u> 883952-708 Coloană ZORBAX Original NH2, 4,6 x 150 mm, 5 µm, 400 bar; 820950-908 Precoloană ZORBAX Original NH2, 4,6 x 12,5 mm, 5 µm, 400 bar/4PK 820999-901 Suport p/u coloana ZORBAX Guard Fittings. Coloană ZORBAX Original NH2 tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5,0 µm,cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 5 µm, spherical Pore Size: 70 Å Carbon Load: 4% End-Cap: yes Surface Area: 300 m ² /g pH Range: 2 to 7 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L8
270. Coloană cromatografică ZORBAX Original NH2, 4.6 x 150 mm, 5 µm tip cartridge cu	883952-708 820950-908 820999-901	SUA	Agilent	Coloană ZORBAX Original NH2 tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea	883952-708 Coloană ZORBAX Original NH2, 4,6 x 150 mm, 5 µm, cu set de holder și precoloane,

set de holdere și precoloane corespunzătoare cu coloana Producator: Agilent				<p>particulelor 5,0 μm, cu set de holdere și precoloane corespunzătoare cu coloana .</p> <p>Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 5 μm, spherical Pore Size: 70 Å Carbon Load: 4% End-Cap: yes Surface Area: 220 m²/g pH Range: 2 to 7 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L8</p>	<p>include: 883952-708 Coloană ZORBAX Original NH2, 4,6 x 150 mm, 5 μm, 400 bar; 820950-908 Precoloană ZORBAX Original NH2, 4,6 x 12,5 mm, 5 μm, 400 bar/4PK 820999-901 Suport p/u coloana ZORBAX Guard Fittings.</p> <p>Coloană ZORBAX Original NH2 tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5,0 μm, cu set de holdere și precoloane corespunzătoare cu coloana .</p> <p>Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 5 μm, spherical Pore Size: 70 Å Carbon Load: 4% End-Cap: yes Surface Area: 300 m²/g pH Range: 2 to 7 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L8</p>	
274. Precoloane pentru coloane ZORBAX Eclipse XDB-C18, 5μm (set)	820950-925	SUA	Agilent	Precoloane pentru coloane ZORBAX Eclipse XDB-C18, 5μm (set)	<p>820950-925 Precoloană Eclipse XDB-C18 4.6*12.5 5u Grd Car 4/PK</p> <p>Precoloane pentru coloane ZORBAX Eclipse XDB-C18, 5μm (set). Holderul nu este inclus</p>	
278. Precoloane pentru coloane Inertsil ODS-3V 5μm (set)	5020-19003	Japonia	GL Sciences	Precoloane pentru coloane Inertsil ODS-3V 5μm (set)	<p>5020-19003 Precoloana p/u coloane Inertsil ODS-3V 5μm /2PK.</p> <p>Precoloane ODS-3 pentru coloane Inertsil ODS-3V 5μm (set 2 buc). Holderul nu este inclus.</p>	

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**