

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

**adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1679414812722 din 08.04.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” pentru anul 2023

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 07.04.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

**adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform
necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” pentru anul
2023"

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1679414812722 din 08.04.2023

pentru o durată de 120 (una sută douăzeci) zile, respectiv până la
data de 06.08.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 07.04.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

		Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1679414812722 din 08.04.2023				
		Obiectul achiziției:		Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” pentru anul 2023				
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată	Tija FEMUR , Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0 mm	RETROGRADE FEMORAL NAIL REF x-07-101-280- x-07-101-380, x-07-102-280- x-07-102-380,	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta stînga/dreapta • Ofertantul va prezenta variantă electronică sau pe suport hîrte a tehnici de aplicare a țije centromedulare. • Tija să fie canulată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter și implantarea fără așteaj. • Să poată fi introdusă anterograd variată standard (să permită zăvorire cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) • Varianta retrograda stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; • Material de confecționare titan Nestel® - fara termen de valabilitate • În partea proximală să prezinte 2 gîuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; • Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa țije centromedulare; • Să prezinte șurub de compresune; • Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; • Să prezinte gîuri distale la cel mult 5 mm de virful țije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; • Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; • Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; • Instrumentarul să fie de același producător cu țijele; • Instrumentarul cît și țijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; • Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj în alt pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; • Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. • Instrumentarul să conțină tub de telefon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezaj cu cel de introducere a țije; • Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii țijă-cadru; • Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 5,0 mm; • Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); • Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; • Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare • Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare • Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogeale producătorilor.	• Catalogul producătorului (MEDGAL catalogue)- pag. 84 Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm. Varianta electronică a tehnici de aplicare a țije centromedulare este. • Tija este canulată cu design, care permite introducerea prin virful marelui trohanter și implantarea fără așteaj; • Poate fi introdusă anterograd variată standard (zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) • Varianta retrograda stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; • Material de confecționare titan Nestel® - fara termen de valabilitate • În partea proximală - 2 gîuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; • Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 130° - 135° față de axa țije centromedulare; • prezintă șurub de compresune; • obturator standard; • găurile distale sunt la cel mult 5 mm de virful țije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; • Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și prezintă o gaură ovală de dinamizare; • Fixatoarele se livrează cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; • Instrumentarul este de același producător cu țijele; • Instrumentarul cît și țijele și șuruburile au marcajul producătorului; • Instrumentarul conține elemente de ochire cu reglaj în alt pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; • Instrumentarul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. • Instrumentarul conține elemente care să permită identificarea joncțiunii țijă-cadru; • Zăvorirea proximală se realizează cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; • Toate șuruburile de blocaj sunt cu vîrf tăietor (self tapping); • Ofertantul acceptă schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului • Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare • Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare • Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogeale producătorilor.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000460771 DM000460772 DM000460773 DM000460774 DM000460775 DM000460776 DM000460777 DM000460778 DM000460779 DM000460780 DM000460781 DM000460794 DM000460792 DM000460793 DM000460797 DM000460798 DM000460796 DM000460788 DM000460795 DM000460789 DM000460791 DM000460790
5	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată	Surub 6,5 mm zavorire distala titan	Self tapping locking screws ø 6,5 mm REF x-01-85-60- x-01-85-76 / Locking set REF x-01-66-50- x-01-66-90	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	L 60,0-75,0 mm • Ofertantul va prezenta variantă electronică sau pe suport hîrte a tehnici de aplicare a țije centromedulare. • Material de confecționare titan Nestel® - fara termen de valabilitate • Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; • Instrumentarul să fie de același producător cu țijele; • Instrumentarul cît și țijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; • Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; • Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare • Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare • Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogeale producătorilor.	• Catalogul producătorului (MEDGAL catalogue)- pag. 84, 97 L 60,0-75,0 mm • Varianta electronică a tehnici de aplicare a țije centromedulare este. • Material de confecționare titan Nestel® - fara termen de valabilitate • Fixatoarele se livrează cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; • Instrumentarul este de același producător cu țijele; • Instrumentarul cît și țijele și șuruburile au marcajul producătorului; • Ofertantul acceptă schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului • Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare • Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare • Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogeale producătorilor.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM:DM000460805; DM000460806; DM000460807; DM000460808; DM000460809; DM000460810; DM000460811 DM000460812 DM000460813; DM000460814; DM000460815; DM000460816; DM000460817; DM000460818

5	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată	Surub 5,0 mm zavorire proximala titan	Self tapping locking screws ø 4,5 mm REF x-01-86-40 - x-01-86-50	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	- 40,0-50,0 mm - Oferantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnici de aplicare a tije centromedulare. - Material de confecționare titan Nestler - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. - Instrumentariu să fie de același producător cu tijele. - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului. - Oferantul se obligă să accepte schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	- Catalogul producătorului (MEDGAL catalogue)- pag. 84, 90 - Surub 4,5 mm zavorire proximala titan L 40,0-50,0 mm - Varianta electronica a tehnici de aplicare a tije centromedulare este. - Material de confecționare titan Nestler - fara termen de valabilitate - Fixatoarele se livreaza cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă. - Instrumentariu este de același producător cu tijele. - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului. - Oferantul accepta schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM:DM000460 829; DM000460830; DM000460826; DM000460827; DM000460828; DM000460831
6	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tija FEMUR , Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0 mm	NeoGen Femoral Nails JGD II REF 33101236 - 33101242, 33102236 - 33102242 33101136 - 33101142 33102136-33102142	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., LTD	- Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta stînga/dreapta - Oferantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnici de aplicare a tije centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter și implantarea fără aleezi. - Să poată fi introdusă anterograd/variantă standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd/varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) - Varianta anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nestler - fara termen de valabilitate - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tije centromedulare; - Să prezinte șurub de compresie; - Să prezinte obținătoare de dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. - Instrumentariu să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariu să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin alți pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariu să conțină alcăzătoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariu să conțină tub de teflon/sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijeilor; - Instrumentariu să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tije-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping). - Oferantul se obligă să accepte schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	- Catalogul producătorului (KH trauma catalogue)- pag. 159 - Diametrul 9,5- 10,0 mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta stînga/dreapta - varianta electronica a tehnici de aplicare a tije centromedulare a atassata. - Tija este canulată cu design, care permite introducerea prin virful marelui trohanter și implantarea fără aleezi; - Poate fi introdusă anterograd/variantă standard (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), poate fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,3 mm în colul femural) și poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiționat cu șuruburi de zăvorire de diametru 6,3 mm) (pag 160); - Varianta anatomică stînga/dreapta cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nestler - fara termen de valabilitate - În partea proximală prezintă 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție sunt la un unghi de 130° - 135° față de axa tije centromedulare; - obținătoare de 4 dimensiuni cu increment de 5 mm (pag 160); - Găuri distale la cel mult 5 mm de virful tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeaza în 2 planuri perpendiculare și prezintă o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele vor fi livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar vor avea poziții bine definite în trusă; - Instrumentariu este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariu conține elemente de ochire distală cu reglaj fin alți pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariu conține alcăzătoare cu diametru de la 8 la 12 mm și pasul de 5mm. - Instrumentariu conține tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijeilor; - Instrumentariu conține elemente care să permită identificarea joncțiunii tije-cadru; - Zăvorirea se realizeaza cu șuruburi de zăvorire de diametru 5,0 mm (pag 160); - Toate șuruburile de blocaj sunt cu vîrf tăietor (self tapping). - Oferantul va accepta schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	ISO, CE In proces de înregistrare. Dosar depus la AMDM pe 03.04.2023, confirmarea atasata

6	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala titan, lungimea 80-105 mm	NeoGen Reconstruction Locking Screws JSDVII REF 33113080 - 33113093	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co, LTD	- L 80,0-105,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Material de confecționare titan Nestel® - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentarul cli și tije și gunburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin alți pentru gurile din plan orizontal cli și pentru cele din plan sagital; - Instrumentarul să conțină alcatitoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de lefonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tije; - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii țijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	- Catalogul producătorului (RH trauma catalogue)- pag. 160 - Surub reconstructiv 6,3 mm zavorire proximala titan Nestel® - fara termen de valabilitate - L 80,0-105,0 mm - Fixatoarele vor fi livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar vor avea poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tije; - Instrumentarul cli și tije și gunburile au marcajul producătorului; - Instrumentarul conține elemente de ochire distală cu reglaj fin alți pentru gurile din plan orizontal cli și pentru cele din plan sagital; - Instrumentarul conține alcatitoare cu diametru de la 8 la 12 mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul conține tub de lefon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tije; - Ofertantul va accepta schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE In proces de inregistrare. Dosar depus la AMDM pe 03.04.2023, confirmarea atasata
6	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Surub diametru 5 mm pentru zavorire proximala titan, lungimea 60-75 mm	NeoGen Locking Screws JSD VII REF 33112060 - 33112075	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co, LTD	- L 60,0-75,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Material de confecționare titan Nestel® - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentarul cli și tije și gunburile să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	- Catalogul producătorului (RH trauma catalogue)- pag. 160 - L 60,0-75,0 mm - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Material de confecționare titan Nestel® - fara termen de valabilitate - Fixatoarele vor fi livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar vor avea poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tije; - Instrumentarul cli și tije și gunburile au marcajul producătorului; - Ofertantul accepta schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE In proces de inregistrare. Dosar depus la AMDM pe 03.04.2023, confirmarea atasata

6	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Surub diametru 4,5-5,0 mm pentru zavorire distala titan, lungimea 40-50 mm	NeoGen Locking Screws JSD VII REF 33111040 - 33111050	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., LTD	- 40,0-50,0 mm - Oferantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Material de confecționare titan Nesteler - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. - Instrumentariu să fie de același producător cu tijele. - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului. - Oferantul se obligă să accepte schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	- Catalogul producătorului (POT trauma catalogue)- pag. 160 - Surub- diametru 4.5 L 40,0-50,0 mm - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Material de confecționare titan Nesteler - fara termen de valabilitate - Fixatoarele vor fi livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă. - Instrumentariu este de același producător cu tijele. - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului. - Oferantul accepta schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE In proces de inregistrare. Dosar depus la AMDM pe 03.04.2023, confirmarea atasata
7	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN	PFN 130 grade titan, varianta stinga/dreapta, diametru 10-11 mm, lungimea 240-380 mm	DOUBLE PROXIMAL FEMORAL NAIL 130° - SHORT REF x-10-02-240- x-10-08-280 DOUBLE PROXIMAL FEMORAL NAIL 130° - LONG LEFT/RIGHT REF x-10-02-300- x-10-05-380, x-10-17-300- x-10-20-380	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	- Diametrul 10,0-11,0mm. Lungimea 240mm-380mm. Varianta stinga/dreapta - Oferantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj. - Variantă anatomică stinga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorare și către micul trohanter. - Material de confecționare titan Nesteler - fara termen de valabilitate - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° față de axa tije centromedulare. - Să prezinte șurub de compresie. - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vîrf tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal. - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. - Instrumentariu să fie de același producător cu tijele. - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului. - Instrumentariu să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital. - Instrumentariu să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijeilor. - Instrumentariu să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tija-cadru. - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorare de diametru 5,0 mm. - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping). - Oferantul se obligă să accepte schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	- Catalogul producătorului (MEDGAL catalogue)- pag. 77, 78 - Diametrul 10,0-11,0mm. Lungimea 240mm-380mm. Varianta stinga/dreapta - Variant electronica a tehnicii de aplicare a tije centromedulare este. - Tija este canulată cu design, care permite implantarea fără alezaj. - Variantă anatomică stinga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorare și către micul trohanter. - Material de confecționare titan Nesteler - fara termen de valabilitate - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție sunt la un unghi de 130° față de axa tije centromedulare. - Prezintă șurub de compresie. - Prezintă găuri distale la cel mult 5 mm de vîrf tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal. - Fixatoarele se livreaza cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. - Instrumentariu este de același producător cu tijele. - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului. - Instrumentariu conține elemente care să permită identificarea joncțiunii tija-cadru. - Zăvorirea se realizeaza cu șuruburi de zăvorare de diametru 4,5 mm. - Toate șuruburile de blocaj sunt cu vîrf tăietor (self tapping). - Oferantul accepta schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM:DM000460 837; DM000460838; DM000460839; DM000460840; DM000460841;

7	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN	Surub 5.0 mm zavorire distala titan, lungimea 40-65 mm	self tapping locking screws ø 4,5 mm REF x-01-86-40 - x-01-86-66	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	40 - 65 mm Titan Nestler - fara termen de valabilitate Oferantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnici de aplicare a tije centromedulare. Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în truș. Instrumentariu să fie de același producător cu tije; Instrumentariu cît și tije și gunburile să aibă marcajul producătorului; Instrumentariu să conțină elemente de ochire distală cu reglaj în alt pentru gurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; Instrumentariu să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. Instrumentariu să conțină tub de telefon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tije; Instrumentariu să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii țijă-cadru; Oferantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Catalogul producătorului (MEDGAL catalogue) – pag. 77, 78, 95 marimea 40-66 mm variant electronica a tehnici de aplicare a tije centromedulare este. Materiale de confecționare titan Nestler - fara termen de valabilitate Fixatoarele se livrează cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în truș. Instrumentariu este de același producător cu tije; Instrumentariu cît și tije și gunburile are marcajul producătorului; Instrumentariu conține elemente de ochire distală cu reglaj în alt pentru gurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; Instrumentariu conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. Instrumentariu conține elemente care să permită identificarea joncțiunii țijă-cadru; Oferantul accepta schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE Cod inregistrare AMD:DM000460 826; DM000460827; DM000460828; DM000460829; DM000460830; DM000460834; DM000460835; DM000460831; DM000460832; DM000460833; DM000460836
7	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN	Surub canulată 11.0 mm, zavorire proximala titan, marimea 95-110 mm	Lag screw, complete ø11 mm REF x-07-161-95 -x-07-161-110	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	marimea 95-110 mm Oferantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnici de aplicare a tije centromedulare. Materiale de confecționare titan Nestler - fara termen de valabilitate Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în truș. Instrumentariu să fie de același producător cu tije; Instrumentariu cît și tije și gunburile să aibă marcajul producătorului; Instrumentariu să conțină elemente de ochire distală cu reglaj în alt pentru gurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; Instrumentariu să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. Instrumentariu să conțină tub de telefon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tije; Instrumentariu să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii țijă-cadru; Oferantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Catalogul producătorului (MEDGAL catalogue) – pag. 77, 78, 93 marimea 95-110 mm variant electronica a tehnici de aplicare a tije centromedulare este. Materiale de confecționare titan Nestler - fara termen de valabilitate Fixatoarele se livrează cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în truș. Instrumentariu este de același producător cu tije; Instrumentariu cît și tije și gunburile are marcajul producătorului; Instrumentariu conține elemente de ochire distală cu reglaj în alt pentru gurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; Instrumentariu conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. Instrumentariu conține elemente care să permită identificarea joncțiunii țijă-cadru; Oferantul accepta schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE Cod inregistrare AMD:DM000460 884; DM000460885; DM000460886; DM000460887

7	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN	Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan, marimea 90-105 mm	screw ø 6,5 mm cannulated REF X-01-163-90 - X-01-163-105	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	marimea 90-105 mm • Oferantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. • Material de confecționare titan Nestler - fara termen de valabilitate • Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; • Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; • Instrumentarul cît și tijele și gurile să aibă marcajul producătorului; • Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin alți pentru gurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; • Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. • Instrumentarul să conțină tub de lefonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijeilor; • Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; • Oferantul se obligă să accepte schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului • Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare • Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare • Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	- Catalogul producătorului (MEDGAL catalogue) – pag. 77, 78, 94 marimea 90- 105 mm - variant electronica a tehnicii de aplicare a tije centromedulare este. - Material de confecționare titan Nestler - fara termen de valabilitate - Fixatoarele se livreaza cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentarul cît și tijele și gurile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul conține elemente de ochire distală cu reglaj fin alți pentru gurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentarul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul conține elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Oferantul accepta schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM:DM000460888; DM000460889; DM000460890; DM000460892; DM000460891
8	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție	Tija TIBIA, Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm.	NeoGen Tibia Nails, JJD V, REF 33141028 - 33141038, 33142028 - 33142038	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., LTD	Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm. Oferantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără aleazaj ; - Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 45 (grade) perpendiculare între ele cu gurburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Material titan Nestler - fara termen de valabilitate - Să prezinte gura de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală alți în extremitatea proximală cît și în cea distală a tije pentru compactare și dinamizare ; - Să prezinte guri distale la cel mult 5 mm de vârful tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, gurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare) ; - Zăvorirea să se realizeze cu gurburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tije vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele să fie de același producător ; - Instrumentarul, tijele, gurile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru gurile din toate planurile ; - Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă - cadru; - Suruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăiat (self tapping); - Oferantul se obligă să accepte schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	- Catalogul producătorului (KH trauma catalogue)- pag. 161 Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm. - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tije centromedulare este. - Tija este canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care permite implantarea fără aleazaj ; - poate fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 45 (grade) perpendiculare între ele cu gurburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) = NeoGen Tibia Nail - Surgical Technique pag 16 ; - Material titan Nestler - fara termen de valabilitate - obturatoare de 4 dimensiuni cu increment de 5 mm (pag 162); - prezintă o gaură ovală alți în extremitatea proximală cît și în cea distală a tije pentru compactare și dinamizare ; = NeoGen Tibia Nail - Surgical Technique pag 16 - Să prezinte guri distale la cel mult 5 mm de vârful tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, gurile de blocaj sunt filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare) ; = NeoGen Tibia Nail - Surgical Technique pag 16 - Zăvorirea se realizeaza cu gurburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tije vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tijele sunt de același producător ; - Instrumentarul, tijele, gurile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul conține elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru gurile din toate planurile ; - Instrumentarul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul conține elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă - cadru; - Suruburile pentru blocaj sunt cu vîrf tăiat (self tapping); - Oferantul accepta schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE In proces de inregistrare. Dosar depus la AMDM pe 03.04.2023, confirmarea atasata

8	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorâtă Canulată de Reconstrucție	Surub 4,5-5,0 mm, zavorire titan, marimea 30-50 mm	NeoGen Locking Screws JSD VII REF 33111030 - 33111050, 33112030 - 33112050	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co, LTD	marimea 30- 50 mm • Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. • Material titan Nestlé - fara termen de valabilitate • Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (in custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziți bine definite în trusa ; • Instrumentarul și tijele să fie de același producător ; • Instrumentarul, tijele, șuruburile să aibă marcajul producătorului; • Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; • Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. • Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tije – cadru; • Șuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping). • Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului • Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare • Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare • Pentru evaluarea obiectivă a ofertei, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloge producătorilor. marimea 30- 50 mm • Catalogul producătorului (R01 trauma catalogue)- pag. 160 • Suruburi 4.5 mm si 5.0 mm (la alegere) • marimea 30- 50 mm • varianta electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. • Material titan Nestlé - fara termen de valabilitate • Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (in custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziți bine definite în trusa ; • Instrumentarul și tijele sunt de același producător ; • Instrumentarul, tijele, șuruburile au marcajul producătorului; • Instrumentarul conține elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; • Instrumentarul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. • Instrumentarul conține elemente care să permită identificarea joncțiunii tije – cadru; • Șuruburile pentru blocaj sunt cu vîrf tăietor (self tapping). • Ofertantul accepta schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului • Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare • Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare • Pentru evaluarea obiectivă a ofertei, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloge producătorilor.	ISO, CE In proces de inregistrare. Dosar depus la AMDM pe 03.04.2023, confirmarea atasata
---	---	---	--	-------	--	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:				ocds-b3wdp1-MD-1679414812722 din 08.04.2023								
Obiectul achiziției:				Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” pentru anul 2023								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată	Tija FEMUR , Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0 mm	3	Bucată	2 492.00	2 492.00	7 476.00	7 476.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
5	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată	Surub 6,5 mm zavorire distala titan	10	Bucată	874.00	874.00	8 740.00	8 740.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
5	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată	Surub 5,0 mm zavorire proximala titan	8	Bucată	812.00	812.00	6 496.00	6 496.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
Total Lot							22 712.00	22 712.00				
6	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tija FEMUR , Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0 mm	35	Bucată	2 809.00	2 809.00	98 315.00	98 315.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
6	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala titan, lungimea 80-105 mm	20	Bucată	381.00	381.00	7 620.00	7 620.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-

6	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Surub diametru 5 mm pentru zavorire proximală titan, lungimea 60-75 mm	25	Bucată	257.00	257.00	6 425.00	6 425.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
6	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Surub diametru 4,5-5,0 mm pentru zavorire distală titan, lungimea 40-50 mm	70	Bucată	257.00	257.00	17 990.00	17 990.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
Total Lot							130 350.00	130 350.00				
7	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN	PFN 130 grade titan, varianta stînga/dreapta, diametru 10-11 mm, lungimea 240-380 mm	35	Bucată	2 971.00	2 971.00	103 985.00	103 985.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
7	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN	Surub 5.0 mm zavorire distală titan, lungimea 40-65 mm	70	Bucată	93.00	93.00	6 510.00	6 510.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
7	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN	Surub canulat 11.0 mm, zavorire proximală titan, mărimea 95-110 mm	35	Bucată	827.00	827.00	28 945.00	28 945.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
7	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN	Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximală titan, mărimea 90-105 mm	35	Bucată	315.00	315.00	11 025.00	11 025.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
Total Lot							150 465.00	150 465.00				

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

8	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîță Canulată de Reconstrucție	Tija TIBIA, Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm.	35	Bucată	2 508.00	2 508.00	87 780.00	87 780.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
8	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîță Canulată de Reconstrucție	Surub 4,5-5,0 mm, zavorire titan, marimea 30- 50 mm	130	Bucată	257.00	257.00	33 410.00	33 410.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
Total Lot							121 190.00	121 190.00				
TOTAL Oferta							424 717.00	424 717.00				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1679414812722 din 08.04.2023
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termenul de valabilitate, cel puțin 80% din termenul de valabilitate inițial, de la momentul livrării
- Va prezenta mostrele in termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante
- Produsele sunt inregistrate la AMDM conform codului indicat in formularul specificatiilor tehnice, coloana "Standarde de Referinta"

Data completării: 07.04.2023

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator
S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____
(semnătura)

Anexa nr. 1
La Procedurile administrative pentru notificarea
dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE

Către Agenția Medicamentului
și Dispozitivelor Medicale

NOTIFICARE
pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat
al dispozitivelor medicale
nr.01 din 03 aprilie 2023

Solicitantul **Oxivit Med SRL**, cu sediul mun. Chisinau, stradela Studentilor, 6b, tel./fax: +373687781333, e-mail **oxivit.medical@gmail.com**, solicit înregistrarea în Registrul de stat al dispozitivelor medicale a următoarelor categorii și tipuri de dispozitive medicale pentru introducerea și punerea la dispoziție pe piață a:

- 1. Articole pentru fracturi –Tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR, TIBIE, FEMUR Proximal (PFNA)**
- 2. Articole pentru fracturi: suruburi blocate**
- 3. Articole pentru fracturi: placi blocate**

Se anexează următoarele acte:

- a) declarația de conformitate CE emisă de producător;**
- b) certificatul de conformitate CE ;**
- c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul.**

Data 03/04/2023

Semnătura



Tabelul de recepționare a notificării

(se completează de către Agenție în momentul depunerii notificării de către solicitant)

Comentarii cu privire la acceptul/refuzul recepționării notificării, inclusiv motivul refuzului	Accept
Data/nr. de ordine atribuit notificării de către Agenție (în cazul acceptării recepționării)	D26309 din 03.04.23
Numele, prenumele, funcția persoanei responsabile de recepționarea dosarului	Egan Ivan Givingsor
Semnătura persoanei responsabile	



Nr.	Numărul de catalog (referință)*	Denumire generică (denumirea dispozitivului)	Denumire comercială (brand)*	Modelul					Cod GMDN*
				No	Stinga/Dreapta	Diametrul	Lungimea, mm	Materiale	
1	33101232	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	9,5	320mm	titan	56643
2	33101234	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	9,5	340mm	titan	56643
3	33101236	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	9,5	360mm	titan	56643
4	33101238	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	9,5	380mm	titan	56643
5	33101240	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	9,5	400mm	titan	56643
6	33101242	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	9,5	420mm	titan	56643
7	33101244	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	9,5	440mm	titan	56643
8	33102232	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	10	320mm	titan	56643
9	33102234	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	10	340mm	titan	56643
10	33102236	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	10	360mm	titan	56643
11	33102238	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	10	380mm	titan	56643
12	33102240	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	10	400mm	titan	56643
13	33102242	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	10	420mm	titan	56643
14	33102244	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	10	440mm	titan	56643
15	33103232	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	11	320mm	titan	56643
16	33103234	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	11	340mm	titan	56643
17	33103236	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	11	360mm	titan	56643
18	33103238	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	11	380mm	titan	56643
19	33103240	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	11	400mm	titan	56643
20	33103242	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	11	420mm	titan	56643
21	33103244	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	11	440mm	titan	56643
22	33104232	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	12	320mm	titan	56643
23	33104234	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	12	340mm	titan	56643
24	33104236	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	12	360mm	titan	56643
25	33104238	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	12	380mm	titan	56643
26	33104240	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	12	400mm	titan	56643
27	33104242	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	12	420mm	titan	56643
28	33104244	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	stinga	12	440mm	titan	56643
29	33101132	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	9,5	320mm	titan	56643
30	33101134	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	9,5	340mm	titan	56643
31	33101136	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	9,5	360mm	titan	56643
32	33101138	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	9,5	380mm	titan	56643
33	33101140	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	9,5	400mm	titan	56643
34	33101142	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	9,5	420mm	titan	56643
35	33101144	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	9,5	440mm	titan	56643
36	33102132	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	10	320mm	titan	56643
37	33102134	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	10	340mm	titan	56643
38	33102136	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	10	360mm	titan	56643
39	33102138	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	10	380mm	titan	56643
40	33102140	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	10	400mm	titan	56643
41	33102142	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	10	420mm	titan	56643
42	33102144	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	10	440mm	titan	56643
43	33103132	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	11	320mm	titan	56643
44	33103134	Articole pentru fracturi: tija centromedulara zavorita blocata de FEMUR	NeoGen	JGDII	dreapta	11	340mm	titan	56643

[illegible]

97	33111045	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		4,5	45mm	titan	47762
98	33111050	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		4,5	50mm	titan	47762
99	33111055	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		4,5	55mm	titan	47762
100	33111060	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		4,5	60mm	titan	47762
101	33111065	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		4,5	65mm	titan	47762
102	33111070	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		4,5	70mm	titan	47762
103	33111075	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		4,5	75mm	titan	47762
104	33111080	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		4,5	80mm	titan	47762
105	33111085	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		4,5	85mm	titan	47762
106	33111090	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		4,5	90mm	titan	47762
107	33112025	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	26mm	titan	47762
108	33112030	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	30mm	titan	47762
109	33112035	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	35mm	titan	47762
110	33112040	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	40mm	titan	47762
111	33112045	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	45mm	titan	47762
112	33112050	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	50mm	titan	47762
113	33112055	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	55mm	titan	47762
114	33112060	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	60mm	titan	47762
115	33112065	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	65mm	titan	47762
116	33112070	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	70mm	titan	47762
117	33112075	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	75mm	titan	47762
118	33112080	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	80mm	titan	47762
119	33112085	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	85mm	titan	47762
120	33112090	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	90mm	titan	47762
121	33112091	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	95mm	titan	47762
122	33112092	Articole pentru fracturi: surub de blocare	NeoGen	JSDVII		5	100mm	titan	47762
123	33113065	Articole pentru fracturi: Surub reconstructiv	NeoGen	JSDVII		6,3	65mm	titan	47762
124	33113070	Articole pentru fracturi: Surub reconstructiv	NeoGen	JSDVII		6,3	70mm	titan	47762
125	33113075	Articole pentru fracturi: Surub reconstructiv	NeoGen	JSDVII		6,3	75mm	titan	47762
126	33113080	Articole pentru fracturi: Surub reconstructiv	NeoGen	JSDVII		6,3	80mm	titan	47762
127	33113085	Articole pentru fracturi: Surub reconstructiv	NeoGen	JSDVII		6,3	85mm	titan	47762
128	33113090	Articole pentru fracturi: Surub reconstructiv	NeoGen	JSDVII		6,3	90mm	titan	47762
129	33113091	Articole pentru fracturi: Surub reconstructiv	NeoGen	JSDVII		6,3	95mm	titan	47762
130	33113092	Articole pentru fracturi: Surub reconstructiv	NeoGen	JSDVII		6,3	100mm	titan	47762
131	33113093	Articole pentru fracturi: Surub reconstructiv	NeoGen	JSDVII		6,3	105mm	titan	47762
132	33113094	Articole pentru fracturi: Surub reconstructiv	NeoGen	JSDVII		6,3	110mm	titan	47762
133	33113095	Articole pentru fracturi: Surub reconstructiv	NeoGen	JSDVII		6,3	115mm	titan	47762
134	33113096	Articole pentru fracturi: Surub reconstructiv	NeoGen	JSDVII		6,3	120mm	titan	47762
135	33113097	Articole pentru fracturi: Surub reconstructiv	NeoGen	JSDVII		6,3	125mm	titan	47762
136	33110000	Articole pentru fracturi: Obturator	NeoGen	JGM V		11,5		titan	47762
137	33110005	Articole pentru fracturi: Obturator	NeoGen	JGM V		13,+5		titan	47762
138	33110010	Articole pentru fracturi: Obturator	NeoGen	JGM V		13,+10		titan	47762
139	33110015	Articole pentru fracturi: Obturator	NeoGen	JGM V		13,+15		titan	47762
140	33144005	Articole pentru fracturi: Obturator	NeoGen	JGM V		11.5,+5		titan	47762
141	33144010	Articole pentru fracturi: Obturator	NeoGen	JGM V		11.5,+10		titan	47762
142	33144015	Articole pentru fracturi: Obturator	NeoGen	JGM V		11.5,+15		titan	47762