



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail:
office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	B-0293/2025
din	10.09.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

ClinoWipes

Alte denumiri comerciale

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

"SOFRAGRUP" S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Decebal, 32

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

Franklab SAS,, av. des Franes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX,FRANCE

IV. Date de identificare a produsului

1. Categoria de produs biocid

1.1. Grupa principală 1

1.2. Tip de produs 2, 4

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: 21.10.2029.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020 s-a decis ca următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat si utilizat în republica Moldova. Conform prevederilor legislației în vigoare.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director adjunct

Vasile Gustiuc



Anexa 1
la certificatul nr. B-0293/2025 din 10.09.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

ClinoWipes

VI. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului

<i>Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea în produs</i>
Ethanol		64-17-5	44,00000%m/m
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine		2372-82-9	0,12000%m/m
Propane-2-ol		67-63-0	20,00000%m/m

VII. Forma de condiționare

Șervețele

VIII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

Cutie cu 150 șervețele

IX. Domeniul și aria de utilizare

1. Domeniul de utilizare

Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale. Produse alimentare și hrană pentru animale.

2. Aria de aplicare

Dezinfecția suprafețelor și a dispozitivelor medicale în instituțiile medicale și alimentare.

X. Eficacitate

<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bactericidă în condiții de murdărie	NF EN16615(Mai 2015)	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae		2 min
Bactericidă în condiții de murdărie	NF EN 13727(December 2015)	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli	80%	5 min
Bactericidă în condiții de murdărie	NF EN 13697 standard (June 2015)	Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae.	100%	5 min
Bactericidă în condiții de murdărie	EN 14561:2007 Standard	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	100%	5 min
Bacteridă în condiții de murdărie	NF EN1276 (March 2010)	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus	80%	5 min

		occus hirae, Escherichia coli		
Fungicidă în condiții de curățenie	EN14562(September 2026)	Candida albicans, Aspergillu s brasiliensis	100%	5 min
Fungicidă în condiții de murdărie	NF EN1650 (July 2013)	Candida albicans	100%	5 min
Fungicidă în condiții de murdărie	NF EN 13624(november 2013)	Aspergillus brasiliensis	80%	10 min
Levuricidă în condiții de murdărie	NF EN13697 standard (June 2015)	Candida albicans	100%	5 min
Levuricidă în condiții de murdărie	NF EN 16615(Mai 2015)	Candida albicans		2 min
Levuricidă în condiții de murdărie	NF EN 13624 (November 2013)	Candida albicans	80%	5 min
Micobacterici dă în condiții de murdărie	NF EN 14348 (June 2005)	Mycobacterium terrae		10 min
Sporicidă în condiții de curățenie	NF EN 17126 (December 2018)	Bacillus cereus, Bacillus subtilis		15 min
Sporicidă în condiții de murdărie	EN 13704 standard (April 2002)	Clostridium difficile	100%	15 min
Virucidă în condiții de murdărie	NF EN14476+A2(October 2015) standard	Norovirus murin	80%	5 min
Virucidă în condiții de murdărie	NF EN14476+A2 (October 2015)	Adenovirus type 5	80%	10 min
Virucidă în condiții de murdărie	NF EN 14476+A2(July 2019)	Polivirus type 1	80%	10 min
Virucidă în condiții de murdărie	NF EN 14476+A2(October 2015)standard	Rotavirus human	80%	10 min

XI. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
Ștergere		

XII. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	GHS 02, GHS07
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	

XIII. Categoria de utilizatori

Profesionali,

XIV. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

Utilizarea conform instrucțiunilor de utilizare



