

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE  
19.10.2020



CODICE ARTICOLO: **1375**  
ITEM CODE:

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION



**PROVETTA CILINDRICA DA 5ML, NON GRADUATA, SENZA BORDO**

Prodotta in Polistirolo cristallo (PS) perfettamente trasparente

Dispositivo latex free

**5ML CYLINDRICAL TEST TUBE, NOT GRADUATED, WITHOUT RIM**

Manufactured in crystal polystyrene (PS) perfectly transparent

Latex free device

**Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000**

**CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	<b>NON STERILE / NOT STERILE</b>	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	<i>Raw material – Test tube</i>
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +70°C	<i>Temperature range - test tube</i>
Volume (ml)	5,0	<i>Volume (ml)</i>
Dimensioni (mm)	Ø 13 x 75	<i>Dimensions - test tube (mm)</i>
Spessore (mm)	1,0	<i>Thickness (mm)</i>
Peso (gr)	2,75	<i>Weight - test tube (g)</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>

## DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

**Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.**

**Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) > W050301020102** (Provette senza additivi in materiale plastico per analisi)

**Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 1896532/R**

**Classificazione EDMA > 51091001** - Other containers for samples of human origin

*Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain blood and biological liquids to perform laboratory tests.*

**For professional use only.**

**National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W050301020102** (Samples analyses, plastic tubes without additives).

**EDMA Code > 51091001** - Other containers for samples of human origin

## AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

*Do not use after expiry date or if packing is opened*

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

*Do not re-use: Disposable device*

Non variare la destinazione d'uso

*Do not vary the intended purpose of the product*

Prodotto non adatto ai bambini

*Keep out of reach of children*

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

*Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue*

L'uso in centrifuga non deve superare la velocità massima di 3.000 r.p.m. per un massimo di 20 min.

*For a maximum centrifuge speed of 3,000 r.p.m to be kept for 20" max*

## MBALLO / PACKING

Quantità (pz): 4.000  
*Quantity (pcs): 4.000*

Confezione interna (pz): 1.000  
*Internal packing (pcs): 1.000*

QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE  
*MINIMUM SALEABLE QUANTITY*

Misura esterna scatola (cm): 55,5 x 42,5 x 34  
*External box dimensions (cm): 55,5 x 42,5 x 34*

Peso (Kg): 11,85  
*Weight (Kg): 11,85*

Volume (m<sup>3</sup>): 0,087  
*Volume (m<sup>3</sup>): 0,087*

## SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione  
*Manufacturing date*



Data di scadenza  
*Expiry date*



Consultare i documenti accompagnatori  
*Please consult accompanying documents*



Numero di lotto  
*Lot number*



Monouso  
*Disposable*