

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21004317	Data: „16” ianuarie 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Reagenți si consumabile de tip închis pentru anul 2019	Lot: _____	Pagina: 1 din 14

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
2,1	FOSFATAZA ALCALINA	ABX Pentru ALP CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica destinat determinarii activitatii enzimactice a fosfatazei alcaline in ser, plasma; 125 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate IFCC Metoda cu p-nitrofenilfosfat; Liniaritate: 6-1500 U/L; Lungimea de unda: 405/700 nm; Volum proba: 4 µL; Stabilitate reactiv: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 400 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL;	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	



Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2,2	ALT	ABX Pentru ALT CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii ALT in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dl; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dl;	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
2,3	AST	ABX Pentru AST CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii AST in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	



Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2,4	Amilaza	ABX Pentra Amylase CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser, plasma sau urina; 125 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Liniaritate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
2,5	CK NAC	ABX Pentra CK NAC CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii creatin-kinazei in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC imuno-inhibitie; Liniaritate: 8 -1500 U/L; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 8 µL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la expirarea termenului de pe eticheta flaconului deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 125 µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 55 µmol/L.;	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	



Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2,6	GGT	ABX Pentra GGT CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii gamma-glutamilttransferazei in ser, plasma; 250 teste/kit Test enzimatic; Metoda: Szasz modificata; Liniaritate: 4 -1000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
2,7	BILIRUBINA TOTALA	ABX Pentra Bilirubin Total CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei totale in ser, plasma; 130 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Liniaritate: >20 mg/dL; Lungime de unda: 550/660nm; Volum proba: 5µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	



Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2,8	BILIRUBINA DIRECTA	ABX Pentru Bilirubin Direct CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei directe in ser, plasma; 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Liniaritate: <6.78 mg/dL; Lungime de unda: 550/660 nm; Volum proba: 25µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
2,9	ALBUMINA	ABX Pentru Albumin CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea albuminei in ser, plasma (cu heparina) 327 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu brocresol green Liniaritate: 2.9 µmol/L- 1818 µmol/L; Lungime de unda: 600-700nm; Volum proba: 2µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 616 µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 232 µmol/L; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 7 mmol/L	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	



Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2,10	CALCIU	ABX Pentra Calcium AS CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea calciului in ser, plasma, urina; 250 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Arsenazo Liniaritate: 0.16- 20 mg/dL; Lungime de unda: 660-700nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
2,11	COLESTEROL	ABX Pentra Cholesterol CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea colesterolului in ser, plasma; 344 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: enzimatica Liniaritate: 3.48- 580 mg/dL; Lungime de unda: 505/700 nm; Volum proba: 3 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	



Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2,12	CK-MB	ABX Pentru CK-MB RTU	Franta	Horiba Medical	125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC imuno-inhibitie; Liniaritate: 5 -300 U/L; Lungime de unda: 340/700 nm; Volum proba: 8 µL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
2,13	CREATININA	ABX Pentru Creatinine 120 CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea creatininei in ser, plasma si urina 120 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Jaffe Liniaritate: 0.11- 18.1 mg/dL; Lungime de unda: 505/580 nm; Volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	



Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2,14	GLUCOZA PAP	ABX Pentra Glucose PAP CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea glucozei in ser, plasma si urina 295 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: Trinder Liniaritate: 3.96- 430 mg/dL; Lungime de unda: 505/700 nm; Volum proba: 4 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
2,15	LACTATDEHIDROGENAZA- LDH	ABX Pentra LDH IFCC CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii lactatdehidrogenazei in ser, plasma; 125 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: piruvat-lactat; Liniaritate: 10-1800 U/L; Lungime de unda: 340/420nm; Volum proba: 5μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina totala la valori mai mari de: 350μmoli/L, iar cu Hemoglobina– a nu se utiliza probe hemolizate Interferente cu trigliceridele la valori mai mari de: 7 mmoli/L;	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2,18	TRIGLICERIDE	ABX Pentra Triglycerides CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea trigliceridelor in ser, plasma 295 teste/kit Test colorimetric; Metoda: enzimatica Liniaritate: 7- 1470 mg/dL; Lungime de unda: 505/700 nm; Volum proba: 3 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconuluiInterferente cu: Bilirubina la valori mai mari de: 22.48 mg/dL; Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
2,19	PROTEINE TOTALE – TP	ABX Pentra Total Protein 100 CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea proteinelor totale in ser, plasma 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: biuret Liniaritate: 1.56- 160 g/L; Lungime de unda: 550/700 nm; Volum proba: 2μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	



Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2,20	UREE	ABX Pentra Urea CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea ureei in ser, plasma si urina; 220 teste/kit Test colorimetric; Metoda: enzimatica cu GLDH Liniaritate: 300 mg/dL; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 3 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconuluiinterferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 22.19 mg/dL; Bilirubina Directa la valori mai mari de: 23.36 mg/dL; Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L; Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
2,21	MultiCal	ABX Pentra Multical	Franta	Horiba Medical	Ser de calibrare liofilizat pentru calibrarea reactivilor de biochimie. Stabilitate: 1 luna de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C sau la -20°C	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
2,22	N Control	ABX Pentra N Control	Franta	Horiba Medical	Ser de control liofilizat – nivel normal pentru controlul reactivilor de biochimie. Stabilitate: 2 sap tamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2,28	Cupe proba – Blue sample cups	ABX Pentra Sample Cups	Franta	Horiba Medical	Cupe proba albastre, compatibile cu analizorul ABX Pentra 400. Mod de prezentare punga 1000 bucati	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
2,29	CRP	ABX Pentra CRP CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea proteinei C reactive in ser si plasma 200 teste/kit Test: turbidimetric Metoda: imunoturbidimetrica Liniaritate: 1600 mg/L;postdilutie 10 Lungime de unda: 560/700 nm; Volum proba: 4µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 289 µmol/l Bilirubina Directa la valori mai mari de: 321 µmol/ Hemoglobina la valori mai mari de: 4.85g/L; Trigliceridele la valori mai mari de 7mmoli/l	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
2,30	CRP Cal	ABX Pentra CRP Cal	Franta	Horiba Medical	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei CRP . Stabilitate: 3 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
2,31	Immuno I Control low	ABX Pentra Immuno I control L/H	Franta	Horiba Medical	Ser liofilizat de albumina serica bovina pentru controlul metodelor pentru CRP, RF ASLO, nivel normal si patologic Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la la 2-8°C;3 luni la - 20 °C Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2,32	Clean-Chem CP	ABX Pentra Deproteneizer CP	Franta	Horiba Medical	Solutie de spalare (NaOH > 2%) Volum caseta:99ml Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod prezentare: kit format din 4 casete	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
	TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: Iurie Alabuiev În calitate de: Reprezentant vanzari

Ofertantul: I.C.S. "D IAMEDIX IMPEX" S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. 31 august 108/2 1989

