

Аудиопроцессор SONNET 2

Каталог продукции



hearLIFE

SONNET 2

Аудиопроцессор

SONNET 2

SONNET 2 — это новейший аудиопроцессор от компании MED-EL. Благодаря передовой технологии восстановления слуха он обеспечивает оптимальное качество звука. Но это еще не все: SONNET 2 можно также приспособить к потребностям каждого конкретного пользователя. От различных вариантов блоков питания до универсальных вариантов подключения — SONNET 2 создан для вас.



SONNET 2 EAS


В SONNET 2 EAS используется технология электроакустической стимуляции для пользователей с потерей слуха на высоких частотах. В этой модели электрическая стимуляция КИ сочетается с акустическим усилением, что позволяет использовать естественный остаточный слух пользователя. SONNET 2 EAS обладает всеми преимуществами SONNET 2, а также содержит дополнительный акустический блок и заушную часть.



Комплект пользователя SONNET 2

Комплект пользователя SONNET 2 необходим всем новым пользователям. Он содержит все, что нужно для начала использования SONNET 2: от аудиопроцессора в собранном виде до водонепроницаемых чехлов и других аксессуаров. Более того, все это упаковано в стильный рюкзак, в котором можно хранить SONNET 2 или просто использовать рюкзак для повседневного ношения. Можно также заказать Комплект запасных деталей, в который входит ряд деталей SONNET 2 в широкой цветовой гамме. Таким образом, SONNET 2 можно подобрать соответственно стилю пользователя.

Как использовать Комплект пользователя и Комплект запасных деталей



Кроме аудиопроцессора в собранном виде*, все комплекты пользователя содержат следующие аксессуары:

- Кабель передатчика (катушки) типа DL 6,5 см: см. страницу 7
- Комплект FineTuner Echo: см. страницу 14
- Комплект с повседневным футляром: см. страницу 15
- Набор для сушки: см. страницу 16
- Аксессуар WaterWear: см. страницу 27
- Рюкзак MED-EL: см. страницу 16
- Важные документы и инструкции пользователя

В зависимости от варианта батареи комплект пользователя также может содержать следующие компоненты:

Аккумуляторы:

- 3 аккумуляторных батареи (необходимо выбрать вид батареи во время шага 04)
- Адаптер аккумулятора
- Зарядная система
- Чехол для аккумуляторов

Одноразовые батареи:

- Корпус блока элементов питания
- Упаковка цинк-воздушных батарей типа 675

Оба типа батарей:

- Все вышеперечисленное

Комплект запасных деталей следует заказывать отдельно от комплекта пользователя. Комплекты запасных деталей содержат детали аудиопроцессора в разных оттенках, чтобы ваши пациенты могли выразить свою индивидуальность с помощью SONNET 2. Выберите нужные запасные детали во время шага 05.

2 * В аудиопроцессор в собранном виде входит магнит силы 3 или 3S, кабель катушки типа DL 6,5 см, корпус блока одноразовых элементов питания или адаптер аккумулятора (в зависимости от заказа), крышка блока элементов питания, корпус катушки типа DL и крышка катушки типа DL.

Шаг 01

Аудиопроцессор

Выберите вид
аудиопроцессора

01



SONNET 2
Аудиопроцессор КИ



SONNET 2 EAS
Аудиопроцессор EAS

Шаг 02

Имплант

Выберите вид
импланта*

02

Импланты
SYNCHRONY

Другие
импланты

Импланты
SYNCHRONY

Другие
импланты

Шаг 03

Батарея и цвет

Выберите батарею
и цвет

03

Одноразовая батарея

Аккумуляторная батарея

Оба варианта

Одноразовая батарея

Аккумуляторная батарея

Оба варианта

Одноразовая батарея

Аккумуляторная батарея

Оба варианта

Одноразовая батарея

Аккумуляторная батарея

Оба варианта

Антрацит	37581	37582	37583	37599	37600	37601	37725	37726	37727	37743	37744	37745
Бежевый	37593	37594	37595	37611	37612	37613	37737	37738	37739	37755	37756	37757
Черный	37587	37588	37589	37605	37606	37607	37731	37732	37733	37749	37750	37751
Темно-коричневый	37584	37585	37586	37602	37603	37604	37728	37729	37730	37746	37747	37748
Серый	37596	37597	37598	37614	37615	37616	37740	37741	37742	37758	37759	37760
Белый	37590	37591	37592	37608	37609	37610	37734	37735	37736	37752	37753	37754

* В серию имплантов SYNCHRONY входят все импланты компании MED-EL, в названии которых имеется слово SYNCHRONY.

К имплантам, не входящим в серию SYNCHRONY, относятся, например, CONCERTO и SONATA. Полный список имплантов можно найти на странице go.medel.com/faq-implants

Шаг 04

Аккумуляторы

Выберите вид аккумулятора

04

	Одноразовая батарея	Аккумуляторная батарея	Оба варианта: Одноразовая батарея + аккумуляторная батарея
2 аккумуляторные батареи Стандарт 1 аккумуляторная батарея Micro	Перейти к шагу 05	37436	37432
3 аккумуляторные батареи Стандарт	Перейти к шагу 05	37439	37435

Шаг 05

Комплект запасных деталей

Выберите цвет комплекта запасных деталей

05

	Одноразовая батарея 2 крышки микрофона 1 низкая крышка передатчика типа DL 1 крышка стандартного блока элементов питания	Аккумуляторная батарея / Оба варианта батарей (только батареи Стандарт) 2 крышки микрофона 1 низкая крышка передатчика типа DL 1 крышка стандартного блока элементов питания	Аккумуляторная батарея / Оба варианта батарей (батареи Стандарт и Micro) 2 крышки микрофона 1 низкая крышка передатчика типа DL 1 крышка стандартного блока элементов питания 1 крышка блока элементов питания Micro
Антрацит	37408	37408	37420
Голубой	37414	37414	37426
Розовый	37419	37419	37431
Бежевый	37410	37410	37422
Черный	37412	37412	37424
Бордовый	37415	37415	37427
Темно-коричневый	37409	37409	37421
Зеленый	37418	37418	37430
Серый	37413	37413	37425
Оранжевый	37417	37417	37429
Синий	37416	37416	37428
Белый	37411	37411	37423



Основные компоненты SONNET 2

Благодаря гибкой модульной конструкции SONNET 2 легко придать индивидуальный характер с помощью различных деталей. Все перечисленные ниже детали можно при необходимости заказать отдельно.



Блок управления SONNET 2

Для КИ и АВІ в комплект входит заушина (средний размер), крышка микрофона и штырь заушины. При замене этого компонента потребуются повторная настройка аудиопроцессора.

	Антрацит	34917
	Бежевый	34949
	Черный	34933

	Темно-коричневый	34925
	Серый	34957
	Белый	34941



Блок управления SONNET 2 EAS

Для EAS в комплект входит заушина EAS (средний размер), крышка микрофона и штырь заушины. При замене этого компонента потребуются повторная настройка аудиопроцессора.

	Антрацит	34921
	Бежевый	34953
	Черный	34937

	Темно-коричневый	34929
	Серый	34961
	Белый	34945



Крышка микрофона

Сменные крышки 15 оттенков, глянцевые. Рекомендуется менять крышку каждые 3 месяца.

	Антрацит	30719
	Голубой	30870
	Розовый	30869
	Бежевый	30861
	Черный	30859
	Бордовый	30865
	Кремовый	30864
	Светло-серый	30871

	Темно-коричневый	30858
	Зеленый	30868
	Серый	30862
	Оранжевый	30867
	Синий	30866
	Коричневый	30863
	Белый	30860



Заушины КИ

Заушина КИ (средний размер)	30118
Заушина КИ (большой размер)	30422
Штырь заушины	30098

Заушины EAS

Заушина КИ (средний размер)	30720
Заушина КИ (большой размер)	30653
Штырь заушины	30098

Катушка (передатчик) типа DL

Катушка типа DL процессора SONNET 2 обладает рядом особенностей, которые обеспечивают надежный слух. Катушка типа DL имеет световой индикатор проверки соединения, возможность фиксации подключенного кабеля, прочные кабели катушки и настраиваемые по силе магниты.



Корпус передатчика (катушки) типа DL

Может использоваться с любой сменной крышкой передатчика типа DL и магнитом передатчика типа DL.

Серый	31305
-------	-------



Кабель передатчика (катушки) типа DL

Служит для подключения передатчика типа DL к SONNET 2. Выпускается в 3 вариантах длины и 4 вариантах цвета.

	6,5 см (2,6 дюйма)	9 см (3,5 дюйма)	28 см (11 дюймов)
Бежевый	32544	32545	31582
Черный	32540	32541	31580
Серый	32546	32547	31583
Белый	32542	32543	31581



Магнит передатчика типа DL SYNCHRONY

Только для имплантов SYNCHRONY*

▲	Магнит передатчика типа DL силой 1S — слабый	31367
▲▲	Магнит передатчика типа DL силой 2S — средний	31368
▲▲▲	Магнит передатчика типа DL силой 3S — сильный	31369
▲▲▲▲	Магнит передатчика типа DL силой 4S — очень сильный**	31370
▲▲▲▲▲	Магнит передатчика типа DL силой 5S — максимально сильный**	31371

** Использовать только с высокой крышкой



Магнит передатчика типа DL

Для всех прочих имплантов*

●	Магнит передатчика типа DL силой 1 — слабый	31362
●●	Магнит передатчика типа DL силой 2 — средний	31363
●●●	Магнит передатчика типа DL силой 3 — сильный	31364
●●●●	Магнит передатчика типа DL силой 4 — очень сильный**	31365
●●●●●	Магнит передатчика типа DL силой 5 — максимально сильный**	31366



Низкая крышка

Для использования со слабыми, средними или сильными магнитами передатчика типа DL.

Антрацит	31159	Темно-коричневый	31160
Голубой	32979	Зеленый	32982
Розовый	32980	Серый	31164
Бежевый	31163	Оранжевый	32981
Черный	31161	Синий	32978
Бордовый	32977	Белый	31162



Высокая крышка

Для использования с очень сильными или максимально сильными магнитами передатчика типа DL.

Антрацит	31165	Темно-коричневый	31166
Бежевый	31169	Серый	31170
Черный	31167	Белый	31168

* В серию имплантов SYNCHRONY входят все импланты компании MED-EL, в названии которых есть слово SYNCHRONY. К имплантам, не входящим в серию SYNCHRONY, относятся, например, CONCERTO и SONATA. Полный список имплантов можно найти на странице go.medel.com/faq-implants

Декоративные крышки для передатчика типа DL

Благодаря своему дизайну SONNET 2 всегда будет отвечать вашему стилю. Можно подобрать декоративную крышку передатчика типа DL под цвет волос, если вы хотите, чтобы аудиопроцессор был как можно менее заметен. Или, наоборот, при помощи крышек с узорами, рисунками и анималистичными принтами можно превратить свой SONNET в модный аксессуар.



Выбор капитана

Низкая крышка	35213
Высокая крышка	35237



Супергерой

Низкая крышка	35211
Высокая крышка	35236



Зеленый монстр

Низкая крышка	35115
Высокая крышка	35233



Принцесса

Низкая крышка	35210
Высокая крышка	35235



Котенок

Низкая крышка	35116
Высокая крышка	35234



Витраж

Низкая крышка	35217
Высокая крышка	35241



Мелодия

Низкая крышка	35216
Высокая крышка	35240



Коралл

Низкая крышка	35218
Высокая крышка	35242



Леопард

Низкая крышка	35214
Высокая крышка	35238



Зебра

Низкая крышка	35215
Высокая крышка	35239



Оникс

Низкая крышка	35220
Высокая крышка	35244



Восточный цветок

Низкая крышка	35223
Высокая крышка	35247



Шотландка

Низкая крышка	35221
Высокая крышка	35245



Акварель

Низкая крышка	35222
Высокая крышка	35246



Дерево

Низкая крышка	35219
Высокая крышка	35243



Жемчужно-пепельный

Низкая крышка	35224
Высокая крышка	35248



Платиновый блонд

Низкая крышка	35225
Высокая крышка	35249



Блонд

Низкая крышка	35226
Высокая крышка	35250



Соломенный блонд

Низкая крышка	35227
Высокая крышка	35251



Светло-каштановый

Низкая крышка	35228
Высокая крышка	35252



Золотисто-каштановый

Низкая крышка	35229
Высокая крышка	35253



Рыжевато-каштановый

Низкая крышка	35230
Высокая крышка	35254



Шоколад

Низкая крышка	35231
Высокая крышка	35255



Брюнет

Низкая крышка	35232
Высокая крышка	35256



Варианты элементов питания SONNET 2

Выбирайте аккумуляторные батареи, одноразовые батареи или оба варианта сразу! Гибкие варианты элементов питания SONNET 2 дают пользователям возможность выбрать наиболее удобный источник питания для аудиопроцессора.

Для использования обоих видов батарей необходимо иметь адаптер аккумулятора (для аккумуляторных батарей) и корпус блока элементов питания (для одноразовых батарей).

Аккумуляторы



3 аккумуляторные батареи Стандарт

Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 10 часов работы после одного цикла зарядки.

Комплект из 1 батареи
Комплект из 2 батарей
Комплект из 3 батарей

31267
33634
33632



Аккумуляторная батарея Micro

Компактный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 7 часов работы после одного цикла зарядки.

Комплект из 1 батареи
Комплект из 2 батарей
Комплект из 3 батарей

31266
33633
34143



Адаптер аккумулятора

Служит для подключения аккумуляторного блока элементов питания к блоку управления SONNET 2.

32218



Чехол для аккумуляторов

Чехол для переноски аккумуляторов с тремя карманами для заряженных и разрядившихся батарей.

33719



Зарядная система

33643

Зарядное устройство с питанием от USB может одновременно заряжать до 4 аккумуляторов SONNET 2.

Зарядное устройство
Кабель с разъемом USB
Мягкий футляр для переноски

32244
37022
33889



Переходник с USB-портом

37828

Переходник с USB-портом для системы зарядки. В комплект входят адаптеры для США, Великобритании, ЕС и Австралии.

Одноразовые батареи



Корпус блока элементов питания

Для использования с 2 батареями типа 675.

30467



Одноразовые батареи

Упаковка из 6 не содержащих ртути высокомоощных цинк-воздушных батарей типа 675.

09564

Крышка блока элементов питания



Крышка стандартного блока элементов питания

Для использования с аккумуляторной батареей Стандарт; корпус блока элементов питания с одноразовыми батареями. Ее можно использовать с чехлом WaterWear.

	Антрацит	30881		Темно-коричневый	30788
	Голубой	30879		Зеленый	30877
	Розовый	30878		Серый	30792
	Бежевый	30791		Оранжевый	30876
	Черный	30789		Синий	30875
	Бордовый	30874		Коричневый	30872
	Кремовый	30873		Белый	30790
	Светло-серый	30880			



Крышка блока элементов питания Micro

Для использования с аккумуляторной батареей Micro. Ее нельзя использовать с чехлом WaterWear.

	Антрацит	32219		Темно-коричневый	32220
	Голубой	32232		Зеленый	32230
	Розовый	32231		Серый	32224
	Бежевый	32223		Оранжевый	32229
	Черный	32221		Синий	32228
	Бордовый	32227		Коричневый	32225
	Кремовый	32226		Белый	32222
	Светло-серый	32233			

Минибатарейный блок элементов питания для SONNET 2

Минибатарейный блок обеспечивает работу SONNET 2 до 37 часов от одной батарейки типа AAA. Он также может работать до 16 часов от одного аккумулятора DaCapo.



Комплект минибатарейного блока элементов питания SONNET, 50 см

1 кабель минибатарейного блока (50 см)	
1 минибатарейный блок элементов питания (черный)	05880
1 адаптер минибатарейного блока	32290
1 батарея AAA	08083
1 набор аксессуаров минибатарейного блока	32579

Антрацит	
Комплект	33372
Кабель	32291
Бежевый	
Комплект	33377
Кабель	32295
Черный	
Комплект	33375
Кабель	32293

Темно-коричневый	
Комплект	33374
Кабель	32292
Серый	
Комплект	33378
Кабель	32296
Белый	
Комплект	33376
Кабель	32294

Комплект минибатарейного блока элементов питания SONNET, 75 см

1 кабель минибатарейного блока (75 см)	
1 минибатарейный блок элементов питания (черный)	05880
1 адаптер минибатарейного блока	32290
1 батарея AAA	08083
1 набор аксессуаров минибатарейного блока	32579

Антрацит	
Комплект	33379
Кабель	32297
Бежевый	
Комплект	33383
Кабель	32301
Черный	
Комплект	33381
Кабель	32299

Темно-коричневый	
Комплект	33380
Кабель	32298
Серый	
Комплект	33384
Кабель	32302
Белый	
Комплект	33382
Кабель	32300

FineTuner Echo

FineTuner Echo упрощает изменение настроек SONNET 2. FineTuner Echo с интуитивно понятным экраном и функцией проверки встроенного микрофона — это пульт дистанционного управления, созданный с заботой о пользователях.

Комплект FineTuner Echo

Включает в себя один FineTuner Echo с батареей, а также Комплект аксессуаров для FineTuner.

37572



FineTuner Echo

37342

Батарея CR2032
Крышка батареи
Структурирующее кольцо

05745
05904
05907

Комплект аксессуаров для FineTuner

37343

1 шнур
1 пленка для дисплея
1 салфетка из микрофибры

08248
36232
35915



Повседневные комплекты с футляром

Повседневный футляр идеально подходит для транспортировки и хранения SONNET 2. Каждый комплект также содержит запасную заушину и инструменты для очистки аудиопроцессора.

Повседневные комплекты с футляром

1 повседневный футляр, размер М	34706
1 щеточка	05097
1 комбинированный инструмент для работы с аудиопроцессором	07486
1 заушина для КИ или	30422
1 заушина для EAS	30653
1 штырь заушины	30098
1 упаковка цинк-воздушных батарей	09564

	Для КИ	Для EAS
С одноразовыми батареями	37568	37569
Без одноразовых батарей	37570	37571





Аксессуары SONNET 2

Эти удобные аксессуары идеально подходят для ежедневного использования SONNET 2.



Универсальный рюкзак

Высококачественный рюкзак для переноски аксессуаров и других предметов.

35280



Устройство для сушки с УФ

Ежедневное просушивание помогает поддерживать SONNET 2 в оптимальном рабочем состоянии, а УФ-лучи обеззараживают аудиопроцессор. В каждое устройство для сушки помещается два процессора SONNET 2. Питание через входящий в комплект адаптер переменного тока.

36722

Дорожный футляр для аудиопроцессора

Удобный футляр на молнии для переноски аудиопроцессора и аксессуаров.

33722

Повседневный футляр, размер М

34706

Повседневный футляр, размер S

34705



AudioLink

AudioLink — это универсальное устройство для подключения SONNET 2 к телефону, планшету, телевизору и многим другим мультимедийным устройствам.

Комплект*

37218

1 основной блок AudioLink	37028
1 базовая станция	37034
1 инструмент для открывания	36795
1 комплект кабелей	37824
1 комплект аксессуаров	37825

*с батарейным блоком.



Комплект запасных батарей для AudioLink

38058

1 батарейный блок	37857
1 инструмент для открывания	36795



Комплект аксессуаров для AudioLink

37825

1 клипса	34307
1 шнур	08248



Комплект кабелей для AudioLink

37824

1 кабель с разъемом микро-USB	37022
1 кабель RCA	35512
1 аудиокабель	36228
1 адаптер аудиокабеля	36792





Шейные петли

Шейные петли с функцией Bluetooth позволяют просто и удобно направлять поток аудиоданных по беспроводной связи на SONNET 2. Можно связаться со своим телефоном по Bluetooth или подключить любимые портативные устройства.



Шейная петля Artone 3 MAX

Встроенная технология Bluetooth и двойной микрофон позволяют совершать телефонные звонки и слушать музыку без использования рук.

31776



Geemarc iLoop + шейная петля

Можно подключить к любому стандартному аудиоразъему для наушников диаметром 3,5 мм.

08320



Кабели прямого аудиовхода

Подключайте SONNET 2 к аудиоустройствам, таким как телефон, аудиоплеер или планшет. Разъем 3,5 мм на одном конце кабеля подходит к любому стандартному порту для наушников. 3-штырьковый разъем на другом конце подключается к FM-крышке блока элементов питания SONNET 2.



FM-крышка блока элементов питания

Позволяет подключать FM-системы с 3-штырьковым разъемом или кабели прямого аудиовхода.

Антрацит	30492
Бежевый	30836
Черный	30834

Темно-коричневый	30833
Серый	30837
Белый	30835



Смешанный источник, односторонний

Обеспечивает смешение звука, поступающего от аудиоустройства и от микрофонов SONNET 2, в соотношении 50/50, в зависимости от настроек. Для использования с одним аудиопроцессором.

04438



Смешанный источник, билатеральный

Обеспечивает смешение звука, поступающего от аудиоустройства и от микрофонов SONNET 2, в соотношении 50/50, в зависимости от настроек. Для использования с двумя аудиопроцессорами.

04440



Внешний источник, односторонний

Обеспечивает смешение звука в соотношении 90/10 (больше звука от аудиоустройства), в зависимости от настроек. Для использования с одним аудиопроцессором.

04439



Внешний источник, билатеральный

Обеспечивает смешение звука в соотношении 90/10 (больше звука от аудиоустройства), в зависимости от настроек. Для использования с двумя аудиопроцессорами.

04441



Варианты ношения

ActiveWear для SONNET 2

ActiveWear — наименьший по размеру вариант ношения аудиопроцессора из имеющихся в продаже и оптимальный выбор для маленьких детей и активных взрослых. При этом варианте ношения блок элементов питания можно закрепить на одежде, оставив на ухе лишь легкий блок управления. Благодаря ActiveWear детям проще носить SONNET 2 весь день, а у взрослых появляется более надежный вариант крепления для занятий спортом.



Комплект SONNET 2 ActiveWear, 27 см

1 кабель ActiveWear (27 см)	
1 декоративная крышка — Мелодия	35216
1 декоративная крышка — Оникс	35220
1 крепление	35040
1 силиконовое кольцо (Huggy)	02547
1 заушина для активной деятельности	05751

Антрацит	
Комплект	35124
Кабель	34594
Бежевый	
Комплект	35128
Кабель	34598
Черный	
Комплект	35126
Кабель	34596

Темно-коричневый	
Комплект	35125
Кабель	34595
Серый	
Комплект	35129
Кабель	34599
Белый	
Комплект	35127
Кабель	34597

Комплект SONNET 2 ActiveWear, 50 см

1 кабель ActiveWear (50 см)	
1 декоративная крышка — Мелодия	35216
1 декоративная крышка — Оникс	35220
1 клипса для крепления	35040
1 силиконовое кольцо (Huggy)	02547
1 заушина для активной деятельности	05751

Антрацит	
Комплект	35130
Кабель	34600
Бежевый	
Комплект	35134
Кабель	34604
Черный	
Комплект	35132
Кабель	34602

Темно-коричневый	
Комплект	35131
Кабель	34601
Серый	
Комплект	35135
Кабель	34605
Белый	
Комплект	35133
Кабель	34603



BabyWear для SONNET 2

BabyWear — это удобный вариант ношения для младенцев и маленьких детей, которые еще не готовы носить процессор на ухе. При использовании варианта BabyWear SONNET 2 не надевается на ухо, а крепится к одежде маленького ребенка. Дети постарше и взрослые также могут использовать BabyWear при ношении шлема или в другой ситуации, когда аудиопроцессор нельзя носить на ухе.



Комплект SONNET 2 BabyWear для передатчика типа DL

1 кабель для передатчика типа DL (28 см)	35115
1 декоративная крышка — Зеленый монстр	35116
1 декоративная крышка — Котенок	35499
1 комплект крышек заушины	35040
1 клипса для крепления	02547
1 силиконовое кольцо (Huggy)	

Бежевый Комплект	35122
Черный Комплект	35120

Серый Комплект	35123
Белый Комплект	35121

Дополнительная фиксация

Эти простые в обращении аксессуары обеспечивают надежное крепление SONNET 2. Они оптимально подходят для маленьких детей или для надежной фиксации аудиопроцессора во время занятий спортом.



Повязка на голову для заушного устройства

	S (43-47 см)	M (48-51 см)
 Розовый	33847	33848
 Синий	33839	33846



Крепление Мелли

Ремешок, прикрепленный к аудиопроцессору, который можно зафиксировать на одежде.

02295



Заушина для активной деятельности

Надевается на SONNET 2 для дополнительной фиксации под ухом.

05751



Силиконовое кольцо (Huggy)

Бережная фиксация вокруг уха для закрепления аудиопроцессора.

02547



GripWear

Клейкая прокладка, которая крепится на нижнюю поверхность передатчика типа DL для лучшей фиксации. В упаковке 12 прокладок.

33686





Чехол WaterWear для SONNET 2

WaterWear — полностью водонепроницаемый чехол для SONNET 2, который можно использовать в пресной, соленой и хлорированной воде. Каждая упаковка содержит 3 чехла многоразового использования и клейкие полосы; этого хватит на несколько походов в бассейн или на пляж.

С аксессуаром WaterWear можно использовать только стандартную крышку блока элементов питания SONNET 2 с аккумуляторными, щелочными или цинк-серебряными батареями.



Чехол WaterWear для SONNET 2

3 чехла многоразового использования и клейкие полосы.

38232

Батареи для WaterWear

Щелочные батареи LR44

32328



Обращайтесь к нам

Где сделать заказ

Чтобы заказать компоненты и аксессуары для SONNET 2, обратитесь к представителю компании MED-EL в вашем регионе.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами — мы всегда рады общению!



medel.com

Офисы MED-EL по всему миру

AMERICAS

Argentina

medel@medel.com.ar

Brazil

office@br.medel.com

Canada

officecanada@medel.com

Colombia

office-colombia@medel.com

Mexico

office-mexico@medel.com

United States

implants@medelus.com

ASIA PACIFIC

Australia

office@medel.com.au

China

office@medel.net.cn

Hong Kong

office@hk.medel.com

India

implants@medel.in

Indonesia

office@id.medel.com

Japan

office-japan@medel.com

Malaysia

office@my.medel.com

Philippines

office@ph.medel.com

Singapore

office@sg.medel.com

South Korea

office@kr.medel.com

Thailand

office@th.medel.com

Vietnam

office@vn.medel.com

EMEA

Austria

office@at.medel.com

Belgium

office@be.medel.com

Denmark

nordic@medel.com

Finland

office@fi.medel.com

France

office@fr.medel.com

Germany

office@medel.de

Italy

ufficio.italia@medel.com

Netherlands

office@nl.medel.com

Norway

norge@medel.com

Portugal

office@pt.medel.com

South Africa

customerserviceZA@medel.com

Spain

office@es.medel.com

Sweden

nordic@medel.com

Switzerland

office-ch@medel.com

Turkey

medelturkey@medel.com

United Arab Emirates

office@ae.medel.com

United Kingdom

customerservice@medel.co.uk

27926 r1.0