Nuova Aptaca Srl Regione Monforte, 3 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92 E-Mail: <u>info@aptaca.com</u> – Website: www.aptaca.com

CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001:2008 & UNI EN ISO 13485:2004

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE 20.05.2011



CODICE ARTICOLO: 1831

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



BACINELLA RENALE MONOUSO

BACINELLA PRODOTTE IN MATERIALE PLASTICO, ADATTA ALLA PRIMA RACCOLTA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE, PER CONSENTIRE IL LAVAGGIO DEL PAZIENTE COSTRETTO A LETTO E, COMUNQUE, PER OGNI OPERAZIONE CHE RICHIEDA UN CONTENITORE MONOUSO. PRODOTTO CONFORME AL CONTATTO ALIMENTARE IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI.

DISPOSABLE KIDNEY DISH

KIDNEY DISH MANUFACTURED IN PLASTIC MATERIAL, IDEAL FOR THE COLLECTION OF TREATMENT MATERIALS, TO ALLOW THA WASHING OF PATIENTS KEPT IN BED AND, HOWEVER, FOR ANY OPERATION REQUIRING A DISPOSABLE CONTAINER. SUITABLE FOR FOODSTAFF.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES	
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE		Microbiological status
Materiale	POLISTIROLO TERMOFORMATO THERMOFORMED POLYSTYRENE		Raw material
Temperature tollerate	MIN -10℃ MAX +70℃		Temperature range
Colore	BIANCO / WHITE		Colour
Dimensioni (mm)	250 x 135 x h. 35		Dimensions (mm)
Peso (gr.)	12,20		Weight (gr.)
Validità del prodotto	5 Anni / <i>Year</i> s		Shelf life

Nuova Aptaca Srl Regione Monforte, 3 - 14053 Canelli (Asti) Italy Tel. (+39 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella per "USI GENERALI DI LABORATORIO". Prodotto adatto per la prima raccolta di materiale di medicazione

IL PRODOTTO NON È SOGGETTO A MARCATURA CE

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose: "GENERAL LABORATORY USE". Product suitable for the collection of treatment materials. PRODUCT NOT SUBJECT TO CE MARKING.

For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare. Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C Store in dry place, Temperature range: min -10°C ma x +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali. Before use with particular substances, check the resistance / compatibility chart on our catalogue


IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): 1.000 Confezione interna (pz): 1.000 QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE Internal packing (pcs): 1.000 MINIMUM SALEABLE QUANTITY

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione Manufacturing date





Consultare i documenti accompagnatori Please consult accompanying documents



Numero di lotto Lot number

