


FIȘĂ TEHNICĂ

Set chirurgical standard steril

Nr.	Denumire produs	Mărimea	Cantitatea
1	Câmp pentru masă de instrumente cu Zonă reforșată	150 x 190 cm	1 buc
2	Câmp parte laterală	75 x 90 cm	2 buc
3	Câmp pentru Masa Mayo cu reforșare	78 x 145 cm	1 buc
4	Șervețel pentru absorbție	40 x 40 cm	2 buc
5	Câmp parte inferioară (vezi descriere în secțiunea)	200 x 200 cm	1 buc
6	Câmp parte superioară (vezi descriere în secțiunea)	150 x 270 cm	1 buc
7	Bandă de poziționare	10 x 50 cm	1 buc



Cod produs: Model 101-001-S

Material: SMS

Tip sterilizare: Oxid de Etilenă

Specificații: Material neșut medical impermeabil, stratul exterior este permeabil pentru lichide, iar stratul interior este o barieră de protecție medicală împiedicând trecerea lichidelor și a bacteriilor.

Produsul conform: ISO 13485.

Câmp parte inferioară: Bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de > 5 cm. Zonă absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistență la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2. Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide > 50 cm H2O/cm2.

Câmp parte superioară: Bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de > 5 cm. Zonă absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistență la penetrare lichide de min 150 cm de H2O/cm2. Material SMMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 150 cm H2O/cm2.

Mod de ambalare: Produsul este ambalat individual în pungă din polietilenă cu inscripția mărimii și modelul, este steril, de unică folosință și nu poate fi reesterilizat. Își menține sterilitatea atât timp cât pachetul nu este deschis și deteriorat.

Instrucțiuni de depozitare: Depozitarea se realizează în ambalajul original. A se păstra la loc uscat și curat ferit de umiditate, de la temperatura de 0°C la +20°C, a se feri de lumina directă a soarelui, de picături de apă și de vapori de solvenți.

Termen de garanție: 3 ani de la data producerii.